

IMŪNHĒMATOLOĢIJA - testēšanas metožu saraksts

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamī ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
ABOA	11, ME- 228	Asins grupa ar dubultreakcij u: ABO/D,anti- A,anti-B (pamatmeto de)	Eritrocīti un serums vai plazma	Hemaglutinā cijas reakcija	MT: ABO/D asins grupu noteikšana ar dubultreakciju (gelkaršu metode),ar ID karti:DiaClon ABO/DVI- +Reverse Grouping (A,B,Dvi- ,ctl/ A1,B)	Gelkaršu centrifūga	ID karte: DiaClon ABO/Dvi- +Reverse Grouping;;ID- Diluent 2;ID- DiaCell ABO A1,B-0,8% st.eritrocīti,BIO -RAD		Negat.co ntrol ctl BIO-RAD		IH-QC Modulārā sistēma BIO- RAD katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24 .02.2021;22.0 2.2022;22.02. 2023;19.02.20 24; 12.02.2025 Labquality- Somija 29.05.2020;04 .12.2020;18.0 6.2021;25.11. 2021;30.05.20 22;25.11.2022 ;08.06.2023; 17.11.2023;13 .05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	SIG

	Vadības dokuments	VD – 10 Versija:18	1(23)
Saskaņots: Kval. vad. S.Balode	Izstrādāja: Nod.vad. E.Medniece	APSTIPRINU: Lab. vad. A. Krišāne Datums: 07.05.2025	

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
ABOA	9, ME-134	Asins grupa ABO/D	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT: ABO/D noteikšana ar tiešo reakciju-(gelkaršu metode) ar ID karti DiaClon ABD-Confirmation for Patients	Gelkaršu centrifūga	Dia Clon ABD Confirm.for Patients, ID-Diluent 2, BIO-RAD			ME-228, ME-135	IH-QC Modulārā sistēma BIO-RAD katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022; 22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022; 08.06.2023; 17.11.2023; 13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	SIG
ABOA	8, ME-275	Asins grupa jaundzimušajiem ABO/D un DAT	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT: ABO/Rh un DAT noteikšana (gelkaršu metode) ar ID karti: DiaClon AB/Rh for Newborns Dvi+ (A,B,AB,Dvi+,ctl,DAT)	Gelkaršu centrifūga	ID karte Dia Clon AB/Rh for Newborns Dvi+, ID-Diluent 2, BIO-RAD		Negat. control ctl BIO-RAD		IH-QC Modulārā sistēma BIO-RAD katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022; 08.06.2023; 17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	SIG

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	2(23)
--	--------------------------	----------------------	-------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
ABOD	11, ME- 228	Asins grupa ar dubultreakciju: ABO/D,anti-A,anti-B (pamatmetode)	Eritrocīti un serums vai plazma	Hemaglutinācijas reakcija	MT: ABO/D asins grupu noteikšana ar dubultreakciju (gelkaršu metode), ar ID karti: DiaClon ABO/DVI- +Reverse Grouping (A,B,Dvi-,ctl/ A1,B)	Gelkaršu centrifūga /Saxo ID-Reader II	ID karte: DiaClon ABO/Dvi- +Reverse Grouping; ID-Diluent 2; ID-DiaCell ABO A1,B-0,8% st.eritrocīti,BIO-RAD		Negat.co ntrol ctl BIO-RAD		IH-QC Modulārā sistēma BIO-RAD, katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025;03.08.2025	DAU
ABOD	9, ME- 131, 133, 7, ME- 132	Asins grupa ar dubultreakciju: ABO/D,anti-A,anti-B	Eritrocīti un serums vai plazma	Hemaglutinācijas reakcija	Asins grupu ABO noteikšana ar dubultreakciju (plaknes metode). Rh(D) antigēna noteikšana (plaknes metode).		Monoklon.reaģenti: anti-A,anti-B,anti-D; DIAGAST vai Lorne Lab.		Neg control DIAGAST	Gelkaršu netode: ME-228	IH-QC Modulārā sistēma BIO-RAD katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025;03.08.2025	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	3(23)
--	--------------------------	----------------------	-------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
ABOG	11, ME-228	Asins grupa ar dubultreakciju: ABO/D,anti-A,anti-B (pamatmetode)	Eritrocīti un serums vai plazma	Hemaglutinācijas reakcija	MT: ABO/D asins grupu noteikšana ar dubultreakciju (gelkaršu metode),ar ID karti:DiaClon ABO/DVI- +Reverse Grouping (A,B,Dvi-,ctl/ A1,B)	Gelkaršu centrifūga	ID karte: DiaClon ABO/Dvi- +Reverse Grouping;;ID-Diluent 2;ID-DiaCell ABO A1,B-0,8% st.eritrocīti,BIO-RAD		Negat. control ctl BIO-RAD		IH-QC Modulārā sistēma BIO-RAD katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025;03.08.2025	GUL
ABOK	11, ME-228	Asins grupa ar dubultreakciju: ABO/D,anti-A,anti-B (pamatmetode)	Eritrocīti un serums vai plazma	Hemaglutinācijas reakcija	MT: ABO/D asins grupu noteikšana ar dubultreakciju (gelkaršu metode),ar ID karti:DiaClon ABO/DVI- +Reverse Grouping (A,B,Dvi-,ctl/ A1,B)	Gelkaršu centrifūga/Saxo ID-Reader II	ID karte: DiaClon ABO/Dvi- +Reverse Grouping;;ID-Diluent 2;ID-DiaCell ABO A1,B-0,8% st.eritrocīti,BIO-RAD		Negat. control ctl BIO-RAD		IH-QC Modulārā sistēma BIO-RAD katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025;03.08.2025	KUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	4(23)
--	--------------------------	----------------------	-------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
ABOK	9, ME-134	Asins grupa ABO/D	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT: ABO/D noteikšana ar tiešo reakciju-(gelkaršu metode) ar ID karti DiaClon ABD-Confirmation for Patients	Gelkaršu centrifūga /Saxo ID-Reader II	Dia Clon ABD Confirm.for Patients, ID-Diluent 2, BIO-RAD			ME-228, ME-135	IH-QC Modulārā sistēma BIO-RAD katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	KUL
ABOK	8, ME-275	Asins grupa jaundzimušajiem ABO/D un DAT	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT: ABO/Rh un DAT noteikšana (gelkaršu metode) ar ID karti: DiaClon AB/Rh for Newborns Dvi+ (A,B,AB,Dvi+,ctl,DAT)	Gelkaršu centrifūga /Saxo ID-Reader II	ID karte Dia Clon AB/Rh for Newborns Dvi+, ID-Diluent 2, BIO-RAD		Negat. control ctl BIO-RAD		IH-QC Modulārā sistēma BIO-RAD katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	KUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	5(23)
--	--------------------------	----------------------	-------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
ABOK	9, ME-131, 133, 7, ME-132	Asins grupa ar dubultreakciju: ABO/D,anti-A,anti-B	Eritrocīti un serums vai plazma	Hemaglutinācijas reakcija	Asins grupu ABO noteikšana ar dubultreakciju (plaknes metode). Rh(D) antigēna noteikšana (plaknes metode).		Monoklon.reaģenti: anti-A,anti-B,anti-D; DIAGAST vai Lorne Lab.		Neg control DIAGAST	Gelkaršu netode: ME-228	IH-QC Modulārā sistēma BIO-RAD katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	KUL
ABOP	11, ME-228	Asins grupa ar dubultreakciju: ABO/D,anti-A,anti-B (pamatmetode)	Eritrocīti un serums vai plazma	Hemaglutinācijas reakcija	MT: ABO/D asins grupu noteikšana ar dubultreakciju (gelkaršu metode),ar ID karti:DiaClon ABO/DVI- +Reverse Grouping (A,B,Dvi-,ctl/ A1,B)	Gelkaršu centrifūga /Saxo ID-Reader II	ID karte: DiaClon ABO/Dvi- +Reverse Grouping;;ID-Diluent 2;ID-DiaCell ABO A1,B-0,8% st.eritrocīti,BIO-RAD		Negat.control ctl BIO-RAD		IH-QC Modulārā sistēma BIO-RAD katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	PRE

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	6(23)
--	--------------------------	----------------------	-------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
ABOP	9, ME-134	Asins grupa ABO/D	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT: ABO/D noteikšana ar tiešo reakciju-(gelkaršu metode) ar ID karti DiaClon ABD-Confirmation for Patients	Gelkaršu centrifūga /Saxo ID-Reader II	Dia Clon ABD Confirm.for Patients, ID-Diluent 2, BIO-RAD			ME-228, ME-135	IH-QC Modulārā sistēma BIO-RAD katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	PRE
ABOP	8, ME-275	Asins grupa jaundzimušajiem ABO/D un DAT	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT: ABO/Rh un DAT noteikšana (gelkaršu metode) ar ID karti: DiaClon AB/Rh for Newborns Dvi+ (A,B,AB,Dvi+,ctl,DAT)	Gelkaršu centrifūga /Saxo ID-Reader II	ID karte Dia Clon AB/Rh for Newborns Dvi+, ID-Diluent 2, BIO-RAD		Negat. control ctl BIO-RAD		IH-QC Modulārā sistēma BIO-RAD katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	PRE

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	7(23)
--	--------------------------	----------------------	-------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
ABOP	9, ME-131, 133, 7, ME-132	Asins grupa ar dubultreakciju: ABO/D,anti-A,anti-B	Eritrocīti un serums vai plazma	Hemaglutinācijas reakcija	Asins grupu ABO noteikšana ar dubultreakciju (plaknes metode). Rh(D) antigēna noteikšana (plaknes metode).		Monoklon.reaģenti: anti-A,anti-B,anti-D; DIAGAST vai Lorne Lab.		Neg control DIAGAST	Gelkaršu metode: ME-228	IH-QC Modulārā sistēma BIO-RAD katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023; 17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	PRE
ABOS	9, ME-228	Asins grupa ar dubultreakciju: ABO/D,anti-A,anti-B (pamatmetode)	Eritrocīti un serums vai plazma	Hemaglutinācijas reakcija	MT: ABO/D asins grupu noteikšana ar dubultreakciju (gelkaršu metode),ar ID karti:DiaClon ABO/DVI- +Reverse Grouping (A,B,Dvi-,ctl/ A1,B)	Saxo ID-Reader II	ID karte: DiaClon ABO/Dvi- +Reverse Grouping; ID-Diluent 2; ID-DiaCell ABO A1,B-0,8% st.eritrocīti,BIO-RAD		Negat. control ctl,BIO-RAD		IH-QC Modulāra sistēma BIO-RAD katru dienu	RfB- Vācija /SST no 24.02.- 04.03.2024.g. /	R2S
ABOS	7, ME-134	Asins grupa ABO/D	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT: ABO/D noteikšana ar tiešo reakciju-(gelkaršu metode) ar ID karti DiaClon ABD-Confirmation for Patients	Saxo ID-Reader II	Dia Clon ABD Confirm.for Patients, ID-Diluent 2, BIO-RAD			ME-228, ME-135	DiaMed Q.C.System,B IO-RAD,katru darba dienu	RfB- Vācija /SST no 24.02.- 04.03.2024.g. /	R2S

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	8(23)
--	--------------------------	----------------------	-------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
ABOT	11, ME-228	Asins grupa ar dubultreakciju: ABO/D,anti-A,anti-B (pamatmetode)	Eritrocīti un serums vai plazma	Hemaglutinācijas reakcija	AT un MT: ABO/D asins grupu noteikšana ar dubultreakciju (gelkaršu metode),ar ID karti:DiaClon ABO/DVI- +Reverse Grouping (A,B,Dvi-,ctl/ A1,B)	MT: Gelkaršu centrifūga AT: IH-500; IH-1000	ID karte: DiaClon ABO/Dvi- +Reverse Grouping; ID-Diluent 2; ID-DiaCell ABO A1,B-0,8% st.eritrocīti,BIO-RAD		Negat. control ctl BIO-RAD		IH-QC Modulārā sistēma BIO-RAD katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	TOS
ABOT	9, ME-134	Asins grupa ABO/D	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	AT un MT: Gelkaršu centrifūga AT: IH-500; IH-1000 ABO/D noteikšana ar tiešo reakciju- (gelkaršu metode) ar ID karti DiaClon ABD-Confirmation for Patients	MT: Gelkaršu centrifūga AT: IH-500; IH-1000	Dia Clon ABD Confirm.for Patients, ID-Diluent 2, BIO-RAD			ME-228, ME-135	IH-QC Modulārā sistēma BIO-RAD katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	TOS

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	9(23)
--	--------------------------	----------------------	-------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
ABOT	9, ME-131, 133, 7, ME-132	Asins grupa ar dubultreakciju: ABO/D,anti-A,anti-B	Eritrocīti un serums vai plazma	Hemaglutinācijas reakcija	Asins grupu ABO noteikšana ar dubultreakciju (plaknes metode). Rh(D) antigēna noteikšana (plaknes metode).		Monoklon.reaģenti: anti-A,anti-B,anti-D; DIAGAST vai Lorne Lab.		Neg control DIAGAST	Gelkaršu netode: ME-228	IH-QC Modulārā sistēma BIO-RAD katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	TOS
ANTIRH A	12, ME-138	Nepilno antieritrocītāto antivienu skrīnings. (Netiešā Kumsa reakcija-IAT)	Serums, plazma	Hemaglutinācijas reakcija	MT: Nepilno antieritrocītāro antivienu skrīnings ar netiešo antiglobulīna testu,izmantojot ID karti LISS/Coombs (gelkaršu metode)	Termostats (ID-Incubator)37oC,gelkaršu centrifūga	LISS/Coombs, ID-Diluent 2,ID-Dia Cell I,II,III,BIO-RAD		Autokontrolē pozitīvas reakcijas gadījumā		IH-QC Modulārā sistēma, BIO-RAD-katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	SIG

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	10(23)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
ANTIRH D	12, ME- 138	Nepilno antieritrocitā to antivienu skrīnings. (Netiešā Kumbsa reakcija-IAT)	Serums,p lazma	Hemaglutinā cijas reakcija	MT: Nepilno antieritrocitāro antivienu skrīnings ar netiešo antiglobulīna testu,izmantojot ID karti LISS/Coombs (gelkaršu metode)	Termostats (ID- Incubator)37oC,gel karšu centrifūga /ID Incubator 37S un Saxo ID- Reader II	LISS/Coombs,I D-Diluent 2,ID- Dia Cell I,II,III,BIO- RAD		Autokontrolē pozitīvas reakcijas gadījumā		IH-QC Modulārā sistēma ,BIO- RAD-katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24 .02.2021;22.0 2.2022;22.02. 2023;19.02.20 24; 12.02.2025 Labquality- Somija 29.05.2020;04 .12.2020;18.0 6.2021;25.11. 2021;30.05.20 22;25.11.2022 ;08.06.2023; 17.11.2023;13 .05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	DAU
ANTIRH G	12, ME- 138	Nepilno antieritrocitā to antivienu skrīnings. (Netiešā Kumbsa reakcija-IAT)	Serums,p lazma	Hemaglutinā cijas reakcija	MT: Nepilno antieritrocitāro antivienu skrīnings ar netiešo antiglobulīna testu,izmantojot ID karti LISS/Coombs (gelkaršu metode)	Termostats (ID- Incubator)37oC,gel karšu centrifūga	LISS/Coombs,I D-Diluent 2,ID- Dia Cell I,II,III,BIO- RAD		Autokontrolē pozitīvas reakcijas gadījumā		IH-QC Modulārā sistēma ,BIO- RAD-katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24 .02.2021;22.0 2.2022;22.02. 2023;19.02.20 24; 12.02.2025 Labquality- Somija 29.05.2020;04 .12.2020;18.0 6.2021;25.11. 2021;30.05.20 22;25.11.2022 ;08.06.2023; 17.11.2023;13 .05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	GUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	11(23)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
ANTIRH K	12, ME- 138	Nepilno antieritrocitā to antivienu skrīnings. (Netiešā Kumbsa reakcija-IAT)	Serums,p lazma	Hemaglutinā cijas reakcija	MT: Nepilno antieritrocitāro antivienu skrīnings ar netiešo antiglobulīna testu,izmantojot ID karti LISS/Coombs (gelkaršu metode)	Termostats (ID- Incubator)37oC,gel karšu centrifūga /ID Incubator 37S un Saxo ID- Reader II	LISS/Coombs,I D-Diluent 2,ID- Dia Cell I,II,III,BIO- RAD		Autokontrolē pozitīvas reakcijas gadījumā		IH-QC Modulārā sistēma, BIO- RAD-katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24 .02.2021;22.0 2.2022;22.02. 2023;19.02.20 24; 12.02.2025 Labquality- Somija 29.05.2020;04 .12.2020;18.0 6.2021;25.11. 2021;30.05.20 22;25.11.2022 ;08.06.2023; 17.11.2023;13 .05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	KUL
ANTIRH P	12, ME- 138	Nepilno antieritrocitā to antivienu skrīnings. (Netiešā Kumbsa reakcija-IAT)	Serums,p lazma	Hemaglutinā cijas reakcija	MT: Nepilno antieritrocitāro antivienu skrīnings ar netiešo antiglobulīna testu,izmantojot ID karti LISS/Coombs (gelkaršu metode)	Termostats (ID- Incubator)37oC,gel karšu centrifūga	LISS/Coombs,I D-Diluent 2,ID- Dia Cell I,II,III,BIO- RAD		Autokontrolē pozitīvas reakcijas gadījumā		IH-QC Modulārā sistēma, BIO- RAD-katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24 .02.2021;22.0 2.2022;22.02. 2023;19.02.20 24; 12.02.2025 Labquality- Somija 29.05.2020;04 .12.2020;18.0 6.2021;25.11. 2021;30.05.20 22;25.11.2022 ;08.06.2023; 17.11.2023;13 .05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	PRE

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	12(23)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
ANTIRH S	9, ME- 138	Nepilno antieritrocitā to antivienu skrīnings. (Netiešā Kumbsa reakcija-IAT)	Serums,p lazma	Hemaglutinā cijas reakcija	MT: Nepilno antieritrocitāro antivienu skrīnings ar netiešo antiglobulīna testu,izmantojot ID karti LISS/Coombs (gelkaršu metode)	Termostat s (ID- Incubator)37oC, Saxo ID- Reader II	LISS/Coombs,I D-Diluent 2,ID- Dia Cell I,II,III,BIO- RAD		Autokont role pozitīvas reakcijas gadījumā		IH-QC Modulāra sistema, BIO- RAD-katru dienu	RfB- Vācija /SST no 24.02.- 04.03.2024.g. / 	R2S
ANTIRH T	12, ME- 138	Nepilno antieritrocitā to antivienu skrīnings. (Netiešā Kumbsa reakcija-IAT)	Serums,p lazma	Hemaglutinā cijas reakcija	MT un AT: Nepilno antieritrocitāro antivienu skrīnings ar netiešo antiglobulīna testu,izmantojot ID karti LISS/Coombs (gelkaršu metode)	MT: Termostat s (ID- Incubator)37oC,gel karšu centrifūga AT: IH- 500; IH- 1000	LISS/Coombs,I D-Diluent 2,ID- Dia Cell I,II,III,BIO- RAD		Autokont role pozitīvas reakcijas gadījumā		IH-QC Modulārā sistēma, BIO- RAD-katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24 .02.2021;22.0 2.2022;22.02. 2023;19.02.20 24; 12.02.2025 Labquality- Somija 29.05.2020;04 .12.2020;18.0 6.2021;25.11. 2021;30.05.20 22;25.11.2022 ;08.06.2023; 17.11.2023;13 .05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	TOS

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	13(23)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
RHDA	10, ME-135	Rh(D)	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT: Rh(D)antigēna noteikšana ar ID karti:Dia Clon Anti-D VI-neg (gelkaršu metode)	Gelkaršu centrifūga	Dia Clon Anti-DVI-neg.,ID-Diluent 2,BIO-RAD		Negat. control ctl,BIO-RAD		IH-QC Modulārā sistēma, BIO-RAD-katru dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	SIG
RHDD	10, ME-135	Rh(D)	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT: Rh(D)antigēna noteikšana ar ID karti:Dia Clon Anti-D VI-neg (gelkaršu metode)	Gelkaršu centrifūga /Saxo ID-Reader II	Dia Clon Anti-DVI-neg.,ID-Diluent 2,BIO-RAD		Negat. control ctl,BIO-RAD		IH-QC Modulārā sistēma, BIO-RAD,katru darba dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	14(23)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
RHDG	10, ME-135	Rh(D)	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT: Rh(D)antigēna noteikšana ar ID karti:Dia Clon Anti-D VI-neg (gelkaršu metode)	Gelkaršu centrifūga	Dia Clon Anti-DVI-neg.,ID-Diluent 2,BIO-RAD		Negat. control ctl,BIO-RAD		IH-QC Modulārā sistēma, BIO-RAD,katru darba dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	GUL
RHDK	10, ME-135	Rh(D)	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT:Rh(D)antigēna noteikšana ar ID karti:Dia Clon Anti-D VI-neg (gelkaršu metode)	Gelkaršu centrifūga /Saxo ID-Reader II	Dia Clon Anti-DVI-neg.,ID-Diluent 2,BIO-RAD		Negat. control ctl,BIO-RAD		IH-QC Modulārā sistēma, BIO-RAD,katru darba dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	KUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	15(23)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamī ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
RHDP	10, ME- 135	Rh(D)	Eritrocīti	Hemaglutinā cijas reakcija	MT: Rh(D)antigēna noteikšana ar ID karti:Dia Clon Anti-D VI-neg (gelkaršu metode)	Gelkaršu centrifūga /Saxo ID- Reader II	Dia Clon Anti- DVI-neg.,ID- Diluent 2,BIO- RAD		Negat. control ctl,BIO- RAD		IH-QC Modulārā sistēma, BIO- RAD,katru darba dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24 .02.2021;22.0 2.2022;22.02. 2023;19.02.20 24; 12.02.2025 Labquality- Somija 29.05.2020;04 .12.2020;18.0 6.2021;25.11. 2021;30.05.20 22;25.11.2022 ;08.06.2023; 17.11.2023;13 .05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	PRE
RHDS	8, ME- 135	Rh(D)	Eritrocīti	Hemaglutinā cijas reakcija	MT:Rh(D)antigēna noteikšana ar ID karti:Dia Clon Anti-D VI-neg (gelkaršu metode)	Saxo ID- Reader II	Dia Clon Anti- DVI-neg.,ID- Diluent 2,BIO- RAD		Negat. control ctl,BIO- RAD		DiaMed Q.C.System,B IO-RAD,katru darba dienu	RfB- Vācija /SST no 24.02.- 04.03.2024.g. /	R2S

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	16(23)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
RHDT	10, ME-135	Rh(D)	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT un AT::Rh(D)antigēna noteikšana ar ID karti:Dia Clon Anti-D VI-neg (gelkaršu metode)	MT: Gelkaršu centrifūga AT: IH-500; IH-1000	Dia Clon Anti-DVI-neg.,ID-Diluent 2,BIO-RAD		Negat. control ctl,BIO-RAD		IH-QC Modulārā sistēma, BIO-RAD,katru darba dienu	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	TOS
RHFENO D	7, ME-136	Rh fenotips un Kell antigēns (CcEe,K)	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT: Rh fenotipa u Kell antigēna noteikšana ar ID karti Dia Clon Rh-Subgroups+K (gelkaršu metode)	Gelkaršu centrifūga /Saxo ID-Reader II	Dia Clon Rh-Subgroups+K, ID-Diluent 2,BIO-RAD		Negat. control ctl,BIO-RAD		IH-QC Modulārā sistēma, BIO-RAD,katru darba dienu	RfB Vācija: 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025	DAU
RHFENO G	7, ME-136	Rh fenotips un Kell antigēns(CcEe,K)	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT: Rh fenotipa u Kell antigēna noteikšana ar ID karti Dia Clon Rh-Subgroups+K (gelkaršu metode)	Gelkaršu centrifūga	Dia Clon Rh-Subgroups+K, ID-Diluent 2,BIO-RAD		Negat. control ctl,BIO-RAD		IH-QC Modulārā sistēma, BIO-RAD,katru darba dienu	RfB Vācija: 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025	GUL
RHFENO K	7, ME-136	Rh fenotips un Kell antigēns(CcEe,K)	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT: Rh fenotipa u Kell antigēna noteikšana ar ID karti Dia Clon Rh-Subgroups+K (gelkaršu metode)	Gelkaršu centrifūga /Saxo ID-Reader II	Dia Clon Rh-Subgroups+K, ID-Diluent 2,BIO-RAD		Negat. control ctl,BIO-RAD		IH-QC Modulārā sistēma, BIO-RAD,katru darba dienu	RfB Vācija: 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025	KUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	17(23)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
RHFENOP	7, ME-136	Rh fenotips un Kell antigēns(CcEe,K)	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT: Rh fenotipa u Kell antigēna noteikšana ar ID karti Dia Clon Rh-Subgroups+K (gelkaršu metode)	Gelkaršu centrifūga /Saxo ID-Reader II	Dia Clon Rh-Subgroups+K, ID-Diluent 2,BIO-RAD		Negat. control ctl,BIO-RAD		IH-QC Modulārā sistēma, BIO-RAD,katru darba dienu	RfB Vācija: 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024;12.02.2025	PRE
RHFENOS	5, ME-136	Rh fenotips un Kell antigēns(CcEe,K)	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT: Rh fenotipa u Kell antigēna noteikšana ar ID karti Dia Clon Rh-Subgroups+K (gelkaršu metode)	Saxo ID-Reader II	Dia Clon Rh-Subgroups+K, ID-Diluent 2,BIO-RAD		Negat. control ctl,BIO-RAD		IH-QC Modulāra sistēma, BIO-RAD,katru darba dienu	RfB- Vācija /SST no 24.02.-04.03.2024.g. /	R2S
RHFENOT	7, ME-136	Rh fenotips un Kell antigēns (CcEe,K)	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT un AT:Rh fenotipa u Kell antigēna noteikšana ar ID karti Dia Clon Rh-Subgroups+K (gelkaršu metode)	MT: Gelkaršu centrifūga AT: IH-500; IH-100	Dia Clon Rh-Subgroups+K, ID-Diluent 2,BIO-RAD		Negat. control ctl,BIO-RAD		IH-QC Modulārā sistēma, BIO-RAD,katru darba dienu	RfB Vācija: 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024;12.02.2025	TOS
SADERA	4, ME-151	Saderības tests	Recipienta seruma un donora eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	Pacienta un donora asiņu saderības tests Rh un citās klīniski svarīgās sistēmās,IAT (gelkaršu metode) ar ID karti: LISS/Coombs (6xAHG).	Termostats 370C (ID-Incubator 37 SI), gelkaršu centrifūga	ID karte: LISS/Coombs, ID-Diluent 2, BIO-RAD				IH-QC Modulārā sistēma, BIO-RAD, katru dienu	Labquality-Somija: 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024;01.02.2025;03.08.2025	SIG

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	18(23)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
SADERK	6, ME- 151	Saderības tests	Recipient a seruma un donora eritrocīti	Hemaglutinā cijas reakcija	MT: Pacienta un donora asiņu saderības tests Rh un citās klīniski svarīgās sistēmās,IAT (gelkaršu metode) ar ID karti: LISS/Coombs (6xAHG).	Termostat s 370C (ID- Incubator 37 SI), gelkaršu centrifūga /ID Incubatos 37S un Saxo ID- Reader II	ID karte: LISS/Coombs, ID-Diluent 2, BIO-RAD				IH-QC Modulārā sistēma, BIO- RAD, katru dienu	Labquality- Somija: 29.05.2020;04 .12.2020;18.0 6.2021;25.11. 2021;30.05.20 22;25.11.2022 ;08.06.2023; 17.11.2023;13 .05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	KUL
SADERP	6, ME- 151	Saderības tests	Recipient a seruma un donora eritrocīti	Hemaglutinā cijas reakcija	MT: Pacienta un donora asiņu saderības tests Rh un citās klīniski svarīgās sistēmās,IAT (gelkaršu metode) ar ID karti: LISS/Coombs (6xAHG).	Termostat s 370C (ID- Incubator 37 SI), gelkaršu centrifūga /ID Incubator 37S un Saxo ID- Reader II	ID karte: LISS/Coombs, ID-Diluent 2, BIO-RAD				IH-QC Modulārā sistēma, BIO- RAD, katru dienu	Labquality- Somija: 29.05.2020;04 .12.2020;18.0 6.2021;25.11. 2021;30.05.20 22;25.11.2022 ;08.06.2023; 17.11.2023;13 .05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	PRE
SADERS	4, ME- 151	Saderības tests	Recipient a seruma un donora eritrocīti	Hemaglutinā cijas reakcija	Pacienta un donora asiņu saderības tests Rh un citās klīniski svarīgās sistēmās,IAT (gelkaršu metode) ar ID karti: LISS/Coombs (6xAHG).	Termostat s (ID- Incubator)37oC, Saxo ID- Reader II	ID karte: LISS/Coombs, ID-Diluent 2, BIO-RAD				IH-QC Modulāra sistema, BIO- RAD, katru dienu	SST /ar TOS	R2S

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	19(23)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
SADERT	6, ME-151	Saderības tests	Recipienta seruma un donora eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT un AT: Pacienta un donora asiņu saderības tests Rh un citās klīniski svarīgās sistēmās, IAT (gelkaršu metode) ar ID karti: LISS/Coombs (6xAHG).	MT: Termostats 370C (ID-Incubator 37 SI), gelkaršu centrifūga AT: IH-500	ID karte: LISS/Coombs, ID-Diluent 2, BIO-RAD				IH-QC Modulārā sistēma, BIO-RAD, katru dienu	Labquality-Somija: 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024;01.02.2025;03.08.2025	TOS
TKREAA	10, ME-137	Tiešā Kumbasa reakcija (Direktais antiglobulīna tests-DAT)	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT: Tiešā Kumbasa reakcija (direktais antiglobulīna tests-DAT) ar ID karti LISS/Coombs (gelkaršu metode)	Gelkaršu centrifūga	LISS/Coombs, ID -Diluent 2, BIO-RAD				Atkārtotie testi un IH-QC Modulārā sistēma, BIO-RAD	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;19.02.2024;12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024;01.02.2025;03.08.2025	SIG

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	20(23)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
TKREAD	10, ME-137	Tiešā Kumbsa reakcija (Direktais antiglobulīna tests-DAT)	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT: Tiešā Kumbsa reakcija (direktais antiglobulīna tests-DAT) ar ID karti LISS/Coombc (gelkaršu metode)	Gelkaršu centrifūga /Saxo ID-Reader II	LISS/Coombs, ID -Diluent 2,BIO-RAD				Atkārtotie testi un IH-QC Modulārā sistēma, BIO-RAD	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	DAU
TKREAG	10, ME-137	Tiešā Kumbsa reakcija (Direktais antiglobulīna tests-DAT)	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT: Tiešā Kumbsa reakcija (direktais antiglobulīna tests-DAT) ar ID karti LISS/Coombc (gelkaršu metode)	Gelkaršu centrifūga	LISS/Coombs, ID -Diluent 2,BIO-RAD				Atkārtotie testi un IH-QC Modulārā sistēma, BIO-RAD	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	GUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	21(23)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
TKREAK	10, ME-137	Tiešā Kumbsa reakcija (Direktais antiglobulīna tests-DAT)	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT: Tiešā Kumbsa reakcija (direktais antiglobulīna tests-DAT) ar ID karti LISS/Coombc (gelkaršu metode)	Gelkaršu centrifūga /Saxo ID-Reader II	LISS/Coombs, ID -Diluent 2,BIO-RAD				Atkārtotie testi un IH-QC Modulārā sistēma, BIO-RAD	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	KUL
TKREAP	10, ME-137	Tiešā Kumbsa reakcija (Direktais antiglobulīna tests-DAT)	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT: Tiešā Kumbsa reakcija (direktais antiglobulīna tests-DAT) ar ID karti LISS/Coombc (gelkaršu metode)	Gelkaršu centrifūga /Saxo ID-Reader II	LISS/Coombs, ID -Diluent 2,BIO-RAD				Atkārtotie testi un IH-QC Modulārā sistēma, BIO-RAD	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023;17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	PRE

	Vadības dokuments	VD -10 Versija:18	22(23)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
TKREAS	8, ME-137	Tiešā Kumbša reakcija (Direktais antiglobulīna tests-DAT)	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT: Tiešā Kumbša reakcija (direktais antiglobulīna tests-DAT) ar ID karti LISS/Coombc (gelkaršu metode)	Saxo ID-Reader II	LISS/Coombs, I D -Diluent 2, BIO-RAD				Atkārtotie testi un IH-QC Modulāra sistēma, BIO-RAD	RfB- Vācija /SST no 24.02.- 04.03.2024.g. /	R2S
TKREAT	10, ME-137	Tiešā Kumbša reakcija (Direktais antiglobulīna tests-DAT)	Eritrocīti	Hemaglutinācijas reakcija	MT un AT:Tiešā Kumbša reakcija (direktais antiglobulīna tests-DAT) ar ID karti LISS/Coombc (gelkaršu metode)	MT: Gelkaršu centrifūga AT: IH-500	LISS/Coombs, I D -Diluent 2, BIO-RAD				Atkārtotie testi un IH-QC Modulārā sistēma, BIO-RAD	RfB-Vācija 24.01.2020;24.02.2021;22.02.2022;22.02.2023;19.02.2024; 12.02.2025 Labquality-Somija 29.05.2020;04.12.2020;18.06.2021;25.11.2021;30.05.2022;25.11.2022;08.06.2023; 17.11.2023;13.05.2024; 01.02.2025; 03.08.2025	TOS

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	23(23)
--	--------------------------	----------------------	--------