

IMŪNĶĪMIJA - testēšanas metožu saraksts

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
17OH	v10	17-OH progesterons	Serums	Imūnķīmiska luminiscence	Imūnķīmiska luminiscence	IDS-iSYS	IDS-iSYS 17-OH Progesterone, v10, 25-03-2025	IDS 17-OH Progesterone Calibrator A, Calibrator B (iekļauti reaģentu komplektā)	IDS 17-OH Progesterone Control Set, Level 1,2,3	17-OH Progesterone ELISA kvant.testi	Katrā testēšanas reizē 3 līmeņos	Instand 05.03.20. 28,08,20 24.09.20 03.03.21 RfB 13.04.21 Instand 26.08.21 Rfb 16.09.21 25.08.22 Instand 01.03.23 RfB 14.04.23 Instand 23.08.23 RfB 28.09.23 Instand 29.02.24 RfB 08.04.24 Instand 12.08.24 RfB 19.09.24 Instand 26.02.2025	T

	Vadības dokuments	VD – 10 Versija:18
Saskaņots: Kval. vad. S.Balode	Izstrādāja: Nod.vad. D.Jupatova, S.Šelkova, N.Mikena	APSTIPRINU: Lab. vad. A. Krišāne Datums: 07.05.2025

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
3T	04,2023-03	T3 - Kopējais trijodtironīns	Serums, Plazma	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Konkurējoša tipa tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Total triiodothyronine (T3), Siemens Healthineers, Rev.04, 2023-03	Atellica IM Calibrator A, Siemens	Inteliq Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	Internal standart manufactured using U.S.P.material	2 reizes dienā 2 līmeņos	RfB-Vācija 08.04.2021. 16.09.2021. 07.04.2022. 15.09.2022. 14.04.2023. 28.09.2023. 17.04.2024. 19.09.2024. 10.04.2025.	T
4T	04,2023-03	T4 - Kopējais tiroksīns	Serums, Plazma	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Total Thyroxine (T4), Siemens Healthineers, Rev.04, 2023-03	Atellica IM Calibrator A, Siemens	InteloQ Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	Internal standart manufactured using U.S.P.material	2 reizes dienā 2 līmeņos	RfB-Vācija 20.04.2020. 24.09.2020. 08.04.2021. 16.09.2021. 07.04.2022. 15.09.2022. 14.04.2023. 28.09.2023. 19.09.2024. 10.04.2025.	T
AGS	V5,2023-05	S-100	Serums	Elektrohemiluminiscence	Elektrohemiluminiscence	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOSTICS)	S-100, Roche Diagnostics 2023-05, V5.0 Latviešu	S-100 Cal set, Roche Diagnostics	Cobas 8000 Precicontrol Tumor Marker, Roche Diagnostics	Against S100 Enzymun-Test method	Katrā testēšanas reizē divos līmeņos	RfB □Vācija 15.04.2020,01 .04.2021,07.0 9.2021,04.04. 2022,6.04.202 3,19.09.2023, 12.01.2024,04 .07.2024 INSTAND 03.03.2020.04 .03.2021 05.03.2022,02 .03.2023,08.0 3.2024,02.202 5	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	2(70)
--	--------------------------	----------------------	-------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Laboratorija
AKTH	V3, 2021-09	AKTH-adrenokortikotropais hormons	Plazma	Elektrohemiluminiscence	Elektrohemiluminiscence	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOSTICS)	AKTH , Roche Diagnostics	AKTH adjustors DPC	Precicontrol AKTH ,Roche Diagnosti cs	Gravimetrically with syntetic ACTH produced at Roche	1 reizi dienā 2 līmeņos	INSTAND 03.03.2020., 20.08.2020,04 .03.2021, 24.08.2021,05 .03.2022,25.0 8.2022,01.03. 2023,23.08.20 23. 12.03.2024, 30.08.2024	T
ALDOST	v02, 2022-08	Aldosterons	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	LIAISON XL	LIAISON Aldosterone DiaSorin, v02, 2022-08	LIAISON Aldosterone Calibrator 1, Calibrator 2 (iekļauti reaģentu komplektā)	LIAISON Aldosterone Control Set		Katrā testēšanas dienā Level 1,2 kontrole	RfB- 20.04.2020. 06.07.20 08.04.21 INSTAND 02.07.21 RfB 16.09.21 07.04.22 Instand 30.06.22 RfB 15.09.22 Instand 01.03.23 RfB 28.09.23 RfB 08.04.24 Instand 01.07.24 RfB 19.09.24	T

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
ALFETO	25,2019-10-03	Alfa fetoproteīns	Serums	Imūnķīmiskā hemiluminiscence	Imūnķīmiskā hemiluminiscence	IMMULITE 2000 Xpi (Siemens)	AFP, Siemens	AFP Adjustor, Siemens	Lyphochek Tumor Marker Plus Control, Level 1, 2, BIORAD	WHO 1st IS 72/225	1 rezi dienā 2 līmeņus	INSTAND: 10.03.2023. 1 1.03.2024. 10.03.2025. RFB- Vācija: 06.04.2023. 08.04.2023. 18.09.2023. 28.09.2023. 12.01.2024. 16.01.2024. 02.07.2024.	T
AMAM2	v2018-01-02	AMA-M2 IgG	Serums	EIA	ELISA	ALEGRIA (ORGENTEC)	AMA-M2 (ORGENTEC), v2018-01-02		AMA-M2 Control (ORGENTEC)	Kalibrēta atbilstoši WHO 67/183	Katra teststripa sastāvdaļa	LQ 13.05.20. RfB 12.09.20 LQ 10.11.20 25.02.21 LQ 29.05.21 RfB 14.09.21LQ 06.11.21 RfB 28.02.22 LQ 20.05.22 RfB 10.09.22 Instand 3.11.22 RfB 24.02.23 LQ 17.05.23 06.11.23 RfB 21.02.24 LQ 08.05.24 RfB 20.08.24 LQ 30.10.24 RfB 20.02.25	T

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
AMH	V4, 2022-02	Anti-Millera hormons	Serums	Elektrohemiluminiscence	Elektrohemiluminiscence	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOSTICS)	AMH(ROCHE DIAGNOSTICS)	AMH CalSet	PreciControl AMH (ROCHE DIAGNOSTICS)	Becman Coulter AMH GenII, ELISA	Testa veikšanas dienā 2 līmeņos	RfB Vācija 23.09.2020, 0 1.04.2021,16. 09.2021,29.03 .2022,08.09.2 2, 08.04.2023.,1 5.09.2023,12. 01.2024,02.07 .2024 INSTAND 03. 03.2020. 28.09.2020,04 .03.2021,24.0 8.2021, 05.03.2022,25 .08.2022,01.0 3.2023,25.08. 2023.,08.03.2 024,21.08.202 4	T
ANCAC	v06	ANCAc IgG (PR-3 IgG)	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	IDS-iSYS	IDS PR3-II (IDS-iSYS), v06, 27-02-2025	IDS PR3-II Calibrator A, Calibrator B (iekļauti reaģentu komplektā)	IDS ANCA/GB M Control Set, Negatīvā un Pozitīvā kontrole	PR3-ANCA Human Reference Serum #16 (CDC, Cat. No. IS2721, Lot.No. 07-0002)	Katrā testēšanas dienā NEG un POS kontroles	LQ-27.02.20. RfB 12.09.20 25.02.21 LQ02.03.21 RfB 28.02.22 LQ 28.02.22 20.05.22 RfB 24.02.23 LQ 07.03.23 RfB 31.08.23 RfB 21.02.24 LQ 23.02.24 LQ 20.02.25 RfB 20.02.25	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	5(70)
--	--------------------------	----------------------	-------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
ANCAP	v07	ANCAp IgG (MPO IgG)	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	IDS-iSYS	IDS MPO (IDS-iSYS), v07, 27-02-2025	IDS MPO Calibrator A, Calibrator B (iekļauti reaģentu komplektā)	IDS ANCA/GB M Control Set, Negatīvā un Pozitīvā kontrole	MPO-ANCA Human Reference Serum #15 (CDC, Cat. No. IS2720, Lot.No. 07-0001)	Katrā testēšanas dienā NEG un POS kontroles	LQ-27.02.20. RfB 12.09.20 25.02.21 LQ 02.03.21 RfB 14.09.21 RfB 28.02.22 LQ 28.02.22 20.05.22 RfB 24.02.23 LQ 07.03.23 RfB 31.08.23 RfB 21.02.24 LQ 23.02.24 LQ 20.02.25 RfB 20.02.25	T
ANDROS	v3-2023-05	Androstendions	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	LIAISON XL	LIAISON Androstendione (DiaSorin), 3-2023-05	LIAISON Calibrator Set, Calibrator 1, Calibrator 2	LIAISON Androstendiona Kontroles komplekts.		1 reizi dienā kontrole 2 līmeņos	INSTAND 04.03.2020. 27.08.2020. 10.03.2021. 26.08.21 03.03.22 25. 08.22 01.03.23 23.08.23 29.02.24 12.08.24 Instand 26.02.2025	T

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
ANTANA	v06	ANA IgG	Serums	Imūnķīmiska luminiscence	Imūnķīmiska luminiscence	IDS-iSYS	IDS ANA Screen (IDS-iSYS), v06, 02-09-2022	IDS ANA Screen Calibrator A, Calibrator B (iekļauti reaģentu komplektā)	IDS ANA Screen Control Set, Negatīvā un Pozitīvā kontrole	anti-ANA ELISA	Katrā testēšanas dienā NEG un POS kontroles	RfB 05.03.20. LQ 07.05.2020. RfB 12.09.20 RfB 25.02.21 LQ 28.04.21 RfB 28.02.22 LQ 25.04.22 RfB 10.09.22 LQ 24.02.23 RfB 25.04.23 RfB 31.08.23 RfB 21.02.24 LQ 17.04.24 RfB 20.08.24 RfB 20.02.25	T
ANTENA	v07	ENA IgG	Serums	Imūnķīmiska luminiscence	Imūnķīmiska luminiscence	IDS-iSYS	IDS ENA Screen (IDS-iSYS), v07, 19-06-2023	IDS ENA Screen Calibrator A, Calibrator B (iekļauti reaģentu komplektā)	IDS ANA Screen Control Set, Negatīvā un Pozitīvā kontrole	anti-ENA ELISA	Katrā testēšanas dienā NEG un POS kontroles	RfB 05.03.20. LQ 07.05.2020. RfB 12.09.20 RfB 25.02.21 LQ 28.04.21 RfB 14.09.21 LQ 25.04.22 RfB 10.09.22 RfB 24.02.23 LQ 25.04.23 RfB 31.08.23 RfB 21.02.24 LQ 17.04.24 RfB 20.08.24 RfB 20.02.25	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	7(70)
--	--------------------------	----------------------	-------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
ANTHBS	03, 20.0 2.20 25.	Anti HBs	Serums, plazma (EDTA, Litija heparīna)	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthine e	Atellica IM Anti-epatitis B surface Antigen2, Siemens, Rev.07, 2024- 02	Atellica IM aHBs2 Calibrator , Siemens	Atellica IM aHBs2 Quality Control material, positive and negative Control , Siemens	WHO 1st. IRP (1977); WHO 2nd (NIBSC 07/164)	Vienu reizi dienā pozitīvā un negatīvā kontrolē	Labquality - Somija 21.02.2023. 24.08.2023. 11.10.2023. 22.02.2024. 17.04.2024. 09.09.2024. 01.10.2024. 27.02.2025. 07.04.2025.	T
ANTHCV	06,2 023- 08	Anti HCV	Serums, plazma (Na heparīna, Litija heparīna, EDTA)	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	Netiešā 2-slāņu ķīmiskās luminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica IM Hepatitis C (aHCV), Siemens Healtineers, Rev.06, 2023- 08	Atellica IM aHCV Calibrators , Low and High , Siemens	Atellica IM aHCV Quality control material, Negatīvā un Pozitīvā kontrolē, (SIEMEN S)	Siemens iekšējais standarts	Vienu reizi dienā pozitīvā un negatīvā kontrolē	Labquality - Somija 23.02.2023. 28.08.2023. 22.02.2024. 27.02.2025.	T
ANTHCV D	01,2 7.11. 2024 .	Anti HCV	Serums, plazma (Na citrāta, heparīna, EDTA)	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	Netiešā 2- slāņu ķīmiskās luminiscence	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica IM Hepatitis C (aHCV), Siemens Healtineers, Rev.06, 2024- 06	Atellica IM aHCV Calibrators , Low and High , Siemens	Atellica IM aHCV Quality control material, Negatīvā un Pozitīvā kontrolē, (SIEMEN S)	Siemens iekšējais standarts	Vienu reizi dienā pozitīvā un negatīvā kontrolē	Labquality - Somija 24.02.2023. 01.09.2023. 06.03.2025.	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	8(70)
--	--------------------------	----------------------	-------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
ANTHCV K	02, 07.1 0.20 24	Anti HCV	Serums, plazma (Na citrāta, heparīna, EDTA)	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	Netiešā ķīmiskās luminiscence	ADVIA Centaur XPT (SIEMENS)	ADVIA Centaur HCV Assay, Siemens, Rev.32, 2023- 08	ADVIA Centaur HCV Calibrator, Low and High Calibrators , Siemens	ADVIA Centaur HCV quality control material, Negatīvā un Pozitīvā kontrolē, (SIEMENS)	Siemens iekšējais standarts	Vienu reizi dienā pozitīvā un negatīvā kontrolē	Labquality - Somija 28.02.2023. 05.09.2023. 22.02.2024.	KUL
ANTHCV P	06,2 023- 08	Anti HCV	Serums, plazma (Na heparīna, Litija heparīna, EDTA)	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	Netiešā 2-slāņu ķīmiskās luminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica IM Hepatitis C (aHCV), Siemens Healthineers, Rev. 06, 2023- 08	Atellica IM aHCV Calibrators , Low and High , Siemens	Atellica IM aHCV Quality control material, Negatīvā un Pozitīvā kontrolē, (SIEMENS)	Siemens iekšējais standarts	Vienu reizi dienā pozitīvā un negatīvā kontrolē (brīvdienās - pirms testēšanas 2 līm.)	Labquality - Somija 29.08.2022. 16.02.2023. 28.02.2024. 13.03.2025.	PRE
AVDIFT	v08, 18- 08- 2017	Diphtheria tox. IgG	Serums	EIA	ELISA	ANALYSE R 1 (Euroimm un)	Anti-Diphtheria Toxoid ELISA (IgG) (EUROIMMUN), C08, 18-08- 2017	Anti- Diphtheria Toxoid ELISA (IgG) Calibrators 1-4 (EUROIMM UN)	Anti- Diphtheri a Toxoid ELISA (IgG) kontrolē (negatīvā un pozitīvā)	Kalibrēts, izmantojo t reference preparātu NIBSC 10/262	Katrā testēšanas reizē	Instand-Vācija 14.05.20. 22.10.20 24.05.21 21.10.21 19.05.22 29.05.23 26.10.23 Instand 22.05.24 16.10.24	T
AVTG	02,2 023- 01	Antivielas pret tireoglobulīn u	Serums, plazma (EDTA, Litija heparīna)	Imūnferment atīva hemiluminisc ence	Imūnfermentatīva hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica IM Ant- Thyroglobulin II (aTgII), Siemens Healthineers, Rev.01, 2020- 02	Atellica IM aTgII Calibrators , Siemens	InteliQ Specialty Control, Level 1,2,3, Biorad	WHO IRP , NIBSC 65/093	1 reizi dienā kontrolē 2 līmeņos	RfB - Vācija: 07.08.2023. 05.03.2024. 03.03.2025. INSTAND 12.05.2023. 13.10.2023. 30.04.2024.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	9(70)
--	--------------------------	----------------------	-------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
AVTGD	01,2 7.11. 2024.	Antivielas pret tireoglobulīnu	Serums	Imūnfermentatīva hemiluminiscence	Imūnfermentatīva hemiluminiscence	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Anti-Thyroglobulin II (aTgII), Siemens Healthineers, Rev.02, 2023-10	Atellica IM aTgII Calibrators, Siemens	InteliQ Specialty Immunoassay Control, Level 1,2,3, Biorad	WHO IRP NIBSC 65/093	1 reizi dienā kontrole 2 līmeņos	RfB - Vācija 09.08.2023. 03.05.2024. 06.03.2025. INSTAND 19.05.2023. 07.03.2024.	DAU
AVTPO	03, 17.0 3.20 25.	Antivielas pret tireoperoksīdāzi	Serums, plazma (EDTA, heparīna)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Konkurējoša tipa hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Anti-Thyroid Peroxidase (aTPO), Siemens, Rev.04, 2024-01	Atellica IM Calibrator O, Siemens	InteliQ Specialty Immunoassay control, Level 1,2,3, Biorad	WHO Reference Preparation MRC 66/387	Divas reizes dienā : 1.x- 2 līmeņus, 2.x- mainot LTA un 2.līmeni pamišus pārdienās	RfB - Vācija 07.08.2023. 05.03.2024. 03.03.2025. INSTAND 11.05.2021. 13.05.2022. 17.10.2022. 12.05.2023. 13.10.2023. 30.04.2024. 16.10.2024.	T
AVTPOD	01, 27.1 1.20 24.	Antivielas pret tireoperoksīdāzi	Serums, plazma (EDTA, Heparīna)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Konkurējoša tipa hemiluminiscence	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Anti-Thyroid Peroxidase (aTPO), Siemens, Rev.04, 2024-01	Atellica IM Calibrator O, Siemens	InteliQ Specialty Immunoassay control, Level 1,2,3, Biorad	WHO IS MRC 66/387	1 reizi dienā kontrole 2 līmeņos	RfB - Vācija 09.08.2023. 03.05.2024. 06.03.2025. INSTAND 19.05.2023. 07.03.2024. 29.10.2024.	DAU
AVTPOP	03, 17.0 3.20 25.	Antivielas pret tireoperoksīdāzi	Serums, plazma (EDTA, heparīna)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Konkurējoša tipa hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Anti-Thyroid Peroxidase (aTPO), Siemens, Rev. 04, 2024-01	Atellica IM Calibrator O, Siemens	InteliQ Specialty Immunoassay control, Level 1,2,3, Biorad	WHO Reference Preparation MRC 66/387	Vienu reizi dienā divos līmeņos	RfB - Vācija 10.08.2023. 06.03.2025. INSTAND 21.10.2022. 16.10.2024.	PRE

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	10(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
B2GG	v2018-01-02	Beta 2 glikoproteīna I IgG	Serums	EIA	ELISA	ALEGRIA (ORGENTEC)	Anti-beta-2-Glycoprotein I IgG (ORGENTEC), v2018-01-02		Anti-beta-2-Glycoprotein I IgG Control (ORGENTEC)	Reference sera from E.N.Harris, Louisville, IRP 97/656 (IgG), HCAL(IgG)/EY2C9(IgM)	Katra teststripa sastāvdaļa	ECAT-13.03.20. 07.07.20 15.09.20 RfB 25.02.21 ECAT 09.04.21. 01.09.21 RfB 14.09.21 ECAT 11.11.21 RfB 28.02.22 18.03.22 01.06.22 RfB10.09.22 ECAT 22.11.22 RfB 24.02.23 ECAT 20.03.23 06.06.23 RfB 31.08.23 ECAT 25.09.23 23.11.23 RfB 21.02.24 ECAT 13.03.24; 03.06.24 RfB 20.08.24 ECAT 05.09.24; 14.11.24 RfB 20.02.25	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	11(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
B2GM	v2018-01-02	Beta 2 glikoproteīna I IgM	Serums	EIA	ELISA	ALEGRIA (ORGENTEC)	Anti-beta-2-Glycoprotein I IgM (ORGENTEC), v2018-01-02		Anti-beta-2-Glycoprotein I IgM Control (ORGENTEC)	Reference sera from E.N.Harris, Louisville, IRP 97/656 (IgG), HCAL(IgG)/EY2C9(IgM)	Katra teststripa sastāvdaļa	ECAT-13.03.20. 07.07.20 15.09.20 RfB 25.02.21 ECAT 09.04.21 01.09.21 RfB 14.09.21 ECAT 11.11.21 RfB 28.02.22 18.03.22 01.06.22 RfB10.09.22 ECAT 22.11.22 T RfB 24.02.23 ECAT 20.03.23 06.06.23 RfB 31.08.23 ECAT 25.09.23 23.11.23 RfB 21.02.24 ECAT 13.03.24; 03.06.24 RfB 20.08.24 ECAT 05.09.24; 14.11.24 RfB 20.02.25	
B4T	07,2023-03	Brīvais T4 - Brīvais tiroksīns	Serums, plazma	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Konkurējošā tipa tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Free Thyroxine (FT4), Siemens Healthineers, Rev.07, 2023-03	Atellica IM Calibrator A, High/Low, Siemens	Inteliq Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	Siemens Internal Standard manufactured using U.S.P. material	2 reizes dienā 2 līmeņos	RfB-Vācija 08.04.2021. 16.09.2021. 07.04.2022. 15.09.2022. 14.04.2023. 28.09.2023. 17.04.2024. 19.09.2024. 10.04.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	12(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
B4TD	01, 27.1 1.20 24.	Brīvais T4 - Brīvais tiroksīns	Serums, plazma(EDTA un heparīna)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Konkurējošā tipa tiešā hemiluminiscence	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Free Thyroxine (FT4),Siemens Healthineers, Rev.07, 2024- 04	Atellica IM Calibrator A, High/ Low, Siemens	Inteliq Im munoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	Siemens Internal Standart manufactured using U.S.P.material	1 reizi dienā 3 līmeņos	RfB- Vācija 09.0 4.2021. 17.09.2021. 08.04.2022. 12.09.2022. 21.04.2023. 28.09.2023. 18.04.2024. 29.10.2024. 16.04.2025.	DAU
B4TG	11,2 018- 06- 15	Brīvais T4 - Brīvais tiroksīns	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	IMMULITE 2000 Xpi (Siemens)	Free T4 Reagent Kit, Siemens, 2017-09-27	Free T4 Adjustors, Siemens	Lyphochek Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	ISO 13485:20 03	1 reizi dienā 3 līmeņos	RfB- Vācija 09.04.2021. 17.09.2021. 11.04.2022. 13.09.2022. 27.09.2023. 22.04.2024. 20.09.2024.	GUL
B4TK	15,2 023- 03	Brīvais T4 - Brīvais tiroksīns	Serums, plazma	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Konkurējošā tipa tiešā hemiluminiscence	ADVIA Centaur XPT (Siemens)	ADVIA Centaur FT4 Assay Ready pack, Siemens, Rev.15, 2023- 03	ADVIA Centaur Calibrator A, Siemens	Lyphochek Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	Siemens Internal Standart manufactured using U.S.P.material	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	RfB- Vācija 06.04.2021. 17.09.2021. 08.04.2022. 09.09.2022. 20.04.2023. 28.09.2023. 18.04.2024. 19.09.2024.	KUL
B4TP	07,2 023- 03	Brīvais T4 - Brīvais tiroksīns	Serums, plazma (EDTA, heparīna)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Konkurējošā tipa tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Free Thyroxine (FT4),Siemens Healthineers, Rev. 07, 2023- 03	Atellica IM Calibrator A, High/ Low, Siemens	Inteliq Im munoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	Siemens Internal Standart manufactured using U.S.P.material	Vienu reizi dienā divos līmeņos	RfB- Vācija 08.04.2021. 17.09.2021. 08.04.2022. 09.09.2022. 14.04.2023. 28.09.2023. 19.04.2024. 24.09.2024. 16.04.2025.	PRE

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	13(70)
--	-------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
BCTX	V2.0, 2023-06	beta CrossLaps/serums	Serums, plazma	Elektrohemiluminiscence	Elektrohemiluminiscence	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOSTICS)	Beta-CrossLaps Roche Diagnostic 2023-06, V2.0 Latviešu	Beta-CrossLaps Cal Set Roche Diagnostic	Cobas 8000 Precicontrol VARIA, Roche Diagnostics	Skat.metodē	Katrā testēšanas reizē divos līmeņos	RfB Vācija 21.04.2020, 11.09.2020, 09.04.2021, 07.09.2021, 07.04.2022, 01.09.2022, 14.04.2023, 08.09.2023, 12.04.2024, 28.08.2024, 04.2025	T
BETA2M	21,2 018-03-15	Beta 2 mikroglobulīns (serumā)	Serums	Imūnfermentatīva hemiluminiscence	Imūnfermentatīva hemiluminiscence	IMMULITE 2000 Xpi (Siemens)	Beta 2 mikroglobuline, Siemens	Beta 2 mikroglobuline Adjustor, Siemens	Beta 2 mikroglobuline Control Module, Siemens	Siemens internal standart Beta-2 Mikroglobuline	1 reizi dienā kontrole 2 līmenī	RfB - Vācija .06.04.2023. 28.09.2023. 12.01.2024. 03.07.2024. INSTAND 06.03.2020. 12.03.2021. 12.03.2022. 10.03.2023. 06.03.2024. 10.03.2025.	T
BNP	06,2 022-10	BNP - B-tipa nātrijurētiskais peptīds	EDTA plazma	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, (Siemens Healthineers)	Atellica IM B-Type Natriuretic Peptide (BNP), Siemens Healthineers, Rev.06, 2022-10	Atellica IM BNP Calibrator - low and high calibrator, Siemens	InteliQ Advance Cardiac Control, Levels 1B, 2 Biorad	Izsekojams līdz Siemens iekšējam standartam	1 reizi dienā 2 līmeņos	INSTAND 03.03.2020. 25.08.2020. 05.03.2021. 26.08.2021. 14.01.2022. 30.06.2022. 06.09.2022. 23.01.2023. 24.08.2023. 10.01.2024. 01.07.2024. 22.01.2025.	T

	Vadības dokuments	VD -10 Versija:18	14(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
BORIGG 2	v12-2024-03	Borrelia burgdorferi IgG	Serums	Imūnķīmiska luminiscence	Imūnķīmiska luminiscence	LIAISON XL (DiaSorin)	LIAISON Borrelia IgG (DiaSorin), 200/007-881, 12-2024-03	LIAISON Borrelia IgG Calibrator 1, Calibrator 2 (iekļauti reaģentu komplektā)	LIAISON Borrelia IgG Controls (DiaSorin)		Katru dienu negatīvā un pozitīvā kontrole	LQ 30.01.2020 13.05.20. Rfb 22.05.20 LQ10.09.20 Rfb 06.10.20 Instand 23.10.20 LQ 12.01.21 Instand 20.05.21 LQ 24.08.21 Rfb 21.08.21 Instand 21.10.21 LQ 20.01.22 25.04.22 Instand 19.05.22 30.05.22Rfb LQ 24.08.22 Rfb 27.09.22 LQ 21.04.23 Rfb 30.05.23 LQ 23.08.23 Rfb 25.09.23 Instand 25.10.23 LQ 17.04.24 Instand 22.05.24 Rfb 29.05.24 LQ 13.08.24 Rfb 20.09.24 Instand 16.10.24 Rfb 10.03.25	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	15(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Laboratorija
BORIGM 2	v11-2024-07	Borrelia burgdorferi IgM	Serums	Imūnķīmiska luminiscence	Imūnķīmiska luminiscence	LIAISON XL (DiaSorin)	LIAISON Borrelia IgM Quant (DiaSorin), 200/007-917, 11-2024-07	LIAISON Borrelia IgM Quant Calibrator 1, Calibrator 2 (iekļauti reaģentu komplektā)	LIAISON Control Borrelia IgM Quant (DiaSorin)		Katru dienu negatīvā un pozitīvā kontrole	LQ 30.01.2020 13.05.20. RfB 22.05.20 LQ10.09.20 RfB 06.10.20 Instand 23.10.20 LQ 12.01.21 Instand 20.05.21 LQ 24.08.21 RfB 21.08.21 Instand 21.10.21 LQ 20.01.22 25.04.22 Instand 19.05.22 RfB 27.05.22 LQ 24.08.22 RfB 27.09.22 LQ 21.04.23 RfB 30.05.23 LQ 23.08.23 RfB 25.09.23 Instand 25.10.23 LQ 17.04.24 Instand 22.05.24 RfB 29.05.24 LQ 13.08.24 RfB 20.09.24 Instand 16.10.24 RfB 10.03.25	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	16(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
BRHCG2	V5, 2023-05	Brīvais beta HCG	Serums	Elektrohemiluminiscence	Elektrohemiluminiscence	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOSTICS)	Free beta HCG, Roche Diagnostics	Free beta HCG Cal set	Preci Control Maternal care	Standartizēts atbilstoši UK NIBCS beta HCG etalonpreparātam 75/551	1 reizi dienā 2 līmeņos	RfB-Vācija 23.09.2020 01.04.2021,16.09.2021,29.03.2022,08.09.2022, 31.03.2023,15.09.2023,12.01.2024,02.07.2024	T
BRPSA	V6, 2023-03	Brīvais PSA	Serums, plazma	Elektrohemiluminiscence	Elektrohemiluminiscence	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOSTICS)	Free PSA Roche Diagnostics	Free PSA CalSet	Tumor Marker PreciControl1,2	WHO NIBSC 1st IS 96/670	1 reizi dienā 2 līmeņos	RfB Vācija 18.09.2020,01.04.2021,07.09.2021,04.04.2022,08.09.2022,6.04.2023, 19.09.2023,12.01.2024,04.07.2024 INSTAND 06.03.2020, 04.03.2021, 05.03.2022,02.03.2023,08.03.2024	T
BT3	04,2023-03	Brīvais T3 - Brīvais trijodtironīns	Serums, Plazma	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Konkurējošā tipa tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Free Triiodothyronine (FT3), Siemens Healthineers, Rev.04, 2023-03	Atellica IM Calibrator A, Siemens	Inteliq Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	Internal standard manufactured using U.S.P. material	2 reizes dienā 2 līmeņos	RfB-Vācija 08.04.2021. 16.09.2021. 07.04.2022. 15.09.2022. 14.04.2023. 28.09.2023. 17.04.2024. 19.09.2024. 10.04.2025.	T

	Vadības dokuments	VD -10 Versija:18	17(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
BT3D	01, 27.1 1.20 24.	Brīvais T3 - Brīvais trijodtironīns	Serums, plazma (EDTA un Heparīna)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Konkurējošā tipa tiešā hemiluminiscence	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Free Triiodothyronine (FT3), Siemens Healthineers, Rev.04, 2024-04	Atellica IM Calibrator A, Siemens	InteliQ Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	Internal standart manufactured using U.S.P. material	1 reizi dienā 3 līmeņos	RfB (Vācija): 09.04.2021. 17.09.2021. 11.04.2022. 12.09.2022. 21.04.2023. 28.09.2023. 29.09.2023. 18.04.2024. 29.10.2024. 16.04.2025.	DAU
CA153	03, 17.0 3.20 2.	CA 15-3 -(BR-MA)	Serums, Plazma	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzers (Siemens)	Atellica IM CA 15-3 (CA15-3), Siemens Healthineers, Rev.07, 2024-11	Atellica IM CA 15-3 Calibrator, Siemens Healthineers	InteliQ Tumor Control, Level 1, 2, 3 ; BIORAD	Siemens Internal Standart CA 15-3	Vienu reizi dienā 2 līmeņos	RfB - Vācija 06.04.2023. 28.09.2023. 12.01.2024. 03.07.2024. INSTAND 1 0.03.2023. 08.03.2024. 10.03.2025.	T
CA199	02, 17.0 3.20 25	CA 19-9 -(GI-MA)	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM CA 19-9, Siemens Healthineers, Rev.05, 2024-10	Atellica IM CA 19-9 Calibrators , Siemens Healthineers	InteliQ Tumor Control ; Level 1, 2, 3 ; BIORAD	Siemens Internal Standart CA 19-9	Divas reizes dienā : 1.x- 2 līmeņus, 2.x- mainot 1. un 2.līmeni pārdienās	RfB - Vācija 06.04.2023. 28.09.2023. 12.01.2024. 03.07.2024. INSTAND 10.03.2023. 08.03.2024. 10.03.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	18(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
CA72	V2, 2024 -04	CA 72-4	Serums, plazma	Elektrohemiluminiscence	Elektrohemiluminiscence	Cobas 6000 (ROCHE DIAGNOSTICS)	Ca 72-4, Roche Diagnostics 2024-04,V2.0 Latviešu	Ca 72-4 Cal set, Roche Diagnostics	Cobas 600e Precicontrol Tumor Marker, Roche Diagnostics	Against Ca 72-4 Enzymun-Test method	1 reizi dienā 2 līmeņos	RfB Vācija: 15.04.2020,. 18.09.2020,01 .04.2021,04.0 4.2022,08.09. 2022, 6.04.2023,19. 09.2023,12.01 .2024,04.07.2 024 INSTAND 03.03.2020, 04.03.2021,05 .03.2022, 02.0 3.2023, 08.03.2024, 02.2025	T
CCP	V5, 2022 -02	Anti CCP-antiviela pret ciklisko citrulētomo peptīdu	Serums, plazma	Elektrohemiluminiscence	Elektrohemiluminiscence	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOSTICS)	Anti-CCP Roche Diagnostics 2022-02,V5.0 Latviešu	Anti-CCP Cal1, Cal2	Precicontrol anti-CCP 1un2	Metode standartizēta, izmantojot komerciāli pieejamo 2.paaudzes CCP testu.	1 reizi dienā 2 līmeņos	RfB Vācija 25.02.2020,18 .02.2021,01.1 0.2021 17.02.2022,28 .09.22,16.02.2 023,04.10.202 3,16.02.2024, 25.09.2024, 02.2025	T
CEA	05,2 022- 10	CEA - karcinoembri onālais antigēns	Serums, Plazma	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Tiešā hemiluminiscence	Atellia IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellia IM Carcinoembryonic Antigen (CEA), Siemens Healthineers, Rev.05, 2022-10	Atellia IM Calibrators D, Siemens Healthineers	InteliQ Tumor Control; Level 1, 2, 3; BIORAD	Siemens Internal Standart CEA	Divas reizes dienā : 1.x- 2 līmeņos, 2.x- mainot 1. un 2.līmeni pamišus pārdienās	RfB - Vācija 06.04.2023. 12.01.2024. 03.07.2024. INSTAND 06.03.2023. 28.09.2023. 08.03.2024. 10.03.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	19(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Laboratorija
CEA125	05,2022-09	CA -125 - (OM-MA)	Serums, Plazma	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Tiešā hemiluminiscence	Atellia IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellia IM CA 125 II (CA125II), Siemens Healthineers, Rev.05, 2022-09	Atellia IM CA 125 Calibrator, Siemens Healthineers	InteliQ Tumor Control; Level 1, 2, 3; BIORAD	Siemens Internal Standart CA 125	Divas reizes dienā : 1.x- 2 līmeņus, 2.x- mainot 1. un 2.līmeni pamišus pārdienās	RfB - Vācija 06.04.2023. 28.09.2023. 12.01.2024. 03.07.2024. INSTAND 0 5.03.2023. 0 8.03.2024. 10.03.2025.	T
CEA125 R	V8, 2022-05	CA125	Serums, plazma	Elektrohemiluminiscence	Elektrohemiluminiscence	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOSTICS)		CA 125 II Cal set Roche Diagnostics	RIA Fujirebio Diagnostics	PreciControl Tumor marker Roche Diagnostics	1 reizi dienā 2 līmeņos	RfB Vācija . 17.04.2020. 25.09.2020. 09.04.2021. 08.04.2022. 04.04.2022 09.09.2022. 10.03.2023 .,12.01.2024,0 4.07.2024 INSTAND 03.03.2020. 12.03.2021. 07.09.2021.,0 5.03.22, 02.03.2023,08 .03.2024,	T
CIKSP	05,2020-08	Ciklosporīns	EDTA pilnasinis	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Cyclosporine (CsA), Siemens Healthineers, Rev.05, 2020-08	Atellica IM Cyclosporine (CsA) Calibrators, Siemens Healthineers	Lyphochek Whole Blood Immunosuppressant Control, Level 1,3,5, Biorad	Izsekojams līdz Siemens iekšējam standartam	Testēšanas dienā kontrole 2 līmeņos	RfB - Vācija 18.02.2020. 04.09.2020. 18.02.2021. 14.02.2022. 30.08.2022, 08.09.2022. 13.02.2023. 24.08.2023. 08.02.2024. 26.08.2024. 10.02.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	20(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
CKMB	04, 17.03.2025.	KFK MB (miokarda frakcija - masa)	Serums, heparīna plazma	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzers, Siemens Healthineers	Atellica IM Creatine Kinase MB (CKMB), Siemens Healthineers, Rev.04, 2024-08	Atellica IM CKMB CAL, Siemens Healthineers	Liquichek Cardiac Control, Levels 1B, 2 Biorad	Siemens Healthineers Atellica IM CKMB iekšējais standarts	Reizi dienā 2 līmeņos	INSTAND 06.03.2023. 24.08.2023. 06.03.2024. 27.08.2024. 10.03.2025.	T
CLPNG	v14, 04-05-2022	Chlamydia pneumoniae IgG	Serums	EIA	ELISA	Analyser1 (Euroimmun)	Anti-Chlamydia pneumoniae ELISA (IgG) (Euroimmun) C14, 04-05-2022	Anti-Chlamydia pneumoniae ELISA (IgG) kalibratori 1-3	Anti-Chlamydia pneumoniae ELISA (IgG) kontroles (negatīvā un pozitīvā)		Katra testēšanas reizē	Instand-Vācija 13.05.20. Instand 23.10.20 21.05.21 21.10.21 19.05.22 25.05.23 25.10.23 Instand 22.05.24 16.10.24	T
CLPNM	v13, 04-05-2022	Chlamydia pneumoniae IgM	Serums	EIA	ELISA	Analyser1 (Euroimmun)	Anti-Chlamydia pneumoniae ELISA (IgM) (Euroimmun), C13, 04-05-2022	Anti-Chlamydia pneumoniae ELISA (IgM) kalibrators	Anti-Chlamydia pneumoniae ELISA (IgM) kontroles (negatīvā un pozitīvā)		Katra testēšanas reizē	Instand-Vācija 13.05.20. Instand 23.10.20 21.05.21 21.10.21 19.05.22 25.05.23 25.10.23 Instand 22.05.24 16.10.24	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	21(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
CMVIGG	v10-2022-07	Citomegalovīrusa IgG	Serums	Imūnķīmiska luminiscence	Imūnķīmiska luminiscence	LIAISON XL(DiaSorin)	LIAISON CMV IgG II (DiaSorin) 200/007-948, 10-2022-07	LIAISON CMV IgG II Calibrator 1, Calibrator 2 (iekļauti reaģentu komplektā)	LIAISON Control CMV IgG II (DiaSorin)		Katru dienu negatīvā un pozitīvā kontrole	RfB 19.02.20. 15.09.20 15.02.21.LQ13 .09.21 11.02.22 RfB 14.03.22 LQ 17.02.23 13.03.23 06.09.23 LQ 16.02.24 RfB 08.03.24 LQ 04.09.24 LQ 13.02.25 RfB 10.03.25	T
CMVIGM	v15-2024-06	Citomegalovīrusa IgM	Serums	Imūnķīmiska luminiscence	Imūnķīmiska luminiscence	LIAISON XL (DiaSorin)	LIAISON CMV IgM II (DiaSorin), 200/007-952, 15-2024-06	LIAISON CMV IgM II Calibrator 1, Calibrator 2 (iekļauti reaģentu komplektā)	LIAISON Control CMV IgM II (DiaSorin)		Katru dienu negatīvā un pozitīvā kontrole	RfB 19.02.20. 15.09.20 15.02.21.RfB 15.03.21 LQ13.09.21 11.02.22 RfB 14.03.22 LQ 17.02.23 13.03.23 06.09.23 LQ 16.02.24 RfB 08.03.24 LQ 04.09.24 LQ 13.02.25 RfB 10.03.25	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	22(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
COVKOP	V4/L 2021-03	Anti-SARS-CoV-2	Serums	Elektroķīmisk a luminiscence	Elektroķīmiska luminiscence	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOS TICS)	Anti-SARS- CoV-2 Roche Diagnostic 2021-03,V4.0 Latviešu	ACOV2 cal1, ACV2 cal2	Preci Control Anti- SARS - CoV -2	Starptauti ska standarta nav	1 reizi dienā 2 līmeņos	Labquality Somija: 04.06.2020, 28.01.2021,15 .04.2021 02.02.2022,07 .04.2022,26.0 1.2023, 28.04.2023 INSTAND 11.03.2021, 14.03.2022 , 16.03.2023.19 .03.2024,03.2 025 RfB Vācija: 27.05.2022. 24.05.2023.,2 0.10.2023,28. 03.2024	T
CPEPT	03, 17.0 2.20 25.	C peptīds	Serums	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica IM C- peptide (CpS), Siemens Healhineers, Rev.06, 2024- 10	Atellica IM C-peptide Calibrators , Siemens	InteliQ Specialty Control, Level 1,2,3, Biorad	WHO IS 13/146	1 reizi dienā kontrolē 2 līmeņos	INSTAND 27.04.2016. 04.07.2017. 12.10.2019. 16.10.2020. 08.10.2021. 26.10.2022. 11.10.2023. 16.10.2024.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	23(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
CYF	V9, 2024-03	Cyfra21-1	Serums, plazma	Elektrohemiluminiscence	Elektrohemiluminiscence	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOSTICS)	Cyfra 21-1, Roche Diagnostics 2024-03, V9.0 Latviešu	Cobas 600e Cyfra 21-1, Cal set, Roche Diagnostics	Cobas 600e Precicontrol Tumor Marker, Roche Diagnostics	Against Cyfra 21-1 Enzymun-Test method	Katrā testēšanas reizē divos līmeņos	RfB Vācija 15.04.2020. 18.09.2020,01 .04.2021,07.0 9.2021,04.04. 2022,08.09.20 22, 6.04.2023,19. 09.2023,12.01 .2024,04.07.2 024 INSTAND 03.03.2020,04 .03.2021,05.0 3.2022, 02.03.2023,08 .03.2024,02.2 025	T
DGPA	v2018-01-02	DGP IgA	Serums	EIA	ELISA	ALEGRIA (ORGENTEC)	Anti-DGP IgA (ORGENTEC), v2018-01-02		Anti-DGP IgA Control (ORGENTEC)		Katra teststripa sastāvdaļa	RfB 05.03.20 25.02.21RfB 14.09.21 28.02.22 10.09.22 RfB 24.02.23 31.08.23 RfB 21.02.24 20.08.24 RfB 20.02.25	T
DGPG	v2018-01-02	DGP IgG	Serums	EIA	ELISA	ALEGRIA (ORGENTEC)	Anti-DGP IgG (ORGENTEC), v2018-01-02		Anti-DGP IgG Control (ORGENTEC)		Katra teststripa sastāvdaļa	RfB 05.03.20 12.09.20 RfB 25.02.21 RfB 14.09.21 28.02.22 10.09.22 RfB 24.02.23 31.08.23 RfB 21.02.24 20.08.24 RfB 20.02.25	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	24(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
DHEAS	07,2 023- 03	DHEA - SO4 - Dehidroepian drosterona sulfāts	Serums, plazma (EDTA, hepariniz ēta)	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer	Atellica IM DHEA-SO4 (DHEAS) , Siemens Healthineers, Rev.07, 2023- 03	Atellica IM DHEAS CAL, Siemens Healthinee rs	InteliQ Immunoa ssay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	Siemens internal standart	2 reizes dienā 2 līmeņos	RfB - Vācija 08.04.2021. 16.09.2021. 07.04.2022. 15.09.2022. 14.04.2023. 28.09.2023. 17.04.2024. 19.09.2024. 10.04.2025. INSTAND 08.03.2021. 01.09.2021. 17.03.2022. 30.08.2022. 01.03.2023. 23.08.2023. 12.03.2024. 27.08.2024. 07.03.2025.	T
ECP	21,2 018- 03- 15	Eozinofilu katjoniskais olbaltums (proteīns)	Serums	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	IMMULITE 2000 Xpi (Siemens)	ECP, Siemens	ECP Adjustor, Siemens	ECP Control, Siemens		1 reizi dienā 2 līmeņus	Labquality 19.05.2020. 27.10.2020. 08.03.2021. 20.10.2021. 17.03.2022. SST - CERBA (Francija): 16.10.2023.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	25(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
EPSIGG 2	v10- 2022 -07	Epšteina- Barra vīrusa VCA IgG	Serums	Imūnķīmiska luminiscence	Imūnķīmiska luminiscence	LIAISON XL (DiaSorin)	LIAISON VCA IgG (DiaSorin), 200/007-838, 10-2022-07	LIAISON VCA IgG Calibrator 1, Calibrator 2 (iekļauti reaģentu komplektā)	LIAISON Control VCA IgG (DiaSorin)		Katru dienu negatīvā un pozitīvā kontrolē	Labquality- Somija 20.02. 20. 15.09.20 15.02.21 13.09.21 11.02.22 13.09.22 17.02.23 07.09.23 LQ 16.02.24 04.09.24 LQ 13.02.25	T
EPSIGM 2	v09- 2022 -07	Epšteina- Barra vīrusa VCA IgM	Serums	Imūnķīmiska luminiscence	Imūnķīmiska luminiscence	LIAISON XL(DiaSor in)	LIAISON EBV IgM (DiaSorin), 200/007-837, 09-2022-07	LIAISON EBV IgM Calibrator 1, Calibrator 2 (iekļauti reaģentu komplektā)	LIAISON Control EBV IgM (DiaSorin)		Katru dienu negatīvā un pozitīvā kontrolē	Labquality- Somija 20.02.20. 15.09.20 15.02.21 13.09.21 11.02.22 13.09.22 17.02.23 07.09.23 LQ 16.02.24 04.09.24 LQ 13.02.25	T
ERCENC	v08	Ērču encefalīta vīrusa IgM	Serums	EIA	ELISA	ANALYSE R1 (EUROIM MUN)	Anti-TBE Virus ELISA (IgM), C08, 04-08- 2015	Anti-TBE Virus ELISA (IgM) kalibrators	Anti-TBE Virus ELISA (Ig M) kontroles (negatīvā un pozitīvā)		Katrā testēšanas reizē	Labquality- Somija 13.02.20. 25,08,20 15.03.21 11.03.22 10.03.23 07.09.23 RfB 08.03.24 LQ 04.09.24 05.03.25	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	26(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Laboratorij a
ERCIGG 1	V02, 2023-08-22	Ērču encefalīta vīrusa IgG	Serums	EIA	ELISA	ANALYSE R1 (EUROIMMUN)	Anti-TBE Virus ELISA 2.0 (IgG), E02, 2023-08-22	Anti-TBE Virus ELISA 2.0 (IgG) kalibratori 1-4	Anti-TBE Virus ELISA 2.0 (IgG) kontroles (negatīvā un pozitīvā)		Katrā testēšanas reizē	Labquality-Somija 13.02.20. 25.08.20 15.03.21 11.03.22 10.03.23 07.09.23 RfB 08.03.24 LQ 04.09.24 05.03.25	T
ERPOET	04, 17.02.2025.	Eritropoetīns	Serums, plazma (EDTA, Litija heparīna)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Erythropoietin (EPO), Siemens Healthineers, Rev.04, 2022-05	Atellica IM EPO Calibrator, , Siemens	EPO QC, 1.,2.3.lev el, Siemens	Atbilst WHO 2nd , NIBSC kods 67/343; arī WHO 3.rd , NIBSC kods 11/170	1 reizi dienā, 2 līmeņus	INSTAND 09.05.2022. 08.05.2023. 26.04.2024.	T
ES2	06,2023-03	Estradiols	Serums, plazma (EDTA, heparinizēta)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Konkurējoša tipa hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Enhanced Estradiol (eE2), Siemens Healthineers, Rev.07, 2023-07	Atellica IM Calibrator 30, Siemens	Liquichek Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	Siemens iekšējais standarts Estradiola m, kas izsekojami ar ID-GC/MS metodi	2 reizes dienā 2 līmeņos	RfB - Vācija . 08.04.2021. 16.09.2021. 07.04.2022. 15.09.2022. 14.04.2023. 28.09.2023. 17.04.2024. 19.09.2024. 10.04.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	27(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
FERIT	04,2 023- -03	Ferritīns	Serums, plazma (heparīna, EDTA)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	2-slāņu tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer (Siemens)	Atellica IM Ferritin (FER), Siemens, Rev.04, 2023-03	Atellica IM CAL C, Siemens	Inteliq Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 2nd IS for human LHI 80/578	2 reizes dienā 2 līmeņos	RfB - Vācija 08.04.2021. 14.04.2021. 13.09.2021. 16.09.2021. 06.04.2022. 07.04.2022. 14.09.2022. 15.09.2022. 04.04.2023. 14.04.2023. 27.09.2023. 17.04.2024. 03.07.2024. 19.09.2024. 10.04.2025. 17.04.2025.	T
FERITD	01, 27.1 1.20 24.	Ferritīns	Serums, plazma (heparīna, EDTA)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	2-slāņu tiešā hemiluminiscence	Atellica CI Analyzer (Siemens)	Atellica IM Ferritin (FER), Siemens, Rev.04, 2024-02	Atellica IM CAL C, Siemens	Inteliq Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 2nd IS for human LHI 80/578	Katru dienu 1 reizi dienā kontrole 3 līmeņos	RfB - Vācija 01.04.2021. 06.04.2021. 14.09.2021. 17.09.2021. 08.04.2022. 10.09.2022. 12.09.2022. 06.04.2023. 20.09.2023. 22.01.2024. 18.04.2024. 29.10.2024. 16.04.2025.	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	28(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
FERITG	16, 25.0 6.20 18.	Feritīns	Serums, plazma (heparīna , EDTA)	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	IMMULITE 2000 Xpi (Siemens)	Ferritin , Siemens, v.16,2018-03- 15	Ferritin Adjustors, Siemens	Lyphochek Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 2nd IS 80/578	Vienu reizi dienā kontrolē 2 līmeņos	RfB - Vācija 08.04.2021. 09.04.2021. 15.09.2021. 17.09.2021. 11.04.2022. 13.09.2022. 14.09.2022. 05.04.2023. 21.09.2023. 27.09.2023. 22.04.2024. 20.09.2024.	GUL
FERITK	21,2 023- 02	Feritīns	Serums, plazma (heparīna , EDTA)	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	2-slāņu tiešā hemiluminiscence	ADVIA Centaur XPT (Siemens)	ADVIA Centaur FER Assay Ready pack, Siemens, Rev.21, 2023- 03	Calibrator C, Siemens	Lyphochek Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 2nd IS 94/572	2 reizes dienā 2 līmeņos	RfB - Vācija 01.04.2021. 06.04.2021. 13.09.2021. 17.09.2021. 07.04.2022. 09.09.2022. 10.09.2022 05.04.2023. 19.04.2023. 19.09.2023. 21.01.2024. 18.04.2024. 19.09.2024.	KUL
FERITP	04,2 023- -03	Feritīns	Serums, plazma (heparīna , EDTA)	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	2-slāņu imūnķīmiska hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer (Siemens)	Atellica IM Ferritin (FER) , Siemens, Rev. 04, 2023-03	Atellica IM CAL C, Siemens	Inteliq Im munoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 2nd IS for human LHIS 80/578	Vienu reizi dienā divos līmeņos	RfB - Vācija 08.04.2021. 17.09.2021. 08.04.2022. 09.09.2022. 10.09.2022. 21.04.2023. 21.09.2023. 19.04.2024. 09.07.2024. 24.09.2024. 16.04.2025.	PRE

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	29(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
FOLSK	V10, 2024 -03	Folskābe	Serums	Elektrohemiluminiscence	Elektrohemiluminiscence	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOSTICS)	Folate III,Roche Diagnostics 2024-03,V10.0 Latviešu	Folate IIICalSet III, Roche Diagnostics	Cobas 600e Folate assay	Precicontrol VARIA , Roche Diagnostics	1 reizi dienā 2 līmeņos	RfB Vācija: 16.03.2020. 03.07.2020., 18.09.2020, 01.04.2021,05 .03.2021, 09.09.2021, 03.03.2022, 29.03.2022, 08.09.2022,02 .03.2023,19.0 9.2023,18.01. 2024,05.03.20 24,03.07.2024 , 01.08.2024,02 .2025, 03.2025 INSTAND - 06.05.2020. 09.10.2020., 07.05.2021,12 .10.2021,03.0 5.2022,13.10. 2022. 08.05.2023.,1 1.10.2023,26. 04.2024,16.10 .2024	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	30(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
FSH1	07,2 023- 03	Folikulus stimulējošais hormons	Serums, Plazma	Tiešā hemilu miniscence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer (Siemens)	Atellica IM Follicle Stimulatinh Hormone (FSH), Siemens Helthineers, Rev.07, 2023- 03	Atellica IM CAL B, Siemens Helthineer s	Liquichek Immunoa ssay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 2nd IS 94/632	2 reizes dienā 2 līmeņos	RfB - Vācija 04.0 4.2023. 27.09.2023. 18.01.2024. 03.07.2024. 17.04.2025. INSTAND 02.09.2022. 03.03.2023. 23.08.2023. 08.03.2024. 21.08.2024. 07.03.2025.	T
GASTR	18,2 020- 08- 04	Gastrīns	Serums	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	IMMULITE 2000 Xpi (Siemens)	Gastrin, Siemens	Gastrin Adjustor, Siemens	Lymphoch k Immunoa ssay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	Siemens Internal Standart Gastrin	Testēšanas dienā 2 līmeņos	INSTAND 30.04.2016. 08.07.2017. 12.10.2019. 15.10.2020. 08.10.2021. 26.10.2022. 11.10.2023. 16.10.2024.	T
GBM	v7	GBM IgG - antiviēlas pret glomerulu bazālo membrānu	Serums	EIA	ELISA	ALEGRIA (ORGENT EC)	Anti-GBM (ORGENTEC), v7, 2022-06- 21		Anti-GBM Control (ORGENT EC)		Katra teststripa sastāvdaļa	LQ 27.02.20. RfB 12.09.20 25.02.21 Instand 05.03. 21 RfB 14.09.21 RfB 28.02.22 LQ 20.05.22 RfB 10.09.22 RfB 24.02.23 LQ 07.03.23 RfB 31.08.23 RfB 21.02.24 LQ 23.02.24 RfB 20.08.24 LQ 20.02.25 RfB 20.05.25	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	31(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
HAVIGM	05,2 023-03	Anti HAV IgM	Serums, plazma (Na citrāta, heparīna, EDTA)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Hepatitis A IgM (aHAVM), Siemens Healthineers, Rev.05, 2023-03	Atellica IM aHAVM Calibrators, Low and High, Siemens	Atellica IM aHAVM Quality control material, Negatīvā un Pozitīvā kontrole, Siemens		Vienu reizi dienā pozitīvā un negatīvā kontrole	Labquality - Somija 10.03.2020. 09.09.2020. 16.02.2021. 26.08.2021. 10.02.2022. 23.08.2022. 14.02.2023. 24.08.2023. 16.02.2024. 09.09.2024. 24.02.2025.	T
HBCIGG	06,2 023-12(E N); 05,2 021-07(L V)	Anti HBc - Kopējās anti vielas pret hepatīta B kodola antigēnu	Serums, EDTA plazma	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Ķīmiskā hemiluminiscences metode	Atellia IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Anti-Hepatitis B core Total (HBcT), Siemens Healthineers, Rev.05, 2021-07	Atellica IM HBcT calibrators, Low and High calibrator, Siemens	Atellica IM HBcT Quality control material; negatīvā un pozitīvā kontrole, Siemens		Testēšanas dienā pozitīvā un negatīvā kontrole	Labquality - Somija 21.02.2023. 24.08.2023. 22.02.2024. 09.09.2024. 27.02.2025.	T
HBCIGM	03, 20.0 2.20 25.	Anti HBcIgM - IgM anti vielas pret B hepatīta kodola (serdes) antigēnu	Serums, plazma (EDTA, litija, natrija heparīna)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Ķīmiskā hemiluminiscences metode	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Hepatitis B core Antigen (aHBcM), Siemens Healthineers, Rev.07, 2023-09	Atellica IM aHBcM Calibrators, Low/ High, Siemens	Atellica IM aHBcM Quality control material; negatīvā un pozitīvā kontrole, Siemens	Siemens iekšējais standarts (izmantojot Paula Ērliha institūta (PEI) references paraugu)	Testēšanas dienā pozitīvā un negatīvā kontrole	Labquality - Somija 21.02.2023. 24.08.2023. 22.02.2024. 09.09.2024. 27.02.2025.	T

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
HBSAG	06,2 023- 08	HBsAg (B hepatīta virsma antigēns II)	Serums, plazma (heparīna , EDTA)	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica IM Hepatitis B surface Antigen II (HBsII), Siemens Healthineers, Rev.06, 2023- 08	Atellica IM HBs II Calibrators , Low and high calibrator, Siemens	Atellica IM HBsII Quality control material, Negatīvā un Pozitīvā kontrolē, Siemens	WHO 3.rd IS (NIBSC kods 12/226)	Vienu reizi dienā pozitīvā un negatīvā kontrolē	Labquality - Somija 21.02.2023. 24.08.2023. 22.02.2024. 09.09.2024. 27.02.2025.	T
HBSAGD	01, 27.1 1.20 24.	HBsAg (B hepatīta virsma antigēns II)	Serums, plazma (litija heparīna, EDTA)	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica IM Hepatitis B surface Antigen II (HBsII), Siemens Healthineers, Rev.06, 2024- 06	Atellica IM HBs II Calibrators , Low and high calibrator, Siemens	Atellica IM HBsII Quality control material, Negatīvā un Pozitīvā kontrolē, Siemens	WHO 3.rd IS (NIBSC kods 12/226)	Vienu reizi dienā pozitīvā un negatīvā kontrolē	Labquality - Somija 24.02.2023. 01.09.2023. 06.03.2025.	DAU
HBSAGK	02, 07.1 0.20 24.	HBsAg (B hepatīta virsma antigēns II)	Serums, plazma (Na citrāta, heparīna, EDTA)	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	Tiešā hemiluminiscence	ADVIA Centaur XPT(SIEM ENS)	ADVIA Centaur HBsAg II Assay, Siemens, Rev.14, 2023- 08	ADVIA Centaur HBsAG II Calibrators , HBsAGII Low Calibrator and HBSAGII high calibrator, Siemens	ADVIA Centaur HBsAG II quality control material, Negatīvā un Pozitīvā kontrolē, Siemens	WHO 3rd IRS,12/22 6	Vienu reizi dienā pozitīvā un negatīvā kontrolē	Labquality - Somija 28.02.2023. 05.09.2023. 22.04.2024.	KUL
HBSAGP	06,2 023- 08	HBsAg (B hepatīta virsma antigēns II)	Serums, plazma (Na heparīna, EDTA)	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica IM Hepatitis B surface Antigen II (HBsII), Siemens Healthineers, Rev. 06, 2023- 08	Atellica IM HBs II Calibrators , Low and high calibrator, Siemens	Atellica IM HBsII Quality control material, Negatīvā un Pozitīvā kontrolē, Siemens	WHO 3.rd IS (NIBSC kods 12/226)	Vienu reizi dienā pozitīvā un negatīvā kontrolē (brīvdienās- pirms tēšanas 2 līm.)	Labquality - 16.02.2023. 24.02.2024. 13.03.2025.	PRE

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	33(70)
--	-------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
HBSAP	04, 17.0 3.20 25.	HBsAg apstiprinošais tests (veic, ja HBsAg ir pozitīvs)	Serums, plazma (Na citrāta, heparīna, EDTA)	Imūnkīmiska hemiluminiscence	Specifisko antivielu neitralizēšana	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Hepatitis Bsurface Antigen II Confirmatory (HBsIIConf), Siemens Healthineers, Rev.06, 2024-12	ADVIA Centaur HBsAg Master Curve card, ADVIA Centaur Confirmatory Master Curve card HBsAg Low Calibrator and HBSAg high calibrator, Siemens	Atellica IM HBs II Quality control material, Negatīvā un Pozitīvā kontrole, Siemens	Siemens iekšējais standarts	Testēšanas dienā pozitīvā un negatīvā kontrole	Labquality - Somija 21.02.2023. 24.08.2023. 22.02.2024. 09.09.2024. 27.02.2025.	T
HCG1	36,2 019-07-16	Horiongonadotropais hormons	Serums	Imūnkīmiska hemiluminiscence	Imūnkīmiska hemiluminiscence	IMMULITE 2000 Xpi (Siemens)	HCG, Siemens	HCG Adjustor, Siemens	Lyphochek Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD; Lyphochek Fertility Control, BIORAD	WHO 3rd IS 75/537	2 reizes dienā 2 līmeņus	RfB Vācija 06.04.2023. 08.04.2023. 18.09.2023. 28.09.2023. 1 2.01.2024. 16.01.2024. 02.07.2024. INSTAND 10.03.2023. 06.03.2025. 10.03.2025.	T
HCG1D	01, 27.1 1.20 24.	Horiongonadotropais hormons	Serums, plazma (EDTA, Heparīna)	Imūnkīmiska hemiluminiscence	2-slāņu tiešā imūnhemiluminiscence	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Total hCG (ThCG), Siemens, Rev.05, 2023-06	Atellica IM Calibrator B, Siemens	Inteliq Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 4th. IS 75/589	1 reizi dienā kontrole 2 līmeņos	INSTAND: 16.03.2023. 1 3.03.2025. RfB Vācija: 19.09.2023. 19.01.2024.	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	34(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
HCG1G	36,2019-07-16	Horiogonadotropais hormons	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	IMMULITE 2000 Xpi (Siemens)	HCG, Siemens	HCG Adjustor, Siemens	Lyphochek Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 3rd IS 75/537	vienu reizi dienā kontrole 2 līmeņos	RfB Vācija 17.04.2023. 16.01.2024. 19.01.2024. INSTAND 14.03.2025.	GUL
HCG1K	14,2023-03	Horiogonadotropais hormons	Serums, plazma (EDTA, Liheparīna)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	2-slāņu tiešā imūnhemiluminiscence	ADVIA Centaur XPT, Siemens	ADVIA Centaur Total HCG, Siemens, Rev. 14, 2023-03	ADVIA Centaur Calibrator B, Siemens	Lyphochek Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 4th. IS 75/589	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	RfB Vācija 14.03.2023. 17.04.2023. 29.09.2023. 2 2.01.2024. 02.07.2024. INSTAND: 12.03.2021.	KUL
HCG1P	02, 21.02.2023	Horiogonadotropais hormons	Serums, plazma (EDTA, Liheparīna)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	2-slāņu tiešā imūnhemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens	Atellica IM Total hCG (ThCG), Siemens, Rev.05, 2023-03	Atellica IM Calibrator B, Siemens	Inteliq Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 4th. IS 75/589	Vienu reizi dienā divos līmeņos	RfB Vācija: 02.07.2024. 13.03.2025.	PRE
HCGA	01, 12.06.2024.	Horiogonadotropais hormons	Serums, plazma (EDTA, Liheparīna)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens	Atellica IM Total hCG (ThCG), Siemens, Rev.05, 2023-03	Atellica IM Calibrator B, Siemens	Inteliq Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 4th. IS 75/589	Divas reizes dienā 2 līmeņos,	RfB Vācija 02.07.2024. 10.03.2025.	T
HCVWB	v.GARLHC005EN 2014-03	HCV IgG apstiprinošais tests (Imunoblots)	Serums	Līniju imūntests	Līniju imūntests		recomline HCV IgG (MIKROGEN), v.GARLHC005EN 2014-03		CONTROL + CONTROL - (MIKROGEN)		Testsistēmas kontrole katrā teststripā, CONTROL + CONTROL - Katru reizi uzsākot jaunas sērijas reaģentus.	Labquality-Somija 12.03.2020.10.09.20 23.02.21 26.08.21 24.08.22 22.02.23 30.08.23 LQ 22.02.24 10.09.24 LQ 20.02.25	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	35(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
HE4	V7, 2022-10	HE4	Serums, plazma	Elektrohemiluminiscence	Elektrohemiluminiscence	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOSTICS)	HE4 (ROCHE DIAGNOSTICS)	HE4 Cal Set	PreciControl HE4 Roche Diagnostcs	HE4 EIA Fujirebio Diagnostcs	1 reizi dienā 2 līmeņos	INSTAND 03.03.2020. , 04.03.2021. 05.03.2022,02.03.2023,08.03.2024	T
HELIGA	v04, 09-09-2013	Helicobacter pylori IgA	Serums	EIA	ELISA	ANALYSE R1 (EUROIMMUN)	Anti-Helicobacter pylori ELISA (IgA) C04, 09-09-2013	Anti-Helicobacter pylori ELISA (IgA) kalibrators	Anti-Helicobacter pylori ELISA (IgA) kontroles (negatīvā un pozitīvā)		Katrā testēšanas reizē	Labquality-Somija 13.03.2020. 15.03.21 11.03.22 10.03.23 08.03.24 19.03.25	T
HELIKO	v04, 03-05-2016	Helicobacter pylori IgG	Serums	EIA	ELISA	ANALYSE R1 (EUROIMMUN)	Anti-Helicobacter pylori ELISA (IgG), C04, 03-05-2016	Anti-Helicobacter pylori ELISA (IgG) kalibratori 1-3	Anti-Helicobacter pylori ELISA (IgG) kontroles (negatīvā un pozitīvā)		Katrā testēšanas reizē	Labquality-Somija 13.03.2020. 15.03.21 11.03.22 10.03.23 08.03.24 19.03.25	T
HERIGG 2	v11-2024-05	Herpes simplex 1/2 vīrusa IgG	Serums	Imūnķīmiska luminiscence	Imūnķīmiska luminiscence	LIAISON XL(DiaSorin)	LIAISON HSV-1/2 IgG (DiaSorin),200/007-835, 11-2024-05	LIAISON HSV-1/2 IgG Calibrator 1, Calibrator 2 (iekļauti reaģentu komplektā)	LIAISON Control HSV-1/2 IgG (DiaSorin)		Katru dienu negatīvā un pozitīvā kontrole	Labquality-Somija 03.01.20 04.11.20 03.02.21 01.11.21 31.01.22 31.10.22 26.01.23 26.10.23 LQ 26.01.24; 14.11.24 LQ 20.02.25	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	36(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
HERIGM 2	v09-2022-07	Herpes simplex 1/2 vīrusa IgM	Serums	Imūnķīmiska luminiscence	Imūnķīmiska luminiscence	LIAISON XL(DiaSorin)	LIAISON HSV-1/2 IgM (DiaSorin), 200/007-834, 09-2022-07	LIAISON HSV-1/2 IgM Calibrator 1, Calibrator 2 (iekļauti reaģentu komplektā)	LIAISON Control HSV-1/2 IgM (DiaSorin)		Katru dienu negatīvā un pozitīvā kontrole	Labquality-Somija 30.01.20 04.11.20 03.02.21 01.11.21 31.01.22 31.10.22 26.01.23 26.10.23 LQ 26.01.24; 14.11.24 LQ 20.02.25	T
HIV	V3, 2022-03	Anti HIV1/2, HIV 1 Ag	Serums, plazma	Elektrohemiluminiscence	Elektrohemiluminiscence	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOSTICS)	HIV Duo , Roche Diagnostic 2022-03,V3.0 Latviešu	Negative Calibrator(Cal1) Positive Calibrator (Cal2) Roche Diagnostic s	Cobas 8000 PrecicontrolHIV Combi 1,2	Standartizēts pret the Human Immunodeficiency Virus Type 1(HIV-1 p24Antigen)	1 reizi dienā pozitīvā un negatīvā kontrole	Labquality □ Somija 06.03. 2020. 03.09.2020, 18.02.2021, 12.08.2021,10 .02.2022, 05.08.2022. 15.02.2023. 24.08.2023.,1 6.02.2024,26. 08.2024,02.20 25	T
HIVD	01, 27.1 1.20 24.	Anti HIV Combo	Serums, plazma	Imūnķīmiska hemiluminiscence	2-soļu ag/av divslāņu imunofluorescence	ATELLICA CI Analyzer, Siemens	Atellica IM HIV Ag/Ab Combo (CHIV), Siemens, Rev.07, 2024-02	Atellica IM CHIV Calibrator Low / High , Siemens	Atellica IM CHIV QC , Siemens	Siemens iekšējais standarts, saskaņā ar WHO 1st International Reference Reagent , NIBSC kods 90/636	Vienu reizi dienā pozitīvā un negatīvā kontrole	Labquality □ Somija 09.03.2020. 10.09.2020. 27.08.2021. 26.08.2022. 29.08.2023. 26.02.2025.	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	37(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
HIVK	02, 07.1 0.20 24.	Anti HIV 1/2 un HIV 1 Ag	Serums, plazma (EDTA)	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	ADVIA Centaur XPT (SIEMENS)	ADVIA Centaur CHIV Ready Pack , Siemens, Rev.18, 2024- 02	ADVIA Centaur CHIV Calibrator, Low and High Calibrators , Siemens	ADVIA Centaur CHIV Controls, Siemens	WHO 1st.IRR, NIBSC co de 90/636	Vienu reizi dienā pozitīvā un negatīvā kontrolē	Labquality - Somija 22.03.2019. 16.09.2020. 15.02.2022. 19.02.2024. 27.08.2024.	KUL
HIVP	01, 27.1 1.20 24.	Anti HIV 1/2 un HIV 1 Ag	Serums, plazma (EDTA)	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	2-soļu ag/av divslāņu imunofluorescence	ATELLICA IM Analyzer, Siemens	Atellica IM HIV Ag/Ab Combo (CHIV), Siemens, Rev.07, 2024- 02	Atellica IM CHIV Calibrator Low / High , Siemens	Atellica IM CHIV QC , Siemens	Siemens iekšējais standarts, saskaņā a r NIBSC kods 90/636	Vienu reizi dienā pozitīvā un negatīvā kontrolē (brīvdienās - pirms tēstēšanas 2 līm.)	Labquality □ Somija 13.09.2019. 09.03.2020. 26.08.2021. 16.02.2023. 17.02.2024. 11.04.2025.	PRE
HLAIGA	v09, 04- 05- 2022	Chlamydia trachomatis IgA	Serums	EIA	ELISA	ANALYSE R1 (EUROIM MUN)	Chlamydia trachomatis ELISA (IgA), C09, 04-05- 2022	Chlamydia trachomati s ELISA (IgA) kalibrators	Chlamydi a trachoma tis ELISA (IgA) kontrolē (negatīvā un pozitīvā)		Katrā testēšanas reizē	Instand-Vācija 13.05.20. 23.10.20 21.05.21 21.10.21 19.05.22 30.05.23 26.10.23 Instand 22.05.2024 16.10.24	T
HLAIGG	v14, 15- 05- 2023	Chlamydia trachomatis IgG	Serums	EIA	ELISA	ANALYSE R1 (EUROIM MUN)	Chlamydia trachomatis ELISA (IgG), C14, 15-05- 2023	Chlamydia trachomati s ELISA (IgG) kalibratori 1-3	Chlamydi a trachoma tis ELISA (IgG) kontrolē (negatīvā un pozitīvā)		Katrā testēšanas reizē	Instand-Vācija 13.05.20. 23.10.20 21.05.21 21.10.21 19.05.22 28.10.22 30.05.23 26.10.23 Instand 22.05.2024 16.10.24	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	38(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
HOMCIS	05,2 023- 03	Homocisteīns	Serums, EDTA plazma, Litija Heparīna plazma	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	Konkurējoša tipa tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellia IM Homocysteine (HCY), Siemens Healthineers, Rev.05, 2023- 03	Atellica IM HCY Calibrators (high/low), Siemens	InteliQ Homocyst eine Controls, levels 1,2,3, Biorad	Izsekojam s līdz Siemens iekšējam standarta m	1 reizi dienā 2 līmeņus	RfB- Vācija 12.02.2020. 14.10.2020. 05.02.2021. 07.10.2021. 08.02.2022. 05.10.2022. 11.10.2023. 06.02.2024. 30.09.2024. 05.02.2025. INSTAND 06.05.2020. 29.08.2020. 10.05.2021. 15.09.2021. 09.05.2022. 26.08.2022. 10.05.2023. 29.08.2023. 24.08.2023. 08.05.2024. 27.08.2024.	T
IFA	v10- 2022 -07	Treponema pallidum IgG,IgM-IFA	Serums	Imūnķīmiska luminiscence	Imūnķīmiska luminiscence	LIAISON XL (DiaSorin)	LIAISON Treponema Screen (DiaSorin), 200/007-893, 10-2022-07	LIAISON Treponem a Screen Calibrator 1, Calibrator 2 (iekļauti reaģentu komplektā)	LIAISON Treponem a Screen Control (negatīvā un pozitīvā)		Katru dienu negatīvā un pozitīvā kontrolē	LQ 19.02.20. RfB 20.05.20 LQ 13.10.20 26.02.21 RfB 02.06.21 LQ 04.10.21 LQ- 23.02.22 RfB 27.05.22 LQ 12.10.22 LQ 23.02.23 RfB 30.05.23 LQ 02.10.23 LQ 22.02.24 RfB 29.05.24 LQ 27.09.24 RfB 10.03.25	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	39(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
IGE1	24,2018-08-24	Kopējais Immunoglobulīns E	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	IMMULITE 2000 Xpi (Siemens)	Total IgE, Siemens	Total IgE Adjustor, Siemens	Lyphochek Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 2nd IRP 75/502	2 reizes dienā 2 līmeņus	RfB - Vācija: 20.02.2020. 23.04.2020. 14.05.2020. 13.08.2020. 13.10.2020. 11.01.2021. 22.02.2021. 19.04.2021. 11.05.2021. 06.07.2021. 28.09.2021. 07.10.2021. 17.02.2022. 13.04.2022. 09.05.2022. 09.08.2022. 04.10.2022. 06.10.2022. 17.02.2023. 08.05.2023. 26.09.2023. 09.10.2023. 23.01.2024. 08.02.2024. 14.02.2024. 1 4.05.2024. 03.07.2024. 31.07.2024. 01.10.2024. 29.01.2025. 12.02.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	40(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
IGE1G	24,2018-08-24	Kopējais Immunoglobulīns E	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	IMMULITE 2000 Xpi (Siemens)	Total IgE, Siemens	Total IgE Adjustor, Siemens	Lyphochek Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 2nd IRP 75/502	1 reizi dienā kontrole 2 līmeņos	RfB - Vācija 22.02.2021. 06.08.2021. 18.02.2022. 15.08.2022. 10.05.2023. 20.02.2024. 05.02.2025.	GUL
IGF1	4,2018-07-02	Insulīnam līdzīgais augšanas faktors 1	Serums, plazma (heparīna)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	IMMULITE 2000 Xpi (Siemens)	IGF1, Siemens	IGF1 Adjustor, Siemens	Liquichek Specialty Immunoassay Control, 2 līmeņi, BIORAD		1 reizi dienā kontrole 2 līmeņos	RfB Vācija 20.04.2020. 06.07.2020. 28.09.2020. 14.04.2021. 13.09.2021. 06.04.2022. 14.09.2022. 04.04.2023. 27.09.2023. 18.01.2024. 03.07.2024. 17.04.2025.	T
IL6	18,2018-03-15	Interleikīns 6 (asinīs)	Serums, plazma (EDTA, heparīna)	Imūnfermentatīva hemiluminiscence	Imūnfermentatīva hemiluminiscence	IMMULITE 2000 Xpi (Siemens)	IL-6, Siemens	IL-6 Adjustor, Siemens	Immolute Cytokine Control module, Siemens		1 reizi dienā 2 līmeņos	RfB Vācija 25.02.2020. 09.11.2020. 18.02.2021. 09.08.2021. 28.02.2022. 09.08.2022. 17.02.2023. 07.08.2023. 26.02.2024. 31.07.2024. 24.02.2025.	T

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
IL6K	4,20 22-05	Interleikīns 6 (asinīs)	Serums, plazma (EDTA, heparīna)	Imūnķīmiskā hemiluminiscence	Tiešā hemiluminiscence	ADVIA Centaur XPT	ADVIA Centaur IL6 , Siemens, Rev.F, 2022-05	ADVIA Centaur IL6 Calibrator	Interleukīns- 6 (IL6) Quality control, Siemens Healthineers	Siemens iekšējais standarts atbilstoši WHO 1st International Standart IL6 ; NIBC code 89/548	Testēšanas dienā trīs līmeņos	RfB Vācija 17.02.2023. 17.08.2023. 27.02.2024. 01.08.2024. 25.02.2025.	KUL
INSUL	03, 17.0 3.20 25.	Insulīns	Serums	Imūnķīmiskā hemiluminiscence	2-slāņu tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens	Atellica IM Insulin (IRI), Siemens, Rev.07, 2024-10	Atellica IM IRI CAL, Siemens	Inteliq Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 1st, IRP 66/304	2 reizes dienā 2 līmeņos	RfB - Vācija 20.04.2020. 06.07.2020. 28.09.2020. 14.04.2021. 13.09.2021. 06.04.2022. 15.09.2022. 04.04.2023. 27.09.2023. 18.01.2024. 03.07.2024. INSTAND: 15.10.2020. 08.10.2021. 26.10.2022. 11.10.2023. 16.10.2024. 17.04.2025.	T
INSULD	01, 27.1 1.20 24.	Insulīns	Serums	Imūnķīmiskā hemiluminiscence	2-slāņu tiešā hemiluminiscence	Atellica CI Analyzer, Siemens	Atellica IM Insulin (IRI), Siemens, Rev.06, 2023-08	Atellica IM IRI CAL, Siemens	Inteliq Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO NIBC 1st IRP 66/304	1 reizi dienā kontrole 3 līmeņos	RfB - Vācija: 06.04.2023. 26.04.2023. 20.09.2023. 22.01.2024. 16.04.2025. INSTAND: 13.10.2023. 29.10.2024.	DAU

	Vadības dokuments	VD -10 Versija:18	42(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
INSULP	03, 17.03.2025.	Insulīns	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	2-slāņu tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens	Atellica IM Insulin (IRI), Siemens, Rev 07, 2024-10	Atellica IM IRI CAL, Siemens	Inteliq Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 1st, IRP 66/304	Vienu reizi dienā divos līmeņos (brīvdienā - pirms testēšanas 2 līm.)	RfB - Vācija: 21.09.2023. 09.07.2024. 16.04.2025. INSTAND: 16.10.2023.	PRE
Spec IgE	32, 2020-08-04	Alerģēnu specifiskais imunoglobulīns E	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	IMMULITE 2000 Xpi (Siemens)	3gAllergy specific IgE Universal kit, Siemens	3GAllergy specific IgE Universal Adjustor, Siemens	3gAllergy specific IgE Universal antibody kit control, Siemens	WHO 2nd. IRP 75/502	1 reizi dienā kontrole 2 līmenī	RfB Vācija: 07.02.2023. 1. 1.05.2023. 25.05.2023. 2. 3.09.2023. 15.02.2024. 14.05.2024. 31.07.2024. 27.09.2024. 12.02.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	43(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
KARDG	v08	Kardiopīnā IgG	Serums	CLIA	Imūnķīmiska hemiluminiscence	IDS-iSYS	IDS Cardiolipin IgG(IDS-iSYS), v08, 02-09-2022	IDS Cardiolipin IgG Calibrator A, Calibrator B (iekļauti reaģentu komplektā)	IDS APS IgG Control Set	Reference sera "Harris" (Product no. 6495GM, Lot. no. 021008); reference reagent "Human IgG Anti-Cardiolipin Monoclonal Antibody HCL 1,1 mkg/ml (CDC, Cat. No. IS2717, Lot.no. 05-0058 09/20/05)"	Vienu reizi dienā 2 līmeņos	ECAT-14.03.2020. ECAT 07,07,20 RfB 12.09.20 ECAT15.09.20 RfB 25.02.21 ECAT 09.04.21. 01.09.21 RfB 14.09.21 ECAT 11.11.21 RfB 28.02.22 18.03.22 01.06.22 ECAT 13.09.22 RfB 10.09.22 22.11.22 RfB 24.02.23 ECAT 20.03.23 06.06.23 RfB 31.08.23 ECAT 25.09.23 23.11.23 RfB 21.02.24 ECAT 13.03.24; 03.06.24 RfB 20.08.24 ECAT 05.09.24; 14.11.24 RfB 20.02.25	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	44(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
KARDM	v07	Kardioliipīna IgM	Serums	CLIA	Imūnķīmiska hemiluminiscence	IDS-iSYS	IDS Cardiolipin IgM (IDS- iSYS), v07, 27- 02-2025	IDS Cardiolipin IgM Calibrator A, Calibrator B (iekļauti reāģentu komplektā)	IDS APS IgM Control Set	Reference sera "Harris" (Product no. 6495GM, Lot. no. 021008); reference reagent "Human IgM Anti- Cardiolipi n Monoclon al Antibody EY2C9 20 mkg/ml (CDC, Cat. No. IS2718, Lot.no. 05-0059 09/20/05) "	Vienu reizi dienā 2 līmeņos	ECAT- 14.03.2020. ECAT 07,07,20 RfB 12.09.20 ECAT15.09.20 RfB 25.02.21 ECAT 09.04.21 01.09.21 RfB 14.09.21 ECAT 11.11.21 RfB 28.02.22 18.03.22 01.06.22 ECAT 13.09.22 RfB 10.09.22 22.11.22 RfB 24.02.23 ECAT 20.03.23 06.06.23 RfB 31.08.23 ECAT 25.09.23 23.11.23 RfB 21.02.24 ECAT 13.03.24; 03.06.24 RfB 20.08.24 ECAT 05.09.24; 14.11.24 RfB 20.02.25	T
KORTI	V6, 2021 -12	Kortizols	Serums, plazma (Na citrāta, EDTA)	Elektrohemil uminiscence	Elektrohemiluminisce nce	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOS TICS)	Cortisol (ROCHE DIAGNOSTICS) 2021-12,V6.0 Latviešu	Cortisol CalSet	PreciCont rol Universal (ROCHE DIAGNOS TICS)	Enzim- test Cortisol	1 reizi dienā 2 līmeņos	RFB-Vācija 15.04.2020 24.09.2020,01 .04.2021,16.0 9.2021,04.04. 2022,08.09.20 22, 6.04.2023,19. 09.2023,16.04 .2024,15.09.2 024,03.2025	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	45(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
KORTIS	V6, 2021-12	Kortizols siekalās	Siekalas	Elektrohemiluminiscence	Elektrohemiluminiscence	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOSTICS)	Cortisol (ROCHE DIAGNOSTICS) 2021-12, V6.0 Latviešu	Cortisol CalSet	PreciControl Universal (ROCHE DIAGNOSTICS)	Enzim-test Cortisol	1 reizi dienā 2 līmeņos	RFB -Vācija 20.04.2020.,1 1.09.2020,09. 04.2021,04.04 .2022,12.04.2 023,05.04.202 4, 04.2025	T
LH1	05, 2023-03	Luteinizētājošie hormoni	Serums, Plazma	Tiešā hemiluminiscence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Luteinizing Hormone (LH), Siemens Healthineers, Rev.05, 2023-03	Atellica IM CAL B, Siemens Healthineers	Liquichek Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 2nd IS 80/552	2 reizes dienā 2 līmeņos	RfB - Vācija 04.04.2023. 27.09.2023. 18.01.2024. 03.07.2024. 17.04.2025. INSTAND 03.03.2023. 23.08.2023. 08.03.2024. 21.08.2024. 07.03.2025.	T
MASIGG	v11-2022-07	Masalu (Rubeola) vīrusa IgG	Serums	Imūnhemiluminiscence	CLIA	LIAISON XL (DiaSorin)	LIAISON Measles IgG (Dia-Sorin), 200/007-944, 11-2022-07	LIAISON Measles IgG Calibrator 1, Calibrator 2 (iekļauti reaģentu komplektā)	LIAISON Measles IgG Controls (negatīvā un pozitīvā)	Atsauce uz PVO standartu, NIBSC kods 97/648	Pirms testēšanas sērijas sākšanas NEG un POS kontroles	Labquality-Somija 19.05.20. 13.04.21 13.04.22 17.04.23 LQ 10.04.24 LQ 19.03.25	T
MASIGM	v12-2023-11	Masalu (Rubeola) vīrusa IgM	Serums	Imūnhemiluminiscence	CLIA	LIAISON XL (DiaSorin)	LIAISON Measles IgM (Dia-Sorin), 200/007-028, 12-2023-11	LIAISON Measles IgM Calibrator 1, Calibrator 2 (iekļauti reaģentu komplektā)	LIAISON Measles IgM Controls (negatīvā un pozitīvā)		NEG un POS kontroles pirms paraugu sērijas	Labquality-Somija 19.05.20 13.04.21 13.04.22 17.04.23 LQ 10.04.24 LQ 19.03.25	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	46(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamī ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
MIKIGG	v10, 02-11-2020	Mycoplasma pneumoniae IgG	Serums	EIA	ELISA	ANALYSER 1(Euroimmun)	Anti-Mycoplasma pneumoniae ELISA (IgG) (Euroimmun), C10, 02-11-2020	Anti-Mycoplasma pneumoniae ELISA (IgG) kalibratori 1-3	Anti-Mycoplasma pneumoniae ELISA (IgG) kontroles (negatīvā un pozitīvā)		Katrā testēšanas reizē	Instand-Vācija 23.10.20 21.10.21 28.10.22 01.11.23 16.10.24	T
MIKIGM	v10, 01-11-2020	Mycoplasma pneumoniae IgM	Serums	EIA	ELISA	ANALYSER 1(Euroimmun)	Anti-Mycoplasma pneumoniae ELISA (IgM) (Euroimmun), C10, 01-11-2020	Anti-Mycoplasma pneumoniae ELISA (IgM) kalibrators	Anti-Mycoplasma pneumoniae ELISA (IgM) kontroles (negatīvā un pozitīvā)		Katrā testēšanas reizē	Instand-Vācija 23.10.20 21.10.21 28.10.22 01.11.23 16.10.24	T
MIOGL	04, 17.03.2025.	Mioglobīns	Serums, Plazma (heparīna!)	Tiešā hemiluminiscence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	ATELLICA IM, Siemens Healthcare	Atellica IM Myoglobin (MYO), Siemens Healthcare, Rev.04, 2024-08	Atellica IM CAL U, Siemens Healthcare	InteliQ Cardiac Advance Controls, 1, 2 level; Biorad	Siemens Iekšējais standarts	Reizi dienā divos līmeņos	INSTAND 09.03.2023. 06.03.2024. 27.08.2024. 10.03.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	47(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
NSE	V6, 2023 -10	Neirospecifis kā enolāze	Serums	Elektrohemil uminiscence	Elektrohemiluminisce nce	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOS TICS)	NSE, Roche Diagnostics 2023-10,V6.0 Latviešu	NSE CAL SET, Roche Diagnostic s	Against NSE Enzymun □Test NSE method Cobas 600e Precicont rol Tumor Marker, Roche Diagnosti cs	Against NSE Enzymun □Test NSE method	Katrā testēšanas reizē divos līmeņos	RfB□Vācija 15.04.2020. 18.09.2020.,0 1.04.2021,07. 09.2021,04.04 .2022,08.09.2 022, 6.04.2023,19. 09.2023,12.01 .2024,04.07.2 024 INSTAND 03.03.2020, 12.03.2021, 05.03.2022, 02.03.2023,08 .03.2024,02.2 025	T
OSTCA	V5, 2021 -11	Osteokalcīns	Serums, plazma	Elektrohemil uminiscence	Elektrohemiluminisce nce	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOS TICS)	N-MID OSTEOCALCIN, Roche Diagnostics 2021-11,V5.0	Cobas 600e OSTEOCAL CIN, Cal set, Roche Diagnostic s	Cobas 800e Precicont rol VARIA, Roche Diagnosti cs	Atbilstoši iekšējam etalonam	Katrā testēšanas reizē divos līmeņos	RfB□Vācija 21.04.2020.,1 1.09.2020,09. 04.2021,07.09 .2021,07.04.2 022,01.09.202 2, 14.04.2023,08 .09.23.,12.04. 24,28.08.2024 ,04.2025	T
P1NP	V6, 2021 -10	Kopējais P1NP- aminotermin ālais kopējais 1.tipa prokalogēna propeptīds	Serums, plazma	Elektrohemil uminiscence	Elektrohemiluminisce nce	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOS TICS)	Total P1NP Roche Diagnostics 2021-10,V6.0 Latviešu	Total P1NP Cal Set Roche Diagnostic s	Cobas 800e Precicont rol VARIA, Roche Diagnosti cs	Skat.meto dē	Katrā testēšanas reizē divos līmeņos	RfB□Vācija ,21.04.2020., 11.09.2020,09 .04.2021,07.0 9.2021,07.04. 2022,01.09.20 22, 14.04.2023,08 .09.2023.,12.0 4.2024,28.08. 2024,04.2025	T

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
PAPPA2	V5, 2023-05	Grūtniecības asociētais plazmas proteīns A (PAPPA)	Serums	Elektrohemiluminiscence	Elektrohemiluminiscence	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOSTICS)	PAPP-A, Roche Diagnostics 2023-05,V5.0 Latviešu	PAPPA-A Cal set	Preci Control Maternal care	WHO IRP 78/610 standarts	1 reizi dienā 2 līmeņos	RfB-Vācija 23.09.2020,01.04.2021,16.09.2021,29.03.2022,08.09.2022,08.04.2023.,15.09.2023,12.01.2024,02.07.2024	T
PAR	v2018-01-02	Kuņģa parietālo šūnu IgG	Serums	EIA	ELISA	ALEGRIA (ORGENTEC)	Anti Parietal Cell (ORGENTEC), v2018-01-02		Anti Parietal Cell Control (ORGENTEC)	Kalibrēta atbilstoši serumiem no E.N. Harris, Louisville un uz IRP 97/656 (IgG) un HCAL (IgG) / EY2C9 (IgM)	Katra teststripa sastāvdaļa	Labquality-Somija 13.05.20.10.11.2029.05.21 LQ 05.11.2120.05.22 Instand 3.11.22 LQ 15.05.2306.11.23 LQ 08.05.24 LQ 30.10.24	T
PARATH	07,2 023-07	Intaktais Parathormons	Serums, plazma (EDTA, heparīna)	Imūnfermentatīva hemiluminiscence	Sendviča tipa tiešā imūnhemiluminiscence	Atellica IM Analyzer Siemens Healthineers	Atellica IM Intact Parathyroid Hormone (PTH) , Siemens Healthineers, Rev.06, 2023-03	Atellica IM PTH Calibrators (high/low), Siemens	InteliQ Specialty Control, Level 1,2, Biorad	Siemens iekšējais standarts, kam tiek izmantots attīrīts scilvēka PTH (1-84)	Divas reizes dienā : 1.x- 2 līmeņus, 2.x- mainot LTA un 2.līmeni pamīšus pārdienās	INSTAND : 11.05.2021.13.10.2021.13.05.2022.18.10.2022.04.04.2023.12.05.2023.20.10.2023.26.04.2024.17.10.2024. RFB - Vācija: 14.04.2021.13.09.2021.06.04.2022.14.09.2022.27.09.2023.03.07.2024. 17.04.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	49(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
PARATH D	01, 27.1 1.20 24.	Intaktais Parathormon s	Serums, plazma (EDTA, Heparīna)	Imūnferment atīva hemiluminisc ence	Sendviča tipa tiešā imūnhemiluminiscenc e	Atellica CI Analyzer Siemens Healthineers	Atellica IM Intact Parathyroid Hormone (PTH) , Siemens Healthineers, Rev.07, 2024- 02	Atellica IM PTH Calibrators (high/low), Siemens	InteliQ Specialty Immunoassay Control, Level 1,2, Biorad	Siemens iekšējais standarts, kam tiek izmantots attīrīts cilvēka PTH (1- 84)	1 reizi dienā kontrolē 2 līmeņos	RFB - Vācija: 09.04.2021. 14.09.2021. 08.04.2022. 12.09.2022. 06.04.2023. 20.09.2023. 22.01.2024. 16.04.2025.	DAU
PARATH G	23,2 018- 03- 15	Intaktais Parathormon s	Serums	Imūnferment atīva hemiluminisc ence	Imūnfermentatīva hemiluminiscence	IMMULITE 2000 Xpi (Siemens)	Intact PTH, Siemens, 2018-03-15	Intact PTH Adjustors, Siemens	Liquichek Specialty Immunoassay Control, 2 līmeņi, BIORAD		Vienu reizi dienā divos līmeņos	RFB - Vācija: 07.04.2021. 15.09.2021. 11.04.2022. 13.09.2022. 05.04.2023. 22.09.2023.	GUL
PARATH K	08,2 023- 03	Intaktais Parathormon s	Serums, plazma (EDTA)	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	Tiešā hemiluminiscence	ADVIA Centaur XPT(Siem ens)	ADVIA Centaur PTH Ready Pack, Siemens, Rev.08, 2023- 03	ADVIA Centaur PTH Calibrator, Siemens	Intact Parathyroid Hormone (PTH) Quality Control, 2 līmeņi, Siemens Healthineers	Siemens iekšējais standarts	1 reizi dienā kontrolē 2 līmeņos	RfB -Vācija: 21.04.2020. 10.08.2020. 28.09.2020. 06.04.2021. 13.09.2021. 07.04.2022. 09.09.2022. 05.04.2023. 19.09.2023. 22.01.2024.	KUL
PARATH P	07,2 023- 07	Intaktais Parathormon s	Serums, plazma (EDTA, heparīna)	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	Sendviča tipa Tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer Siemens Healthineers	Atellica IM Intact Parathyroid Hormone (PTH) , Siemens Healthineers, Rev. 06, 2023- 03	Atellica IM PTH Calibrators (high/low), Siemens	Inteliq Specialty Immunoassay Control, Level 1., 2., Biorad	Siemens iekšējais standarts, kam tiek izmantots attīrīts cilvēka PTH (1- 84)	Reizi dienā divos līmeņos (brīvdienās- pirms testēšanas 2 līm.)	RfB -Vācija: 21.09.2023. 16.04.2025.	PRE

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	50(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
PAROTG	v10-2022-07	Parotīta vīrusa IgG	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	LIAISON XL (DiaSorin)	LIAISON Mumps Virus IgG (DiaSorin), 200/007-946, 10-2022-07	LIAISON Mumps Virus IgG Calibrator 1, Calibrator 2 (iekļauti reaģentu komplektā)	Mumps Virus IgG Control (DiaSorin)		1 reizi dienā negatīvā un pozitīvā kontrolē	Labquality-Somija 06.05.2020. 13.04.21 13.04.22 17.04.23 LQ 10.04.24 LQ 19.03.25	T
PAROTM	v11-2022-07	Parotīta vīrusa IgM	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	LIAISON XL (DiaSorin)	LIAISON Mumps Virus IgM (DiaSorin), 200/007-027, 11-2022-07	LIAISON Mumps Virus IgM Calibrator 1, Calibrator 2 (iekļauti reaģentu komplektā)	Mumps Virus IgM Control (DiaSorin)		1 reizi dienā negatīvā un pozitīvā kontrolē	Labquality-Somija 06.05.2020. 13.04.21 13.04.22 17.04.23 LQ 10.04.24 LQ 19.03.25	T
PBNP	05,2022-10	NT-pro BNP	Serums, Plazma (EDTA, Liheparīna)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM NT-proBNP (PBNP), Siemens, Rev.05, 2022-10	Atellica IM NT-proBNP (PBNP) Calibrators, Siemens	Inteliq Cardiac Advance Control, Levels 1, 2; Biorad	Siemens iekšējais standarts	1 reizi dienā, 2 līmeņos	INSTAND: 07.03.2023. 24.08.2023. 06.03.2024. 28.08.2024. 10.03.2025.	T
PROGST	24,2018-07-11	Progesterons	Serums	Imūnfermentatīvā hemiluminiscence	Konkurējoša tipa tiešā imūnfermentatīvā hemiluminiscence	IMMULITE 2000 Xpi (Siemens)	Progesteron, Siemens	Progesteron Adjustor, Siemens	Lyphochek Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	Siemens iekšējais standarts Progesteronam (pret GCMS)	2 reizes dienā 2 līmeņos	RfB - Vācija 08.04.2021. 16.09.2021. 07.04.2022. 15.09.2022. 14.04.2023. 28.09.2023. 17.04.2024. 10.04.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	51(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
PROGST D	01,2 7.11.2024.	Progesterons	Serums, Plazma (EDTA, Li heparīna)	Imūnfermentatīva hemiluminiscence	Konkurējoša tipa tiešā hemiluminiscence	Atellica CI Analyzer, Siemens	Atellica IM Progesterone (PRGE), Siemens, Rev.05, 2024-01	Atellica IM Calibrator E, Siemens	Inteliq Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	Siemens iekšējais standarts (pret GCMS)	1 reizi dienā kontrole 3 līmeņos	RfB Vācija 21.04.2023. 26.04.2023. 29.09.2023. 18.04.2024. 29.10.2024.	DAU
PROGST G	24,2 018-07-11	Progesterons	Serums	Imūnfermentatīva hemiluminiscence	Konkurējoša tipa tiešā imūnfermentatīvā hemiluminiscence	IMMULITE 2000 Xpi (Siemens)	Progesteron, Siemens	Progesteron Adjustor, Siemens	Lymphochek Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	Siemens internal standart Progesteron	Vienu reizi dienā divos līmeņos	RfB Vācija 09.04.2021. 17.09.2021. 11.04.2022. 13.09.2022. 20.04.2023. 27.09.2023. 22.04.2024. 20.09.2024.	GUL
PROGST K	02, 07.10.2024.	Progesterons	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Konkurējoša tipa tiešā hemiluminiscence	ADVIA Centaur XPT, Siemens	Progesteron, Siemens, Rev. 30, 2024-02	ADVIA Centaur Calibrator E	Lymphochek Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	Siemens internal standart Progesteron	1 reizi dienā kontrole 2 līmeņos	RfB Vācija 06.04.2021. 17.09.2021. 11.04.2022. 19.04.2023. 18.04.2024. 19.09.2024.	KUL
PROGST P	04.2 020-06	Progesterons	Serums, Plazma (EDTA, Li heparīna)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Konkurējoša tipa tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens	Atellica IM Progesterone (PRGE), Siemens, Rev. 04, 2020-06	Atellica IM Calibrator E, Siemens	Inteliq Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	Siemens iekšējais standarts (pret GCMS)	Reizi dienā divos līmeņos (brīvdienās-pirms testēšanas 2 līm.)	RfB Vācija 08.04.2021. 17.09.2021. 08.04.2022. 21.04.2023. 29.09.2023. 19.04.2024. 24.09.2024.	PRE
PROK	1	Prokalcitonīns	Serums, heparinizēta plazma	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica CI Siemens Healthineers	Atellica IM PCT Siemens Healthineers, 1205023_LV Rev.04, 2023-05	Atellica IM PCT CAL Siemens Healthineers	Atellica IM PCT QC Siemens Healthineers	Atsauces preparāta antigēns	Divos līmeņos (pirms pacienta)	RfB Vācija 24.07.2024 INSTAND 22.05.2024 16.10.2024	TOS

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	52(70)
--	-------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
PROKA	04.2022-10	Procalcitonīns	Serums, plazma (EDTA, Li un Na heparīna)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica IM, Siemens Healthineers	Atellica IM BRAHMS Procalcitonin (PCT), Siemens Healthineers, Rev.04, 2022-10	Atellica IM BRAHMS PCT calibrators (High/Low), Siemens	Atellica INBrahms Quality Control, 2 līmeņi, Siemens		Testēšanas dienā 2 līmeņos.	INSTAND: 31.05.2023. 25.10.2023. 23.05.2024. 17.10.2024. RfB Vācija: 07.08.2023. 26.02.2024. 31.07.2024. 24.02.2025.	T
PROLKT	03, 17.03.2025.	Prolaktīns	Serums, Plazma	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Prolactin (PRL), Siemens Healthineers, Rev.06, 2024-06	Atellica IM Calibrator B, Siemens	Inteliq Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 3rd I IRP 84/500	2 reizes dienā 2 līmeņos	RfB - Vācija 14.04.2021. 13.09.2021. 06.04.2022. 14.09.2022. 04.04.2023. 27.09.2023. 18.01.2024. 03.07.2024. 17.04.2025. INSTAND 08.03.2021. 01.09.2021. 17.03.2022. 30.08.2022. 01.03.2023. 23.08.2023. 12.03.2024. 27.08.2024. 07.03.2025.	0 T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	53(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
PSA1	V7,2 024-04	Kopējais prostatas specifiskais antigēns	Serums, plazma	Elektrohemiluminiscence	Elektrohemiluminiscence	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOSTICS)	Total PSA Roche Diagnostics	Total PSA CalSet II	WHO NIBSC 1st IS 96/670	Tumor Marker PreciControl 1,2	1 reizi dienā 2 līmeņos	RfB Vācija 15.04.2020 .1 8.09. 2020 ,0 1.04.2021 ,07. 09.2021, 04.04.2022,6. 04.2023,19.09 .2023,12.01.2 024,04.07.202 4 INSTAND: 06.03.2020. 04.03.2021., 05.03.2022, 08.09.2022, 02.03.2023,08 .03.2024 .	T
PSA1D	01, 27.1 1.20 24.	Prostatas specifiskais antigēns	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	2-slāņu tiešā imūnhemiluminiscence	Atellica CI Analyzer, Siemens	Atellica IM Prostate-Specific Antigen (PSA), Siemens, Rev.05, 2023-05	Atellica IM Calibrator Q Low/ High , Siemens	Inteliq Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	Siemens iekšējais standarts; Izsekojams līdz WHO 96/670	1 reizi dienā kontrole 2 līmeņos	RfB Vācija 17.04. 2023. 19.01.2024. INSTAND 16.03.2023. 13.03.2025.	DAU
PSA1G	23,2 021-05-29	Prostatas specifiskais antigēns	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	IMMULITE 2000 Xpi (Siemens)	PSA, Siemens, 2019-07-16	PSA Adjustor, Siemens	Lyphochek Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	Siemens internal Standart PSA,	Vienu reizi dienā divos līmeņos	RfB Vācija 17.04.2023. 19.01.2024. INSTAND 16.03.2023. 14.03.2025	GUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	54(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
PSA1K	AA,2020-04	Prostatas specifiskais antigēns	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	2-slāņu tiešā imūnhemiluminiscence	ADVIA Centaur XPT, Siemens	ADVIA Centaur PSA, Siemens, Rev.28, 2022-10	ADVIA Centaur Calibrator Q, Siemens	Lyphochek Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	Siemens internal Standart PSA, WHO 96/670	1 reizi dienā kontrole 2 līmeņos	INSTAND 12.03.2021. RfB - Vācija 13.09.2022. 14.04.2023. 29.09.2023. 04.07.2024.	KUL
PSA1P	05,2022-10	Prostatas specifiskais antigēns	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	2-slāņu tiešā imūnhemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens	Atellica IM Prostate-Specific Antigen (PSA), Siemens, Rev.05, 2022-10	Atellica IM Calibrator Q Low/High, Siemens	Inteliq Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	Siemens iekšējais standarts; Izsekojams līdz WHO 96/670	Reizi dienā divos līmeņos (brīvdienā-pirms testēšanas 2 līm.)	RfB Vācija 20.04.2023. 05.10.2023. INSTAND 27.04.2022. 16.03.2023. 10.03.2025.	PRE
REN	v12	Renīns	Plazma (EDTA)	Imūnķīmiska luminiscence	Imūnķīmiska luminiscence	IDS	IDS Direct Renin (IDS-iSYS), v12, 10-03-2025	IDS Direct Renin Calibrator A, Calibrator B	IDS Control Direct Renin	WHO International Reference Preparation, NIBSC code 68/356	Katrā testēšanas dienā Level 1,2,3 kontrole	RfB 20.04.20 06.07.20 28.09.20 13.04.21 13.09.21 06.04.22 15.09.22 29.07.23 RfB 18.01.24 26.06.24	T
SED RPTI	9	RPR RPRkvantitatīvi	Serums	Mikroprecipitācija	Mikroprecipitācijas reakcija ar kardiopīnā antigēnu		Macro-Vue RPR Card Tests (Becton Dickinson)		Macro-Vue RPR Card Test Control Cards (Becton Dickinson)		Skat. metodē SED	Labquality-Somija 18.02.2016 28.09.2016 23.02.2017 27.09.2017 07.02.2018 27.09.2018.LQ -27.02.2019, 02.10.19. 19.02.20 13.10.20 26.02.21	T

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
RUBIGG	v07- 2023 -12	Rubella vīrusa IgG	Serums, plazma (heparīna , EDTA)	Imūnhemilu miniscence	Imūnhemiluminiscence	LIAISON XL(DiaSorin)	LIAISON Rubella IgG (DiaSorin), 200/007-107, 07-2023-12	LIAISON Rubella IgG Calibrator 1, Calibrator 2 (iekļauti reaģentu komplektā)	LIAISON Control Rubella IgG, Negatīvā un Pozitīvā kontrolē, DiaSorin		Testēšanas dienā pozitīvā un negatīvā kontrolē	Labquality- Somija 06.05. 2020. 05.10.20 13.04.21 11.10.21 12.04.22 06.10.22 17.04.23 11.10.23 LQ 10.04.24 23.10.24 19.03.25	T
RUBIGM	v10- 2023 -11	Rubella vīrusa IgM	Serums, plazma (heparīna , EDTA)	Imūnhemilu miniscence	Imūnhemiluminiscence	LIAISON XL (DiaSorin)	LIAISON Rubella IgM (DiaSorin), 200/007-829, 10-2023-11	LIAISON Rubella IgM Calibrator 1, Calibrator 2 (iekļauti reaģentu komplektā)	LIAISON Rubella IgM negatīvā un pozitīvā kontrolē		Testēšanas dienā pozitīvā un negatīvā kontrolē	Labquality- Somija 06.05.2020. 05.10.20 13.04.21 11.10.21 12.04.22 06.10.22 17.04.23 11.10.23 LQ 10.04.24 23.10.24 19.03.25	T
SCC	V5, 2021 -11	Plakanšūnu karcinomas antigēns	Serums	Elektrohemilu uminiscence	Elektrohemiluminiscence	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOS TICS)	SCC, Roche Diagnostics 2021-11,V5.0 Latviešu	SCC Cal set, Roche Diagnostic s	Preci Control Lung Cancer	Standartiz ēta atbilstoši Abbott Architeht testam SCC	Katrā testēšanas reizē divos līmeņos	RfB Vācija 1 8.09.2020,01. 04.2021 ,07.0 9.2021,04.04. 2022 ,08.09. 2022,6.04.202 3,19.09.2023, 12.01.2024,04 .07.2024 , 02.2025 INSTAND 06.03.2020. 04.03.2021. 05.03.2022,02 .03.2023,08.0 3.2024	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	56(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
SED RPRTI	v05- 2018	RPR RPRkvantitat īvi	Serums	Mikroprecipit ācija	Mikroprecipitācijas reakcija ar kardiopīna antigēnu		Cormay RPR Carbon, v05-2018		Cormay RPR Carbon Pozitīvā un Negatīvā kontrolē		Skat. metodē SED	Labquality- Somija 19.02. 20. RfB 20.05.20 LQ 13.10.20 26.02.21 04.10.21 LQ 23.02.22 RfB 27.05.22 LQ12.10.22 LQ 23.02.23 RfB 31.05.23 LQ 03.10.23 LQ 22.02.24 RfB 29.05.24 LQ 27.09.24 RfB 10.03.25	T
SEDG	v05- 2018	RPR	Serums	Mikroprecipit ācija	Mikroprecipitācijas reakcija ar kardiopīna antigēnu		Cormay RPR Carbon, v05-2018		Cormay RPR Carbon Pozitīvā un Negatīvā kontrolē		Skat. metodē SED	Labquality- Somija 19.02.20. RfB 20.05.20 LQ 13.10.20 26.02.21 04.10.21 23.02.22 LQ12.10.22 LQ 23.02.23 RfB 31.05.23 LQ 03.10.23 LQ 22.02.24 RfB 29.05.24 LQ 27.09.24 RfB 10.03.25	GUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	57(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
SEDK	v05-2018	RPR	Serums	Mikroprecipitācija	Mikroprecipitācijas reakcija ar kardiopīna antigēnu		Cormay RPR Carbon, v05-2018		Cormay RPR Carbon Pozitīvā un Negatīvā kontrolē		Skat. metodē SED	Labquality-Somija 19.02.20. RfB 20.05.20 LQ 13.10.20 26.02.21 04.10.21 23.02.22 RfB 27.05.22 LQ12.10.22 LQ 23.02.23 RfB 31.05.23 LQ 03.10.23 LQ 22.02.24 RfB 29.05.24 LQ 27.09.24 RfB 10.03.25	KUL
SEDP	v05-2018	RPR	Serums	Mikroprecipitācija	Mikroprecipitācijas reakcija ar kardiopīna antigēnu		Cormay RPR Carbon, v05-2018		Cormay RPR Carbon Pozitīvā un Negatīvā kontrolē		Skat. metodē SED	Labquality-Somija 19.02.20.RfB 20.05.20LQ 13.10.20 26.02.21 04.10.21 23.02.22 RfB 27.05.22 LQ12.10.22 LQ 23.02.23 RfB 31.05.23 LQ 03.10.23 LQ 22.02.24 RfB 29.05.24 LQ 27.09.24 RfB 10.03.25	PRE

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	58(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
SED	v05-2018	RPR	Serums	Mikroprecipitācija	Mikroprecipitācijas reakcija ar kardiopīna antigēnu		Cormay RPR Carbon, v05-2018		Cormay RPR Carbon Pozitīvā un Negatīvā kontrole		Skat. metodē SED	Labquality-Somija 20.02.20. RfB 20.05.20 LQ 13.10.20 26.02.21 04.10.21 23.02.22 RfB 27.05.22 LQ12.10.22 LQ 23.02.23 RfB 31.05.23 LQ 03.10.23 LQ 22.02.24 RfB 29.05.24 LQ 27.09.24 RfB 10.03.25	TOS
SHBG	07,2023-03	Sekshormonu (dzimumhormonu) saistošais globulīns	Serums, pazma (Liheparīna)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Atellica IM (Siemens)	Atellica IM Sex Hormone Binding Globulin SHBG), Rev.07, 2023-03	Atellica IM SHBG CAL	Liquichek Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 2.nd Standrt for SHBG (NIBC kods: 08/266)	2 reizes dienā 2 līmeņos	RfB - Vācija 14.04.2021. 13.09.2021. 06.04.2022. 14.09.2022. 04.04.2023. 27.09.2023. 03.07.2024. 17.04.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	59(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
STH1	11,2018-03-15	Somatotropais hormons	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	IMMULITE 2000 Xpi (Siemens)	Growth hormone (GH), Siemens	Growth hormone adjustors, Siemens	Lyphochek Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 2nd IS 98/574	1 reizi dienā 2 līmeņus	INSTAND: 0 1.09.2021. 17.03.2022. 30.08.2022. 01.03.2023. 23.08.2023. 12.02.2024. 03.07.2024. 27.08.2024. 07.03.2025. RFB Vācija 08.03.2021. 14.04.2021. 13.09.2021. 06.04.2022. 14.09.2022. 04.04.2023. 27.09.2023. 18.01.2024. 17.04.2025.	T
Spec IgEG		Alerģēnu specifiskais imunoglobulīns E	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	IMMULITE 2000 Xpi (Siemens)	3gAllergy specific IgE Universal kit, Siemens	3GAllergy specific IgE Universal Adjustor, Siemens	3gAllergy specific IgE Universal antibody kit control, Siemens	WHO 2nd. IRP 75/502	1 reizi dienā kontrole 2 līmenī	RfB Vācija: 17.02.2023. 08.05.2023. 09.10.2023. 14.05.2024. 31.04.2024. 27.09.2029.	GUL
TESTOS	V4,2022-05	Testosterons	Serums	Elektrohemiluminiscence	Elektrohemiluminiscence	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOSTICS)	TestosteroneII(ROCHE DIAGNOSTICS) 2022-05,V4.0 Latviešu	Testosterone CalSet	PreciControl Universal (ROCHE DIAGNOSTICS)	Gāzes hromatogrāfija un maspektrometrija	1 reizi dienā 2 līmeņos	RfB Vācija: 15.04.2020.,24.09.2020,01.04.2021,16.09.2021,04.04.2022,08.09.2022,06.04.2023,19.09.2023,16.04.2024,15.09.2024,03.2025	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	60(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
TG	26,2 020- 08- 04	Tireoglobulīns	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Imūnķīmiska hemiluminiscence	IMMULITE 2000 Xpi (Siemens)	Thyroglobulin, Siemens	Thyroglobulin Adjustor, Siemens	Thyroglobulin Control module, Siemens	CRM 457, BCR of the European Commission	1 reizi dienā 2 līmeņos	INSTAND 10.03.2023. 12.05.2023. 20.10.2023. 26.04.2024. 17.10.2024. 10.03.2025. RfB-Vācija 06.04.2023. 28.09.2023. 12.01.2024. 03.07.2024.	T
TOXIGG	v11- 2024- 08	Toxoplasma gondii IgG	Serums	Imūnķīmiska luminiscence	Imūnķīmiska luminiscence	LIAISON XL(DiaSorin)	LIAISON Toxo IgG II (DiaSorin), 200/007-895, 11-2024-08	LIAISON Toxo IgG Calibrator 1, Calibrator 2 (iekļauti reaģentu komplektā)	LIAISON Toxo IgG II Controls (negatīvā un pozitīvā)		Katru dienu negatīvā un pozitīvā kontrolē	LQ 06.02.20. RfB 20.05.20 LQ 31,08,20 08.02.21 RfB 09.06.21 LQ 08.02.22 RfB 27.05.22 LQ 12.08.22 LQ 05.02.23 RfB 30.05.23 LQ 16.08.23 LQ 16.02.24 RfB 29.05.24 LQ 13.08.24 LQ 20.02.25 RfB 10.03.25	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	61(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
TOXIGM	v14-2024-03	Toxoplasma gondii IgM	Serums	Imūnķīmiska luminiscence	Imūnķīmiska luminiscence	LIAISON XL(DiaSorin)	LIAISON Toxo IgM (DiaSorin), 200/007-831, 14-2024-03	LIAISON Toxo IgM Calibrator 1, Calibrator 2 (iekļauti reaģentu komplektā)	LIAISON Toxo IgM Controls (negatīvā un pozitīvā)		Katru dienu negatīvā un pozitīvā kontrole	LQ 06.02.20. RfB 20.05.20 LQ 31.08.20 08.02.21RfB 0 9.06.21 LQ 08.02.22 RfB 27.05.22 LQ 12.08.22 LQ 05.02.23 RfB 30.05.23 LQ 16.08.23 LQ 16.02.24 RfB 29.05.24 LQ 13.08.24 LQ 20.02.25 RfB 10.03.25	T
TPHA	v5, 2014/12	TPHA	Serums	Hemaglutinācija	Hemaglutinācija (Pasīvas hemaglutinācijas tests)		TPHA (BioRad), v5, 2014/12		TPHA Positive Control, Negative Control (BioRad)		Katru dienu pozitīvā un negatīvā kontrole	Labquality-Somija 19.02.20. RfB 23.05.20 LQ 13.10.20 26.02.21 24.10.21 23.02.22 LQ 12.10.22 23.02.23 LQ 02.10.23 LQ 22.02.24 RfB 29.05.24 LQ 27.09.24 RfB 10.03.25	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	62(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
TPHATI	v5, 2014/12	TPHAkvantitatīvi	Serums	Hemaglutinācija	Hemaglutinācija (Pasīvas hemaglutinācijas tests)		TPHA (BioRad), v5, 2014/12		TPHA Positive Control, Negative Control (BioRad)		Katru dienu pozitīvā un negatīvā kontrole	Labquality-Somija 19.02.20. RfB 23.05.20 LQ 13.10.20 26.02.21.04.1 0.21 23.02.22 RfB 27.05.22 LQ 12.10.22 23.02.23 LQ 02.10.23 LQ 22.02.24 RfB 29.05.24 LQ 27.09.24 RfB 10.03.25	T
TRAGLU	v09-2023-08-14	Transglutamīnāzes IgA	Serums	Imūnķīmiska luminiscence	Imūnķīmiska luminiscence	LIAISON XL(DiaSorin)	LIAISON Anti-Tissue Transglutamīnāzes IgA (DiaSorin), 09-2023-08-14	LIAISON Anti-Tissue Transglutamīnāzes IgA (DiaSorin) Cal1 un Cal2 (iekļauti reaģentu komplektā)	LIAISON Anti-Tissue Transglutamīnāzes IgA Control		Katru dienu pirms pacientu testēšanas poz un neg	RfB 05.03.20. 12.09.20 RfB 25.02.21 RfB 14.09.21 RfB 28.02.22 10.09.22 24.02.23 31.08.23 RfB 21.02.24 20.0 8.24 RfB 20.02.25	T
TRAGLUG	v2018-01-02	Transglutamīnāzes IgG	Serums	EIA	ELISA	ALEGRIA (ORGENTEC)	Anti-Tissue Transglutamīnāzes IgG (ORGENTEC), v2018-01-02		Anti-Tissue Transglutamīnāzes IgG Control (ORGENTEC)		Katra teststripa sastāvdaļa	RfB 05.03.20. 12.09.20 RfB 25.02.21 14.09.21 RfB 28.02.22 10.09.22 RfB 24.02.23 31.08.23 RfB 21.02.24 20.08.24 RfB 20.02.25	T

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
TROP	03, 17.03.2025.	Augstas jutības troponīns I	Serums, plazma (litija, heparīna)	Imūnkīmiska hemiluminiscence	3-slāņu sviestmaizes tipa tiešā imūnhemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM High-Sensitivity Troponin I (TnIH), Siemens Healthineers, Rev.10, 2024-08	Atellica IM TnIH Calibrator UL, Siemens	Inteliq Cardiac Advance Control, Levels 1, 2; Biorad	Siemens internal standart manufactured using U.S.P.material	1 reizi dienā 2 līmeņos	INSTAND: 06.03.2023. 24.08.2023. 06.03.2024. 27.08.2024.	T
TROPIT	1	Augstas jutības Troponīns I	Serums, plazma (litija, heparīna)	Imūnkīmiska hemiluminiscence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica CI Siemens Healthineers	Atellica IM TnIH Siemens Healthineers, 11205077_LV Rev.08,2023-08	Atellica IM TnIH CAL Siemens Healthineers	Cardiac Advance IQ, Levels 1, 3 BioRad	Siemens internal standart manufactured using U.S.P.material	Divos līmeņos (pirms pacienta)	INSTAND: 12.08.2024.	TOS
TROPK	F,2022-01	Augstas jutības troponīns I	Serums (ja asinis ņem heparīna vai EDTA stobros - jāveic iegūtā rezultāta matemātiskā korekcija!)	Imūnkīmiska hemiluminiscence	Tiešā hemiluminiscence	ADVIA Centaur XPT, Siemens	ADVIA Centaur TnI-Ultra, Siemens, Rev. F, 2022-01	ADVIA Centaur TnI-Ultra Calibrator UL, Siemens	Liquichek Cardiac Marcers, Plus Control, BIORAD	Siemens internal standart manufactured using U.S.P.material	Reizi dienā 2 līmeņos	INSTAND 07.03.2023. 25.08.2023. 06.03.2024. 28.08.2024. 10.03.2025.	KUL
TROPP	03, 17.03.2025	Augstas jutības troponīns I	Serums, plazma (litija, heparīna)	Imūnkīmiska hemiluminiscence	3-slāņu sviestmaizes tipa tiešā imūnhemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM High-Sensitivity Troponin I (TnIH), Siemens Healthineers, Rev.10, 2024-08	Atellica IM TnIH Calibrator UL, Siemens	Inteliq Cardiac Advance Control, Levels 1, 3; Biorad	Siemens internal standart manufactured using U.S.P.material	Vienu reizi dienā divos līmeņos	INSTAND: 09.03.2023. 30.08.2023. 08.03.2024. 29.08.2024. 13.03.2025. RfB-Vācija 18.02.2019.	PRE

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	64(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
TROPT	V4.0, 2024-04	Troponīns T	Serums, plazma	Elektrohemiluminiscence	Elektrohemiluminiscence	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOSTICS)	Troponin Ths(ROCHE DIAGNOSTICS) 2024-04,V4.0 Latviešu	Troponin Ths CalSet	PreciControl Troponin T (ROCHE DIAGNOSTICS)	Skat. metodē	1 reizi dienā 2 līmeņos	INSTAND 02.03.2023, 23.08.2023., 06.03.2024, 27.08.2024, 02.2025	T
TROPTS	2,20 18-10	Troponīns T	Litija heparīna plazma	Imūnhromatogrāfija	Imūnhromatogrāfija	Cobas h232, Roche Diagnosti cs	Roche CARDIAC POC Troponin T, Roche Diagn.		Roche CARDIAC POC Troponin T Control , Roche CARDIAC POC Troponin T 2-level Control ; Roche Diagn.		Pirms parauga testēšana 2 līmeņos	INSTAND: 06.03.2024. 10.03.2025.	R2S
TSH	06, 06.03.2025.	TSH - Tireotropais hormons	Serums, plazma (EDTA, litija heparīna)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Thyroid Stimulating Hormone3-Ultra II, Siemens Healthineers, Rev.01, 2023-12	Atellica IM TSH3-ULII Calibrators , Siemens	Inteliq Im munoass ay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 3 th IRP 81/565	2 reizes dienā 2 līmeņos	RfB-Vācija 14.04.2023. 28.09.2023. 17.04.2024. 19.09.2024. 10.04.2025.	T
TSHD	01, 27.11.2024.	TSH - Tireotropais hormons	Serums, plazma (EDTA, Litija heparīna)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Thyroid Stimulating Hormone3-Ultra, Siemens Healthineers, Rev.04, 2022-06	Atellica IM TSH3-UL Calibrators , Siemens	Inteliq Im munoass ay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 3 th IRP 81/565	1 reizi dienā 3 līmeņos	RfB-Vācija 21.04.2023. 28.09.2023. 18.04.2024. 29.10.2024. 16.04.2025.	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	65(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
TSHG	24,2 023- 04- 27	TSH - Tireotropais hormons	Serums	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	Imūnfermentatīva hemiluminiscence	IMMULITE 2000 Xpi (Siemens)	IMMULITE 2000 Third generation TSH, Siemens, 2023-06-27	TSH 3 generation Adjustor, Siemens	Lyphochek Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 2nd IRP 80/558	1 reizi dienā 3 līmeņos	RfB- Vācija 27. 09.2023. 22.04.2024. 20.09.2024.	GUL
TSHK	15,2 023- 03	TSH - Tireotropais hormons	Serums, plazma (EDTA, Litija heparīna)	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	Tiešā hemiluminiscence	ADVIA Centaur XPT (Siemens)	ADVIA Centaur TSH3-Ultra Assay Ready pack, Siemens, Rev.15, 2023- 03	ADVIA Centaur TSH3-Ultra Calibrator, Siemens	Lyphochek Immunoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 3th IRP 81/565	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	RfB- Vācija 19.04.2023. 28.09.2023. 18.04.2024. 19.09.2024.	KUL
TSHP	04,2 021- 03	TSH - Tireotropais hormons	Serums, plazma (EDTA, Litija heparīna)	Imūnķīmiska hemiluminisc ence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Thyroid Stimulating Hormone3- Ultra, Siemens Healthineers, Rev.04, 2021- 03	Atellica IM TSH3- UL Calibrators , Siemens	Inteliq Im munoassay Plus Control, Levels 1,2,3, BIORAD	WHO 3th IRP 81/565	Vienu reizi dienā divos līmeņos	RfB- Vācija 21.0 4.2023. 28.09.2023. 19.04.2024. 24.09.2024. 16.04.2025.	PRE
TSHREC	V5, 2023 -09	Antiviēlas pret TSH receptoriem	Serums	Elektrohemil uminiscence	Elektrohemiluminisc ence	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOS TICS)	Anti-TSHR Roche Diagnostics 2023-09,V5.0 Latviešu	Anti-TSHR calibrators Roche Diagnostic s	Precicontrol THYRO1, THYRO2	NIBCSC 1stIS 90/672	1 reizi dienā 2 līmeņos	INSTAND 10.05.2021,08 .10.2021,03.0 5.2022,08.05. 2023,11.10.20 23,30.04.2024 RfB Vācija04.03.20 21,05.08.2021 ,03.03.2022,0 5.08.2022,13. 10.2022, 12.05.2023 ,03.08.2023,0 5.03.2024,16. 10.2024,02.20 25	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	66(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
VALPSK	13,2018-03-15	Valprojskābe	Serums, plazma (heparīna)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Konkurējoša tipa imūnfermentatīva hemiluminiscence	Immulite 2000 XPi, Siemens Healthcare	Valproic Acid, Siemens	Valproic Acid Adjustors (low/high), Siemens	Lyphochek Immunoassay Plus Control, Levels 1,2, BIORAD	Siemens internal standart Valproic Acid	Testēšanas dienā kontrole 2 līmeņos	RfB - Vācija 11.01.2021. 01.07.2021. 30.06.2022. 05.07.2023. 02.07.2024.	T
VITB12	V9,2023-11	Vitamīns B12	Serums, plazma	Elektrohemiluminiscence	Elektrohemiluminiscence	Cobas 8000 (ROCHE DIAGNOSTICS)	Vitamin B12 Roche Diagnostics 2023-11, V9.0 Latviešu	Vitamin B12 CalSet, Roche Diagnostics	PreciControl VARIA, Roche Diagnostics	Vit.B12 noteikšana ar radioasaistīšanas metodi	1 reizi dienā 2 līmeņos	RfB Vācija: 16.03.2020., 03.07.2020., 18.09.2020, 05.03.2021, 09.09.2021, 03.03.2022, 29.03.2022, 08.09.2022, 02.03.2023., 19.09.2023,18. 01.2024,05.03 .2024,03.07.2 024,1.08.2024 ,02.2025,03.2 025 INSTAND: 08.05.2020, 09.10.2020, 07.05.2021, 12.10.2021, 03.05.2022, 13.10.2022, 08.05.2023., 11.10.2023,26. 04.2024,16.10 .2024	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	67(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
VITB12AK	04, 17.0 2.20 25.	Aktīvais vitamīns B12 (Holotranskobalamīns)	Serums	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Tiešā hemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Active-B12 (Holotranscobalamin)(AB12), Siemens Healthineers, Rev.03, 2022-05	Atellica IM AB12 Calibrator, Siemens Healthineers	Atellica IM Active-B12 Quality Control material	WHO NIBSC code 03/178	Vienureizi dienā 2 līmeņos	INSTAND 13.05.2021. 13.10.2021. 09.05.2022. 18.10.2022. 08.05.2023. 13.10.2023. 26.04.2024.	T
VITD10	04,2 022-10	25-dihidroksivitamīns D	Serums, plazma (EDTA, Heparīna)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Konkurējoša tipa imūnhemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica IM Vitamin D Total (VitD), Siemens, Rev.04, 2022-10	Atellica IM VitD Calibrator, Siemens	Inteliq Specialty Immunoassay Control, Levels 1,2, BIORAD	Siemens iekšējais standarts; saskaņā ar ID LC/MS/MS 25(OH) D vitamīna RMP	2 reizes dienā: 2. līmeni no rīta, 4.līmeni 2 reizes dienā	RfB Vācija: 05.03.2021, 03.03.2022, 02.03.2023, 05.03.2024, 01.08.2024. 03.03.2025. INSTAND": 2.10.2021, 03.05.2022, 13.10.2022., 08.05.2023., 11.10.2023, 26.04.2024. 16.10.2024.	1 T
VITD10	01, 27.1 1.20 24.	25-dihidroksivitamīns D (kop.)	Serums, plazma	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Konkurējoša tipa imūnhemiluminiscence	Atellica CI Analyzer, Siemens healthineers	Atellica IM Vitamin D Total (VitD), Siemens, Rev.03, 2023-03	Atellica IM VitD Calibrator, Siemens	Inteliq Specialty Immunoassay Control, Levels 1,2, BIORAD	Siemens iekšējais standarts; saskaņā ar ID LC/MS/MS 25(OH) D vitamīna RMP	1 reizi dienā 2 līmeņos	INSTAND: 1 3.10.2021. 1 0.05.2022. 10.05.2023. 20.10.2023. 03.05.2024. RfBVācija: 10.03.2021. 07.03.2022. 10.03.2023. 07.03.2024. 06.03.2025.	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	68(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
VITD TOK	08,2022-10	25-dihidroksivitamīns D	Serums,	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Konkurējoša tipa imūnhemiluminiscence	ADVIA Centaur XPT, Siemens	Vitamin D Total, Siemens, Rev.08, 2022-10	ADVIA Centaur VitD Calibrator, Siemens	Vitamin D Total Quality, Control, 2 levels, Siemens Healthineers	Siemens internal standart VitaminD	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	INSTAND 14.05.2021. 13.10.2021. 07.03.2022. 10.05.2022. 09.05.2023. 30.04.2024. 17.10.2024. 03.03.2025. RfB Vācija 08.03.2021. 09.03.2023. 17.10.2023. 06.03.2024. 01.08.2024.	KUL
VITD TOP	04,2022-10	25-dihidroksivitamīns D (kop.)	Serums, plazma (EDTA, Heparīna)	Imūnķīmiska hemiluminiscence	Konkurējoša tipa imūnhemiluminiscence	Atellica IM Analyzer, Siemens	Atellica IM Vitamin D Total (VitD), Siemens, Rev. 04, 2022-10	Atellica IM VitD Calibrator, Siemens	Inteliq Specialty Immunoassay Control, Levels 1,2, BIORAD	Siemens iekšējais standarts; saskaņā ar ID LC/MS/MS 25(OH) D vitamīna RMP	Vienu reizi dienā divos līmeņos (brīvdienās-pirms testēšanas 2 līm.)	INSTAND 1 4.05.2021. 18.10.2021. 11.05.2022. 12.05.2023. 20.10.2023. 07.05.2024. RfB Vācija 09.03.2021. 09.03.2022. 10.03.2023. 08.03.2024. 06.03.2025.	PRE

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	69(70)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
VZVIGG	v03-2024-06	Varicella zoster vīrusa IgG	Serums	CLIA	Imūnhemiluminiscence	LIAISON XL(DiaSorin)	LIAISON VZV IgG HT (DiaSorin), 200/007-146, 03-2024-06	LIAISON VZV IgG HT Calibrator 1, Calibrator 2 (iekļauti reaģentu komplektā)	LIAISON VZV IgG HT Controls (negatīvā un pozitīvā)		Katru dienu negatīvā un pozitīvā kontrole	LQ- 30.01.20 10.09.20 03.02.21 LQ 24.08.21 01.11.21 31.01.22 19.08.22 28.10.22 26.01.23 LQ 17.08.23 26.10.23 LQ 26.01.24 13.08.24; 14.11.24 LQ 20.02.25	T
VZVIGM	v11-2022-07	Varicella zoster vīrusa IgM	Serums	CLIA	Imūnhemiluminiscence	LIAISON XL(DiaSorin)	LIAISON VZV IgGM(DiaSorin), 200/007-897, 11-2022-07	LIAISON VZV IgM Calibrator 1, Calibrator 2 (iekļauti reaģentu komplektā)	LIAISON VZV IgM Controls (negatīvā un pozitīvā)		Katru dienu negatīvā un pozitīvā kontrole	LQ- 30.01.20 10.09.20 03.02.21 LQ 24.08.21 01.11.21 31.01.22 19.08.22 28.10.22 26.01.23 LQ 17.08.23 26.10.23 LQ 26.01.24 13.08.24; 14.11.24 LQ 20.02.25	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	70(70)
--	--------------------------	----------------------	--------