

KLĪNISKĀ ĶĪMIJA - testēšanas metožu saraksts

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamī ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
5HIAAMS	2	5-hidroksiindol etiķskābe (5-HIAA)	Urīns 24 h + 6N HCl skābe	LC-MS	LC-MS	PerkinElmer QSight 220 LC-MS/MS	MassChrom Biogenic Amines/Metabolites in Urine (ChromSystems GmbH)	6Plus1 Multilevel Urine Calibrator Set VMA, HVA, 5-HIAA (7 līmeņi) (ChromSystems GmbH)	MassCheck VMA, HVA, 5-HIAA Urine Controls (Level I and II) (ChromSystems GmbH)	Kalibratori un kontroles materiāli ir izsekojami līdz standartvielām, kas iegādātas no sertificētiem piegādātājiem.	Divos līmeņos analīžu sērijas sākumā un beigās.	INSTAND 30.08.2024	T
ACE	1, 22.07.2022.	Angiotenzīna konvertāze	Serums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva kinētiska reakcija	Atellica CH Siemens Healthineers	KK-ACE BUHLMAN LAB AG, V1, 2022-07	Calibrator BUHLMAN LAB AG	Controlr BUHLMAN LAB AG	Internal standard	Reizi dienā viens līmenis	INSTAND 03.03.2020 09.10.2020 04.03.2021 07.10.2021 03.03.2022 13.10.2022 01.03.2023. 12.10.2023. 29.02.2024. 16.10.2024. 03.03.2025	T

	Vadības dokuments	VD – 10 Versija:18
Saskaņots: Kval. vad. S.Balode	Izstrādāja: Nod.vad. D.Jupatova, S.Šelkova	APSTIPRINU: Lab. vad. A. Krišāne Datums: 07.05.2025

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
ACRO	1, 20.03.2020.	Augsti jutīgais CRO	Serums, heparīna plazma, EDTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CH Siemens Healthineers	Atellica CH hsCRP Siemens Healthineers, Rev.02, 2019-07	Atellica CH hsCRP CAL Siemens Healthineers	InteliQ Cardiac Advance Controls, 1, 2 level; Biorad	IRMM CRM 470	Reizi dienā divos līmeņos	INSTAND 03.03.2020 04.03.2021 26.08.2022. 03.03.2022. 25.08.2022. 01.03.2023. 23.08.2023. 29.02.2024. 21.08.2024. 03.03.2025.	T
ADR	2	Adrenalīns	Urīns 24 h + 6N HCl skābe	LC-MS	LC-MS	PerkinElmer QSight 220 LC-MS/MS	MassChrom Biogenic Amines/Metabolites in Urine (ChromSystems GmbH); PerkinElmer Supra-Clean WCX (Perkin Elmer); Metanols (Merck), nātrija acetāts (13,7 g/L) (Merck), skudrskābe (0,1%) (Merck).	6Plus1 Multilevel Urine Calibrator Set Catecholamines, free Metanephries, Serotonin (7 līmeņi) (ChromSystems GmbH)	MassCheck Catecholamines, free Metanephries, Serotonin Urine Controls (Level I and II) (ChromSystems GmbH)	Kalibratoru un kontroles materiālu vērtības ir izsekojamās līdz tiro savienojumu sākuma masām.	Divos līmeņos analīžu sērijas sākumā un beigās.	INSTAND 30.08.2024	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	2(133)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
ALAT	2, 11.0 1.20 21.	Alanīnaminotransferāze	Serums, Li heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Ultravioletais tests IFCC rekomendācija bez piridolfosfāta aktivācijas	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH ALT, Siemens Healthineers, Rev.05, 2020-08	Atellica CH ENZ 2 CAL, Siemens	InteliQ As sayed Multiquan, Level 1 un Level 2, BioRad	IFCC-454	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 11.02.2020 03.04.2020 03.07.2020 06.10.2020 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	3(133)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
ALATD	01, 27.1 1.20 24.	Alanināminotransferāze	Serums, Li heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Ultravioletais tests IFCC rekomendācija bez piridolfosfāta aktivācijas	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH ALT, Siemens Healthineers, Rev.05, 2022-08	Atellica CH ENZ 2 CAL, Siemens	InteliQ Asayed Multiquant, Level 1 un Level 2, BioRad	IFCC- 454	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 11.02.2020 03.04.2020 03.07.2020 06.10.2020 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU
ALATG	16, 27.0 9.20 23.	Alanināminotransferāze	Serums, Li heparīna plazma, EDTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Ultravioletais tests IFCC rekomendācija bez piridolfosfāta aktivācijas	Integra 400 Roche Diagnostics	ALTL, Roche Diagnostics, 2023-08, V16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	IFCC	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024. 13.02.2025.	GUL

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
ALATK	16, 27.0 9.20 23.	Alanīnamino ransferāze	Serums, heparīna plazma, E DTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Ultravioletais tests IFCC rekomendācija bez piridolfosfāta aktivācijas	Integra 400 Roche Diagnostic cs	ALTL, Roche Diagnostics, 2023-08, V16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostic cs	IFCC	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb- Vācija 11.02.2 020 03.04.2020 03.07.2020 06.10.2020 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022 09.02.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 13.05.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	KUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	5(133)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
ALATP	16, 27.0 9.20 23.	Alanīnamino ransferāze	Serums, Li heparīna plazma,E DTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Ultravioletais tests IFCC rekomendācija bez piridolfosfāta aktivācijas	Integra 400 Roche Diagnosti cs	ALTL Roche Diagnostics, 2023-08, V16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	IFCC	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 11.02.2020 03.04.2020. 03.07.2020 06.10.2020. 05.03.2021 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022 09.02.2023. 12.05.2023. 11.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	PRE
ALATS	16, 27.0 9.20 23.	Alanīnamino ransferāze	Serums, heparīna plazma,E DTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Ultravioletais tests IFCC rekomendācija bez piridolfosfāta aktivācijas	Cobas Integra 400 Roche Diagnosti cs	ALTL, Roche Diagnostics, 2023-08, V16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	IFCC	1 Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija: 21.02.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	R2S
ALATT	1	Alanīnamino ransferāze	Serums, litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Ultravioletais tests IFCC rekomendācija bez piridolfosfāta aktivācijas	Atellica CI Siemens Healthine ers	ALT Siemens Healthineers,1 1642851_LV Rev.05,2022- 08	Atellica CH ENZ 2 CAL Siemens	Liquid Assay Multiqua Level 1 un Level 2 BioRad	IFCC 454	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.05.2024 08.08.2024 13.02.2025	TOS

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	6(133)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
ALB	1, 20.02.2020.	Albumīns	Serums, Litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar bromkrezolzaļo (kolorimetriska)	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Albumin (Alb), Siemens Healthineers, Rev.03, 2019-07	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiquant Control, Level 1 un Level 2, BioRad	NIST SRM 927	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 08.01.2021. 05.03.2021. 16.04.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 21.09.2021. 08.11.2021. 13.01.2022. 10.02.2022. 13.04.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 22.09.2022. 03.02.2022. 10.02.2023. 18.04.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 26.09.2023. 15.11.2023. 23.01.2024. 22.02.2024. 13.05.2024. 03.07.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 22.01.2025. 09.01.2025. 17.02.2025. INSTAND 05.05.2022. 10.05.2023. 30.08.2023. 02.05.2024. 22.08.2024. Labquality 29.01.2021. 21.09.2021. 25.04.2022. 14.09.2022. 13.09.2023. 02.03.2024. 25.04.2024. 28.04.2025.	T
						Vadības dokuments			VD-10 Versija:18	7(133)			

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
ALBD	01, 27.1 1.20 24.	Albumīns	Serums, Litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar bromkrezolzaļo (kolorimetriska)	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Albumin (Alb), Siemens Healthineers, Rev.03, 2022-05	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ Asayed Multiquant Control, Level 1 un Level 2, BioRad	NIST SRM 927	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 08.01.2021. 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU
ALBE PARPRO OLELFU PARPRU IMUNEL	5	Olbaltumu frakcijas	Serums	Proteīnu atdalīšana sārmainā buferī (pH 9.9.) ar kapilāru elektroforēzi	Proteīnu atdalīšana sārmainā buferī (pH 9.9.) ar kapilāru elektroforēzi	CAPILLARYS, MINICAP SEBIA	CAPILLARYS, MINICAP PROTEIN 6 KIT, BUFERIS		Control Serum Sebia		Reizi nedēļā normālā līmenī	INSTAND 04/03/2021, 07/05/2021, 1 0/09/2021, 16/03/2022, 20/05/2022, 09/09/2022, 1 7/03/2023, 19/05/2023, 30/08/2023, 15/03/2024,1 0/05/2024, 30/08/2024, 14/03/2025, 15/05/2025 Labquality 27/02/2021, 10/03/2022, 15/03/2023,1 6/03/2024	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	8(133)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
ALBE PARPRO OLELFU PARPRU	4	Olaltumu frakcijas	Serums, urīns	Elektroforēze agarozes gēlā	Proteīnu atdalīšana agarozes gēlā	HYDRASY S SEBIA	HYDRAGEL PROTEIN 7,15,HR		Control Serum Sebia		Uzsākot jaunu lot. HYDRAGEL	Labquality , 10/03/2022, 15/03/2023 INSTAND 10/09/2021,0 9/09/2022,30/ 08/2023, 10/05/2024,3 0/08/2024, 15/05/2025	T
ALBG	02, 11.1 0.20 24.	Albumīns	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar bromkrezolzaļo (kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnosti cs	ALB2 Roche Diagnostics, 2024-06, V12.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	ERM- DA470k/I FCC	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022 09.02.2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024. 13.02.2025.	GUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	9(133)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
ALBK	02, 11.1 0.20 24.	Albumīns	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar bromkrezolzaļo (kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnosti cs	ALB2 Roche Diagnostics, 2024-06, V12.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	ERM- DA470k/I FCC	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 13.05.2024. 03.07.2024. 13.02.2025.	KUL
ALBP	02, 11.1 0.20 24.	Albumīns	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar bromkrezolzaļo (kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnosti cs	ALB2 Roche Diagnostics, 2024-06, V12.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	ERM- DA470k/I FCC	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 12.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 08.07.2024. 19.08.2024. 06.11.2024 17.02.2025. Labquality: 12.05.2023. 18.09.2023.	PRE

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	10(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
ALBT	1	Albumīns	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar bromkrezolsarkano (kolorimetriska)	Atellica CI Siemens Healthineers	Alb Siemens Healthineers, 1642849_LV Rev.03, 2022-05	Atellica CH CHEM CAL Siemens	Liquid Assay Multiquel Level 1 un Level 2 BioRad	NIST SRM 927	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.05.2024 08.08.2024 13.02.2025	TOS
ALCOUK, ALCK	5	Etanols	Serums, plazma,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīvā metode	Integra 400 Roche Diagnostics	Ethanol Gen.2 Roche Diagnostics, 2022-06, V8.0	Ammonia/Ethanol/C O2 Calibrator Roche Diagnostics	Ammonia/Ethanol/CO2 Roche Diagnostics	NIST	Vienu reizi testēšanas dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 29.01.2020. 31.07.2020. 27.01.2021. 14.04.2021. 21.07.2021. 21.01.2022. 21.07.2022. 13.10.2022. 19.01.2023. 12.10.2023. 17.01.2024. 18.07.2024. 23.01.2025.	KUL
ALCOP ALCOP	8	Etanols	Serums, plazma,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīvā metode	Integra 400 Roche Diagnostics	Ethanol Gen.2 Roche Diagnostics, 2022-06, V8.0	Ammonia/Ethanol/C O2 Calibrator Roche Diagnostics	Ammonia/Ethanol/CO2 Roche Diagnostics	NIST	Pirma testēšanas divos līmeņos	Rfb-Vācija 29.01.2020 31.07.2020 27.01.2021. 14.04.2021. 21.07.2021. 21.07.2021. 21.01.2022. 21.07.2022. 13.10.2022. 19.01.2023. 24.07.2023. 17.10.2023. 22.01.2024. 27.01.2025.	PRE

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	11(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
ALCOS, ALKOUS	8,20 22- 06	Etanols	Serums, plazma,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva metode	Cobas Integra 400 Roche Diagnosti cs	Ethanol Gen.2 Roche Diagnostics	Ammonia/ Ethanol/C O2 Calibrator Roche Diagnostic s	Ammonia /Ethanol/ CO2 Roche Diagnosti cs	NIST	1 Reizi dienā divos līmeņos	RFB'Vācija: 09.04.2024. 18.07.2024.	R2S
ALCOT ALCOUT	1	Etanols	Serums, plazma (litija un nātrija heparīns, kālija EDTA, nātrija fluorīds, kālija oksalāts)	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva metode	Atellica CI Siemens Healthine ers	ETOH Siemens Healthineers,1 1642792_LV Rev.04,2022- 12	Atellica CH TOX CAL Siemens Healthinee rs	Liquichek Ethanol/A mmonia Control BioRad	NIST	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 17.01.2024 17.07.2024 22.01.2025	TOS
ALCK, ALCOUK	8	Etanols	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva metode	Integra 400 Roche Diagnosti cs	Ethanol Gen.2 Roche Diagnostics, 2022-06, V8.0	Ammonia/ Ethanol/C O2 Calibrator Roche Diagnostic s	Ammonia /Ethanol/ CO2 Roche Diagnosti cs	NIST	Vienu reizi testēšanas dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 27.01.2021 14.04.2021 21.07.2021 21.07.2021 21.01.22 21.07.22 13.10.2022 19.01.2023. 19.07.2023. 17.01.2024. 17.07.2024.	KUL
ALCOP ALCOUP	8	Etanols	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva metode	Integra 400 Roche Diagnosti cs	Ethanol Gen.2 Roche Diagnostics, 2022-06, V8.0	Ammonia/ Ethanol/C O2 Calibrator Roche Diagnostic s	Ammonia /Ethanol/ CO2 Roche Diagnosti cs	NIST	Vienu reizi testēšanas dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija: 17.01.2024	PRE

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	12(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Laboratorij a
ALCOT ALCOUT	1	Etanols	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva metode	Atellica CI Siemens Healthineers	ETOH Siemens Healthineers, 1642792_LV Rev.04, 2022-12	Atellica CH TOX CAL Siemens Healthineers	Liquichek Ethanol/Ammonia Control BioRad	NIST	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija	TOS
ALFAMU	1, 02.0 2.20 20.	Alfa amilāze	urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	pNG7, IFCC rekomendācija (fermentatīva, kolorimetriska)	Atellica CH Siemens Healthineers	AMY_2 Siemens Healthineers, Rev.02, 2019-08	Atellica CH SPCL CHEM CAL, Siemens	Urine Chemistry (Liquichek Tube) Control, Level 1 un 2, BioRad	IRMM / IFCC-456	Reizi dienā divos līmeņos	Urīnā: INSTAND 27.08.2020 26.08.2021 25.08.2022. 05.09.2023.	T
ALFAMU D	01, 27.1 1.20 24.	Alfa amilāze (urīnā)	urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar sintētiskiem substrātiem, IFCC rekomendācija (fermentatīva kolorimetriska)	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Amylase_2 (AMY_2), Siemens Healthineers, Rev.02, 2022-10	Atellica CH SPCL CHEM CAL, Siemens	Urine Chemistry (Liquichek Tube) Control, Level 1 un 2, BioRad	IRMM / IFCC-456	Vienu reizi testēšanas dienā divos līmeņos (urīna testa testēšanas dienā)	Urīnā: INSTAND 27.08.2020. 08.09.2023.	DAU
ALFAMU G	02, 11.1 0.20 24.	Alfa amilāze	urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar sintētiskiem substrātiem, IFCC rekomendācija (fermentatīva kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	AMYL2 Roche Diagnostics, 2024-07, V13.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	Liquichek Urine Chemistry Control Level 1 un 2 BioRad	IFCC	Reizi dienā divos līmeņos	Urīnā: INSTAND 27.08.2020	GUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	13(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
ALFAMUK	2, 11.1 0.20 24.	Alfa amilāze	Serums, heparīna plazma, urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar sintētiskiem substrātiem, IFCC rekomendācija (fermentatīva kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostic cs	AMYL2 Roche Diagnostics, 2024-07, V13.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostic cs. Liquichek Urine Chemistr y Control Level 1 un 2 BioRad	IFCC	Reizi dienā divos līmeņos	Urīnā: INSTAND 27.08.2020. 07.09.2023. 30.08.2024.	KUL
ALFAMUP	2, 11.1 0.20 24.	Alfa amilāze (urīnā)	urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar sintētiskiem substrātiem, IFCC rekomendācija (fermentatīva kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostic cs	AMYL2 Roche Diagnostics, 2024-07, V13.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	Liquichek Urine Chemistr y Control Level 1 un 2 BioRad	IFCC	Vienu reizi dienā divos līmeņos (brīvdienās- pirms testēšanas)	Urīnā: INSTAND 27.08.2020. 08.09.2023. 05.09.2024.	PRE
ALCOS, ALKOUS	8,20 22- 06	Etanols	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva metode	Cobas Integra 400 Roche Diagnostic cs	Ethanol Gen.2 Roche Diagnostics	Ammonia/ Ethanol/C O2 Calibrator Roche Diagnostic s	Ammonia /Ethanol/ CO2 Roche Diagnostic cs	NIST	1 Reizi dienā divos līmeņos		R2S

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
AMILA	1, 20.0 2.20 20.	Alfa amilāze	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	pNG7, IFCC rekomendācija (fermentatīva, kolorimetriska)	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica CH Amylase_2 (AMY_2), Siemens Healthineers, Rev.02, 2019- 08	Atellica CH SPCL CHEM CAL , Siemens	InteliQ Assayed Multiqua l Control, Level 1 un Level 2, BioRad. ;	IFCC-456	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb- Vācija 05.03. 2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	T
AMILAD	01, 27.1 1.20 24.	Alfa amilāze	Serums, litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar sintētiskiem substrātiem (pNG7), IFCC rekomendācija (fermentatīva kolorimetriska)	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica CH Amylase_2 (AMY_2), Siemens Healthineers, Rev.02, 2022- 10	Atellica CH SPCL CHEM CAL , Siemens	InteliQ As sayed Multiqua l Control, Level 1 un Level 2, BioRad. ;	IRMM / IFCC-456	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	15(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
AMILAG	02, 11.1 0.20 24.	Alfa amilāze	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar sintētiskiem substrātiem, IFCC rekomendācija (fermentatīva kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnosti cs	AMYL2, Roche Diagnostics, 2024-07, V13.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs.	IFCC	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 11.05.2023. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024. 13.02.2025.	GUL
AMILAK	02, 11.1 0.20 24.	Alfa amilāze	Serums, heparīna plazma,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar sintētiskiem substrātiem, IFCC rekomendācija (fermentatīva kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnosti cs	AMYL2, Roche Diagnostics, 2024-07, V13.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs.	IFCC	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 21.02.2024. 13.05.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	KUL
AMILAS	02, 11.1 0.20 24.	Alfa amilāze	Serums, heparīna plazma,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar sintētiskiem substrātiem, IFCC rekomendācija (fermentatīva kolorimetriska)	Cobas Integra 400 Roche Diagnosti cs	AMYL2 ,Roche Diagnostics, 2024-07, V13.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs.	IFCC	1 Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija: 21.02.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	R2S

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	16(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
AMILP	02,1 1.10.2024.	Alfa amilāze	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar sintētiskiem substrātiem, IFCC rekomendācija (fermentatīva kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	AMYL2 Roche Diagnostics, 2024-07, V13.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics.	IFCC	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	PRE
AMON	03, 17.03.2025.	Amonjaks	EDTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva, kinētiska reakcija	Atellica CH Siemens Healthineers	Amm Siemens, Rev.05, 2023-03	Atellica CH CHEM III CAL Siemens	Liquichek Ethanol/Ammmonia Control BioRad	ACS klases amonija sulfāts	Reizi dienā divos līmeņos	INSTAND 03.03.2020 04.03.2021 26.08.2021 03.03.2022. 25.08.2022. 01.03.2023. 23.08.2023. 05.03.2024. 26.08.2024.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	17(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
APOA	1, 23.03.2020.	Apolipoproteīns A1	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CH Siemens Healthineers	APO A1 Siemens, Rev.02, 2019-06	Atellica CH Apolipoprotein A1/B Calibrator, Siemens	InteliQ Immunoogy Control Level 1 un Level 2 BioRad	WHO IFCC reference material SP1-01	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 04.02.2021. 01.10.2021. 08.02.2022. 28.09.2022. 02.02.2023. 11.10.2023. 06.02.2024. 30.09.2024. 05.02.2025. INSTAND 26.08.2021. 05.05.2022. 25.08.2022. 10.05.2023. 24.08.2023. 08.05.2024. 27.08.2024.	T
APOB	1, 23.03.2020.	Apolipoproteīns B	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CH Siemens Healthineers	APO B Siemens, Rev.02, 2019-05	Atellica CH Apolipoprotein A1/B Calibrator, Siemens	InteliQ I mmunology Control Level 1 un Level 2 BioRad	WHO IFCC reference material SP3-07	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 11.02.2020. 12.10.2020. 04.02.2021. 01.10.2021. 08.02.2022. 28.09.2022. 02.02.2023. 11.10.2023. 06.02.2024. 30.09.2024. 05.02.2025. INSTAND 05.05.2020. 27.08.2020. 26.08.2021. 05.05.2022. 2 5.08.2022. 10.05.2023. 24.08.2023. 08.05.2024. 27.08.2024.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	18(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
ASAT	2, 11.0 1.20 21.	Aspartātami notransferāze	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Ultravioletais tests IFCC rekomendācija bez piridolfosfāta aktivācijas	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH AST, Siemens Healthineers, Rev.03, 2020-08	Atellica CH ENZ 2 CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiquel Level 1 un Level 2, BioRad	IFCC	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	T
ASATD	01, 27.1 1.20 24.	Aspartātami notransferāze	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Ultravioletais tests IFCC rekomendācija bez piridolfosfāta aktivācijas	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH AST, Siemens Healthineers, Rev.03, 2022-08	Atellica CH ENZ 2 CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiquel Level 1 un Level 2, BioRad	IFCC	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	19(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
ASATG	03.02.04.2025.	Aspartātami notransferāze	Serums, heparīna plazma, E DTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Ultravioletais tests IFCC rekomendācija bez piridolfosfāta aktivācijas	Integra 400 Roche Diagnostics	AST,L Roche Diagnostics, 2024-09, V17.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	IFCC	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024. 13.02.2025.	GUL
ASATK	03.02.04.2025.	Aspartātami notransferāze	Serums, heparīna plazma, E DTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Ultravioletais tests IFCC rekomendācija bez piridolfosfāta aktivācijas	Integra 400 Roche Diagnostics	ASTL, Roche Diagnostics, 2024-09, V17.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	IFCC	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 13.05.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	KUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	20(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
ASATP	03. 02.0 4.20 25.	Aspartātami notransferāz e	Serums, heparīna plazma, E DTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Ultravioletais tests IFCC rekomendācija bez piridolfosfāta aktivācijas	Integra 400 Roche Diagnosti cs	ASTL, Roche Diagnostics, 2024-09, V17.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	IFCC	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 12.05.2023. 11.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	PRE
ASATS	03. 02.0 4.20 25.	Aspartātami notransferāz e	Serums, heparīna plazma, E DTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Ultravioletais tests IFCC rekomendācija bez piridolfosfāta aktivācijas	Cobas Integra 400 Roche Diagnosti cs	ASTL, Roche Diagnostics, 2024-09, V17.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs		1 Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 22.02.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	R2S
ASATT	1	Aspartātami notransferāz e	Serums, heparīna plazma, E DTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Ultravioletais tests IFCC rekomendācija bez piridolfosfāta aktivācijas	Atellica CI Siemens Healthine ers	AST Siemens Healthineers, 1 1642857_LV Rev.03, 2022- 08	Atellica CH ENZ 2 CAL Siemens	Liquid Assay Multiqual Level 1 un Level 2 BioRad	IFCC	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.05.2024 08.08.2024	TOS

	Vadības dokuments	VD -10 Versija:18	21(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
ASMS	1	Arsēns	Serums	ICP-MS	ICP-MS	PerkinElmer Nexion 2000 ICPMS	Parauga diluents (tiek sagatavots no izopropanola, amonjaka, Triton-X un Rh un Re iekšējiem standartiem.	ClinCal Serum Calibrator for trace elements, Recipe	ClinChek Serum Control for trace elements, Level I, II, Recipe	Vidējās elementu koncentrācija kontroles materiālos un kalibratorā tiek noteiktas saskaņā ar Vācijas Medicīnas padomes vadlīnijām (RiliBäk), izmantojot vairāku references laboratoriju rezultātu statistisko apstrādi RECIPE GmbH uzraudzībā.	Testēšanas dienā divos līmeņos	INSTAND 24.03.2023 03.11.2023 10.04.2024	T

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
ASMSU	1	Arsēns urīnā	Urīns	ICP-MS	ICP-MS	PerkinElmer Nexion 2000 ICPMS	Parauga diluents (tiek sagatavots no izopropanola, amonjaka, Triton-X un Re iekšējiem standartiem.	ClinCal Urine Calibrator for trace elements, Recipe GmbH	ClinChek Urine Control for trace elements, Level I and II, Recipe GmbH	Vidējās elementu koncentrācija kontroles materiālos un kalibratorā tiek noteiktas saskaņā ar Vācijas Medicīnas padomes vadlīnijām (RiliBäk), izmantojot vairāku references laboratoriju rezultātu statistisko apstrādi RECIPE GmbH uzraudzībā.	Testēšanas dienā divos līmeņos	INSTAND 13.11.2023 10.04.2024	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	23(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
ASMSWB	1	Arsēns	Pilnasinis	ICP-MS	ICP-MS	PerkinElmer Nexion 2000 ICPMS	Parauga diluents (tiek sagatavots no izopropanola, amonjaka, Triton-X un ūdens) ar Rh un Re iekšējiem standartiem.	ClinCal Whole Blood Calibrator for trace elements, Recipe GmbH	ClinChek Whole Blood Control for trace elements, Level I, II, III Recipe GmbH	Vidējās elementu koncentrācija kontroles materiālos un kalibratorā tiek noteiktas saskaņā ar Vācijas Medicīnas padomes vadlīnijām (RiliBäk), izmantojot vairāku references laboratoriju rezultātu statistisko apstrādi RECIPE GmbH uzraudzībā.	Testēšanas dienā trīs līmeņos		T
ASO	04, 2020-09	Antistreptolizīns-ASO	Serums, plazma (Li heparīna, EDTA)	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH ASO_2, Siemens Healthineers, Rev.04, 2020-09	Atellica CH LSP CAL Siemens	InteliQ Immunology Control Level 1 un Level 2 BioRad	WHO 1st international standart for ASO	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 16.02.2023. 09.10.2023. 16.02.2024. 30.09.2024.	T
ASOD	01, 27.11.2024.	Antistreptolizīns-ASO	Serums, plazma (Li heparīna, EDTA)	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH ASO_3, Siemens Healthineers, Rev.04, 2024-01	Atellica CH PROT2 CAL, Siemens	InteliQ Immunology Control Level 1 un Level 2, BioRad	WHO 1st international standart for ASO	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 11.10.2023. 16.02.2024. 28.02.2025.	DAU

Vadības dokuments

VD –10
Versija:18

24(133)

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
ASOG	02, 11.1 0.20 24.	Antistreptolizīns-ASO	Serums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Integra 400 Roche Diagnostics	ASLO Re-Engineered Roche Diagnostics, 2024-01, V9.0	C.f.a.s. proteīns Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	Internal standard	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 16.02.2023. 19.02.2024. 24.02.2025.	GUL
ASOK	02, 11.1 0.20 24.	Antistreptolizīns-ASO	Serums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	ASLO Re-Engineered Roche Diagnostics, 2024-01, V9.0	C.f.a.s. proteīns Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	Internal standard	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 09.10.2023. 14.02.2024. 01.10.2024. 20.02.2025.	KUL
ASOP	02, 11.1 0.20 24.	Antistreptolizīns-ASO	Serums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	ASLO Re-Engineered Roche Diagnostics, 2024-01, V9.0	C.f.a.s. proteīns Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	Internal standard	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 16.02.2023. 19.02.2024. 06.05.2025.	PRE
B1VIT	1	Vitamīns B1	Pilnasis	LC-MS	LC-MS	PerkinElmer QSight 220 LC-MS/MS	MassChrom Vitamins B1 and B6 in Whole Blood (ChromSystems GmbH)	6Plus1 Multilevel Whole Blood Calibrator Set Vitamins B1 and B6 (7 līmeņi) (ChromSystems GmbH)	MassCheck Vitamins B1 and B6 Whole Blood Controls (Level 1, 2 and 3) (ChromSystems GmbH)	Kalibratoru un kontroles materiālu vērtības ir izsekojamās līdz tiro savienojumu sākuma masām.	Trīs līmeņos analīžu sērijas sākumā un beigās.	RfB-Vācija 16.08.2024	T
B6VIT	1	Vitamīns B6	Pilnasis	LC-MS	LC-MS	PerkinElmer QSight 220 LC-MS/MS	MassChrom Vitamins B1 and B6 in Whole Blood (ChromSystems GmbH)	6Plus1 Multilevel Whole Blood Calibrator Set Vitamins B1 and B6 (7 līmeņi) (ChromSystems GmbH)	MassCheck Vitamins B1 and B6 Whole Blood Controls (Level 1, 2 and 3) (ChromSystems GmbH)	Kalibratoru un kontroles materiālu vērtības ir izsekojamās līdz tiro savienojumu sākuma masām.	Trīs līmeņos analīžu sērijas sākumā un beigās.	RfB-Vācija 16.08.2024	T

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
BIK	02, 09.0 1.20 25.	Bilirubīns kopējais,	Serums, litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Vanadata reakcija (kolorimetriska)	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica CH TBil_2, Siemens Healthineers, Rev.06, 2024- 06	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiqua Level 1 un Level 2 BioRad	NIST SRM 916	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021 12.04.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	T
BIKD	01, 27.1 1.20 24.	Bilirubīns kopējais	Serums, litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Vanadata reakcija (kolorimetriska)	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica CH TBil_2, Siemens Healthineers, Rev.06, 2024- 06	Atellica CH BILI CAL, Siemens	InteliQ As sayed Multiqua Level 1 un Level 2, BioRad	AACC NIST SRM 916	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	26(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
BIKG	02, 24.0 5.20 24.	Bilirubīns kopējais	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Diazo metode (kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	BILT3, Roche Diagnostics, 2023-12, V12.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	SRM 937a	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022 09.02.2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024. 13.02.2025.	GUL
BIKK	02, 24.0 5.20 24.	Bilirubīns kopējais	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Diazo metode (kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	BILT3, Roche Diagnostics, 2023-12, V12.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	SRM 937a	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 05.03.2021 12.04.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022 09.02.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 18.04.2024. 13.05.2024. 15.08.2024. 13.02.2025. 25.04.2025.	KUL

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
BIKP	02, 24.0 5.20 24.	Bilirubīns kopējais	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Diazo metode (kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	BILT3, Roche Diagnostics, 2023-12, V12.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	SRM 937a	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022 09.02.2023. 28.04.2023. 08.05.2023. 12.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024 17.02.2025.	PRE
BIKS	02, 24.0 5.20 24.	Bilirubīns kopējais	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Diazo metode (kolorimetriska)	Cobas Integra 400 Roche Diagnostics	BILT3, Roche Diagnostics, 2023-12, V12.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	SRM 937a	1 Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija : 21.02.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	R2S
BIKT	1	Bilirubīns kopējais Bilirubīns tiešais	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Vanadata reakcija (kolorimetriska)	Atellica CI Siemens Healthineers	TBIL_2 Siemens Healthineers, 1642817_LV Rev.05, 2024-01	Atellica CH CHEM CAL Siemens	Liquid Assay Multiquel Level 1 un Level 2 BioRad	NIST SRM 916	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.05.2024 08.08.2024 13.02.2025	TOS
BIT	04, 14.0 3.20 25.	Bilirubīns tiešais	Serums, litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Vanadata reakcija (kolorimetriska)	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Direct Bilirubin (DBil_2), Siemens Healthineers, Rev.04, 2024-01	Atellica CH CHEM CAL, Siemens Healthineers	Inteliq Assayed Multiquel Control, Level1 un Level 2, Biorad	NIST SRM 916	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	T

Vadības dokuments

VD –10
Versija:18

28(133)

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
BITD	01, 27.1 1.20 24.	Bilirubīns tiešais	Serums, litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Vanadata reakcija (kolorimetriska)	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica CH Direct Bilirubin (DBil_2), Siemens Healthineers, Rev.04, 2024- 01	Atellica CH BILI CAL, Siemens Helthineer s	Inteliq Assayed Multiqual Control, Level 1 un Level 2, BioRad	NIST SRM 916	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU
BITG	02, 24.0 5.20 24.	Bilirubīns tiešais	Serums plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Diazo metode (kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnosti cs	BILD2 Roche Diagnostics, 2023-12, V9.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	SRM 937a	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 09.02.2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024. 13.02.2025.	GUL
BITK	02, 24.0 5.20 24.	Bilirubīns tiešais	Serums plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Diazo metode (kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnosti cs	BILD2 Roche Diagnostics, 2023-12, V9.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	SRM 937a	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 09.02.2023. 28.04.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 18.04.2024. 13.05.2024. 15.08.2024. 13.02.2025. 05.04.2025.	KUL
BITP	02, 24.0 5.20 24.	Bilirubīns tiešais	Serums, Li heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Diazo metode (kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnosti cs	BILD2 Roche Diagnostics, 2023-12, V9.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	SRM 937a	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb- Vācija 09.02. 2023. 12.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	PRE

Vadības dokuments

VD –10
Versija:18

29(133)

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Laboratorija
BITT	1	Bilirubīns kopējais Bilirubīns tiešais	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Vanadata reakcija (kolorimetriska)	Atellica CI Siemens Healthineers	DBIL_2 Siemens Healthineers, 1642786_LV Rev.04, 2024-01	Atellica CH CHEM CAL Siemens	Liquid Assay Multiquel Level 1 un Level 2 BioRad	NIST SRM 916	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.05.2024 08.08.2024 13.02.2025	TOS
CA	1, 20.0 2.20 20	Kalcijs	Serums, litija heparīna plazma,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar O-Krezoltaleīna kompleksu (kolorimetriska)	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Calcium (Ca), Siemens Healthineers, v.02, 2019-10	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiquel Control, Level 1 un Level 2, BioRad.	NIST SRM 915 un SRM 909b	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	T
CAD	01, 27.1 1.20 24.	Kalcijs	Serums, Litija heparīna plazma,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar O-Krezoltaleīna kompleksu (kolorimetriska)	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Calcium (Ca), Siemens Healthineers, Rev.02, 2022-10	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiquel Control, Level 1 un Level 2, BioRad. ;	NIST SRM 915 un SRM 909b	Vienu reizi dienā 2 līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
CAG	09.2023-09	Kalcijs	Serums, heparīna	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar NM-BAPTA kompleksu (kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	Calcium Gen.2 Roche Diagnostics, 2023-09, V9.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics, Liquichek;	SRM 956c level 2 ref. Material	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija: 08.02.2023. 13.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024. 13.02.2025.	GUL
CAK	09.2023-09	Kalcijs	Serums, heparīna plazma,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar NM-BAPTA kompleksu (kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	Calcium Gen.2 Roche Diagnostics, 2023-09, V9.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics,	SRM 956c level 2 ref. Material	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 13.05.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	KUL

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
CAP	09.2023-09	Kalcijs	Serums, heparīna plazma,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar NM-BAPTA kompleksu (kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	Calcium Gen.2 Roche Diagnostics, 2023-09, V9.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics,	SRM 956c level 2 ref. Material	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 12.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	PRE
CAS	9,2023-09	Kalcijs	Serums, heparīna plazma,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar NM-BAPTA kompleksu (kolorimetriska)	Cobas Integra 400 Roche Diagnostics	Calcium Gen.2 Roche Diagnostics	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics,	SRM 956c level 2 ref. Material	1 Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija; 21.02.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	R2S
CAT	1	Kalcijs	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar O-Krezolftaleīna kompleksu (kolorimetriska)	Atellica CI Siemens Healthineers	Ca Siemens Healthineers, 1642863_LV Rev.02,2022-10	Atellica CH CHEM CAL Siemens	Liquid Assay Multiquel Level 1 un Level 2	NIST SRM 915	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.05.2024 08.08.2024 13.02.2025	TOS

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	32(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
CAU	1, 20.0 2.20 20.	Kalcijs	24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar O- Krezoltaleīna kompleksu (kolorimetriska)	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica CH Calcium (Ca), Siemens Healthineers, Rev.02, 2019- 10	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	Urine Chemistr y (Liquiche k Tube) Control, Level 1 un 2 , BioRad	NIST SRM 915 un SRM 909b	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija Urīnā 15.01.2021 13.01.2022 15.09.2022 12.01.2023. 27.09.2023. 18.01.2024. 27.03.2024. 2 7.09.2024. 22.01.2025. 26.03.2025. INSTAND 25.08.2022. 05.09.2023.	T
CAUD	01, 27.0 1.20 24.	Kalcijs(urīnā)	24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar O- Krezoltaleīna kompleksu (kolorimetriska)	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica CH Calcium (Ca), Siemens Healthineers, Rev.02, 2022- 10	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	Urine Chemistr y (Liquiche k Tube) Control, Level 1 un 2 , BioRad	NIST SRM 915 un SRM 909b	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb- Vācija Urīnā 2 6.03.2021. 24.03.2022. 15.09.2022. 22.03.2023. 18.01.2024. 23.01.2025. 08.04.2025. INSTAND 25.08.2022. 08.09.2023.	DAU
CAUG	09, 27.0 9.20 23.	Kalcijs (urīnā)	24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar NM- BAPTA kompleksu (kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnosti cs	Calcium Gen.2 Roche Diagnostics, 2023-09, V9.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	Liquiche k Urine Chemistr y Control Level 1 un 2 BioRad	SRM 956c level 2 ref. Material	Testēšanas dienā vienu reizi 2 līmeņos	Rfb-Vācija Urīnā:26.03.2 021 24.03.2022 22.03.2023 . 29.09.2023. 03.04.2025.	GUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	33(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
CAUK	09, 27.09.2023.	Kalcijs	24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar NM-BAPTA kompleksu (kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	Calcium Gen.2 Roche Diagnostics, 2023-09, V9.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	Liquichek Urine Chemistry Control Level 1 un 2 BioRad	SRM 956c level 2 ref. Material	Vienu reizi teatēšanas dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija Urīnā 15.01.2021. 13.01.2022. 12.01.2023. 04.04.2024. 28.09.2024. INSTAND 25.08.2022. 07.09.2023. 30.08.2024.	KUL
CAUP	09, 27.09.2023.	Kalcijs (urīnā)	24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar NM-BAPTA kompleksu (kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	Calcium Gen.2 Roche Diagnostics, 2023-09, V9.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	Liquichek Urine Chemistry Control Level 1 un 2 BioRad	SRM 956c level 2 ref. Material	Vienu reizi dienā divos līmeņos (brīvdienās - pītēšanas 2 līmeņos)rms	Rfb-Vācija Urīnā 26.03.2021. 22.03.2023. 29.09.2023. 11.04.2024. 28.01.2025. 01.04.2025. INSTAND 25.08.2022. 08.09.2023. 05.09.2024.	PRE

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
CDMS	1	Kadmījs	Pilnasinis	ICP-MS	ICP-MS	PerkinElmer Nexion 2000 ICPMS	Parauga diluents (tiek sagatavots no izopropanola, amonjaka, Triton-X un ūdens) ar Rh un Re iekšējiem standartiem.	ClinCal Whole Blood Calibrator for trace elements, Recipe GmbH	ClinChek Whole Blood Control for trace elements, Level I, II, III Recipe GmbH	Vidējās elementu koncentrācijas kontroles materiālos un kalibratorā tiek noteiktas saskaņā ar Vācijas Medicīnas padomes vadlīnijām (RiliBäk), izmantojot vairāku references laboratoriju rezultātu statistisko apstrādi RECIPE GmbH uzraudzībā.	Testēšanas dienā divos līmeņos		T
CDT	C3.2	CDT-IFCC (ogļhidrātu deficīta transferīns)	Serums	Elektroforēze sārmīnā buferī	Elektroforēze sārmīnā buferī	MINICAP, CAPILLARYS 3 SEBIA	SEBIA CDT Buferis pH 8.8	Kalibrators CDT CAPILLARYS (2 līmeņu)	CDT normālā vai patoloģiskā kontrole	IFCC references metode	Katrā testēšanas reizē	INSTAND 09.03.2020, 01/09/2022, 17/03/2023, 30/08/2023, 31/08/2024, 14/03/2025 RfB 01/03/2022, 25/03/2023	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	35(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
CERPLA	04, 25.10.2024.	Ceruloplazmīns	Serums, heparīna plazma, EDTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CH Siemens Healthineers	Ceruloplazmin Sentinel Diagnostics, V5, 2020-02	Plasmaproteins Cal Sentinel Diagnostics	Liquichek Immunology Control Level 1 un Level 2 BioRad vai Immuno Control 1 un 2 Sentinel	CAP RPSP-3	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 08.01.2021. 16.04.21 21.09.2021. 13.04.2022. 22.09.2022. 13.04.2023. 26.09.2023. 23.01.2024. 03.07.2024. 29.01.2025. Labquality 29.01.2021. 21.09.2021 25.04.2022. 14.09.2022. 13.09.2023. 25.04.2024. 08.10.2024. 28.04.2025.	T
CINKS	1	Cinks	Serums, heparīna plazma, citrāta plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Kolorimetriska reakcija ar 5-Br-PAPS bez deproteinizācijas	Atellica CH Siemens Healthineers	Zinc Sentinel Diagnostics, V1, 2020-04	Standard Solution (komplektā) Sentinel	Clin Chem Control 1 Sentinel	NIST	Reizi dienā 2 līmeņos	INSTAND-Vācija 03.03.2020 12.10.2020 04.03.2021 07.10.2021 03.03.2022. 13.10.2022. 01.03.2023.. 03.03.2025.	T
CISTC	04, 28.08.2023.	Cistatīns C	Serums, heparīna plazma, EDTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CH Siemens Healthineers	CYSC_2 Siemens Healthineers, Rev.04, 2020-08	Atellica CH CYSC_2 CAL Siemens	Liquichek Immunology Control Level 1 un Level 2 BioRad	ERM-DA 471/IFCC Internal Standard	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 08.01.2021. 16.04.2021. 21.09.2021. 22.09.2022. 26.09.2023. 23.01.2024. 03.07.2024. 29.01.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	36(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Laboratorij a
CKMBK	02, 11.1 0.20 24.	KFK MB (miokarda)fr akcija	Serums,E DTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Imunoloģisks UV tests; Imūninhibīcija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	CK-MB Roche Diagnostics, 2023-12, V5.0	C.f.a.s. CK-MB Roche Diagnostic s	Precinor m CKMB Precipath CKMB Roche Diagnosti cs	Standartiz ēts ar automātisko sistēmu kalibrator u masterlot s 199462	1 reizi dienā divos līmeņos	INSTAND 07.03.2023. 25.08.2023. 06.03.2024. 28.08.2024. 10.03.2025.	KUL
CKMBT	1	KFK MB (miokarda)fr akcija	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Tiešā hemiluminescence	Atellica CI Siemens Healthine ers	CKMB Siemens Healthineers, 1 1204937_LV Rev.02,2023-03	Atellica IM CKMB CAL Siemens Healthinee rs	Cardiac Advance IQ Level 1 un 3 BioRad	Iekšējais standarts	Noteikšanas reizē (pirms pacienta) divos līmeņos	INSTAND 06. 03.2024 12.0 8.2024 Rfb-Vācija	TOS
CRO	02, 12.1 1.20 24.	CRO	Serums, Litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica CH Revised C-Reactive Protein (RCRP), Siemens Healthineers, Rev.02, 2023-12	Atellica CH RCRP CAL, Siemens	Inteliq Immunol ogy Control , Level 1 un Level 2 , BioRad	IRMM ERCM-DA 474/IFCC	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 17.01.2020 21.04.2020 07.10.2020 08.01.2021, 16.04.21 21.09.2021 13 .04.2022 22.09.2022. 1 3.04.2023. 26.09.2023. 23.01.2024. 03.07.2024. 29.01.2025.	T
CROD	01. 27.1 1.20 24.	C reaktīvais olbaltums	Serums, Litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija (PETIA)	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica CH Revised C-Reactive Protein (RCRP), Siemens Healthineers, Rev.02, 2024-01	Atellica CH RCRP CAL, Siemens	Inteliq Im munology Control , Level 1 un Level 2 , BioRad	IRMM ERCM-DA 474/IFCC	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 08.01.2021. 17.04.2023. 14.02.2025. L abquality 26.03.2021	DAU

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
CROG	4,20 23- 09	CRO- C reaktīvais olbaltums	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	CRP Roche Diagnostics, 2023-09, V4.0	C.f.a.s. proteins Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	IRMM ERCM-DA 474/IFC	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 27.01.2024. 05.02.2025. Labquality 26.03.2021.	GUL
CROK	4,20 23- 09	CRO	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	CRP4 Roche Diagnostics, 2023-09, V4.0	C.f.a.s. proteins Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	IRMM ERCM-DA 474/IFC	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 23.09.2022. 22.01.2024. 03.07.2024. Labquality 26.03.2021.	KUL
CROP	4,20 23- 09	CRO- C reaktīvais olbaltums	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	CRP Roche Diagnostics, 2023-09, V4.0	C.f.a.s. proteins Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	IRMM ERCM-DA 474/IFC	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 24.01.2024. 08.07.2024. 04.02.2025. Labquality 26.03.2021. 19.04.2023.	PRE
CROS	4,20 23- 09	CRO- C reaktīvais olbaltums	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Cobas Integra 400 Roche Diagnosti cs	CRP Roche Diagnostics	C.f.a.s. proteins Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	IRMM ERCM-DA 474/IFC	1 Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija: 21.02.2024.	R2S
CROT	1	CRO	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CI Siemens Healthine ers	RCRP Siemens Healthineers,1 1642813_LV REV.02,2024- 01	Atellica CH RCRP CAL Siemens	IQ Immunol ogy Control Level 1 un Level 2 BioRad	ERCM-DA 474/IFCC	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb- Vācija 17.01. 2024 03.07.2024 22.01.2025 L abquality	TOS

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	38(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
CUMS	1	Varš	Serums	ICP-MS	ICP-MS	PerkinElmer Nexion 2000 ICPMS	Parauga diluents (tiek sagatavots no izopropanola, amonjaka, Triton-X un Re iekšējiem standartiem.	ClinCal Serum Calibrator for trace elements, Recipe	ClinChek Serum Control for trace elements, Level I, II, Recipe	Vidējās elementu koncentrācijas kontroles materiālos un kalibratorā tiek noteiktas saskaņā ar Vācijas Medicīnas padomes vadlīnijām (RiliBäk), izmantojot vairāku references laboratoriju rezultātu statistisko apstrādi RECIPE GmbH uzraudzībā.	Testēšanas dienā divos līmeņos	INSTAND 24.03.2023 03.11.2024 10.04.2024	T

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
CUMSU	1	Varš urīnā	Urīns	ICP-MS	ICP-MS	PerkinElmer Nexion 2000 ICPMS	Parauga diluents (tiek sagatavots no izopropanola, amonjaka, Triton-X un Re iekšējiem standartiem.	ClinCal Urine Calibrator for trace elements, Recipe GmbH	ClinChek Urine Control for trace elements, Level I, II, Recipe	Vidējās elementu koncentrācijas kontroles materiālos un kalibratorā tiek noteiktas saskaņā ar Vācijas Medicīnas padomes vadlīnijām (RiliBäk), izmantojot vairāku references laboratoriju rezultātu statistisko apstrādi RECIPE GmbH uzraudzībā.	Testēšanas dienā divos līmeņos	INSTAND 13.11.2023 10.04.2024	T

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
CUMSU D	1	Varš urīnā 24 h	Urīns (24 st.)	ICP-MS	ICP-MS	PerkinElmer Nexion 2000 ICPMS	Parauga diluents (tiek sagatavots no izopropanola, amoniaka, Triton-X un ūdens) ar Rh un Re iekšējiem standartiem.	ClinCal Uri ne Calibrator for trace elements, Recipe GmbH	ClinChek Urine Control for trace elements, Level I, II, Recipe	Vidējās elementu koncentrā cijas kontroles materiālos un kalibrator ā tiek noteiktas saskaņā ar Vācijas Medicīnas padomes vadlīnijām (RiliBäk), izmantojo t vairāku references laboratorij u rezultātu statistisko apstrādi RECIPE GmbH uzraudzīb ā.	Testēšanas dienā divos līmeņos	INSTAND 13.11.2023 10.04.2024	T
DHLORU	03, 17.0 3.20 25.	Hlors	Serums, heparīna plazma, 24U	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Atellica CH Siemens Healthine ers	A-LYTE IMT Na K Cl Siemens Healthineers, Rev.07,2024- 06	A-LYTE IMT Standart A, Standart B+Salt Bridge	Urine Chemistr y (Liquiche k Tube) Control Level 1 un 2 BioRad	Liesmas fotometri as metode ar NIST references standartie m, SRM 909b	Vuenu reizi dienā 2 līmeņus	Rfb-Vācija Urīnā:15.01.2 1 15.09.2022 1 2.01.2023. 27.09.2023. 18.01.2024. 27.03.2024. 27.09.2024. 22.01.2025. 2 6.03.2025. INSTAND 25.08.2022. 05.09.2023.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	41(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
KALIJS KALIJSU DKALIJU	1	Kālijs	Serums, heparīna plazma, U, U24	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Atellica CH Siemens Healthine ers	A-LYTE IMT Na K CI Siemens Healthineers	A-LYTE IMT Standart A, Standart B+Salt Bridge	InteliQ As sayed Multiquel Level 1 un Level 2 BioRad. Urine Chemistr y (Liquiche k Tube) Control Level 1 un 2 BioRad	Liesmas fotometrij as metode ar NIST references standartie m, SRM 909b	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 15.01.2021 15.09.2022 12 .01.2023 INSTAND 25.08.2022	T
MIKALB DMIKAL B	1	Albumīns	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CH Analyzes , Siemens Healthine ers	Atellica CH Microalbumin_ 2, Siemens Healthineers	Atellica CH Microalbu min_2 CAL, Siemens	Liquichec k Microalbu min Control Level1, Level2 BioRad	Siemens iekšējais standarts	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 21.01.2020 15.01.21 13.01.2022 15.09.2022 12.01.2023 INSTAND 05.05.2020 25.08.2022	T
MIKALB D DMIKAL BD	01, 27.1 1.20 24.	Albumīns (urīnā)	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CI Analyzes , Siemens Healthine ers	Atellica CH Microalbumin_ 2, Siemens Healthineers, Rev.03, 2023- 02	Atellica CH Microalbu min_2 CAL, Siemens	Liquichek Urine Chemistr y Control Level 1, Level 2 BioRad	Siemens iekšējais standarts	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 15.09.2022 22.03.2023 INSTAND 25.08.2022	DAU
MIKALB G DMIKAL BG	7	Albumīns	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	ALBU2 Roche Diagnostics, 2023-07, V16.0	C.f.a.s. PUC Roche Diagnostic s	Liquichek Urine Chemistr y Control Level 1, Level 2 BioRad	CRM 470	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija INSTAND	GUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	42(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
MIKALBK DMIKALBK	7	Albumīns	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Integra 400 Roche Diagnostics	ALBU2 Roche Diagnostics, 2023-07, v.16.0	C.f.a.s. PUC Roche Diagnostics	Liquichek Urine Chemistry Control Level 1, Level 2 BioRad	CRM 470	1 Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 15.01.21 13.01.2022 12.01.2023 INSTAND 25.08.2022	KUL
MIKALBP DMIKALBP	7	Albumīns (urīnā)	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Integra 400 Roche Diagnostics	ALBU2 Roche Diagnostics, 2023-07, V16.0	C.f.a.s. PUC Roche Diagnostics	Liquichek Urine Chemistry Control Level 1, Level 2 BioRad	CRM 470	Reizi dienā divos līmeņos (brīvdienās - pirms testēšanas 2 līm.)	Rfb-Vācija INSTAND 25.08.2022	PRE
MIKALBT DMIKALBT	1	Albumīns	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CI Siemens Healthineers	Microalbumin_2 Siemens Healthineers	Atellica CH Microalbumin_2 CAL Siemens Microalbumin Calibrator Siemens	Liquichek Urine Chemistry Control Level 1, Level 2 BioRad	Iekšējais standarts	Reizi dienā divos līmeņos (pirms pacienta)	Rfb-Vācija 16.01.2025 INSTAND	TOS
NATRIJ NATRIJU DNATRIJU	1	Nātrijs	Serums, heparīna plazma, U, U24	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Atellica CH Siemens Healthineers	A-LYTE IMT Na K CI Siemens Healthineers	A-LYTE IMT Standart A, Standart B+Salt Bridge	Liquid Assay Multiquant Level 1 un Level 2 BioRad. Urine Chemistry (Liquichek Tube) Control Level 1 un 2 BioRad	Liesmas fotometrijas metode ar NIST references standartiem, SRM 909b	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 11.02.2020 03.04.2020 15.01.2021 15.09.2022 12.01.2023 INSTAND 25.08.2022	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	43(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
DOPA	2	Dopamīns	Urīns 24 h + 6N HCl skābe	LC-MS	LC-MS	PerkinElmer QSight 220 LC-MS/MS	MassChrom Biogenic Amines/Metabolites in Urine (ChromSystems GmbH); PerkinElmer Supra-Clean WCX (Perkin Elmer); Metanols (Merck), nātrija acetāts (13,7 g/L) (Merck), skudrskābe (0,1%) (Merck).	6Plus1 Multilevel Urine Calibrator Set Catecholamines, free Metanephries, free Metanephries, Serotonin (7 līmeņi) (ChromSystems GmbH)	MassCheck Catecholamines, free Metanephries, Serotonin Urine Controls (Level I and II) (ChromSystems GmbH)	Kalibratoru un kontroles materiālu vērtības ir izsekojamas līdz tiro savienojumu sākuma masām.	Divos līmeņos analīžu sērijas sākumā un beigās.	INSTAND 30.08.2024	T
FGGT	04, 04.02.2025.	Gamma Glutamyltransferase	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	IFCC metodes modifikācija (fermentatīva, kolorimetriska)	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH GGT_2, Siemens Healthineers, v.01,2023-06	Atellica CH ENZ 1 CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiquant Control, Level 1 un Level 2, BioRad	IFCC-452	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	44(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
GGTD	01, 27.1 1.20 24	Gamma Glutamitransferāze	Serums, Litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	IFCC metodes modifikācija (fermentatīva, kolorimetriska)	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH GGT, Siemens Healthineers, Rev.03,2023-03	Atellica CH ENZ 1 CAL, Siemens	InteliQ As sayed Multiquel Control, Level 1 un Level 2, BioRad	IFCC- 452	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU
GGTG	02, 11.1 0.20 24.	Gamma Glutamitransferāze	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Zasa metodes modifikācija / atbilstoši IFCC (fermentatīva kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	GGT2 Roche Diagnostics, 2024-08, V12.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	IFCC	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija . 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024. 13.02.2025.	GUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	45(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
GGTK	02, 11.1 0.20 24.	Gamma Glutamyltransferāze	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Zasa metodes modifikācija / atbilstoši IFCC (fermentatīva kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	GGT2, Roche Diagnostics, 2024-08, V12.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	IFCC	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 15.05.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	KUL
GGTP	02, 11.1 0.20 24.	Gamma Glutamyltransferāze		Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Zasa metodes modifikācija / atbilstoši IFCC (fermentatīva kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	GGT2, Roche Diagnostics, 2024-08, V12.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	IFCC	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 12.05.2023. 11.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	PRE
GGTS	02, 11.1 0.20 24.	Gamma Glutamyltransferāze	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Zasa metodes modifikācija / atbilstoši IFCC (fermentatīva kolorimetriska)	Cobas Integra 400 Roche Diagnostics	GGT2, Roche Diagnostics, 2024-08, V12.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	IFCC	1 Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija: 21.02.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	R2S

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	46(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
GGTT	2	Glutamiltran sferaze	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva, kolorimetriska	Atellica CI Siemens Healthineers	GGT Siemens Healthineers, 1645627_lv Rev.01, 2024-01	Atellica CH ENZ 1 CAL Siemens	Liquid Assay Multiquel Level 1 un Level 2 BioRad	IFCC-452	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.05.2024 08.08.2024 13.02.2025	TOS
GLIA URGLI	2	Glikoze	Fluorīda plazma, urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Heksokināzes metode (fermentatīva)	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Glucose Hexokinase_3 (GluH_3), Siemens Healthineers	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiquel Control, Level 1 un Level 2, BioRad. ; Urine Chemistry (Liquick Tube) Control, Level 1 un 2, BioRad	NIST Standard Reference Material 965a	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 18.03.2021 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 21.09.2021 08.11.2021 17.03.2022 05.05.2022 04.08.2022 25.09.2022 03.11.2022 09.02.2023 15.03.2023 08.05.2023 08.08.2023 26.09.2023 15.11.2023 22.02.2024 03.04.2024 13.05.2024 14.08.2024 06.11.2024 17.02.2025	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	47(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
GLIAD	01, 27.1 1.20 24.	Glikoze	Fluorīda plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Heksokināzes metode (fermentatīva)	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Glucose Hexokinase_3 (GluH_3), Siemens Healthineers, Rev.04, 2022-06	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ Asayed Multiquel Control, Level 1 un Level 2, BioRad.	NIST Standard Reference Material 965a	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021 05.08.2021. 08.11.2021 10.02.2022. 05.05.2022 04.08.2022. 03.11.2022 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 29.09.2023 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU
GLIAG	02, 11.1 0.20 24.	Glikoze	Fluora plazma, serum	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Heksokināzes metode (fermentatīva)	Integra 400 Roche Diagnostics	Glicose HK, Liquid ser, urin, CSF Roche Diagnostics, 2024-09, V18.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics,	GC ID-MS	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022 09.02.2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024. 13.02.2025.	GUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	48(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
GLIAK	02, 11.1 0.20 24.	Glikoze	Fluorīda plazma, urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Heksokināzes metode (fermentatīva)	Integra 400 Roche Diagnostics	Glicose HK, Liquid ser, urin, CSF Roche Diagnostics; 2024-09, V18.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs,	GC ID-MS	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05 .05.2022 04.08.2022 03.11.2022 09.02.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 13.05.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	KUL
GLIAP	02, 11.1 0.20 24.	Glikoze	Fluorīda plazma, serums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Heksokināzes metode (fermentatīva)	Integra 400 Roche Diagnosti cs	Glicose HK, Liquid ser, urin, CSF Roche Diagnostics; 2024-09, V18.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs,	GC ID-MS	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022 09.02.2023. 12.05.2023. 11.08.2023. 29.09.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024 17.02.2025.	PRE
GLIAS	02, 11.1 0.20 24.	Glikoze	serums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Heksokināzes metode (fermentatīva)	Cobas Integra 400 Roche Diagnosti cs	Glicose HK, Liquid ser, urin, CSF Roche Diagnostics	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs,	GC ID-MS	1 Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija: 21.02. 2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	R2S

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
GLIAT	1	Glikoze	Fluorīda plazma, serums, urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Heksokināzes metode (fermentatīva)	Atellica CI Siemens Healthineers	GluH_3 Siemens Healthineers, 1642875_LV Rev.04, 2022-06	Atellica CH CHEM CAL Siemens	Liquid Assay Multiquel Level 1 un Level 2 BioRad	NIST Standard Reference Material 965a	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.05.2024 08.08.2024 13.02.2025	TOS
GLIHBB	2	Glikētais hemoglobīns -HbA1C	Pilnasinis (EDTA)	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	HPLC	D-10 un D-100 BioRad	D-10 un D-100 Hemoglobin A1c BioRad, v.3_26.11.2023	Calibrator/Diluent Set, BioRad	Lypocheck Diabetes Bilevel Control, BioRad	NGSP	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 29.01.2020 27.01.2021 09.07.2021 28.04.2022 26.10.2022 19.01.2023 25.10.2023 17.01.2024 23.10.24 22.01.2025	T
GLIHBB G	2	Glikētais hemoglobīns -HbA1C	Pilnasinis (EDTA)	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	HPLC	D-10 BioRad	D-10 Hemoglobin A1c BioRad, v.3_26.11.2023	Calibrator/Diluent Set, BioRad	Lypocheck Diabetes Bilevel Control, BioRad	NGSP	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 29.01.2020 27.01.2021 09.07.2021 28.04.2022 26.10.2022 19.01.2023 25.10.2023 23.10.24 22.01.2025	GUL
GLIHBD	01, 27.11.2024.	Glikētais hemoglobīns -HbA1C	Pilnasinis (EDTA)	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija, fermentatīva metode	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Enzymatic Hemoglobin A1c, Siemens Healthineers	Atellica CH A1c_E Calibrator, Siemens Healthineers	Siemens iekšējais standarts līdz IFCC atsauces kalibratoriem	Siemens iekšējais standarts līdz IFCC atsauces kalibratoriem	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 27.01.2021 09.07.2021 28.04.2022 26.10.2022 19.01.2023 17.01.2024 23.10.2024. 27.01.2025.	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	50(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
GLIHBK	02, 11.1 0.20 24.	Glikētais hemoglobīns -HbA1C	Pilnasis (EDTA)	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	HbA1C_3 Roche Diagnostics, 2024-04,v.13.0	HbA1C Calibrator Roche Diagnostic s	HbA1C Control N, Control P Roche Diagnosti cs	DCCT/NG SP	1 reizi dienā 2 līmeņos	Rfb-Vācija 29.01.2020 27.01.2021 09.07.2021 28.04.2022 26.10.2022 19.01.2023 25.10.2023 17.01.2024	KUL
GLIHBP	02, 11.1 0.20 24.	Glikētais hemoglobīns -HbA1C	Pilnasis (EDTA)	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	HbA1C_3 Roche Diagnostics	HbA1C Calibrator Roche Diagnostic s	HbA1C Control N, Control P Roche Diagnosti cs	DCCT/NG SP	Reizi dienā divos līmeņos (brīvdienās-pirms testēšanas 2 līm.)	Rfb-Vācija 29.01.2020 27.01.2021 09.07.2021 28.04.2022 26.10.2022 19.01.2023 25.10.2023 17.01.2024 05.11.2024. 28.01.2025.	PRE
HAPTGL	02, 26.0 9.20 24.	Haptoglobīns	Serums, plazma (Litija heparīna, EDTA)	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CH Siemens Healthine ers	Haptoglobin_2, Siemens Healthineers, Rev.03, 2023-04	Atellica CH LSP CAL, Siemens	InteliQ Immunology Control Level 1 un Level 2 BioRad	IRMM reference material CRM-470	Divas reizes dienā: no rīta pirms darba uzsākšanas 2 līmeņu, dienas vidū - 1 līmeni (pārdienās mainot 1. vai 2, līmeni)	Rfb-Vācija 08.01.2021. 16.04.2021. 21.09.2021. 13.04.2022. 22.09.2022. 18.04.2023. 26.09.2023. 23.01.2024. 03.07.2024. 29.01.2025. Labquality 29.01.2021. 21.09.2021. 25.04.2022. 14.09.2022. 13.09.2023. 25.04.2024. 08.10.2024. 28.04.2025.	T

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
HDLHOL	02, 14.0 3.20 25.	ABL holesterīns- Augsta blīvuma holesterīns	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Tiešā fermentatīvā reakcija	Atellica CH Analyzerr, Siemens Healthine ers	Atellica CH HDLC , Siemens Healthineers, Rev.05, 2024- 08	Atellica CH HDLC CAL Siemens	InteliQ Assayed Multiqua Level 1 un Level 2 BioRad	Ultracentri fugation- heparin- Mn quantitati on	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 02.02.2023. 11.10.2023. 06.02.2024. 30.09.2024. 05.02.2025. INSTAND 10.05.2023. 24.08.2023. 08.05.2024. 27.08.2024.	T
HDLHOL D	01, 27.1 1.20 24.	ABL holesterīns- Augsta blīvuma holesterīns	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Tiešā fermentatīvā reakcija	Atellica CH Analyzerr, Siemens Healthine ers	Atellica CH HDLC , Siemens Healthineers, Rev.05, 2024- 08	Atellica CH HDLC CAL, Siemens	InteliQ As sayed Multiqua Level 1 un Level 2, BioRad	Ultracentri fugation- heparin- Mn quantitati on	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.10.2023. 08.02.2024. 07.02.2025. INSTAND 15.05.2023. 24.08.2023. 10.05.2024.	DAU
HDLHOL G	2, 11.1 0,20 24.	ABL holesterīns- Augsta blīvuma holesterīns	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Tiešā fermentatīvā reakcija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	HDL- Cholesterol plus 4nd generation Roche Diagnostics, 2024-07, V5.0	C.f.a.s. Lipids Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	CDC reference method	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 11.05.2023. 08.02.2024. 06.02.2025. INSTAND 11.05.2023. 30.08.2023. 08.05.2024.	GUL
HDLHOL K	2, 11.1 0,20 24.	ABL holesterīns- Augsta blīvuma holesterīns	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Tiešā fermentatīvā reakcija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	HDL- Cholesterol plus 4nd generation Roche Diagnostics, 2024-07, V5.0	C.f.a.s. Lipids Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	CDC reference method	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 11.10.2023. 08.02.2024. INSTAND 11.05.2023. 25.08.2023. 08.05.2024. 28.08.2024.	KUL

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
HDLHOLP	2, 11.10, 2024.	ABL holesterīns-Augsta blīvuma holesterīns	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Tiešā fermentatīvā reakcija	Integra 400 Roche Diagnostics	HDL-Cholesterol plus 4nd generation Roche Diagnostics, 2024-07, V5.0	C.f.a.s. Lipids Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	CDC reference method	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 16.10.2023. 09.02.2024. 04.10.2024. 10.02.2025. INSTAND 12.05.2023. 30.08.2023. 10.05.2024. 29.08.2024.	PRE
HLORS DHLORU	03, 17.03.2025.	HLors	Serums, Litija heparīna plazma, 24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	A-LYTE IMT Na K Cl, Siemens Healthineers, Rev.07, 2024-06	A-LYTE IMT Standart A, A-LYTE Standart B+Salt Bridge, Siemens	InteliQ Assayed Multiquant Control, Level 1 un Level 2, BioRad. ; Urine Chemistry (Liquichek Tube) Control, Level 1 un 2, BioRad	Liesmas fotometrijas metode ar NIST references standartiem, SRM 909b	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	T

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
HLORSD	01, 27.1 1.20 24.	Hlors	Serums, Litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	A-LYTE IMT Na K Cl, Siemens Healthineers, Rev.07, 2024-06	A-LYTE IMT Standart A, A-LYTE Standart B+Salt Bridge, Siemens	InteliQ As sayed Multiquel Control, Level 1 un Level 2, BioRad.	Liesmas fotometrijas metode ar NIST references standartiem, SRM 909b	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 06.11.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU
HLORSG	11,2 022-06	Hlors	Serums,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Integra 400 Roche Diagnostics	Cl elektrode Roche Diagnostics, 2022-06, V11.0	ISE standards low ISE standards high ISE compensator Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	SRM 909b Liesmas fotometrija	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024. 13.02.2025.	GUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	54(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
HLORSK	11,2 022- 06	Hlors	Serums,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	Cl elektrode Roche Diagnostics, 2022-06, V11.0	ISE standards low ISE standards high ISE compensat or Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	SRM 909b Liesmas fotometrija	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija: 04.02.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 13.05.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	KUL
HLORSP	11,2 022- 06	Hlors	Serums,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	Cl elektrode Roche Diagnostics, 2022-06, V11.0	ISE standards low ISE standards high ISE compensat or Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	SRM 909b Liesmas fotometrija	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 12.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	PRE
HLORSS	11,2 022- 06	Hlors	Serums,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Cobas Integra 400 Roche Diagnosti cs	Cl elektrode Roche Diagnostics	ISE standards low ISE standards high ISE compensat or Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	SRM 909b Liesmas fotometrija	1 Reizi dienā divos līmeņos	RfB Vācija: 22.02.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	R2S

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	55(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
HLORST	1	Hlors	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Atellica CI Siemens Healthineers	A-LYTE IMT Na K CI Siemens Healthineers, 1642769_LV Rev.06,2023-10	A-LYTE IMT Standart A, Standart B+Salt Bridge	Liquid Assay Multiquant Level 1 un Level 2 BioRad	Liesmas fotometrijas metode ar NIST references standartiem, SRM 909b	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.05.2024 08.08.2024 13.02.2025	TOS

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	56(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
HOL	2, 11.0 1.20 21.	Holesterīns	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Fermentatīva	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Chol_2, Siemens Healthineers, Rev.04, 2020-11	Atellica CH CHEM CAL, Siemens Healthineers	InteliQ Assayed Multiquant Level 1 un Level 2, BioRad	NIST SRM 909c	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 04.02.2021 05.03.2021 07.05.2021 05 .08.2021 01.10.2021 08.11.2021 08.02.2022. 10.02.2022 05.05.2022. 04.08.2022 28.09.2022. 03.11.2022 02.02.2023. 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 11.10.2023. 15.11.2023. 06.02.2024. 22.02.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 30.09.2024. 06.11.2024. 05.02.2025. 17.02.2025. INSTAND 07. 05.2021. 26.08.2021. 05.05.2022. 25.08.2022. 10.05.2023. 24.08.2023. 08.05.2024. 27.08.2024.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	57(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
HOLD	01, 27.1 1.20 24.	Holesterīns	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica CH Chol_2, Siemens Healthineers, Rev.04, 2022- 11	Atellica CH CHEM CAL, Siemens Healthinee rs	InteliQ As sayed Multiqua Level 1 un Level 2, BioRad	NIST SRM 909	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb- Vācija 05.03.2 021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022, 05.05.2022, 04.08.2022. 28.09.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 13.10.2023. 13.11.2023. 08.02.2024. 22.02.2024. 15.05.2024. 1 4.11.2024. 07.02.2025. 21.02.2025. INSTAND 07.05.2021. 05.05.2022. 25.08.2022. 15.05.2023. 24.08.2023. 10.05.2024.	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	58(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
HOLG	16,2 023- 09	Holesterīns	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva, kolorimetriska	Integra 400 Roche Diagnosti cs	Cholesterol CHOD-PAP Liquid, Roche Diagnostics, 2023-09, V16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	ID-MS- SRM 909b, SRM 911b	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija . . 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022 03.11.2022. 09.02.2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 08.02.2024. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024. 06.02.2025. 13.02.2025. INSTAND 07.05.2021 26.08.2021 05.05.2022 25.08.2022. 11.05.2023. 30.08.2023. 08.05.2024. 28.08.2024.	GUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	59(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamī ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
HOLK	16,2 023- 09	Holesterīns	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva, kolorimetriska	Integra 400 Roche Diagnosti cs	Cholesterol CHOD-PAP Liquid, Roche Diagnostics, 2023-09, V16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	ID-MS- SRM 909b, SRM 911b	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija . . 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 11.10.2023. 15.11.2023. 0 8.02.2024. 13.05.2024. 15.08.2024. INSTAND 07.05.2021 26.08.2021 05.05.2022 25.08.2022. 15.05.2023. 25.08.2023. 08.05.2024.	KUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	60(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
HOLP	16,2023-09	Holesterīns	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva, kolorimetriska	Integra 400 Roche Diagnostics	Cholesterol CHOD-PAP Liquid, Roche Diagnostics, 2023-09, V16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	ID-MS-SRM 909b, SRM 911b	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022 09.02.2023. 12.05.2023. 11.08.2023. 16.10.2023. 13.11.2023. 0 9.02.2024. 21.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 04.10.2024. 06.11.2024. 10.02.2025. 13.02.2025. 17.02.2025. INSTAND 07.05.2021 26.08.2021. 05.05.2022. 25.08.2022. 12.05.2023. 30.08.2023. 10.05.2024. 29.08.2024.	PRE
HOLS	16,2023-09	Holesterīns	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva, kolorimetriska	Cobas Integra 400 Roche Diagnostics	Cholesterol CHOD-PAP Liquid, Roche Diagnostics	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	ID-MS-SRM 909b, SRM 911b	1 Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija: 21.02.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	R2S

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	61(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
HOLT	1	Holesterīns	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva	Atellica CI Siemens Healthineers	Atellica CH Chol_2 Siemens Healthineers, 1642865_LV Rev.04, 2022-11	Atellica CH CHEM CAL Siemens Healthineers	Liquid Assay Multiquel Control Level 1 un Level 2 BioRad	NIST SRM 909	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.05.2024 08.08.2024 13.02.2025	TOS
HVAMS	2	homovanilīls kābe	Urīns 24 h + 6N HCl skābe	LC-MS	LC-MS	PerkinElmer QSight 220 LC-MS/MS	MassChrom Biogenic Amines/Metabolites in Urine (ChromSystems GmbH)	6Plus1 Multilevel Urine Calibrator Set VMA, HVA, 5-HIAA (7 līmeņi) (ChromSystems GmbH)	MassChrom VMA, HVA, 5-HIAA Urine Controls (Level I and II) (ChromSystems GmbH)	Kalibratori un kontroles materiāli ir izsekojami līdz standartvielām, kas iegādātas no sertificētiem piegādātājiem.	Divos līmeņos analīžu sērijas sākumā un beigās.	INSTAND 30.08.2024	T
IGA	04, 14.03.2025.	IgA	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CH Siemens Healthineers	Atellica CH IgA_2 Siemens Healthineers, V.04, 2024-06	Atellica CH LSP CAL, Siemens	InteliQ Immunology Control Level 1 un Level 2 BioRad	IRMM reference material CRM-470	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 12.01.2023. 18.04.2023. 26.09.2023. 17.01.2024. 23.01.2024. 03.07.2024. 22.01.2025. 29.01.2025. Labquality-Somija 13.09.2023. 25.04.2024. 08.10.2024. 28.04.2025. INSTAND 10.05.2023. 02.05.2024.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	62(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
IGG	1, 23.03.2020.	IgG	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CH Siemens Healthineers	Atellica CH IgG_2 Siemens Healthineers, V.03,2019-05	Atellica CH LSP CAL, Siemens	InteliQ ImmunoLogy Control Level 1 un Level 2 BioRad	IRMM reference material CRM-470	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 08.01.2021. 16.04.2021. 21.09.2021. 13.01.2022 3.04.2022. 22.09.2022. 12.01.2023. 18.04.2023. 26.09.2023. 17.01.2024. 03.07.2024. 22.01.2025. 29.01.2025. Labquality-Somija 29.01.2021. 21.09.2021. 25.04.2022. 14.09.2022. 13.09.2023. 23.01.2024. 25.04.2024. 08.10.2024. 28.04.2025. INSTAND 07.05.2021. 05.05.2022. 10.05.2023. 02.05.2024.	T

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
IGM	1, 23.03.2020.	IgM	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CH Siemens Healthineers	Atellica CH IgM_2 Siemens Healthineers, V.03, 2019-05	Atellica CH LSP InteliQ Immunology Control Level 1 un Level 2 BioRadCAL, Siemens		IRMM reference material CRM-470	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 08.01.2021 16.04.21. 21.09.2021. 13.01.2022. 13.04.2022, 22.09.2022. 12.01.2023. 18.04.2023. 26.09.2023. 17.01.2024. 23.01.2024. 03.07.2024. 22.01.2025. 29.01.2025. Labquality-Somija 29.01.2021 21.09.2021 25.04.2022. 14.09.2022. 13.09.2023. 25.04.2024. 08.10.2024. 28.04.2025. INSTAND 07.05.21. 05.05.2022. 10.05.2023. 02.05.2024.	T

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
IMSU	1	Jods urīnā	Urīns	ICP-MS	ICP-MS	PerkinElmer Nexion 2000 ICPMS	Parauga diluents (tiek sagatavots no izopropanola, amonjaka, Triton-X un ūdens) ar Rh un Re iekšējiem standartiem.	ClinCal Urine Calibrator for trace elements, Recipe GmbH	ClinChek Urine Control for trace elements, Level I, II, Recipe	Vidējās elementu koncentrācijas kontroles materiālos un kalibratorā tiek noteiktas saskaņā ar Vācijas Medicīnas padomes vadlīnijām (RiliBäk), izmantojot vairāku references laboratoriju rezultātu statistisko apstrādi RECIPE GmbH uzraudzībā.	Testēšanas dienā divos līmeņos	INSTAND 13.11.2023 10.04.2024	T

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
KALIJS	03, 17.03.2025.	Kālijs	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	A-LYTE IMT Na K Cl, Siemens Healthineers, Rev.07, 2024-06	A-LYTE IMT Standart A, A-LYTE Standart B+Salt Bridge, Siemens	InteliQ Assayed Multiquel Control, Level 1 un Level 2, BioRad.;	Liesmas fotometrijas metode ar NIST references standartiem, SRM 909b	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021 08.11.2021. 1 0.02.2022 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	T
KALIJS1 D	01, 27.11.2024.	Kālijs	Serums, Litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	A-LYTE IMT Na K Cl, Siemens Healthineers	A-LYTE IMT Standart A, A-LYTE Standart B+Salt Bridge, Siemens	InteliQ Assayed Multiquel Control, Level 1 un Level 2, BioRad	Liesmas fotometrijas metode ar NIST references standartiem, SRM 909b	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija . 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	66(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
KALIJS1G	11,2022-06	Kālijs	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Integra 400 Roche Diagnostics	ISE-I, Roche Diagnostics, 2022-06, v.11	ISE standards low ISE standards high ISE compensator Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	SRM 909b Liesmas fotometrija	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024. 13.02.2025.	GUL
KALIJS1D	01, 27.11.2024.	Kālijs	Serums, Litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	A-LYTE IMT Na K Cl, Siemens Healthineers	A-LYTE IMT Standart A, A-LYTE Standart B+Salt Bridge, Siemens	InteliQ Asayed Multiquant Control, Level 1 un Level 2, BioRad	Liesmas fotometrija metode ar NIST references standartiem, SRM 909b	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	67(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
KALIJSK	11,2022-06	Kālijs	Serums, heparīna plazma, U, U24	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Integra 400 Roche Diagnostics	ISE-I, Roche Diagnostics, 2022-06, v.11	ISE standards low ISE standards high ISE compensator Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics,	SRM 909b Liesmas fotometrija	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 13.05.2024. 13.02.2025.	KUL
KALIJSK	11,2022-06	Kālijs	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Integra 400 Roche Diagnostics	ISE-I, Roche Diagnostics, 2022-06, v.11	ISE standards low ISE standards high ISE compensator Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	SRM 909b Liesmas fotometrija	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 12.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	PRE

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
KALIJS	11,2 022- 06	Kālijs	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Cobas Integra 400 Roche Diagnosti cs	ISE-I, Roche Diagnostics, 2022-06,v.11	ISE standards low ISE standards high ISE compensat or Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	SRM 909b Liesmas fotometrija	1 Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 22.02.2024. 13.02.2025.	R2S
KALIJS	1	Kālijs	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Atellica CI Siemens Healthine ers	A-LYTE IMT Na K CI Siemens Healthineers,1 1642769_LV Rev.06,2023- 10	A-LYTE IMT Standart A, Standart B+Salt Bridge	Liquid Assay Multiqual Level 1 un Level 2 BioRad	Liesmas fotometrija ar metode ar NIST references standartie m, SRM 909b	Divas reizes dienā dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.05.2024 08.08.2024 13.02.2025	TOS
KALIJS KALIJSU DKALIJU	03, 17.0 3.20 25.	Kālijs	Serums, heparīna plazma, U, U24	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Atellica CH Siemens Healthine ers	A-LYTE IMT Na K CI Siemens Healthineers	A-LYTE IMT Standart A, Standart B+Salt Bridge	Liquid Assay Multiqual Level 1 un Level 2 BioRad. Urine Chemistr y (Liquiche k Tube) Control Level 1 un 2 BioRad	Liesmas fotometrija ar metode ar NIST references standartie m, SRM 909b	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 15.01.21 13.01.2022 15.09.2022. 12.01.2023. 27.09.2023. 18.01.2024. 27.03.2024. 27.09.2024. 22.01.2025. 26.03.2025. I NSTAND 25.08.2022. 05.09.2023.	T

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
KFK	02, 17.0 2.20 25.	KFK Kreatīnfosforināze	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Ultravioletais tests, pēc DGKC rekomendācijām	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Creatine kinase (CK_L), Siemens Healthineers, v.04,2024-06	Atellica CH ENZ 3 CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiquel Level 1 un Level 2 BioRad	Atbilst IFCC atsauces metodei	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024, 17.02.2025.	T
KFKD	01, 27.1 1.20 24.	KFK Kreatīnfosforināze	Serums, Litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Ultravioletais tests, pēc DGKC rekomend.	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH CK_L Siemens Healthineers.,v .04,2024-06	Atellica CH ENZ 3 CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiquel Level 1 un Level 2 BioRad	Atbilst IFCC atsauces metodei	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	70(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
KFKG	02, 24.0 5.20 24.	KFK Kreatīnfosfok ināze	Serums, heparīna plazma, E DTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Ultravioletais tests IFCC rekomendācija bez piridolfosfāta aktivācijas	Integra 400 Roche Diagnosti cs	CK2 Roche Diagnostics, 2023-12, V4.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	IFCC	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024. 13.02.2025.	GUL
KFKK	02, 24.0 5.20 24.	KFK Kreatīnfosfok ināze	Serums, heparīna plazma, E DTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Ultravioletais tests IFCC rekomendācija bez piridolfosfāta aktivācijas	Integra 400 Roche Diagnosti cs	CK2 Roche Diagnostics, 2023-12, V4.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	IFCC	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022 09.02.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 13.05.2024. 13.02.2025.	KUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	71(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamī ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
KFKP	02, 24.0 5.20 24.	KFK Kreatīnfosfo kāzes	Serums, heparīna plazma, E DTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Ultravioletais tests IFCC rekomendācija bez piridolfosfāta aktivācijas	Integra 400 Roche Diagnosti cs	CK2 Roche Diagnostics, 2023-12, V4.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	IFCC	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022 09.02.2023. 12.05.2023. 11.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	PRE
KFKT	1	KFK Kreatīnfosfo kāzes	Serums, heparīna plazma, E DTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Ultravioletais tests, pēc DGKC rekomend.	Atellica CI Siemens Healthine ers	Atellica CH CK_L Siemens Healthineers, 1 1642866_LV Rev.03, 2022- 08	Atellica CH ENZ 3 CAL, Siemens	Liquid Assay Multiqua Level 1 un Level 2 BioRad		Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.05.2024 08.08.2024 13.02.2025	TOS

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	72(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
KOLB	2, 11.0 1.20 21.	Kopējais olbaltums	Serums, Li heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Biureta reakcija (kolorimetriska)	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Total Protein II (TP), Siemens Healthineers, Rev.03, 2020-08	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiquel Control, Level 1 un Level 2, BioRad	NIST SRM 927	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 17.02.2025. INSTAND 10.05.2023. 30.08.2023. 02.05.2024. 22.08.2024. 06.11.2024 Labquality: 02.03.2024.	T
KOLBD	01, 27.1 1.20 24.	Kopējais olbaltums	Serums, Li heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Biureta reakcija (kolorimetriska)	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Total Protein II (TP), Siemens Healthineers, Rev.03, 2022-07	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiquel Control, Level 1 un Level 2, BioRad	NIST SRM 927	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	73(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
KOLBG	15,2023-10	Kopējais olbaltums	Serums, Li heparīna un EDTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Biureta reakcija (kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	TP2 Roche Diagnostics, 2023-10, V15.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	SRM 927c	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022 09.02.2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024. 13.02.2025.	GUL
KOLBK	15,2023-10	Kopējais olbaltums	Serums, Li heparīna un EDTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Biureta reakcija (kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	TP2 Roche Diagnostics, 2023-10, V15.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	SRM 927c	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 13.05.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	KUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	74(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
KOLBP	15,2023-10	Kopējais olbaltums	Serums, Li heparīna un EDTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Biureta reakcija (kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnosti cs	TP2 Roche Diagnostics, 2023-10, V15.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	SRM 927c	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022 09.02.2023. 08.05.2023. 12.05.2023. 09.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024 17.02.2025.	PRE
KOLBT	1	Kopējais olbaltums	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Biureta reakcija (kolorimetriska)	Atellica CI Siemens Healthine ers	Atellica CH Total Protein_2 (TP_2) Siemens Healthineers, 1642822_LV Rev.03,2024-01	Atellica CH CHEM CAL Siemens	Liquid Assay Multiquel Level 1 un Level 2 BioRad	NIST SRM 927	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.05.2024 08.08.2024 13.02.2025	TOS

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	75(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
KOMPC3	1, 23.0 3.20 20.	Komplement a faktors C3	Serums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CH Siemens Healthine ers	Atellica CH Complement C3 Siemens, Rev.02, 2019- 11	Atellica CH LSP CAL, Siemens	InteliQ Immunol ogy Control Level 1 un Level 2 BioRad	IRMM reference material CRM-470	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 08.01.2021 16.04.21 21.0 9.2021 13.04. 2022. 22.09.2022. 18.04.2023. 26.09.2023. 23.01.2024. 03.07.2024. 29.01.2025. Labquality 29.01.2021 21.09.2021 25.04.2022 14.09.2022. 13.09.2023. 25.04.2024. 08.10.2024. 28.04.2025.	T
KOMPC4	02, 04.0 9.20 23.	Komplement a faktors C4	Serums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CH Siemens Healthine ers	Atellica CH Complement C4 Siemens, Rev.02, 2019- 11	Atellica CH LSP CAL, Siemens	InteliQ Immunol ogy Control Level 1 un Level 2 BioRad	IRMM reference material CRM-470	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 08.01.2021. 16.04.2021. 21.09.2021. 13.04.2022. 22.09.2022. 18.04.2023. 26.09.2023. 23.01.2024. 03.07.2024. 29.01.2025. Labquality 29.01.2021. 21.09.2021. 25.04.2022. 14.09.2022. 13.09.2023. 25.04.2024. 08.10.2024. 28.04.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	76(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
OLBUSP OLBUSD KOPOLBP	2, 27.0 4.20 21.	Olbaltums	Urīns, muguras smadzeņu šķidrums, serozo dobumu šķidrums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar pirogallolu (kolorimetriska)	Atellica CH Siemens Healthineers	Atellica CH UCFP, Siemens, Rev.0,2020-12	Atellica CH UCFP CAL , Siemens	Liquichek Urine Chemistry Control Level 1, Level 2 BioRad	NIST- SRM 927	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 15.09.2022 12.01.2023. 22.03.2023. 18.01.2024. 27.03.2024. 11.04.2024. 22.01.2025. 26.03.2025. INSTAND 25.08.2022. 05.09.2023. 30.08.2024.	T
KREA	2, 27.0 4.20 21.	Kreatinīns	Serums, plazma (litija heparīna, EDTA)	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva metode	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Enzymatic Creatinine_2 (ECre_2), Siemens Healthineers, Rev.06, 2021- 02	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiquant Control, Level 1 un Level 2, BioRad. ;	NIST SRM 967	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023 . 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 1 3.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	77(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
KREAD	02, 16.04.2025.	Kreatinīns	Serums, plazma (litija heparīna, EDTA)	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva metode	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Enzymatic Creatinine_3 (ECre_3), Siemens Healthineers, Rev.04, 2024-11	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ As sayed Multiquel Control, Level 1 un Level 2, BioRad.	NIST SRM 967	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU
KREAG	02, 25.04.2024.	Kreatinīns	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Jaffes metode (kinētiska)	Integra 400 Roche Diagnostics	CREJ2 Roche Diagnostics, 2023-11, V22.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	ID-MS/SRM 909b, SRM914a	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024. 13.02.2025.	GUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	78(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
KREAK	02, 11.10.2024.	Kreatinīns	Serums, heparīna plazma,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva metode	Integra 400 Roche Diagnostics	CREP2 Roche Diagnostics, 2024-08, V17.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics.	ID-MS/SRM 909b, SRM914a	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija .05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022. 04.08.2022 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 13.05.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	KUL
KREAU KREAKL		Kreatinīns	Serums, heparīna plazma, 24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva metode	Atellica CH Siemens Healthineers	ECRE_2 Siemens Healthineers	Atellica CH CHEM CAL Siemens	Liquid Assay Multiquel Level 1 un Level 2 BioRad. Liquichek Urine Chemistry Control Level 1 un 2 BioRad	SRM967	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 10.02.2022. 08.05.2023.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	79(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
KREAP	02, 11.10.2024.	Kreatinīns	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva metode	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Enzymatic Creatinine_2 (ECre_2), Siemens Healthineers, Rev.06, 2021-02	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiquel Control, Level 1 un Level 2, BioRad. ;	NIST SRM 967	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 12.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	T
KREAS	02, 25.04.2024.	Kreatinīns	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Jaffes metode (kinētiska)	Cobas Integra 400 Roche Diagnostics	CREJ2 Roche Diagnostics	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	ID/MS - SRM914 un SRM967	1 Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija: 22.02.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	R2S
KREAT	1	Kreatinīns	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva metode	Atellica CI Siemens Healthineers	Atellica CH ECre_3 Siemens Healthineers, 1642788_LV Rev.03, 2023-01	Atellica CH CHEM CAL Siemens	Liquid Assay Multiquel Level 1 un Level 2 BioRad	NIST SRM967	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.05.2024 08.08.2024 13.02.2025	TOS

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	80(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
KREAU KREAKL	2, 27.0 4.20 21.	Kreatinīns	24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva metode	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Enzymatic Creatinine_2 (ECRE_2), Siemens Healthineers, Rev.06,2021-02	Atellica CH CHEM CAL Siemens,	Urine Chemistry (Liquichek Tube) Control Level 1 un 2 BioRad;	NIST SRM 967	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 15.01.21 13.01.2022 15.09.2022 12 .01.2023. 27.09.2023. 27.09.2024. 22.01.2025. 26.03.2025. INSTAND urīnā 25.08.2022. 05.09.2023. Labquality urīnā 28.04.2021 22.03.2022 25.04.2022. 10.05.2023. 07.04.2025.	T
KREAU D KREAU P D	02, 16.0 4.20 25.	Kreatinīns (urīnā)	24h urīns,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva metode	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Enzymatic Creatinine_3 (ECRE_3), Siemens Healthineers, Rev.04, 2024-11	Atellica CH CHEM CAL, Siemens,	Urine Chemistry (Liquichek Tube) Control, Level 1 un 2, BioRad	NIST SRM 967	Reizi dienā divos līmeņos	Urīnā RfB: 26.03.2021 24.03.2022. 15.09.2022. 22.03.2023. 23.01.2025. 08.04.2025. Labquality 12.05.2023. 07.04.2024. 10.04.2025. INSTAND 25.08.2022. 08.09.2023.	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	81(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
KREAUK	02, 11.10.2024.	Kreatinīns	24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva metode	Integra 400 Roche Diagnostics	CREP2 Roche Diagnostics, 2024-08, V17.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	Liquichek Urine Chemistry Control Level 1 un 2 BioRad	ID-MS/SRM 909b, SRM914a	Testēšanas dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 15.01.2021 13.01.2022 12.01.2023. 04.04.2024. 28.09.2024. INSTAND 25.08.2022. 07.09.2023. 30.08.2024.	KUL
KREAUP	2	Kreatinīns (urīnā)	24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva metode	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Enzymatic Creatinine_2 (ECRE_2), Siemens Healthineers	Atellica CH CHEM CAL Siemens,	Urine Chemistry (Liquichek Tube) Control Level 1 un 2 BioRad;	NIST SRM 967	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija Urīnā RfB: 26.03.2021. 22.03.2023. 18.01.2024. 27.03.2024. 11.04.2024. 28.01.2025. 01.04.2025. INSTAND 25.08.2022. 08.09.2023. 05.09.2024. Labquality: 15.05.2023. 24.04.2024. 07.04.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	82(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
KREAUP	02, 11.10.2024.	Kreatinīns (urīnā)	24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva metode	Integra 400 Roche Diagnostics	CREP2 Roche Diagnostics	C.f.a.s. Roche Diagnostics	Liquichek Urine Chemistry Control Level 1 un 2 BioRad	ID/MS - SRM914 un SRM967	Vienu reizi dienā divos līmeņos (brīvdienās - pirms testēšanas 2 līm.)	Rfb-Vācija Urīnā RfB: 26.03.2021. 22.03.2023. 18.01.2024. 27.03.2024. 11.04.2024. 28.01.2025. 01.04.2025. INSTAND 25.08.2022. 08.09.2023. 05.09.2024. Labquality: 15.05.2023. 24.04.2024. 11.04.2025.	PRE
LACT	02, 20.08.2024.	Laktāts	Plazma (fluorīda, EDTA, Litijs heparīna)	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva reakcija	Atellica CH Siemens Healthineers	Atellica CH Lactate_3 (Lac_3), Siemens Healthineers, Rev.04, 2023-04	Atellica CH SPCL CHEM CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiquant Level 1 un Level 2 BioRad	Internal standard	Divas reizes dienā 2 līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 17.01.2024. 22.02.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 22.01.2025. 17.02.2025.	T

	Vadības dokuments	VD -10 Versija:18	83(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamī ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
LACTK	02, 11.1 0.20 24.	Laktāts	Plazma (fluorīda, EDTA, heparīna)	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva reakcija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	LACT2 Roche Diagnostics, 2024-09, V16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	Primārais standarts	Testēšanas di enā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022 09.02.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 22.02.2024. 13.05.2024.	KUL
LDH	02, 27.0 3.20 25.	Laktātdehidr ogenāze	Serums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Reakcija ar laktātu un piruvātu	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica CH LDLP, Siemens Healthineers, v.04,2022-10	Atellica CH ENZ 1 CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiqual Level 1 un Level 2, BioRad,	IFCC-453	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	84(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
LDH1P	05, 20.0 2.20 25.	Laktātdehidrogenāze	Serums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Reakcija ar laktātu un piruvātu	Integra 400 Roche Diagnostics	LDHI2 Roche Diagnostics, 2024-08, V15.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	Epsilon of NADH	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 12.05.2023. 11.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	PRE
LDHD	01, 27.1 1.20 24.	Laktātdehidrogenāze	Serums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Reakcija ar laktātu un piruvātu	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH LDLP, Siemens Healthineers, Rev.04,2022-10	Atellica CH ENZ 1 CAL, Siemens	InteliQ As sayed Multiquel Level 1 un Level 2, BioRad,	IFCC-453	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	85(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
LDHG	05, 20.0 2.20 25.	Laktātdehidrogenāze	Serums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Reakcija ar piruvātu-laktātu DGKC rekomendācija	Integra 400 Roche Diagnostics	LDHI2 Roche Diagnostics, 2024-08, V15.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	Epsilon of NADH	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024. 13.02.2025.	GUL
LDHK	05, 20.0 2.20 25.	Laktātdehidrogenāze	Serums,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Reakcija ar piruvātu-laktātu DGKC rekomendācija	Integra 400 Roche Diagnostics	LDHI2 Roche Diagnostics, 2024-08, V15.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	Epsilon of NADH	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022 09.02.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 14.05.2024. 13.05.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	KUL
LDHT	1	Laktātdehidrogenāze	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar laktātu un piruvātu	Atellica CI Siemens Healthineers	Atellica CH LDLP Siemens Healthineers, 1 1642885_LV Rev.04,2022-10	Atellica CH ENZ 1 CAL Siemens	Liquid Assay Multiqual Level 1 un Level 2 BioRad	IFCC-453	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.05.2024 08.08.2024 13.02.2025	TOS

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	86(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
LDLHOL	02, 14.0 3.20 25.	ZBL holesterīns- Zema blīvuma holesterīns	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Tiešā fermentatīvā reakcija	Atellica CH Analyz er, Siemens Healthine ers	Atellica CH LDLC , Siemens Healthineers, Rev.06, 2024- 08	Atellica CH LDLC CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiqual Level 1 un Level 2, BioRad	NCEP beta- quantifica tion reference method	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb- Vācija 02.02. 2023. 11.10.2023. 06.02.2024. 30.09.2024. 05.02.2025. INSTAND 10.05.2023. 24.08.2023. 08.05.2024. 27.08.2024.	T
LDLHOL D	01, 27.1 1.20 24.	ZBL holesterīns- Zema blīvuma holesterīns	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Tiešā fermentatīvā reakcija	Atellica CI Analyz er, Siemens Healthine ers	Atellica CH LDLC , Siemens Healthineers, Rev.06, 2024- 08	Atellica CH LDLC CAL, Siemens	InteliQ As sayed Multiqual Level 1 un Level 2, BioRad	NCEP beta- quantifica tion reference method	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija . 13.10.2023. 08.02.2024. 07.02.2025. INSTAND 15.05.2023. 24.08.2023. 10.05.2024.	DAU
LDLHOL G	05, 20.0 2.20 25.	ZBL holesterīns- Zema blīvuma holesterīns	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Tiešā fermentatīvā reakcija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	LDLC3 Roche Diagnostics, 2024-08, V6.0	C.f.a.s. Lipids Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	NCEP , CDC reference method	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 08.02.2024. 06.02.2025. INSTAND . 11.05.2023. 30.08.2023. 08.05.2024.	GUL
LDLHOL K	05, 20.0 2.20 25.	ZBL holesterīns- Zema blīvuma holesterīns	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Tiešā fermentatīvā reakcija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	LDLC3 Roche Diagnostics, 2024-08, V6.0	C.f.a.s. Lipids Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	NCEP, CDC reference method	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 11.10.2023. 08.02.2024. INSTAND 11.05.2023. 25.08.2023. 08.05.2024.	KUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	87(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
LDLHOLP	05, 20.02.2025.	ZBL holesterīns-Zema blīvuma holesterīns	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Tiešā fermentatīvā reakcija	Integra 400 Roche Diagnostics	LDLC3 Roche Diagnostics, 2024-08, V6.0	C.f.a.s. Lipids Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	NCEP, CDC reference method	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 16.10.2023. 09.02.2024. 04.10.2024. 10.02.2025. INSTAND 12.05.2023. 30.08.2023. 10.05.2024. 29.08.2024.	PRE
LIPAZE	03, 2019-06	Lipāze	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīvs kolorimetriskais tests	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH LIP, Siemens Healthineers, Rev.03, 2019-06	Atellica CH ENZ 1 CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiquant Level 1 un Level 2. BioRad	Internal Siemens Healthcare Diagnostic procedure	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	88(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
LIPAZED	01, 27.1 1.20 24.	Lipāze	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīvs kolorimetriskais tests	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH LIP, Siemens Healthineers, Rev.03, 2022-10	Atellica CH ENZ 1 CAL, Siemens	InteliQ Asayed Multiquant Level 1 un Level 2, BioRad	Internal Siemens Healthcare Diagnostics procedure	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 11.02.2020 03.04.20 03.07.2020 06.10.2020 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU
LIPAZEG	02, 11.1 0.20 24.	Lipāze	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīvs kolorimetriskais tests	Integra 400 Roche Diagnostics	Lipase Colorimetric Roche Diagnostics, 2024-09, V5.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	Metode standartizēta pret Roche reaktīvu	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024. 13.02.2025.	GUL

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
LIPAZEK	02, 11.10.2024.	Lipāze	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīvs kolorimetriskais tests	Integra 400 Roche Diagnostics	Lipase Colorimetric Roche Diagnostics, 2024-09, V5.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	Metode standartizēta pret Roche reaktīvu	1 Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 15.05.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	KUL
LIPAZEP	02, 11.10.2024.	Lipāze	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīvs kolorimetriskais tests	Integra 400 Roche Diagnostics	Lipase Colorimetric Roche Diagnostics, 2024-09, V5.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	Metode standartizēta pret Roche reaktīvu	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 12.05.2023. 11.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	PRE

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	90(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
Litijs	04,2023-06	Litijs	Serums, plazma (EDTA, Na heparīna)	Kolorimetrija	Tiešā kolorimetrija	Atellica CH, Siemens Healthineers	Atellica CH Lithium_2 (LITH_2, Rev.04, 2023-06	Atellica chem Calibrator, Siemens	Inteliq Assayed Multiquant Control, Level 1., 2, BIORAD	NIST	Reizi dienā 2 līmeņos	RfB Vācija: 08.05.2023. 05.07.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 02.07.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	T
LPA	1, 23.03.2020.	Lipoproteīns (a)	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CH Siemens Healthineers	Atellica CH Lp(a) Siemens, Rev.02, 2019-05	Atellica CH Lp(a) CAL Siemens	InteliQ Immunology Control Level 1 un Level 2 BioRad	Internal standard	Reizi dienā 1 līmenis	Rfb-Vācija 04.02.2021. 01.10.2021. 08.02.2022. 28.09.2022. 02.02.2023. 11.10.2023. 06.02.2024. 30.09.2024. 05.02.2025. INSTAND 07.05.2021. 26.08.2021. 05.05.2022. 25.08.2022. 10.05.2023. 24.08.2023. 08.05.2024. 27.08.2024.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	91(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
METANE	2	Metanefrīns (Brīvais)	Urīns 24 h + 6N HCl skābe	LC-MS	LC-MS	PerkinElmer QSight 220 LC-MS/MS	MassChrom Biogenic Amines/Metabolites in Urine (ChromSystems GmbH); PerkinElmer Supra-Clean WCX (Perkin Elmer); Metanols (Merck), nātrija acetāts (13,7 g/L) (Merck), skudrskābe (0,1%) (Merck).	6Plus1 Multilevel Urine Calibrator Set Catecholamines, free Metanephries, free Metanephries, Serotonin (7 līmeņi) (ChromSystems GmbH)	MassCheck Catecholamines, free Metanephries, Serotonin Urine Controls (Level I and II) (ChromSystems GmbH)	Kalibratoru un kontroles materiālu vērtības ir izsekojamās līdz tiro savienojumu sākuma masām.	Divos līmeņos analīžu sērijas sākumā un beigās.	INSTAND 30.08.2024	T
MG	03, 17.0 2.20 25.	Magnijs	Serums, heparīna plazma, 24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar Ksilidilzilo (kolorimetriska)	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Magnesium(Mg), Siemens Healthineers, Rev.03, 2024-06	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiquant Level 1 un Level 2, BioRad.	NIST 909	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	92(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
MGD	01, 27.1 1.20 24.	Magnijs	Serums, heparīna plazma,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar Ksilidilzilo (kolorimetriska beigu punkta noteikšana)	Atellica Ci Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica CH Magnesium(Mg) , Siemens Healthineer, Rev.03, 2024- 07	Atellica CH CHEM CAL , Siemens	InteliQ As sayed Multiqual Level 1 un Level 2, BioRad.	NIST 909	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU
MGK	02, 11.1 0.20 24.	Magnijs	Serums, heparīna plazma,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar Ksilidilzilo (kolorimetriska beigu punkta noteikšana)	Integra 400 Roche Diagnosti cs	Magnesium Roche Diagnostics, 2023-12, V10.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs,	Atomabso rbcija SRM 909b	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	RfB Vācija; 14.02.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 13.05.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	KUL
MGP	02, 11.1 0.20 24.	Magnijs	Serums, heparīna plazma,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar Ksilidilzilo (kolorimetriska beigu punkta noteikšana)	Integra 400 Roche Diagnosti cs	Magnesium Roche Diagnostics, 2023-12, V10.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs,	Atomabso rbcija SRM 909b	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 12.05.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	PRE

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	93(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
MGT	1	Magnijs	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar Ksilidzilo (kolorimetriska)	Atellica CI Siemens Healthine ers	Atellica CH Mg Siemens Healthineers,1 1642890_LV Rev.02,2022- 11	Atellica CH CHEM CAL Siemens	Liquid Assay Multiqua Level 1 un Level 2 BioRad	NIST 909	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.05.2024 08.08.2024 13.02.2025	TOS
MGU	03, 17.0 2.20 25.	Magnijs	24 h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar Ksilidilzilo (kolorimetriska)	Atellica CH Siemens Healthine ers	Atellica CH Magnesium(Mg) , Siemens Healthineers, Rev.03, 2024- 06	Atellica CH CHEM CAL Siemens	Urine Chemistr y (Liquiche k Tube) Control Level 1 un 2 BioRad	NIST 909	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 15.01.2021. 13.01.2022. 15.09.2022.. 12.01.2023. 05.09.2023. 27.09.2023. 18.01.2024. 27.03.2024. 27.09.2024. 22.01.2025. 26.03.2025.	T
MIKALB DMIKAL B	03, 2019 -06	Albumīns	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica CH Microalbumin_ 2 Siemens	Atellica CH Microalbu min_2 CAL, Siemens	Liquichec k Microalbu min Control Level1, Level2 BioRad	Siemens iekšējais standarts	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 15.01.2021. 13.01.2022. 1 2.01.2023. 27.09.2023. 18.01.2024. 27.03.2024. 27.09.2024. 22.01.2025. INSTAND 25.08.2022. 05.09.2023. Labquality 28.04.21 25.04.2022. 10.05.2023. 24.04.2024. 07.04.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	94(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
MIKALB D DMIKAL BD	01, 27.1 1.20 24.	Albumīns (urīnā)	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica CH Microalbumin_ 2, Siemens healthineers, Rev.03, 2023- 02	Atellica CH Microalbu min_2 CAL, Siemens	Liquichec k Microalbu min Control Level1, Level2 BioRad	Siemens iekšējais standarts	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 15.01.2021. 24.03.2022. 15.09.2022. 23.01.2025. 08.04.2025. INSTAND 25.08.2022. 08.09.2023. Labquality 06.05.2020. 12.05.2023. 10.04.2025.	DAU
MIKALB G DMIKAL BG	02, 24.0 5.20 24.	Albumīns (urīnā)	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	ALBU2 (ALBT2)Roche Diagnostics, 2023-07, V16.0	C.f.a.s. PUC Roche Diagnostic s	Liquichek Urine Chemistr y Control Level 1, Level 2 BioRad	CRM 470	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 26.03.2021 24.03.2022. 29.09.2023. 03.04.2025.	GUL
MIKALB K DMIKAL BK	02, 24.0 5.20 24.	Albumīns	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	ALBU2 (ALBT2)Roche Diagnostics, 2023- 07,v.16.0	C.f.a.s. PUC Roche Diagnostic s	Liquichek Urine Chemistr y Control Level 1, Level 2 BioRad	CRM 470	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 15.01.2021 . 13.01.2022. 12.01.2023. 18.01.2024. 04.04.2024. 28.09.2024. INSTAND 27.08.2020 25.08.2022. 07.09.2023. 30.08.2024.	KUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	95(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
MIKALBP DMIKALBP	02, 24.05.2024.	Albumīns (urīnā)	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	ALBU2 (ALBT2)Roche Diagnostics, 2023-07, V16.0	C.f.a.s. PUC Roche Diagnostic s	Liquichek Microalbu min Control Level 1, Level 2 BioRad	CRM 470	Reizi dienā divos līmeņos (brīvdienās-pirms tetēšanas 2 līm)	Rfb-Vācija 26.03.2021. 11.04.2024. 28.01.2025. 01.04.2025. INSTAND 27.08.2020 25.08.2022. 08.09.2023. 05.09.2024. Labquality : 15.05.2023. 11.04.2025.	PRE
MIKALBT DMIKALBT	1	Albumīns	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CI Siemens Healthine ers	Atellica CH Microalbumin_2 Siemens,11642 897_LV Rev.03,2023-02	Atellica CH Microalbu min_2 CAL Siemens	Liquichek Urine Chemistr y Control Level 1, Level 2 BioRad	Internal standart	Reizi dienā divos līmeņos (pirms pacienta)	Rfb-Vācija 17.01.2024 16.01.2025 INSTAND 12.08.2024	TOS
MIOGLK	02, 11.10.2024.	Mioglobīns	Serums, heparīna, EDTA, fluorīda plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Dalīgu pastiprināts imūnoturbidimetrsk tests	Integra 400 Roche Diagnosti cs	MYO Roche Diagnostics, 2024-03, V12.0	MYO T Standard Roche Diagnostic s	STFR controls Roche Diagnosti cs	SRM 909b Liesmas fotometrija	1 Reizi dienā divos līmeņos	INSTAND 07.03.2023. 25.08.2023. 06.03.2024. 8.08.2024. 1 0.03.2025.	KUL
NARKA	1	Amfetamīns, metamfetamīns	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (fermentatīvi kolorimetriski)	EMIT (Enzyme multiplied immunoassay technique)	Atellica CH Siemens Healthine ers	Atellica CH Amp Siemens Healthineers	Emit Calibrators Siemens Healthineers	Emit Controls Siemens Healthine ers	GC/MS	Testēšanas dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 18.02.2020 09.11.2020 17.02.2021 28.10.2021 10.02.2022 26.10.2022 09.02.2023. 03.11.2023. 08.02.2024. 23.10.2024. 12.02.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	96(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
NARKB	1	Barbiturāti	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (fermentatīvi kolorimetriski)	EMIT (Enzyme multiplied immunoassay technique)	Atellica CH Siemens Healthineers	Atellica CH Brb Siemens Healthineers	Emit Calibrators Siemens Healthineers	Emit Controls Siemens Healthineers	GC/MS	Testēšanas dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 18.02.2020 09.11.2020 17.02.2021 28.10.2021 10.02.2022 26.10.2022 09.02.2023. 03.11.2023. 08.02.2024. 23.10.2024. 12.02.2025.	T
NARKC	1	Kokaīna metabolīti	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (fermentatīvi kolorimetriski)	EMIT (Enzyme multiplied immunoassay technique)	Atellica CH Siemens Healthineers	Atellica CH Coc Siemens Healthineers	Emit Calibrators Siemens Healthineers	Emit Controls Siemens Healthineers	GC/MS	Testēšanas dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 18.02.2020 09.11.2020 17.02.2021 28.10.2021 10.02.2022 26.10.2022 09.02.2023. 03.11.2023. 08.02.2024. 23.10.2024. 12.02.2025.	T
NARKCA	1	Kanabinoīdi	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (fermentatīvi kolorimetriski)	EMIT (Enzyme multiplied immunoassay technique)	Atellica CH Siemens Healthineers	Atellica CH Thc Siemens Healthineers	Emit Calibrators Siemens Healthineers	Emit Controls Siemens Healthineers	GC/MS	Testēšanas dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 18.02.2020 09.11.2020 17.02.2021 28.10.2021 10.02.2022 26.10.2022 09.02.2023. 03.11.2023. 08.02.2024. 23.10.2024. 12.02.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	97(133)
--	--------------------------	----------------------	---------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
NARKO	1	Opiāti	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (fermentatīvi kolorimetriski)	EMIT (Enzyme multiplied immunoassay technique)	Atellica CH Siemens Healthineers	Atellica CH Op Siemens Healthineers	Emit Calibrators Siemens Healthineers	Emit Controls Siemens Healthineers	GC/MS	Testēšanas dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 18.02.2020 09.11.2020 17.02.2021 28.10.2021 10.02.2022 26.10.2022 09.02.2023. 03.11.2023. 08.02.2024. 23.10.2024. 12.02.2025.	T
NARKP	1	Fenciklidīns	Urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (fermentatīvi kolorimetriski)	EMIT (Enzyme multiplied immunoassay technique)	Atellica CH Siemens Healthineers	Atellica CH Pcp Siemens Healthineers	Emit Calibrators Siemens Healthineers	Emit Controls Siemens Healthineers	GC/MS	Testēšanas dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 18.02.2020 09.11.2020 17.02.2021 28.10.2021 10.02.2022 26.10.2022 09.02.2023. 03.11.2023. 08.02.2024. 23.10.2024. 12.02.2025.	T
NATRIJ	03, 17.0 3.20 25.	Nātrijs	Serums, heparīna plazma, urīns, 24 h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	A-LYTE IMT Na K Cl, Siemens Healthineers, Rev.07, 2024-06	A-LYTE IMT Standart A, A-LYTE Standart B+Salt Bridge, Siemens	InteliQ Assayed Multiquant Control, Level 1 un Level 2, BioRad.	Liesmas fotometrija ar NIST references standartiem, SRM 909b	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	T

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
NATRIJD	01, 27.1 1.20 24.	Nātrijs	Serums, litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	A-LYTE IMT Na K Cl, Siemens Healthineers	A-LYTE IMT Standart A, A-LYTE IMT Standart B+Salt Bridge, Siemens	InteliQ Asayed Multiquel Control, Level 1 un Level 2, BioRad.	Liesmas fotometrijas metode ar NIST references standartiem, SRM 909b	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU
NATRIJG	11, 04.0 3.20 24.	Nātrijs	Serums,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Integra 400 Roche Diagnostics	Na elektrode Roche Diagnostics	ISE standards low ISE standards high ISE compensator Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	SRM 909b Liesmas fotometrija	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024	GUL

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
NATRIJD	01, 27.1 1.20 24.	Nātrijs	Serums, litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	A-LYTE IMT Na K Cl, Siemens Healthineers	A-LYTE IMT Standart A, A-LYTE IMT Standart B+Salt Bridge, Siemens	InteliQ As sayed Multiquel Control, Level 1 un Level 2, BioRad.	Liesmas fotometrijas metode ar NIST references standartiem, SRM 909b	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU
NATRIJK	11, 04.0 3.20 24.	Nātrijs	Serums,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Integra 400 Roche Diagnostics	Na elektrode Roche Diagnostics, 2022-06, V11.0	ISE standards low ISE standards high ISE compensator Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics, Liquichek Urine Chemistry Control Level 1 un 2 BioRad	SRM 909b Liesmas fotometrija	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 13.05.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	KUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	100(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
NATRIJP	11, 04.03.2024.	Nātrijs	Serums,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	Na elektrode Roche Diagnostics, 2022-06, V11.0	ISE standards low ISE standards high ISE compensator Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	SRM 909b Liesmas fotometrija	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 12.05.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	PRE
NATRIJS	11,2 022-06	Nātrijs	Serums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Cobas Integra 400 Roche Diagnosti cs	Na elektrode Roche Diagnostics, 2022-06, V11.0	ISE standards low ISE standards high ISE compensator Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	SRM 909b Liesmas fotometrija	1 Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija: 22.02.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	R2S
NATRIJT	1	Nātrijs	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Atellica CI Siemens Healthineers	A-LYTE IMT Na K CI Siemens Healthineers, 1642769_LV Rev.06,2023-10	A-LYTE IMT Standart A, Standart B+Salt Bridge	Liquid Assay Multiquant Level 1 un Level 2 BioRad	Liesmas fotometrija metode ar NIST references standartiem, SRM 909b	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.05.2024 08.08.2024 13.02.2025	TOS

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	101(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
NATRIJU DNATRIJU	03, 17.03.2025.	Nātrijs	Urīns (viena porcija, 24 t urīns)	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Atellica CH Siemens Healthineers	A-LYTE IMT Na K Cl Siemens Healthineers	A-LYTE IMT Standart A, Standart B+Salt Bridge	Urine Chemistry (Liquichek Tube) Control Level 1 un 2 BioRad	Liesmas fotometrijas metode ar NIST references standartiem, SRM 909b	1 Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija Urīnā: 15.01.21. 13.01.2022. 15.09.2022. 12.01.2023. 27.09.2023. 18.01.2024. 27.03.2024. 27.09.2024. 22.01.2025. 26.03.2025. INSTAND 25.08.2022. 05.09.2023.	T
NATRIJU K, DNATRIJU K	11,2022-06	Nātrijs	urīns, 24 h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Netiešā jonu selektīvā potenciometrija	Integra 400 Roche Diagnostics	Na elektrode Roche Diagnostics, 2022-06, V11.0	ISE standards low ISE standards high ISE compensator Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics, Liquichek Urine Chemistry Control Level 1 un 2 BioRad	SRM 909b Liesmas fotometrija	1 Reizi dienā divos līmeņos		KUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	102(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
NORA	2	Noradrenālīns	Urīns 24 h + 6N HCl skābe	LC-MS	LC-MS	PerkinElmer QSight 220 LC-MS/MS	MassChrom Biogenic Amines/Metabolites in Urine (ChromSystems GmbH); PerkinElmer Supra-Clean WCX (Perkin Elmer); Metanols (Merck), nātrija acetāts (13,7 g/L) (Merck), skudrskābe (0,1%) (Merck).	6Plus1 Multilevel Urine Calibrator Set Catecholamines, free Metanephries, Serotonin (7 līmeņi) (ChromSystems GmbH)	MassCheck Catecholamines, free Metanephries, Serotonin Urine Controls (Level I and II) (ChromSystems GmbH)	Kalibratoru un kontroles materiālu vērtības ir izsekojamās līdz tiro savienojumu sākuma masām.	Divos līmeņos analīžu sērijas sākumā un beigās.	INSTAND 30.08.2024	T
NORME	2	Normetanefrīns (Brīvais)	Urīns 24 h + 6N HCl skābe	LC-MS	LC-MS	PerkinElmer QSight 220 LC-MS/MS	MassChrom Biogenic Amines/Metabolites in Urine (ChromSystems GmbH); PerkinElmer Supra-Clean WCX (Perkin Elmer); Metanols (Merck), nātrija acetāts (13,7 g/L) (Merck), skudrskābe (0,1%) (Merck).	6Plus1 Multilevel Urine Calibrator Set Catecholamines, free Metanephries, Serotonin (7 līmeņi) (ChromSystems GmbH)	MassCheck Catecholamines, free Metanephries, Serotonin Urine Controls (Level I and II) (ChromSystems GmbH)	Kalibratoru un kontroles materiālu vērtības ir izsekojamās līdz tiro savienojumu sākuma masām.	Divos līmeņos analīžu sērijas sākumā un beigās.	INSTAND 30.08.2024	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	103(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
OLBUSD	2, 27.0 4.20 21.	Olbaltums	Urīns, muguras smadzeņu šķidrums, serozo dobumu šķidrums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar pirogallolu (kolorimetriska)	Atellica CH Siemens Healthine ers	Atellica CH Urinary / Cerebrospinal Fluid Protein (UCFP), Siemens Healthineers, Rev.02,2020- 12	Atellica CH UCFP CAL Siemens	Liquichek Urine Chemistr y Control (Tube), Level 1, Level 2, BioRad	NIST-SRM 927	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 15.09.2022 12.01.2023. 22.03.2023. 18.01.2024. 27.03.2024. 11.04.2024. 22.01.2025. 26.03.2025. INSTAND 25.08.2022. 05.09.2023. 30.08.2024.	T
OLBUSP D OLBUSD D	01, 27.1 1.20 24.	Olbaltums (urīnā)	Urīns, muguras smadzeņu šķidrums, serozo dobumu šķidrums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar pirogallolu (kolorimetriska)	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica CH Urinary / Cerebrospinal Fluid Protein (UCFP), Siemens Healthineers, Rev.03, 2024- 05	Atellica CH UCFP CAL , Siemens	Liquichek Urine Chemistr y Control (Tube), Level 1, Level 2, BioRad	NIST- SRM 927	Vienu reizi testēšanas dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 15.09.2022 22.03.2023. 08.09.2023. 27.09.2023.	DAU
OLBUSP G OLBUSD G	02, 11.1 0.20 24.	Olbaltums (urīnā)	Urīns, muguras smadzeņu šķidrums, serozo dobumu šķidrums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetriski	Integra 400 Roche Diagnosti cs	TRUC3 Roche Diagnostics, 2024-06, V16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	Liquichek Urine Chemistr y Control Level 1, Level 2 BioRad	Against mixed rumor alb/glob standards weighed in volues	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 26.03.2021. 24.03.2022. 22.03.2023	GUL
OLBUSP K OLBUSD K	13	Olbaltums	Urīns, muguras smadzeņu šķidrums, serozo dobumu šķidrums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetriski	Integra 400 Roche Diagnosti cs	TRUC3 Roche Diagnostics, 2024- 06,v.16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	Liquichek Urine Chemistr y Control Level 1, Level 2 BioRad	Against mixed rumor alb/glob standards weighed in volues	1 Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 15.01.21 13.01.2022 12.01.2023	KUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	104(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
OLBUSDP OLBUSPP	13	Olbalts (urīnā)	Urīns, muguras smadzeņu šķidrums, serozo dobumu šķidrums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetriski	Integra 400 Roche Diagnostics	TRUC3 Roche Diagnostics, 2024-06, V16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	Liquichek Urine Chemistry Control Level 1, Level 2 BioRad	Against mixed rumor alb/glob standards weighed in volues	Reizi dienā divos līmeņos (brīvdienās-pirms testēšanas 2 līm.)		PRE
OLBUSPT OLBUSDT	1	Olbalts	Urīns, muguras smadzeņu šķidrums, serozo dobumu šķidrums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar pirogallolu (kolorimetriska)	Atellica CI Siemens Healthineers	Atellica CH UCFP Siemens, 11642 826_LV Rev.02, 2023-02	Atellica CH UCFP CAL Siemens	Liquichek Urine Chemistry Control Level 1, Level 2 BioRad	NIST SRM927	Reizi dienā divos līmeņos (pirms pacienta)	Rfb-Vācija 16.01.2025	TOS
OLBUSG OLBUSDG	02, 11.1 0.20 24.	Olbalts (urīnā)	Urīns, muguras smadzeņu šķidrums, serozo dobumu šķidrums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetriski	Integra 400 Roche Diagnostics	TRUC3 Roche Diagnostics	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	Liquichek Urine Chemistry Control Level 1, Level 2 BioRad	Against mixed rumor alb/glob standards weighed in volues	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 26.03.2021. 24.03.2022. 22.03.2023. 29.09.2023. INSTAND	GUL
OLBUSK OLBUSDK	13	Olbalts	Urīns, muguras smadzeņu šķidrums, serozo dobumu šķidrums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetriski	Integra 400 Roche Diagnostics	TRUC3 Roche Diagnostics, 2024-06, v.16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	Liquichek Urine Chemistry Control Level 1, Level 2 BioRad	Against mixed rumor alb/glob standards weighed in volues	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 03.04.2020 15.01.21 13.01.2022 12.01.2023. 04.04.2024. 28.09.2024. INSTAND 25.08.2022. 07.09.2023.	KUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	105(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
OLBUSD OLBUSD	2, 27.0 4.20 21.	Olbalts	Urīns, muguras smadzeņu šķidrums, serozo dobumu šķidrums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar pirogallolu (kolorimetriska)	Atellica CH Siemens Healthineers	Atellica CH Urinary / Cerebrospinal Fluid Protein (UCFP), Siemens Healthineers, Rev.02,2020- 12	Atellica CH UCFP CAL Siemens	Liquichek Urine Chemistry Control (Tube), Level 1, Level 2, BioRad	NIST-SRM 927	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 15.09.2022 12.01.2023. 22.03.2023. 18.01.2024. 27.03.2024. 11.04.2024. 22.01.2025. 26.03.2025. INSTAND 25.08.2022. 05.09.2023. 30.08.2024.	T
OLBUSD D OLBUS DD	01, 27.1 1.20 24.	Olbalts (urīnā)	Urīns, muguras smadzeņu šķidrums, serozo dobumu šķidrums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar pirogallolu (kolorimetriska)	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Urinary / Cerebrospinal Fluid Protein (UCFP), Siemens Healthineers	Atellica CH UCFP CAL , Siemens	Liquichek Urine Chemistry Control (Tube), Level 1, Level 2, BioRad	NIST- SRM 927	Vienreiz testēšanas dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 15.09.2022 22.03.2023. 08.09.2023. 27.09.2023. 23.01.2025. 08.04.2025.	DAU
OLBUSP G	02, 11.1 0.20 24.	Olbalts	urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Turbidimetrija	Integra 400 Roche Diagnostics	TRUC3 Roche Diagnostics, 2024-06, V16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	Liquichek Urine Chemistry Control Level 1, Level 2 BioRad	Against mixed urine alb/glob standards weighed in volues	Testēšanas dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 03.04.2025. INSTAND 25.08.2022. 08.09.2023. 05.09.2024.	GUL
OLBUSP K	02, 11.1 0.20 24.	Olbalts	urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Turbidimetrijai	Integra 400 Roche Diagnostics	TRUC3 Roche Diagnostics, 2024- 06,v.16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	Liquichek Urine Chemistry Control Level 1, Level 2 BioRad	Against mixed urine alb/glob standards weighed in volues	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 21.01.2020 INSTAND 25.08.2022. 08.09.2023. 05.09.2024.	KUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	106(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
OLBUSP P OLBUSD P	02, 11.1 0.20 24.	Olbalts (urīnā)	Urīns, muguras smadzeņu šķidrums, serozo dobumu šķidrums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Turbidimetrija	Integra 400 Roche Diagnostics	TRUC3 Roche Diagnostics, 2024-06, V16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	Liquichek Urine Chemistry Control Level 1, Level 2 BioRad	Against mixed rumor alb/glob standards weighed in volues	Reizi dienā divos līmeņos (brīvdienā-pirms testēšanas 2 līm.)	Rfb-Vācija 21.01.2020. 28.01.2025. 01.04.2025. INSTAND 25.08.2022. 08.09.2023. 05.09.2024.	PRE
OLBUSP T OLBUSD T	1	Olbalts	Urīns, muguras smadzeņu šķidrums, serozo dobumu šķidrums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar pirogallolu (kolorimetriska)	Atellica CI Siemens Healthineers	CH UCFP Siemens, 11642 826_LV Rev.02, 2023-02	Atellica CH UCFP CAL Siemens	Liquichek Urine Chemistry Control Level 1, Level 2 BioRad	NIST SRM927	Reizi dienā divos līmeņos (pirms pacienta)	Rfb-Vācija 17.01.2024 16.01.2025 INSTAND 12.08.2024	TOS
ALBE PARPRO OLELFU PARPRU		Olbalts, paraproteīns	Serums	Proteīnu atdalīšana sārmā buferī (pH 9.9.) ar kapilāru elektroforēzi	Proteīnu atdalīšana sārmā buferī (pH 9.9.) ar kapilāru elektroforēzi	MINICAP SEBIA	MINICAP PROTEIN 6MAXI-KIT, BUFERIS			Control Serum Sebia	Reizi nedēļā normālā līmenī	INSTAND 06.03.2018 28.08.2018 Labquality 27.02.2019	T
P	1, 01.0 9.20 23.	Fosfors	Serums, heparīna plazma,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fosfomolibdāta (kolorimetriska met)	Atellica CH Siemens Healthineers	Atellica CH (IP) Inorganic Phosphorus Siemens Healthineers, Rev.04, 2020-07	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiquant Control, Level 1 un Level 2, BioRad.	NIST SRM 200	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	T

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
ALBE PARPRO OLELFU PARPRU		Olbaltumu frakcijas, par aproteīns	Serums	Proteīnu atdališana sārmainā buferī (pH 9.9.) ar kapilāru elektroforēzi	Proteīnu atdališana sārmainā buferī (pH 9.9.) ar kapilāru elektroforēzi	MINICAP SEBIA	MINICAP PROTEIN 6MAXI- KIT, BUFERIS			Control Serum Sebia	Reizi nedēļā normālā līmenī	INSTAND 03.2018 08.2018	T
PBMS	1	Svins	Pilnasinis	ICP-MS	ICP-MS	PerkinElmer Nexion 2000 ICPMS	Parauga diluents (tiek sagatavots no izopropanola, amoniaka, Triton-X un ūdens) ar Rh un Re iekšējiem standartiem.	ClinCal Whole Blood Calibrator for trace elements, Recipe GmbH	ClinChek Whole Blood Control for trace elements, Level I, II, III Recipe GmbH	Vidējās elementu koncentrā cija kontroles materiālos un kalibrator ā tiek noteiktas saskaņā ar Vācijas Medicīnas padomes vadlīnijām (RiliBäk), izmantojot vairāku references laboratorij u rezultātu statistisko apstrādi RECIPE GmbH uzraudzībā.	Testēšanas dienā trijos līmeņos	INSTAND, divas reizes gadā	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	108(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
PD	01.27.1 1.20 24.	Fosfors	Serums, Litija heparīna plazma,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fosfomolibdāta (kolorimetriska met) UV tests	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Inorganic Phosphorus (IP), Siemens Healthineers, Rev.04, 2022-07	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ As sayed Multiquel Control, Level 1 un Level 2, BioRad.	atbilst NIST un SRM 900	Vienu reizi tēstēšanas dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU
PG	02, 24.0 5.20 24.	Fosfors	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fosfomolibdāta (kolorimetriska met) UV tests	Integra 400 Roche Diagnostic	PHOS2 Roche Diagnostics, 2023-10, V14.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostic	NERL	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024. 13.02.2025.	GUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	109(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
PK	02, 24.05.2024.	Fosfors	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fosfomolibdāta (kolorimetriska met) UV tests	Integra 400 Roche Diagnostics	PHOS2 Roche Diagnostics, 2023-10, V14.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	NERL	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 13.05.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	KUL
PP	02, 24.05.2024.	Fosfors	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fosfomolibdāta (kolorimetriska met) UV tests	Integra 400 Roche Diagnosti cs	PHOS2 Roche Diagnostics, 2023-10, V14.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	NIST	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija: 15.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	PRE
PSEHOL	02, 21.10.2024.	Pseidoholīne sterāze	Serums, plazma (EDTA, Litija heparīna)	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Kolorimetriska reakcija	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Cholinesterase _2 (CHE_2), Siemens Healthineers, Rev.04, 2023-04	Atellica CH ENZ 1 CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiqual Control, Level 1 un Level 2, BioRad	Var izsekot līdz ADVIA Chemistry CHE reakcijas produkta molārās ekstinsijas koeficientam	2 reizes dienā 2 līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	T

Vadības dokuments

VD –10
Versija:18

110(133)

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Laboratorija
PT	1	Fosfors	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Modificēta fosfomolibdāta metode (kolorimetriska)	Atellica CI Siemens Healthineers	Atellica CH (IP)Inorganic Phosphorus Siemens Healthineers, 1642882_LV Rev.04, 2022-07	Atellica CH CHEM CAL Siemens	Liquid Assay Multiquel Level 1 un Level 2 BioRad	SRM 200	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.05.2024 08.08.2024 13.02.2025	TOS
PU	1, 01.09.2023.	Fosfors	24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fosfomolibdāta (kolorimetriska met) UV tests	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH (IP)Inorganic Phosphorus Siemens Healthineers, Rev.04, 2020-07	Atellica CH CHEM CAL Siemens	Urine Chemistry (Liquichek Tube) Control, Level 1 un 2, BioRad	Ammonium molybdate reference method, SRM 200	Vienu reizi testēšanas dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija Urīnā: 15.01.2. 13.01.2022. 15.09.2022. 12.01.2023. 27.09.2023. 1 8.01.2024. 27.03.2024. 27.09.2024. 22.01.2025. 2 6.03.2025. INSTAND 27.08.2020 25.08.2022. 05.09.2023.	T
PUD	01, 27.11.2024.	Fosfors (urīnā)	24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fosfomolibdāta (kolorimetriska met) UV tests	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Inorganic Phosphorus (IP), Siemens Healthineers, Rev.04, 2022-07	Atellica CH CHEM Cal, Siemens	Urine Chemistry (Liquichek Tube) Control, Level 1 un 2, BioRad	Atbilst NIST un SRM 200	Vienu reizi testēšanas dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 26.03.2021 24.03.2022 15.09.2022 22.03.2023. 23.01.2025. 08.04.2025. INSTAND 25.08.2022. 08.09.2023.	DAU
PUG	02, 24.05.2024.	Fosfors	24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fosfomolibdāta (kolorimetriska met) UV tests	Integra 400 Roche Diagnostics	PHOS2 Roche Diagnostics, 2023-10, V14.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	Liquichek Urine Chemistry Control Level 1 un 2 BioRad	NERL	Vienu reizi testēšanas dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 26.03.2021 24.03.2022. 22.03.2023. 29.09.2023. 03.04.2025.	GUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	111(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Laboratorija
PUK	02, 24.05.2024.	Fosfors	24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fosfomolibdāta (kolorimetriska met), UV tests	Integra 400 Roche Diagnostics	PHOS2 Roche Diagnostics, 2023-10, V14.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics Liquichek Urine Chemistry Control Level 1 un 2 BioRad	NERL	Vienu reizi testēšanas dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 15.01.21 13.01.2022 25.08.2022 12.01.2023. 04.04.2024. 28.09.2024. INSTAND 25.08.2022. 07.09.2023. 30.08.2024.	KUL
PUP	02, 24.05.2024.	Fosfors (urīnā)	24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fosfomolibdāta (kolorimetriska met) UV tests	Integra 400 Roche Diagnostics	PHOS2 Roche Diagnostics, 2023-10, V14.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	Liquichek Urine Chemistry Control Level 1 un 2 BioRad	NERL	Reizi dienā divos līmeņos (brīvdienā-pirms testēšanas 2 līm.)	Rfb-Vācija 26.03.2021 22.03.2023. 11.04.2024. 28.01.2025. 01.04.2025. INSTAND 25.08.2022. 08.09.2023. 05.09.2024.	PRE
RF	02, 2019-11	RF	Serums,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CH Siemens Healthineers	Atellica CH RF, Siemens Healthineers, Rev.02, 2019-11	Atellica CH LSP CAL, Siemens	InteliQ Immunology Control Level 1 un Level 2 BioRad	Internal standart	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 25.02.2020. 18.02.2021. 01.10.2021. 17.02.2022. 28.09.2022. 16.02.2023. 09.10.2023. 16.02.2024. 30.09.2024.	T
RFD	01, 27.11.2024.	RF-Reimatoīdais faktors	Serums	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH RF, Siemens Healthineers, Rev.02, 2023-11	Atellica CH LSP CAL, Siemens	InteliQ Immunology Control Level 1 un Level 2, BioRad	Siemens iekšējais standarts	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 01.10.2021 28.09.2022. 11.10.2023. 16.02.2024. 25.02.2025.	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	112(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
RFG	02, 11.1 0.20 24.	RF-Reimatoīdais faktors	Serums, heparīna / EDTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Integra 400 Roche Diagnostics	RF II Roche Diagnostics, 2024-07, V12.0	Preciset RF Roche Diagnostic s	RF Control Set Roche Diagnosti cs	WHO 64/2 (1 x sagatavots 1970)	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 18.02.2021. 17.02.2022. 16.02.2023. 17.10.2023. 19.02.2024. 24.02.2025.	GUL
RFK	02, 11.1 0.20 24.	RF	Serums, heparīna / EDTA plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	RF II Roche Diagnostics, 2024-07, V12.0	Preciset RF Roche Diagnostic s	RF Control Set Roche Diagnosti cs	WHO 64/2 (1 x sagatavots 1970)	1 Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 25.02.2020. 01.10.2021. 28.09.2022. 09.10.2023. 14.02.2024. 01.10.2024. 20.02.2025.	KUL
RFP	02, 11.1 0.20 24.	RF-Reimatoīdais faktors	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	RF II Roche Diagnostics, 2024-07, V12.0	Preciset RF Roche Diagnostic s	RF Control Set Roche Diagnosti cs	WHO 64/2 (1 x sagatavots 1970)	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 16.02.2023. 13.10.2023. 19.02.2024. 06.03.2025.	PRE
SDZE	02, 14.1 2.20 24	Dzelzs	Serums, Litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar ferrozīnu (kolorimetriska)	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Iron 3, Siemens Healthineers, Rev.02, 2022-04	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ As sayed Multiquel Control, Level 1 un Level 2, BioRad	NIST SRM 937	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025. INSTAND 03.03.2022. 13.10.2022. 01.03.2023.	T

Vadības dokuments

VD –10
Versija:18

113(133)

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
SDZED	01, 27.1 1.20 24.	Dzelzs	Serums, Litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar ferrozīnu (kolorimetriska)	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Iron3, Siemens Healthineers, Rev.02, 2023-09	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ As sayed Multiquel Control, Level 1 un Level 2, BioRad	NIST SRM 937	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022. 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU
SDZEG	02, 11.1 0.20 24.	Dzelzs	Serums, Litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar ferrozīnu (kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	Iron Liquid Roche Diagnostics, 2024-09, V16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	Against primary reference material SRM 937	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 24.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024. 13.02.2025.	GUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	114(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
SDZEK	02, 11.10.2024.	Dzelzs	Serums, Litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar ferrozīnu (kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	Iron Liquid Roche Diagnostics, 2024-09, V16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	Against primary reference material SRM 937	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija . 05.03.2021. 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022 09.02.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 13.05.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	KUL
SDZEP	02, 11.10.2024.	Dzelzs	Serums, Litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Reakcija ar ferrozīnu (kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnosti cs	Iron Liquid Roche Diagnostics, 2024-09, V16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	Against primary reference material SRM 937	Vienu reizi dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 12.05.2023. 11.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	PRE

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	115(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
SEMS	1	Selēns	Serums	ICP-MS	ICP-MS	PerkinElmer Nexion 2000 ICPMS	Parauga diluents (tiek sagatavots no izopropanola, amonjaka, Triton-X un Re iekšējiem standartiem.	ClinCal Serum Calibrator for trace elements, Recipe	ClinChek Serum Control for trace elements, Level I, II, Recipe	Vidējās elementu koncentrācija kontroles materiālos un kalibratorā tiek noteiktas saskaņā ar Vācijas Medicīnas padomes vadlīnijām (RiliBäk), izmantojot vairāku references laboratoriju rezultātu statistisko apstrādi RECIPE GmbH uzraudzībā.	Testēšanas dienā divos līmeņos	INSTAND 24.03.2023 03.11.2023 10.04.2024	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	116(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
SF	02, 27.03.2025.	Sārmainā fosfatāze	Serums, Li heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	P-nitrofenilfosfāta reakcija ar 2-amino 2-metilpropanola (AMP) buferi, IFCC rekomendācija	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH ALP_2c, Siemens Healthineers, v.03.2022-11	Atellica CH ALP_2 CAL, Siemens Healthineers	InteliQ Assayed Multiquel Level 1 un Level 2, BioRad	IFCC	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	T
SFD	01, 27.11.2024.	Sārmainā fosfatāze	Serums, Li heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	P-nitrofenilfosfāta reakcija ar 2-amino 2-metilpropanola (AMP) buferi, IFCC rekomendācija	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH ALP_2c, Siemens Healthineers, v.03.2022-11	Atellica CH ALP_2 CAL, Siemens Healthineers	InteliQ Assayed Multiquel Level 1 un Level 2, BioRad	IFCC	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	117(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
SFG	02, 11.1 0.20 24.	Sārmainā fosfatāze	Serums, Li heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	P-nitrofenilfosfāta reakcija ar 2-amino 2-metilpropanola (AMP) buferi, DGKC rekomendācija	Integra 400 Roche Diagnostics	ALP2, Roche Diagnostics, 2024-08, V15.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	IFCC	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vāci 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024. 13.02.2025.	GUL
SFK	02, 11.1 0.20 24.	Sārmainā fosfatāze	Serums, Li heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	P-nitrofenilfosfāta reakcija ar 2-amino 2-metilpropanola (AMP) buferi, DGKC rekomendācija	Integra 400 Roche Diagnostics	ALP2, Roche Diagnostics, 2024-08, V15.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	IFCC	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021 05.08.2021. 08.11.2021 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 13.05.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	KUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	118(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
SFP	02, 11.1 0.20 24.	Sārmainā fosfotāze	Serums, Li heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	P-nitrofenilfosfāta reakcija ar 2-amino 2-metilpropanola (AMP) buferi, DGKC rekomendācija	Integra 400 Roche Diagnosti cs	ALP2 ,Roche Diagnostics, 2024-08, V15.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	IFCC	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 12.05.2023. 11.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	PRE
SFS	02, 11.1 0.20 24.	Sārmainā fosfotāze	Serums, Li heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	P-nitrofenilfosfāta reakcija ar 2-amino 2-metilpropanola (AMP) buferi, DGKC rekomendācija	Cobas Integra 400 Roche Diagnosti cs	ALP2, Roche Diagnostics,20 24-08, V15.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	IFCC	1 Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija: 21.02.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	R2S
SFT	1	Sārmainā fosfotāze	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	P-nitrofenilfosfāta reakcija ar 2-amino 2-metilpropanola (AMP) buferi, DGKC rekomendācija	Atellica CI Siemens Healthine ers	Atellica CH ALP_2c Siemens Healthineers,1 1642850_LV Rev.03,2022- 11	Atellica CH ALP_2 CAL Siemens Healthinee rs	Liquid Assay Multiqua Level 1 un Level 2 BioRad	IFCC	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.05.2024 08.08.2024 13.02.2025	TOS

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	119(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
TRANSF	1, 20.0 2.20 20.	Transferīns	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Imūnturbidimetrija	Atellica CH Siemens Healthineers	Atellica CH Trf Siemens Healthineers, Rev.03, 2019-04	Atellica CH LSP CAL Siemens	Liquichek Immunology Control Level 1 un Level 2 BioRad	IRMM reference material CRM-470	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 08.01.2021. 16.04.2021. 21.09.2021. 08.11.2021. 13.04.2022. 18.04.2023. 26.09.2023. 23.01.2024. 03.07.2024. 29.01.2025. Labquality 29.01.2021. 21.09.2021. 25.04.2022. 14.09.2022. 13.09.2023. 25.04.2024. 08.10.2024. 28.04.2025.	T
TRIGL	05, 14.0 3.20 25.	Triglicerīdi	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru (kinētiska)	Triglicerīdi GPO-PAP (fermentatīva, kolorimetriska)	Atellica CH Siemens Healthineers	Atellica CH Triglycerides_2, Siemens Healthineers, Rev.05, 2024-06	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiquel Control, Level 1 un Level 2, BioRad	Reference material SRM 909 from NIST	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 02.02.2023. 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 11.10.2023. 15.11.2023. 06.02.2024. 22.02.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 30.09.2024. 06.11.2024. 05.02.2025. 17.02.2025. INSTAND 10.05.2023. 24.08.2023. 08.05.2024. 27.08.2024.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	120(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
TRIGLD	01, 27.1 1.20 24.	Triglicerīdi	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Triglicerīdi GPO-PAP (fermentatīva, kolorimetriska)	Atellica CI Siemens Healthine ers	Atellica CH Triglycerides_2 , Siemens Healthineers, Rev.05, 2024- 07	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ As sayed Multiquel Control, Level 1 un Level 2, BioRad	Reference material SRM 909 from NIST	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 09.02.2023. 15.05.2023. 11.08.2023. 13.10.2023. 13.11.2023. 08.02.2024. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 07.02.2025. 21.02.2025. INSTAND 10.05.2023. 24.08.2023. 10.05.2024.	DAU
TRIGLG	03, 11.1 0.20 24.	Triglicerīdi	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Triglicerīdi GPO-PAP (fermentatīva, kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnosti cs	Triglycerides (TRIGL), Roche Diagnostics, 2024-05, V15.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	ID- MS/SRM 909b	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb- Vācija 09.02 .2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 08.02.2024. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 0 6.11.2024. 06.02.2025. 13.02.2025. INSTAND 1 0.05.2023. 30.08.2023. 08.05.2024.	GUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	121(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
TRIGLK	03, 11.10.2024.	Triglicerīdi	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Triglicerīdi GPO-PAP (fermentatīva, kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	Triglycerides (TRIGL), Roche Diagnostics, 2024-05, V15.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	ID-MS/SRM 909b	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 09.02.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 11.10.2023. 15.11.2023. 08.02.2024. 21.02.2024. 13.05.2024. 1 5.08.2024. 13.02.2025. INSTAND 11.05..2023. 25.08.2023. 08.05.2024. 28.08.2024.	KUL
TRIGLP	03, 11.10.2024.	Triglicerīdi	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Triglicerīdi GPO-PAP (fermentatīva, kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	Triglycerides (TRIGL), Roche Diagnostics, 2024-05, V15.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	ID-MS/SRM 909b	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 09.02.2023. 12.05.2023. 11.08.2023. 16.10.2023. 13.11.2023. 09.02.2024. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 04.10.2024. 0 6.11.2024. 10.02.2025. 17.02.2025. INSTAND 12.05.2023. 30.08.2023. 10.05.2024. 29.08.2024.	PRE

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	122(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
TRIGLS	03, 11.1 0.20 24.	Triglicerīdi	Serums, plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Triglicerīdi GPO-PAP (fermentatīva, kolorimetriska)	Cobas Integra 400 Roche Diagnostics	Triglycerides (TRIGL), Roche Diagnostics	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	ID-MS/SRM 909b	1 Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija: 22.02.2024, 15.08.2024, 13.02.2025.	R2S
UREA	2, 11.0 1.20 21.	Urīnviela - urea	Serums, heparīna plazma,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Ureāzes reakcija (kinētisks tests)	Atellica CH Siemens Healthineers	Atellica CH UN_c Siemens Healthineers, Rev.03, 2020-08	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiquant Control, Level 1 un Level 2, BioRad.;	NIST SRM 912 un 909	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 08.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 13.05.2024. 14.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	123(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
UREA1P	02, 11.1 0.20 24.	Urīnviela - urea	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Ureāzes reakcija (kinētisks tests)	Integra 400 Roche Diagnostics	UREAL Roche Diagnostics; 2024-08, V15.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	ID-MS	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 12.05.2023. 11.08.2023. 1 3.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025. Rfb-Vācija Urīnā: 03.04.2023.	PRE
UREAD UREAUD	01, 27.1 1.20 24.	Urīnviela - urea	Serums, Litija heparīna plazma, 24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Ureāzes un glutamāta reakcija (kinētiska)	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Urea Nitrogen (UN_c), Siemens Healthineers, Rev.03, 2022-11	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ As sayed Multiqua Control, Level 1 un Level 2, BioRad.; Liquiche k Urine Chemistry Control, Level 1 un 2, BioRad	NIST SRM 912 un 909	Vienu reizi dienā divos līmeņos (urīnam-testēšanas dienā)	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 10.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	124(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
UREAG	02, 11.1 0.20 24.	Urīnviela - urea	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Ureāzes reakcija (kinētisks tests)	Integra 400 Roche Diagnosti cs	UREAL Roche Diagnostics, 2024-08, V15.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	ID-MS	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024. 13.02.2025.	GUL
UREAK UREAUK	02, 11.1 0.20 24.	Urīnviela - urea	Serums, heparīna plazma, 24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Ureāzes reakcija (kinētisks tests)	Integra 400 Roche Diagnosti cs	UREAL Roche Diagnostics, 2024-08, V15.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs Liquichek Urine Chemistr y Control Level 1 un 2 BioRad	ID-MS	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 09.02.2023, 08.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 13.05.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	KUL
UREAS	02, 11.1 0.20 24.	Urīnviela - urea	Serums, heparīna plazma,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Ureāzes reakcija (kinētisks tests)	Cobas Integra 400 Roche Diagnosti cs	UREAL Roche Diagnostics	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnosti cs	ID-MS	1 Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija: 21.02.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	R2S

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	125(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
UREAT	1	Urīnviela - urea	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Ureāzes reakcija (kinētiska)	Atellica CI Siemens Healthineers	Atellica CH UN_c Siemens Healthineers, 1642899_LV Rev.03,2022-11	Atellica CH CHEM CAL Siemens	Liquid Assay Multiquant Level 1 un Level 2 BioRad	NIST SRM 912 un 909	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.02.2025	TOS
UREAU	2, 11.0 1.20 21.	Urīnviela - urea	24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Ureāzes reakcija (kinētisks tests)	Atellica CH Siemens Healthineers	Atellica CH Urea Nitrogen (UN_c), Siemens Healthineers	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	Urine Chemistry (Liquichek Tube) Control Level 1 un 2, BioRad	NIST SRM 912 un 909	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija Urīnā: 15.01.21 13.01.2022 15.09.2022 12.01.2023. 27.09.2023. 18.01.2024. 27.03.2024. 27.09.2024. 22.01.2025. 26.03.2025. INSTAND 2 5.08.2022, 05.09.2023.	T
UREAUD	01, 27.1 1.20 24.	Urīnviela - urea (urīnā)	24 h urīns, serums,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Ureāzes un glutamāta dehidrogenāzes reakcija (kinētisks tests)	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Urea Nitrogen (UN_c), Siemens Healthineers	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	Urine Chemistry (Liquichek Tube) Control Level 1 un 2, BioRad	NIST SRM 912 un 909	Vienu reizi testēšanas dienā divos līmeņos (urīna testa testēšanas dienā)	Rfb-Vācija Urīnā: 2 6.03.2021 24.03.2022 15.09.2022 22.03.2023. 23.01.2025. 08.04.2025. INSTAND 25.08.2022. 08.09.2023.	DAU

	Vadības dokuments	VD -10 Versija:18	126(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
UREAK UREAUK	02, 11.1 0.20 24.	Urīnviela - urea	Serums, heparīna plazma, 24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Ureāzes reakcija (kinētisks tests)	Integra 400 Roche Diagnostic cs	UREAL Roche Diagnostics, 2024-08, V15.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostic cs Liquichek Urine Chemistr y Control Level 1 un 2 BioRad	ID-MS	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb- Vācija Urīnā:1 5.01.2021 13.01.2022. 12.01.2023. 18.01.2024. 04.04.2024. 28.09.2024. INSTAND 25.08.2022. 07.09.2023. 30.08.2024.	KUL
UREAUP	02, 11.1 0.20 24.	Urīnviela - urea (urīnā)	24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Ureāzes reakcija (kinētisks tests)	Integra 400 Roche Diagnostic cs	UREAL Roche Diagnostics, 2024-08, V15.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	Liquichek Urine Chemistr y Control Level 1 un 2 BioRad	ID-MS	Vienu reizi dienā divos līmeņos (brīvdienās- pirms testēšanas 2 līm.)	RFB Vācija: 11.04. 2024. 28.01.2025. 01.04.2025. INSTAND 25.08.2022. 08.09.2023. 05.09.2024.	PRE
GLIA URGLI	2	Glikoze	Fluora plazma, urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Heksokināzes metode (fermentatīva)	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica CH Glucose Hexokinase_3 (GluH_3), Siemens Healthineers	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	Urine Chemistr y (Liquichek Tube) Contro, l Level 1 un 2, BioRad ; InteliQ Assayed Multiqua l control, Level 1 un Level 2, BioRad.	NIST Standard Reference Material 965a	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija Urīnā: 15.01.2021 13.01.2022 15.09.2022 12.01.2023. 27.09.2023. 18.01.2024. 27.03.2024. 27.09.2024. 22.01.2025. 26.03.2025. INSTAND 25.08.2022, 05.09.2023.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	127(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
URGLID	01, 27.1 1.20 24.	Glikoze (urīnā)	Fluora plazma, urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Heksokināzes metode (fermentatīva)	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica CH Glucose Hexokinase_3 (GluH_3), Siemens Healthineers, Rev.04, 2022- 06	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	Urine Chemistr y (Liquiche k Tube) Contro, I Level 1 un 2, BioRad ;	NIST Standard Reference Material 965a	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija Urīnā: 26.03.2021 24.03.2022 15.09.2022. 22.03.2023. 27.03.2024. 23.01.2025. 08.04.2025. INSTAND 25.08.2022. 08.09.2023.	DAU
URGLIG	02, 11.1 0.20 24.	Glikoze	urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Heksokināzes metode (fermentatīva)	Integra 400 Roche Diagnostic cs	Glicose HK, Liquid ser, urin, CSF Roche Diagnostics	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	Liquiche k Urine Chemistr y Control Level 1 un 2 BioRad	ID-MS	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija Urīnā:26.03.2 021 24.03.2022 22.03.2023 . 29.09.2023. 03.04.2025.	GUL
URGLIK		Glikoze	Fluora plazma, urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Heksokināzes metode (fermentatīva)	Integra 400 Roche Diagnostic cs	Glicose HK, Liquid ser, urin, CSF Roche Diagnostics, 2024-09, V18.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	Liquichek Urine Chemistr y Control Level 1 un 2 BioRad	ID-MS	Testēšanas dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija Urīnā:15.01.2 1 13.01.2022 12.01.2023 18.01.2024. 04.04.2024. 28.09.2024. INSTAND 25.08.2022. 07.09.2023. 30.08.2024.	KUL
URGLIP	02, 11.1 0.20 24.	Glikoze (urīnā)	urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Heksokināzes metode (fermentatīva)	Integra 400 Roche Diagnostic cs	Glicose HK, Liquid ser, urin, CSF Roche Diagnostics, 2024-09, V18.0	C.f.a.s. Roche Diagnostic s	Liquiche k Urine Chemistr y Control Level 1 un 2 BioRad	ID-MS	Vienu reizi dienā divos līmeņos (brīvdienās- pirms testēšanas 2 līm.)	Rfb-Vācija Urīnā: 26.03.2021 22.03.2023. 11.04.2024. 28.01.2025. 01.04.2025. INSTAND 25.08.2022. 08.09.2023. 05.09.2024.	PRE

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	128(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamī ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
URSK	1, 20.0 2.20 20.	Urīnskābe	Serums, heparīna plazma,	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Urikāzes reakcija (Fermentatīva, kolorimetriska)	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica CH Uric Acid (UA), Siemens Healthineers, Rev.03, 2019- 05	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ Assayed Multiqua l Control, Level 1 un Level 2, BioRad. ;	NIST SRM 913 un 909	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija .05.03.2021. .07.05.2021. .05.08.2021. .08.11.2021. .10.02.2022. .05.05.2022. .04.08.2022. .03.11.2022. .09.02.2023. .08.05.2023. .08.08.2023. .15.11.2023. .21.02.2024. .13.05.2024. .14.08.2024. .06.11.2024. .17.02.2025.	T
URSKAU	1, 20.0 2.20 20.	Urīnskābe	24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Urikāzes reakcija (Fermentatīva, kolorimetriska)	Atellica CH Analyzer, Siemens Healthine ers	Atellica CH Uric Acid (UA), Siemens Healthineers, Rev.03, 2019- 05	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	Urine Chemistr y (Liquiche k Tube) Control, Level 1 un 2, BioRad	NIST SRM 913 un 909	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija Urīnā: .15.01.21 .13.01.2022 .15.09.2022 .12.01.2023. .27.09.2023. .15.08.2024. .27.03.2024. .27.09.2024. .22.01.2025. .26.03.2025. INSTAND .25.08.2022. .05.09.2023.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	129(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
URSKAUD	01, 27.1 1.20 24.	Urīnskābe (urīnā)	24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Urikāzes reakcija (Fermentatīva, kolorimetriska)	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Uric Acid (UA), Siemens Healthineers, Rev.03, 2022-11	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	Urine Chemistry (Liquichek Tube) Control, Level 1 un 2, BioRad	NIST SRM 913 un 909	Vienu reizi testēšanas dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 26.03.2021 24.03.2022 15.09.2022 22.03.2023. 23.01.2025. 08.04.2025. INSTAND 25.08.2022. 08.09.2023.	DAU
URSKAUK	16,2 023-11	Urīnskābe	24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Urikāzes reakcija (Fermentatīva, kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	Uric Acid 2 (UA2), Roche Diagnostics, 2023-11, V16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	Liquichek Urine Chemistry Control Level 1 un 2 BioRad	ID-MS/SRM 909b, SRM 913	Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 15.01.21 13.01.2022 12.01.2023. 08.05.2023. 18.01.2024. 0 4.04.2024. 28.09.2024. 13.02.2025. INSTAND 25.08.2022. 07.09.2023. 30.08.2024.	KUL
URSKAUP	16,2 023-11	Urīnskābe (urīnā)	24h urīns	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Urikāzes reakcija (Fermentatīva, kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	Uric Acid 2 (UA2), Roche Diagnostics, 2023-11, V16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	Liquichek Urine Chemistry Control Level 1 un 2 BioRad	ID-MS/SRM 909b, SRM 913	Vienu reizi dienā divos līmeņos (brīvdienā-pirms testēšanas 2 līm.)	Rfb-Vācija 26.03.2021 22.03.2023. 11.04.2024. 15.05.2024. 2 8.01.2025. 01.04.2025. INSTAND 25.08.2022. 08.09.2023. 05.09.2024.	PRE

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	130(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
URSKD	01, 17.1 1.20 24.	Urīnskābe	Serums, litija heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Urikāzes reakcija (Fermentatīva, kolorimetriska)	Atellica CI Analyzer, Siemens Healthineers	Atellica CH Uric Acid (UA), Siemens Healthineers, Rev.03, 2022-11	Atellica CH CHEM CAL, Siemens	InteliQ As sayed Multiquel Control, Level 1 un Level 2, BioRad.	NIST SRM 913 un 909	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10 .02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022. 09.02.2023, 10.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 22.02.2024. 15.05.2024. 14.11.2024. 21.02.2025.	DAU
URSKG	16,2 023-11	Urīnskābe	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Urikāzes reakcija (Fermentatīva, kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	Uric Acid 2 (UA2), Roche Diagnostics, 2023-11, V16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	ID-MS/SRM 909b, SRM 913	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija . 05.03.2021. 07.05.2021. 05.08.2021. 08.11.2021. 10.02.2022. 05.05.2022. 04.08.2022. 03.11.2022. 09.02.2023. 11.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 22.02.2024. 14.05.2024. 26.08.2024. 06.11.2024 13.02.2025.	GUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	131(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
URSKK	16,2 023-11	Urīnskābe	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Urikāzes reakcija (Fermentatīva, kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	Uric Acid 2 (UA2), Roche Diagnostics, 2023-11, V16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics Liquichek	ID-MS/SRM 909b, SRM 913	Darba dienās 2 reizes dienā divos līmeņos; Brīvdienās 1 reizi dienā	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10.02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022. 09.02.2023. 08.05.2023. 09.08.2023. 15.11.2023. 21.02.2024. 13.05.2024. 15.08.2024.	KUL
URSKP	16,2 023-11	Urīnskābe	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Urikāzes reakcija (Fermentatīva, kolorimetriska)	Integra 400 Roche Diagnostics	Uric Acid 2 (UA2), Roche Diagnostics, 2023-11, V16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	ID-MS/SRM 909b, SRM 913	Vienu reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 05.03.2021 07.05.2021 05.08.2021 08.11.2021 10 .02.2022 05.05.2022 04.08.2022 03.11.2022 09.02.2023. 12.05.2023. 11.08.2023. 13.11.2023. 21.02.2024. 15.05.2024. 19.08.2024. 06.11.2024. 17.02.2025.	PRE
URSKS	16,2 023-11	Urīnskābe	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Urikāzes reakcija (Fermentatīva, kolorimetriska)	Cobas Integra 400 Roche Diagnostics	Uric Acid 2 (UA2), Roche Diagnostics, 2023-11, V16.0	C.f.a.s. Roche Diagnostics	PCCC1, PCCC2 Roche Diagnostics	ID-MS/SRM 909b, SRM 913	1 Reizi dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija: 21.02.2024. 15.08.2024. 13.02.2025.	R2S

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	132(133)
--	--------------------------	----------------------	----------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Laboratorij a
URSKT	1	Urīnskābe	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Urikāzes reakcija (Fermentatīva, kolorimetriska)	Atellica CI Siemens Healthineers	Atellica CH UA Siemens Healthineers, 1642896_LV Rev.03,2022-11	Atellica CH CHEM CAL Siemens	Liquid Assay Multiquel Level 1 un Level 2 BioRad	NIST SRM 913	Divas reizes dienā divos līmeņos	Rfb-Vācija 13.05.2024 08.08.2024 13.02.2025	TOS
VMAMS	2	Vanililmandeļskābe	Urīns 24 h + 6N HCl skābe	LC-MS	LC-MS	PerkinElmer QSight 220 LC-MS/MS	MassChrom Biogenic Amines/Metabolites in Urine (ChromSystems GmbH)	6Plus1 Multilevel Urine Calibrator Set VMA, HVA, 5-HIAA (7 līmeņi) (ChromSystems GmbH)	MassCheck VMA, HVA, 5-HIAA Urine Controls (Level I and II) (ChromSystems GmbH)	Kalibratori un kontroles materiāli ir izsekojami līdz standartvielām, kas iegādātas no sertificētiem piegādātājiem.	Divos līmeņos analīžu sērijas sākumā un beigās.	INSTAND 30.08.2024	T
ZULSK	1	Žultsskābes (kopējās)	Serums, heparīna plazma	Automatizēts ar klīniskās ķīmijas analizatoru	Fermentatīva	Atellica CH Siemens Healthineers	Total Bile Acids Liquid Sentinel	Bile Acids Liquid Standard Sentinel	Total Bile Acids Control Set Sentinel Control 1 un Control 2	Internal Standard	testēšanas dienā divos līmeņos	Labquality 19.03.2021 10.11.2021. 18.03.2022. 16.03.2023. 10.11.2023. 15.03.2024. 31.10.2024. 17.03.2025.	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	133(133)
--	--------------------------	----------------------	----------