

KOAGULOĢIJA - testēšanas metožu saraksts

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamī ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
ANTTR3	4	Antitrombīns III	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koaguloģijas analizatoru	Fermentatīva metode ar hromogēnu substrātu	Sysmex CS 2500, Sysmex CN 3000 Sysmex Corporati on, Japan	Innovance AT Reagent, Innovance AT Substrate, Innovance AT Buffer, Siemens,11527 886_lv Rev.07,2024- 04	Standart Human Plasma, Siemens	Control plasma N un Control plasma P Siemens	WHO93/7 68	Testēšanas dienā pirms testu sērijas	RfB-Vācija 19.01.2021 09.04.2021 14.06.2021 16.07.2021 26.08.2021 21.01.2022 18.03.2022 01.06.22 14.07.2022 13.09.2022 22.11.2022 19.01.2023 17.03.2023 01.06.2023 12.07.2023 25.09.2023 25.10.2023 17.01.2024 13.03.2024 31.05.24 05.09.2024 23.10.24 22.01.2025 11.03.2025	T

	Vadības dokuments	VD – 10 Versija:18	1(13)
Saskaņots: Kval. vad. S.Balode	Izstrādāja: Nod.vad. S.Šelkova	APSTIPRINU: Lab. vad. A. Krišāne Datums: 07.05.2025	

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
APC	7	Rezistence pret aktivēto proteīnu C	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koagulācijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana	Sysmex CS 2500, Sysmex CN 3000 Sysmex Corporati on, Japan	ProC Ac R, Activator, Siemens,11531 324_lv Rev.07,2024- 04	Ražotāja prekalibrāc ija	Control plasma N un ProC Control Plasma Siemens		Testēšanas dienā pirms testu sērijas	RfB-Vācija 09.04.2021 14.06.2021 26.08.2021 18.03.2022 18.03.2022 13.09.2022 22.11.2022 17.03.2023 01.06.2023 25.09.2023 13.03.2024 31.05.24 05.09.2024 11.03.2025	T
APTL	8	Aktivētais parciālais tromboplastī na laiks	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koagulācijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana	Sysmex CS 2500, Sysmex CN 3000 Sysmex Corporati on, Japan	Pathromtin SL,CaCl2 0.025mol/l Siemens,11539 591_lv Rev.12,2024- 04	Ražotāja prekalibrāc ija	Control plasma N un Control plasma P Siemens		Divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 19.01.2021 16.07.2021 21.01.2022 14.07.2022 19.01.2023 12.07.2023 25.10.2023 17.01.2024 23.10.24 22.01.2025	T
APTL D	8	Aktivētais parciālais tromboplastī na laiks	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koagulācijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana	Sysmex CA 600 Dade Behring	Pathromtin SL,CaCl2 0.025mol/l Siemens,11539 591_lv Rev.12,2024- 04	Ražotāja prekalibrāc ija	Control plasma N un Control plasma P Siemens		Divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 19.01.2021 16.07.2021 21.01.2022 14.07.2022 19.01.2023 12.07.2023 25.10.2023 17.01.2024 10.07.2024 23.10.24 22.01.2025	DAU

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	2(13)
--	--------------------------	----------------------	-------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
APTLG	8	Aktivētais parciālais tromboplastī na laiks	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koagulācijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana	Sysmex CA 600 Dade Behring	Pathromtin SL,CaCl2 0.025mol/l Siemens,11539 591_lv Rev.12,2024- 04	Ražotāja prekalibrāc ija	Control plasma N un Control plasma P Siemens		Vienu reizi dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 19.01.2021 16.07.2021 21.01.2022 14.07.2022 19.01.2023 12.07.2023 25.10.2023 17.01.2024 23.10.24 22.01.2025	GUL
APTLK	8	Aktivētais parciālais tromboplastī na laiks	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koagulācijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana	Sysmex CA 600 Dade Behring	Pathromtin SL,CaCl2 0.025mol/l Siemens,11539 591_lv Rev.12,2024- 04	Ražotāja prekalibrāc ija	Control plasma N un Control plasma P Siemens		Divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 19.01.2021 16.07.2021 21.01.2022 14.07.2022 19.01.2023 12.07.2023 25.10.2023 17.01.2024 10.07.2024 22.01.2025	KUL
APTLP	8	Aktivētais parciālais tromboplastī na laiks	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koagulācijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana	Sysmex CA 600 Dade Behring	Pathromtin SL,CaCl2 0.025mol/l Siemens,11539 591_lv Rev.12,2024- 04	Ražotāja prekalibrāc ija	Control plasma N un Control plasma P Siemens		Vienu reizi dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 19.01.2021 16.07.2021 21.01.2022 14.07.2022 19.01.2023 12.07.2023 25.10.2023 17.01.2024 10.07.2024 23.10.24 22.01.2025	PRE
APTLSS	8	Aktivētais parciālais tromboplastī na laiks	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koagulācijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana	Sysmex CA 600 Dade Behring	Pathromtin SL,CaCl2 0.025mol/l Siemens,11539 591_lv Rev.12,2024- 04	Ražotāja prekalibrāc ija	Control plasma N un Control plasma P Siemens		Divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 10.07.2024 22.01.2025	R2S

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	3(13)
--	--------------------------	----------------------	-------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
APTLT	8	Aktivētais parciālais tromboplastī na laiks	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koagulācijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana	Sysmex CA 600 Dade Behring	Pathromtin SL, CaCl ₂ 0.025mol/l Siemens, 11539 591_lv Rev.12, 2024- 04	Ražotāja prekalibrāc ija	Control plasma N un Control plasma P Siemens		Divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 19.01.2021 16.07.2021 21.01.2022 14.07.2022 19.01.2023 12.07.2023 25.10.2023 17.01.2024 10.07.2024 22.01.2025	TOS
DDIMD	12	D-Dimēri	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koagulācijas analizatoru	Turbidimetrija	Sysmex CA 600 Dade Behring	Innovance D- Dimer, Siemens, 11531 374_lv Rev.14, 2024- 04	Innovance D-Dimer Calibrator, Siemens	Innovanc e D- Dimer Controls, Siemens		Divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 19.01.2021 21.01.2022 25.08.2022 13.10.2022 19.01.2023 25.10.2023 17.01.2024 23.10.24 22.01.2025 Instand 23.08.2023	DAU
DDIMK	12	D-Dimēri	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koagulācijas analizatoru	Turbidimetrija	Sysmex CA 600 Dade Behring	Innovance D- Dimer, Siemens, 11531 374_lv Rev.14, 2024- 04	Innovance D-Dimer Calibrator, Siemens	Innovanc e D- Dimer Controls, Siemens		Divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 19.01.2021 21.01.2022 13.10.2022 19.01.2023 25.10.2023 17.01.2024 22.01.2025 Instand 29.01.20 12.08.2024	KUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	4(13)
--	--------------------------	----------------------	-------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
DDIMP	12	D-Dimēri	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koagulācijas analizatoru	Turbidimetrija	Sysmex CA 600 Dade Behring	Innovance D-Dimer, Siemens, 11531 374_lv Rev.14, 2024-04	Innovance D-Dimer Calibrator, Siemens	Innovance D-Dimer Controls, Siemens		Divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 23.10.2020 19.01.2021 21.01.2022 19.01.2023 25.10.2023 17.01.2024 23.10.24 22.01.2025 Instand 29.01.20	PRE
DIAX	12	D-Dimēri	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koagulācijas analizatoru	Turbidimetrija	Sysmex CS 2500, Sysmex CN 3000 Sysmex Corporation, Japan	Innovance D-Dimer, Siemens, 11531 374_lv Rev.14, 2024-04	Innovance D-Dimer Calibrator, Siemens	Innovance D-Dimer Controls, Siemens		Divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 19.01.2021 21.01.2022 13.10.2022 19.01.2023 25.10.2023 17.01.2024 23.10.24 22.01.2025 Instand 27.08.2020 25.08.2022 23.08.2023 12.08.2024	T
DIDIMT	12	D-Dimēri	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koagulācijas analizatoru	Turbidimetrija	Sysmex CA 600 Dade Behring	Innovance D-Dimer, Siemens, 11531 374_lv Rev.14, 2024-04	Innovance D-Dimer Calibrator, Siemens	Innovance D-Dimer Controls, Siemens		Divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 23.10.2020 19.01.2021 21.01.2022 13.10.2022 19.01.2023 25.10.2023 17.01.2024 23.10.24 22.01.2025 Instand 29.01.20 27.08.2020	TOS

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	5(13)
--	--------------------------	----------------------	-------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
FIB	4	Fibrinogēns	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koaguloģijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana (Klausa met.)	Sysmex CS 2500, Sysmex CN 3000 Sysmex Corporation, Japan	Dade Thrombin Reagent, Siemens,11528 806_lv Rev.07,2024-04	Standard Human Plasma Siemens	Control plasma N un Control plasma P Siemens	WHO09/26498/612	Divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 19.01.2021 16.07.2021 21.01.2022 14.07.2022 19.01.2023 12.07.2023 25.10.2023 17.01.2024 23.10.24 22.01.2025	T
FIBD	4	Fibrinogēns	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koaguloģijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana (Klausa met.)	Sysmex CA 600 Dade Behring	Dade Thrombin Reagent, Siemens,11528 806_lv Rev.07,2024-04	Standard Human Plasma Siemens	Control plasma N un Control plasma P Siemens	WHOWHO 09/26498/612	Divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 19.01.2021 16.07.2021 21.01.2022 14.07.2022 19.01.2023 12.07.2023 25.10.2023 17.01.2024 10.07.2024 23.10.24 22.01.2025	DAU
FIBG	4	Fibrinogēns	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koaguloģijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana (Klausa met.)	Sysmex CA 600 Dade Behring	Dade Thrombin Reagent, Siemens,11528 806_lv Rev.07,2024-04	Standard Human Plasma Siemens	Control plasma N un Control plasma P Siemens	WHOWHO 09/26498/612	Testēšanas reizē	RfB-Vācija 19.01.2021 16.07.2021 21.01.2022 14.07.2022 19.01.2023 12.07.2023 25.10.2023 17.01.2024 23.10.24 22.01.2025	GUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	6(13)
--	--------------------------	----------------------	-------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
FIBK	4	Fibrinogēns	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koaguloģijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana (Klausa met.)	Sysmex CA 600 Dade Behring	Dade Thrombin Reagent, Siemens, 11528 806_lv Rev.07,2024-04	Standard Human Plasma Siemens	Control plasma N un Control plasma P Siemens	WHO09/264	Divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 19.01.2021 16.07.2021 21.01.2022 14.07.2022 19.01.2023 12.07.2023 25.10.2023 17.01.2024 10.07.2024 22.01.2025	KUL
FIBP	4	Fibrinogēns	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koaguloģijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana (Klausa met.)	Sysmex CA 600 Dade Behring	Dade Thrombin Reagent, Siemens, 11528 806_lv Rev.07,2024-04	Standard Human Plasma Siemens	Control plasma N un Control plasma P Siemens	WHO09/264	Vienu vai divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 19.01.2021 16.07.2021 21.01.2022 14.07.2022 19.01.2023 12.07.2023 25.10.2023 17.01.2024 10.07.2024 23.10.24 22.01.2025	PRE
FIBS	4	Fibrinogēns	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koaguloģijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana (Klausa met.)	Sysmex CA 600 Dade Behring	Dade Thrombin Reagent, Siemens, 11528 806_lv Rev.07,2024-04	Standart Human Plasma, Siemens	Control plasma N un Control plasma P Siemens	WHO98/612	Vienu vai divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 10.07.2024 22.01.2025	R2S
FIBT	4	Fibrinogēns	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koaguloģijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana (Klausa met.)	Sysmex CA 600 Dade Behring	Dade Thrombin Reagent Siemens, 11528 806_lv Rev.07,2024-04	Standard Human Plasma Siemens	Control plasma N un Control plasma P Siemens	WHO09/264	Divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 19.01.2021 16.07.2021 21.01.2022 14.07.2022 19.01.2023 12.07.2023 25.10.2023 17.01.2024 10.07.2024 22.01.2025	TOS

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	7(13)
--	--------------------------	----------------------	-------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
IXFA	4	IX faktors	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koaguloģijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana ar IX faktora deficītplazmu	Sysmex CS 2500, Sysmex CN 3000 Sysmex Corporation, Japan	Factor IX Def.plasma,Pat hromtin SL,CaCl2 0.025 mol/l, Siemens,11541 624_lv Rev.09,2024-06	Standart Human Plasma, Siemens	Control plasma N un Control plasma P Siemens	WhO02/150	Testēšanas dienā pirms testu sērijas	RfB-Vācija 19.01.2021 16.07.2021 21.01.2022 14.07.2022 19.01.2023 12.07.2023 25.10.2023 17.01.2024 23.10.24 22.01.2025	T
LUPUS	6	Lupus antikoagulant	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koaguloģijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana (DRVVtest)	Sysmex CS 2500, Sysmex CN 3000 Sysmex Corporation, Japan	LA1 Screening reag., LA2 confirmation reag.,Siemens, 11528201_lv Rev.06,2024-04	Ražotāja prekalibrācija	Control plasma N un Control plasma P Siemens		Reizi dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 07.09.2020 17.11.2020 09.04.2021 14.06.2021 26.08.2021 18.03.2022 01.06.2022 13.09.2022 22.11.2022 17.03.2023 01.06.2023 25.09.2023 13.03.2024 31.05.24	T
PL	9	Protrombīna laiks	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koaguloģijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana	Sysmex CS 2500, Sysmex CN 3000 Sysmex Corporation, Japan	Dade Innovin, Siemens,11528 733_lv Rev.14,2024-04	PT-Multi kalibrators Dade Behring/Siemens	Control plasma N un Control plasma P Siemens	Rtf95 (INR only), fresh Normal Plasma (% only)	Divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 19.01.2021 16.07.2021 21.01.2022 14.07.2022 19.01.2023 12.07.2023 25.10.2023 17.01.2024 23.10.24 22.01.2025	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	8(13)
--	--------------------------	----------------------	-------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojami ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Labor atorij a
PLAS	9	Protrombīna laiks	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koaguloģijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana	Sysmex CA 600 Dade Behring	Dade Innovin, Siemens,11528 733_lv Rev.14,2024- 04	PT-Multi calibrator Dade Behring/Si emens	Control plasma N un Control plasma P Siemens		Divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 10.07.2024. 22.01.2025	R2S
PLD	9	Protrombīna laiks	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koaguloģijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana	Sysmex CA 600 Dade Behring	Dade Innovin, Siemens,11528 733_lv Rev.14,2024- 04	PT-Multi calibrator Dade Behring/Si emens	Control plasma N un Control plasma P Siemens		Divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 19.01.2021 16.07.2021 21.01.2022 14.07.2022 19.01.2023 12.07.2023 25.10.2023 17.01.2024 10.07.2024 23.10.24 22.01.2025	DAU
PLG	9	Protrombīna laiks	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koaguloģijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana	Sysmex CA 600 Dade Behring	Dade Innovin, Siemens,11528 733_lv Rev.14,2024- 04	PT-Multi calibrator Dade Behring/Si emens	Control plasma N un Control plasma P Siemens		Reizi dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 29.01.20 22.07.2020 19.01.2021 16.07.2021 21.01.2022 14.07.2022 19.01.2023 12.07.2023 25.10.2023 17.01.2024 23.10.24 22.01.2025	GUL
PLK	9	Protrombīna laiks	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koaguloģijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana	Sysmex CA 600 Dade Behring	Dade Innovin, Siemens,11528 733_lv Rev.14,2024- 04	PT-Multi calibrator Dade Behring/Si emens	Control plasma N un Control plasma P Siemens		Divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 19.01.2021 16.07.2021 21.01.2022 14.07.2022 19.01.2023 12.07.2023 25.10.2023 17.01.2024 10.07.2024 22.01.2025	KUL

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	9(13)
--	--------------------------	----------------------	-------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
PLP	9	Protrombīna laiks	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koagulācijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana	Sysmex CA 600 Dade Behring	Dade Innovin, Siemens, 11528 733_lv Rev.14, 2024-04	PT-Multi calibrator Dade Behring/Siemens	Control plasma N un Control plasma P Siemens		Divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 19.01.2021 16.07.2021 21.01.2022 14.07.2022 19.01.2023 12.07.2023 25.10.2023 17.01.2024 10.07.2024 23.10.24 22.01.2025	PRE
PLT	8	Protrombīna laiks	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koagulācijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana	Sysmex CA 600 Dade Behring	Dade Innovin, Siemens, 11528 733_lv Rev.14, 2024-04	PT-Multi calibrator Dade Behring/Siemens	Control plasma N un Control plasma P Siemens		Divas reizes dienā divos līmeņos	RfB-Vācija 19.01.2021 16.07.2021 21.01.2022 14.07.2022 19.01.2023 12.07.2023 25.10.2023 17.01.2024 10.07.2024 22.01.2025	TOS
PROTC	5	Proteīna C aktivitāte	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koagulācijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana	Sysmex CS 2500, Sysmex CN 3000 Sysmex Corporation, Japan	ProtC Activator, APTT reag. for Protein C, ProtC deficient plasma, CaCl, Siemens, 11540 007_lv Rev.05, 2024-04	Standart Human Plasma, Siemens	Control plasma N un Control plasma P Siemens	WHO86/623	Testēšanas dienā pirms testu sērijas	RfB-Vācija 09.04.2021 14.06.2021 26.08.2021 18.03.2022 18.03.2022 13.09.2022 22.11.2022 17.03.2023 01.06.2023 25.09.2023 13.03.2024 31.05.24 05.09.2024 11.03.2025	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	10(13)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
PROTS	4	Brīvā Proteīna S Ag	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koaguloģijas analizatoru	Turbidimetrija	Sysmex CS 2500, Sysmex CN 3000 Sysmex Corporati on, Japan	Innovance Free PS Ag, Siemens,11531 594_lv rev.05,2024- 04	Standart Human Plasma, Siemens	Control plasma N un Control plasma P Siemens		Testēšanas dienā pirms testu sērijas	RfB-Vācija 09.04.2021 14.06.2021 26.08.2021 18.03.2022 18.03.2022 13.09.2022 22.11.2022 17.03.2023 01.06.2023 25.09.2023 13.03.2024 31.05.24 05.09.2024 11.03.2025	T
PROTSK	5	Proteīna S aktivitāte	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koaguloģijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana	Sysmex CS 2500, Sysmex CN 3000 Sysmex Corporati on, Japan	Protein S Ac Deficient, Protein S Ac Reagent, Protein S Ac Activator, Siemens,11531 286_lv Rev.06,2024- 04	Standart Human Plasma, Siemens	Control plasma N un Control plasma P Siemens		Testēšanas dienā pirms testu sērijas	RfB-Vācija 09.04.2021 14.06.2021 26.08.2021 18.03.2022 18.03.2022 13.09.2022 22.11.2022 17.03.2023 01.06.2023 25.09.2023 13.03.2024 31.05.24 05.09.2024 11.03.2025	T
TROMBI	8	Trombīna laiks	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koaguloģijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana	Sysmex CS 2500, Sysmex CN 3000 Sysmex Corporati on, Japan	Test Thrombin Reagent, Reagent diluent, Siemens,11540 757_lv Rev.08,2024- 04	Ražotāja prekalibrāc ija	Control plasma N Siemens		Reizi dienā viens līmenis	RfB-Vācija 19.01.2021 16.07.2021 21.01.2022 14.07.2022 12.07.2023 25.10.2023 17.01.2024 23.10.24 22.01.2025 11.03.2025	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	11(13)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizator s (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamā ba	Iekšējās kvalitātes kontrolē	Ārējā kvalitātes kontrolē	Laboratorij a
VIIIFA	4	VIII faktors	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koaguloģijas analizatoru	Recekļa veidošanās laika noteikšana ar VIII faktora deficītplazmu	Sysmex CS 2500, Sysmex CN 3000 Sysmex Corporation, Japan	Factor VIII Def.plasma, Pat hromtin SL, CaCl ₂ 0.025 mol/l, Siemens, 11540 342_lv Rev.08, 2024-04	Standart Human Plasma, Siemens	Control plasma N un Control plasma P Siemens	WhO02/150	Testēšanas dienā pirms testu sērijas	RfB-Vācija 19.01.2021 09.04.2021 14.06.2021 16.07.2021 26.08.2021 21.01.2022 18.03.2022 18.03.2022 13.09.2022 22.11.2022 19.01.2023 17.03.2023 01.06.2023 12.07.2023 25.09.2023 25.10.2023 17.01.2024 13.03.2024 31.05.24 05.09.2024 23.10.24 22.01.2025 11.03.2025	T
VONWIL	4	VonWillebrand faktora Ag	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koaguloģijas analizatoru	Turbidimetrija	Sysmex CS 2500, Sysmex CN 3000 Sysmex Corporation, Japan	Latex Reagent, Diluent for Latex Reagent, Buffer, Dade Owren VB NaCl solution, Siemens, 11528 198_lv Rev.05, 2024-04	Standart Human Plasma, Siemens	Control plasma N un Control plasma P Siemens	WHO93/586	Testēšanas dienā pirms testu sērijas	RfB-Vācija 09.04.2021 14.06.2021 26.08.2021 18.03.2022 18.03.2022 13.09.2022 22.11.2022 17.03.2023 01.06.2023 25.09.2023 13.03.2024 31.05.24 05.09.2024 11.03.2025	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	12(13)
--	--------------------------	----------------------	--------

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējās kvalitātes kontrole	Laboratorija
VONWIL AC	3	VonWillebrand faktora aktivitāte	Na citrāta plazma	Automatizēts ar koagulācijas analizatoru	Turbidimetrija	Sysmex CS 2500, Sysmex CN 3000 Sysmex Corporation, Japan	Innovance VWF Ac, Siemens, 11531 632_lv Rev.04, 2024-04	Standart Human Plasma, Siemens	Control plasma N un Control plasma P Siemens		Testēšanas dienā pirms testu sērijas	RfB-Vācija 09.04.2021 14.06.2021 26.08.2021 18.03.2022 18.03.2022 13.09.2022 22.11.2022 17.03.2023 01.06.2023 25.09.2023 13.03.2024 31.05.24 05.09.2024 11.03.2025	T

	Vadības dokuments	VD –10 Versija:18	13(13)
--	--------------------------	----------------------	--------