

CITOLOĢIJA - testēšanas metožu saraksts

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktivi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Labora torija
CITDUG	6	Citoloģiskā izmeklēšana	Serozo dobumu šķidrums konservējošā šķidrumā	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Mikroskops NIKON Eclipse Ci, NIKON Eclipse E 200	Sure Path konservanta šķ., Prep Stain density reaģent <input type="checkbox"/> TRI PATH Imaging.Inc.. IWA, IW3 krāsa BIO- OPTICA				Pārbaudes testi 1 reizi gadā	Labquality <input type="checkbox"/> Somija 07.11.2017, RFB-Vācija 03.06.2017,	CI,PRE
CITDZE	6	Citoloģiskā izmeklēšana	Dzemdības aspirāts	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Mikroskops NIKON Eclipse Ci, NIKON Eclipse E 200	Azūrs II 0.1 % šķ., eozīns K 0.1 % šķ., Leišmaņa 0,15 % šķ.. metanolā DIVIDENT				Pārbaudes testi 1 reizi kvartālā	Labquality Somija 04.05.2017, Akadēmiskā histoloģijas laboratorija 31.03.2016, 20.10.2017	CI,PRE
CITDZEK	2	Citoloģiskā izmeklēšana	Dzemdības aspirāts konservējošā šķidrumā	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Mikroskops NIKON Eclipse Ci, NIKON Eclipse E 200	Sure Path konservanta šķ., Prep Stain density reaģent <input type="checkbox"/> TRI PATH Imaging.Inc.. IWA, IW3 krāsa BIO- OPTICA				Pārbaudes testi 1 reizi gadā	Labquality <input type="checkbox"/> Somija 04.05.2017, Akadēmiskā histoloģijas laboratorija 2017-31.03.2016, 20.10.2017	CI
CITOL2	6	Citoloģiskā izmeklēšana	Ginekoloģiskais apskatu materiāls	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Mikroskops NIKON Eclipse Ci, NIKON Eclipse E 200	Azūrs II 0.1 % šķ., eozīns K 0.1 % šķ., Leišmaņa 0,15 % šķ.. metanolā DIVIDENT				Pārbaudes testi 1 reizi kvartālā	Labquality <input type="checkbox"/> Somija 16.05.2016, 04.05.2017, 17.04.2018 Akadēmiskā histoloģijas laboratorija 12.04.2016, 15.11.2017	CI,PRE
CITOLA	3	Citoloģiskā izmeklēšana	Adatas aspirācijas biopsijas materiāls	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Mikroskops NIKON Eclipse Ci, NIKON Eclipse E 200	Azūrs II 0.1 % šķ., eozīns K 0.1 % šķ., Leišmaņa 0,15 % šķ.. metanolā DIVIDENT				Pārbaudes testi 1 reizi gadā	Labquality <input type="checkbox"/> Somija 16.12.2016, 07.10.2017, Akadēmiskā histoloģijas laboratorija 06.04.2016	CI

E. Gulbja Laboratorija

Ident.	Vers.	Nosaukums	Testēšanas objekts	Testēšanas princips	Testēšanas metode	Analizators (ražotājs)	Reaktīvi (ražotājs)	Kalibratori (ražotājs)	Kontroles ražotājs	Izsekojamība	Iekšējās kvalitātes kontrole	Ārējā kvalitātes kontrole	Laboratorija
CITOLK	6	Citoloģiskā izmeklēšana	Krēpas	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Mikroskops NIKON Eclipse Ci, NIKON Eclipse E 200	Azūrs II 0.1 % šķ., eozīns K 0.1 % šķ., Leišmaņa 0,15 % šķ.. metanolā DIVIDENT				Pārbaudes testi 1 reizi gadā	Labquality <input type="checkbox"/> Somija 16.12.2016 SIA NMS Laboratorija 24.10.2017	CI
CITOLO	3	Citoloģiskā izmeklēšana	Nospiedumi un nokasījumi no ādas un gļotāda	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Mikroskops NIKON Eclipse Ci, NIKON Eclipse E 200	Azūrs II 0.1 % šķ., eozīns K 0.1 % šķ., Leišmaņa 0,15 % šķ.. metanolā DIVIDENT				Pārbaudes testi 1 reizi gadā	SIA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NMS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Laboratorija 12.2016, 27.12.2017, 08.02.2018 Labquality <input type="checkbox"/> Somija 06.04.2016	CI
CITOLU	6	Citoloģiskā izmeklēšana	Urīns	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Mikroskops NIKON Eclipse Ci, NIKON Eclipse E 200	Azūrs II 0.1 % šķ., eozīns K 0.1 % šķ., Leišmaņa 0,15 % šķ.. metanolā DIVIDENT				Pārbaudes testi 1 reizi gadā	Labquality <input type="checkbox"/> Somija 11.01.2016, 07.11.2017	CI
CITPIE	6	Citoloģiskā izmeklēšana	Piena dziedzeru sekrets	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Mikroskops NIKON Eclipse Ci, NIKON Eclipse E 200	Azūrs II 0.1 % šķ., eozīns K 0.1 % šķ., Leišmaņa 0,15 % šķ.. metanolā DIVIDENT				Pārbaudes testi 1 reizi kvartālā	SIA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NMS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Laboratorija 11.01.2016 ,29.09.2017	CI,PRE
CITPIEK	2	Citoloģiskā izmeklēšana	Piena dziedzeru sekrets konservējošā šķidrumā	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Mikroskops NIKON Eclipse Ci, NIKON Eclipse E 200	Sure Path konservanta šķ., Prep Stain density reaģent <input type="checkbox"/> TRI PATH Imaging.Inc.. IWA, IW3 krāsa BIO- OPTICA				Pārbaudes testi 1 reizi gadā	Labquality <input type="checkbox"/> Somija 2017-nav materiāla SIA NMS Laboratorija 11.01.2016 ,29.09.2017	CI
CITSK	2	Citoloģiskā izmeklēšana	Ginekoloģisko apkašu materiāls konservējošā šķidrumā	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Krāsota preparāta gaismas mikroskopija	Mikroskops NIKON Eclipse Ci, NIKON Eclipse E 200	Sure Path konservanta šķ., Prep Stain density reaģent <input type="checkbox"/> TRI PATH Imaging.Inc.. IWA, IW3 krāsa BIO- OPTICA				Pārbaudes testi 1 reizi gadā	Labquality <input type="checkbox"/> Somija 22.08.2016,13.10.2017, Akadēmiskā histoloģijas laboratorija 15.09.2017	CI