

Materiāla ņemšana, izpildes termiņš.

(Skaidrojums skatīt tabulas beigās)

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
	HEMATOLOĢIJA un ANĒMIJU DIAGNOSTIKA							
ER	Eritrocīti	V		3d	1.5d	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
HB	Hemoglobīns	V		3d	1.5d	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
HEMATO	Hematokrīts	V		3d	1.5	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
MCV	Vidējais eritrocītu tilpums (MCV)	V		3d	1.5d	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
MCH	Vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītos (MCH)	V		3d	1.5d	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
MCHC	Vidējā hemoglobīna koncentrācija (MCHC)	V		3d	1.5d	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
RDW	Eritrocītu sadalījums (anizocitoze)	V		3d	1.5d	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
TR	Trombocīti	V		2d	2d	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
LEI	Leikocīti	V		3d	1.5d	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
	LEIKOCĪTU DIDERENCĒTS SKAITS	V		3d	1.5d	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
SG	Neitrofile procentos	V		3d	1.5d	24h/C	P,O,T,C,P,S	
NEUABS	Neitrofile absolūtos skaitļos	V		3d	1.5d	24h/C	P,O,T,C,P,S	
EO	Eozinofīlie procentos	V		3d	1.5d	24h/C	P,O,T,C,P,S	
EOABS	Eozinofīlie absolūtos skaitļos	V		3d	1.5d	24h/C	P,O,T,C,P,S	
BA	Bazofīlie procentos	V		3d	1.5d	24h/C	P,O,T,C,P,S	
BASABS	Bazofīlie absolūtos skaitļos	V		3d	1.5d	24h/C	P,O,T,C,P,S	
LY	Limfocīti procentos	V		3d	1.5d	24h/C	P,O,T,C,P,S	
LYABS	Limfocīti absolūtos skaitļos	V		3d	1.5d	24h/C	P,O,T,C,P,S	
MO	Monocīti procentos	V		3d	1.5d	24h/C	P,O,T,C,P,S	

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
MOABS	Monocīti absolūtos skaitļos	V		3d	1.5d	24h/C	P,O,T,C,P,S	
EGA	Eritrocītu grimšanas ātrums (EGĀ)	V		3d	1.5d	24h	P,O,T,C,P,S	x
RET	Retikulocīti	V		1d	1d	24h	P,O,T,C,P,S	
ERBAZP	Eritrocītu bazofilā punktainība	V		3d	1.5d	24h	P,O,T,C,P,S	
EROSMR	Eritrocītu osmotiskā rezistence	V		3d	1.5d	24h	P,O,T,C,P,S	
SDZE	Dzelzs	S,Dz	Atdala serumu 1 h laikā	serums 21d	serums 7d	24h	P,O,T,C,P,S	
HAPTGL	Haptoglobīns	S	Atdala serumu 1 h laikā	serums 7d	serums 7d	24h	P,O,T,C,P,S	
TRANSF	Transferīns	S,Dz	Atdala serumu 1 h laikā	serums 8d	serums 8d	24h	P,O,T,C,P,S	
TRAPIE	Transferīna piesātinājums	S,Dz	Atdala serumu 1 h laikā	serums 7d	serums 7d	24h	P,O,T,C,P,S	
ERPOET	Eritropoetīns	S,Dz	Nodot asinis no rīta, sarecina istabas t, serumu atdala 1h laikā	serums 7d		24h	P,O,T,C,P,S	
FERIT	Ferritīns	S,Dz		serums 10 d	serums 8h	24h	P,O,T,C,P,S	
VITB12	Vitamīns B12	S,Dz	Paraugi jānoņem tukšā dūšā. Sargāt no gaismas.	2 d	2 stundas	24h	P,O,T,C,P,S	
ASPARA	Asins parazīti (malārija)	V	Jānogādā laboratorijā 1st. Laikā	Cito analīze	Cito analīze	24h	P,O,T,C,P	
FOLSK	Folskābe	S,Dz	Tukšā dūšā . Sargāt no gaismas	serums 2d tad sasaldē	serums 2h tad sasaldē	24h	P,O,T,C,P,S	
HAPTGL	Haptoglobīns	S,Dz	Atdala serumu 1 h laikā	serums 7d	serums 7d	24h	P,O,T,C,P,S	
	KOAGULOĢIJA							
APTL	APTL - Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks	Zi	4 st. laikā nosūta izmeklēšanai		plazma līdz 4h tad sasaldē	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
PL	Protrombīna laiks	Zi		Nedrīkst glabāt ledusskapī ne asinis, ne plazmu!	Centrifugē, atdala plazmu, ja nevar izmeklēt 24 h laikā, tad sasaldē	24h/C	P,O,T,C,P,S	x

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
INR	INR - Starptautiski normalizēta protrombīna attiecība	Zi		Nedrīkst glabāt ledusskapī ne asinis, ne plazmu!	Centrifugē, atdala plazmu, ja nevar izmeklēt 24 h laikā, tad sasaldē	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
FIB	Fibrinogēns	Zi	8 st. laikā nosūta izmeklēšanai		Plazma līdz 8h, tad sasaldē	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
ASTECL	Asins tecēšanas laiks	Kapilārās asinis	Pacientam jāierodas laboratorijā			24h/C	P,O,T,C,P,S	
DIAX	Di - Dimēri	Zi	4 st. laikā nosūta izmeklēšanai	Atsūkta plazma 24h	4h, sasaldēta līdz 4 ned	24h/C	P,O,T,C,P,S	
DIDIM	Di - Dimēri	Za	4 st. laikā nosūta izmeklēšanai		8 h	24h/C	P,O,T,C,P,S	
TROMBI	Trombīna laiks	Zi	4 st. laikā nosūta izmeklēšanai	Saldēt nedrīkst	Saldēt nedrīkst	24h	P,O,T,C,P,S	
ANTTR3	Antitrombīns III	Zi	8 st. laikā nosūta izmeklēšanai	Plazma līdz 48h, tad sasaldē	plazma līdz 8h tad sasaldē	7d	Sestdienās	
PROTC	Proteīna C aktivitāte	Zi	8 st. laikā nosūta izmeklēšanai	Plazma līdz 8h, tad plazmu sasaldē	Plazma līdz 8h, tad plazmu sasaldē	7d	Sestdienās	
PROTS	Proteīna S aktivitāte	Zi	1 st. laikā nosūta izmeklēšanai		Plazma līdz 4h tad sasaldē	14d	Katra otrā sestdiena	
APC	Rezistence pret aktivēto proteīnu C (APC-R)	Zi	2 st. laikā nosūta izmeklēšanai	Plazma līdz 2h tad sasaldē	Plazma līdz 2h tad sasaldē	7d	Sestdienās	
VIII FA	VIII faktora aktivitāte	Zi	4 st. laikā nosūta izmeklēšanai		Plazma līdz 4h tad sasaldē	14d	Katra otrā pirmd.	
FV	V, X un citi faktori	Zi	4 st. laikā nosūta izmeklēšanai	Plazma līdz 4h tad sasaldē	Plazma līdz 4h tad sasaldē	45d	Beļģija	
VONWIL	Von Willebranda faktora antigēns	Zi	8 st. laikā nosūta izmeklēšanai	Plazma līdz 8h tad sasaldē	plazma līdz 8h tad sasaldē	7d	Sestdienās	
VONWILAC	Von Willebranda faktora aktivitāte	Zi	Pēc asiņu paņemšanas centrifugē un atdala plazmu		Plazma līdz 24h, tad sasaldē	14d	Sestdienās vai pirmdienās	
IXFA	IX faktora aktivitāte	Zi	4 st. laikā nosūta izmeklēšanai		Plazma līdz 4h tad sasaldē	14d	Katra otrā pirmd.	
FOSLIP	Fosfolipīdu IgG	S,Dz		Serums 5d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
FOSLIPM	Fosfolipīdu IgM	S,Dz		Serums 5d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
LUPUS	Lupus antikoagulanti	Zi	4 st. laikā nosūta izmeklēšanai		Plazma līdz 4h, tad sasaldē	7d	P,O,T,C,P,S	

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
ASRT	Aspirīna rezistences tests	ZIV*2stobriņi	3.5 st. laikā nosūta izmeklēšanai 2 vienu pēc otra ņemtus stobriņus		Līdz 4h veic testēšanu	1d	Skolas iela 5; Zemitana laukums 1, Brīvības gatve 366 O,C pl.11.00-14.00	
PLRT	Plavix rezistences tests	ZIV*2stobriņi	3.5 st. laikā nosūta izmeklēšanai 2 vienu pēc otra ņemtus stobriņus		Līdz 4h veic testēšanu	1d	Skolas iela 5; Zemitana laukums 1 Brīvības gatve 366 O,C pl.11.00-14.00	
KARD	Kardioliipīna IgG, IgM, IgA	S,Dz		Serums 5d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
KARDM	Kardioliipīna IgM	S,Dz		Serums 5d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
KARDG	Kardioliipīna IgG	S,Dz		Serums 5d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
B2G	Beta-2 glikoproteīna I IgG, IgM, IgA	S,Dz		Serums 5d tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
B2GM	Beta-2 glikoproteīna I IgM	S,Dz		Serums 5d tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
B2GG	Beta-2 glikoproteīna I IgG	S,Dz		Serums 5d tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
	IMŪNOHEMATOLOĢIJA							
ABO	Asins grupa (ABO)	V	Jāņem atsevišķs stobs	1d		24h/C	P,O,T,C,P,S	X
RHD	Rēzus Rh(D)	V		1d		24h/C	P,O,T,C,P,S	X
ANTIRH	Anti eritrocitārās antivielas (Netiešā Kumsa reakcija)	V,S	Jāņem atsevišķs stobs	1d		24h	P,O,T,C,P,S	X
RHAVTI	Anti eritrocitāro antivielu titrs	V,S	Jāņem atsevišķs stobs	1d		24h	P,O,T,C,P	
RHAVID	Anti eritrocitāro antivielu identifikācija	S + V	Jāņem atsevišķs stobs, no rīta 9:00 jānodod ARS	1d			P,O,T,C,P Asins donoru centrs	
TKREA	Tiešā Kumsa reakcija	V		1d		24h	P,O,T,C,P,S	X
IMUNST	Limfocītu imūnfenotipi:(CD3, CD4,CD8,CD19, CD16+CD56, CD45)	V	P,O,T,C paraugs jānogādā Brīvības gatvē 366 līdz 13. Neņemt piektdienās un pirmssvētku dienās, ja nevar nogādāt Brīvības gatvē 366 līdz 13 !	Nedrīkst!	24 h	2d	P,O,T,C,P	

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
RHFENO	Rh fenotips	V	Jāņem atsevišķs stobs	1d		2d	P,O,T,C,P	
CD38	Aktivēti limfocīti+NK	V	Piektdienās, pirmssvētku dienās līdz 12:00, P,O,T,C līdz 13:00 nogādāt Teikā	Neglabāt!	Glabāt tikai istabas t 6h	24h	P,O,T,C,P	
ABOA, ABOB	Izomūnie (ABO) aglutinīni	S,Dz		1d		2d	P,O,T,C,P	
AUKAGL	Aukstuma aglutinīni	S		2d		2d	P,O,T,C,P	
KRIO	Krioglobulīni	S	Pacientam asinis jānodot tikai Teikā . Stobriņu pirms un pēc asins ņemšanas glabā 37°	1d		2d	P,O,T,C,P	
	AKNU TESTI UN FERMENTI							
BIK	Bilirubīns kopējais	S,Dz	Atļej serumu dienas laikā, sargāt no gaismas	Serums 7d	Serums 1d	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
BIT	Bilirubīns tiešais	S,Dz	Atļej serumu dienas laikā, sargāt no gaismas	Serums 7d	Serums 1d	24h/C	P,O,T,C,P,S	
ASAT	ASAT - aspartātaamīnotransferāze	S,Dz		Serums 7d	Serums 3d	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
ALAT	ALAT - alanīnaamīnotransferāze	S,Dz		Serums 7d	Serums 3d	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
GGT	GGT - Gamma glutamīltransferāze	S,Dz	Atļej serumu dienas laikā	Serums 7d	Serums 7d	24h	P,O,T,C,P,S	x
AMILA	Alfa amilāze	S,Dz		Serums 7d	Serums 7d	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
SF	Sārmainā fosfatāze	S,Dz		Serums 7d	Serums 7d	24h	P,O,T,C,P,S	x
BAP	Sārmainās fosfatāzes kaulu frakcija	S,Dz		Serums 3d, tad sasaldē		4d	T,S	
LDH	LDH - Laktātdehidrogenāze	S,Dz	Atļej serumu 1 stundas laikā	Serums 8d	Serums 8h tad sasaldē	24h	P,O,T,C,P,S	x
KFK	KFK - Kreatīnkināze	S,Dz		Serums 7d	Serums 2d	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
CERPLA	Ceruloplazmīns	S,Dz		Serums 60 d	Serums 11d	24h	P,O,T,C,P,S	
SKAFOS	Skābā fosfatāze	S,Dz	Atļej serumu 1 stundas laikā	Serums 8h	Serums 2h	24h	P,O,T,C,P,S	
PSEHOL	Pseidoholīnesterāze	S,Dz		Serums 7d	Serums 6h	24h	P,O,T,C,P,S	
LIPAZE	Lipāze	S,Dz		Serums 7d	Serums 7d	24h	P,O,T,C,P,S	
ACE	Angiotenzīna konvertāze	S,Dz		Serums 5d		24 h	P,O,T,C,P,S	
	SLĀPEKĻA VIELU MAIŅA							
UREA	Urīnviela (Urea)	S,Dz	Atļej serumu dienas laikā	Serums 7d	Serums 7d	24h/C	P,O,T,C,P,S	x

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
KREA	Kreatinīns	S,Dz		Serums 7d	Serums 7d	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
URSK	Urīnskābe	S,Dz		Serums 7d	Serums 5d	24h	P,O,T,C,P,S	x
KREAKL KREACA	Kreatinīna klīrenss	S+ 24h urīns		Serums 7d	Serums 7d	24h	P,O,T,C,P,S	
AMON	Amonjaks	V	Stobru ledus ūdenī, atlej plazmu 30 min. laikā, sasaldē	Atlieta plazma 3h, Saldēta 72h		24h	P,O,T,C,P,S	
CISTC	Cistaīns C	S,Dz		Serums 2d	Serums 2d	24h	P,O,T,C,P,S	
	OLBALTUMVIELAS							
KOLB	Kopējais olbaltums	S,Dz		Serums 3d		24h	P,O,T,C,P	x
ALB	Albumīns	S,Dz		Serums 1mēn	Serums 7d	24h	P,O,T,C,P	x
	Olbaltumvielu frakcijas(elektroforēze)	TT				24h	P,O,T,C,P	
ALBE	Albumīns					24h	P,O,T,C,P	
ALF1	Alfa 1 glob.					24h	P,O,T,C,P	
ALF2	Alfa 2 glob.					24h	P,O,T,C,P	
BETA	Bēta glob.					24h	P,O,T,C,P	
GAMA	Gamma glob.					24h	P,O,T,C,P	
PARPRO	Paraproteīns					24h	P,O,T,C,P	
IGA	IgA	S,Dz		Serums 3mēn	Serums 7d	24h	P,O,T,C,P,S	
IGG	IgG	S,Dz		Serums 8mēn	Serums 4mēn	24h	P,O,T,C,P,S	
IGM	IgM	S,Dz		Serums 4mēn	Serums 2mēn	24h	P,O,T,C,P,S	
	Imūnglobulīnu vieglās ķēdes:							
KAPPA	Kappa	S,Dz		Serums 4d		24h	P,O,T,C,P,S	
LAMBDA	Lambda	S,Dz		Serums 4d		24h	P,O,T,C,P,S	
	KARDIOLOĢISKIE MARKĪERI							
TROPT	Troponīns T	V,Zi,Za (LIN) Teikā COBAS 601 arī S,Dz	Nekavējoties nosūta izmeklēšanai	24 h		24h/C	P,O,T,C,P,S	x
MIOGL MIOGLS	Mioglobīns	Za	Nekavējoties nosūta izmeklēšanai	Neglabāt!	6 h	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
TROP	Troponīns I	S,Dz		Serums 5d	Serums 1d	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
ACRO	Augsti jutīgais CRO	S,Dz		Serums 3d	Serums 1d	24h	P,O,T,C,P,S	
CKMB	KFK MB (miokarda) frakcija	S,Dz		Serums 8d	Serums 8h	24h	P,O,T,C,P,S	x

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
BNP	B- tipa nātrijurētis kais peptīds BNP	V		Plazma 24h	24h	24h	P,O,T,C,P,S	
HOMCIS	Homocisteīns	S,Dz vai Za, V	Stobru nocentrifugē, pēc iespējas ātrāk atlej plazmu, serumu. Ja nav iespējams ātri atliet, paraugu uzglabāt ledusūdenī. Pēc atliešanas, uzglabāt tikai ledusskapī. Transportē aukstajā transportēšanas sistēmā.	Pēc centrifugēšanas 14d	Neglabāt!	24h	P,O,T,C,P,S	
GAL	Galektīna 3 līmenis	S,Dz	Serumu pēc iespējas ātrāk atdalīt no asins šūnām	Serums 1d (tad sasaldē)		24h	P,O,T,C,P,S	x
	IEKAISUMA MARKIERI, AUTOANTIVIELAS							
CRO	CRO - C reaktīvais olbaltums	S,Dz		Serums 8d	Serums 3d	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
RF	RF - Reimatoīdais faktors	S,Dz		Serums 3d	Serums 24h	24h	P,O,T,C,P,S	
CCP	Anti CCP-antiviēlas pret ciklisko citrullinēto peptīdu	S,Dz,V,Z		Atliets serums, plazma 7d		24h	P,O,T,C,P,S	
ASO	ASO - Antistreptolizīns O	S,Dz		Serums 2d	Serums 2d	24h	P,O,T,C,P,S	
PROK	Prokalcitonīns	S,Dz		Serums 2d		24h	P,O,T,C,P,S	X
KOMPC3	Komplementa faktors C3	S,Dz	Atlej serumu 1 stundas laikā	Serums 8d	Serums 4d	24h	P,O,T,C,P,S	
KOMPC4	Komplementa faktors C4	S,Dz	Atlej serumu 1 stundas laikā	Serums 2d	Serums 2d	24h	P,O,T,C,P,S	
ANTANA	ANA IgG	S,Dz		serums 5d tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
ANTDNA	ds DNS IgG, IgM, IgA	S,Dz		serums 5d tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
SMB	ANA/ENA IgG	S,Dz	Serums jāatdala cik ātri iespējams. Nav lietojami lipēmiski, hemolizēti, duļķaini un kontaminēti paraugi	serums 14d, tad sasaldē		5d	O,C	
ANTENA	ENA IgG	S,Dz		serums 5d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
ANCAc	ANCAc IgG (PR-3 IgG)	S,Dz		serums 5d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
ANCAp	ANCAp IgG (MPO IgG)	S,Dz		serums 5d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
AMAM2	AMA M2 IgG anti-mitohondriālās M2 apakštipa antigēna antiiviēlas	S,Dz		serums 5d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
GBM	GBM IgG - antiiviēlas pret glomerulu bazālo membrānu	S,Dz		Serums 5d tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
PAR	Kuņģa parietālo šūnu IgG	S,Dz		Serums 5d tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
ASCAA	ASCA IgA	S,Dz		Serums 5d tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
ASCAG	ASCA IgG	S,Dz		Serums 5d tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
HLAB27	HLA B27	V,Za	Neņemt piektdienās pēc 12:00. Vienmēr līdz 13:00 nogādāt Teikā	Nedrīkst!	1d	24 h	P,O,T,C,P	
TNF	Audu nekrozes faktors α	S,Dz	2d			14d	P. Stradiņa RKS	
IL6	Interleikīns 6	S,V	Serums 1d, tad sasaldē. Sperma 48h			24h	P,O,T,C,P,S	
	ANTIOKSIDANTI							
KOPOKS	Kopējie antioksidanti	Za				14d	Katru otro sestdienu	
GLUPER	Glutaciona peroksidāze - selēns	Za				14d	Katru otro sestdienu	
	GLIKOZES REGULĀCIJA							
GLIA	Glikoze	P	Tukšā dūšā	Plazma 7d	Plazma 24h	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
GLIHBB	Glikozētais hemoglobīns (HbA1c)	V		EDTA asinis 7d	EDTA asinis 3d	24h	P,O,T,C,P,S	
INSUL	Insulīns	S,Dz	Atlej serumu dienas laikā	Serums 7d	Serums 8h	24h	P,O,T,C,P,S	
			Tukšā dūšā. Atlej serumu 1-2 h laikā, uzglabā ledusskapī līdz 3h. Sasaldē, ja testu nevar veikt 3 h laikā. Transportē aukstās transportēšanas sistēmā.					
CPEPT	C peptīds	S,Dz		2-3 h, tad sasaldē	Serums 2-3 h	24h	P,O,T,C,P,S	
GLISL	Glikozes slodzes tests	P	8 ∞ laboratorijā Tukšā dūšā			24h	P,O,T,C,P,S	
	ELEKTROLĪTI							
NATRIJ	Nātrijs	S,Dz		Serums 14d	Serums 14d	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
KALIJS	Kālijs	S,Dz	Atlej serumu 1 stundas laikā	Serums 7d	Serums 7d	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
CA	Kalcījs	S,Dz		Serums 21d	Serums 7d	24h/C	P,O,T,C,P,S	x
P	Fosfors	S,Dz	Atlej serumu 1 stundas laikā	Serums 24h	Serums 8h	24h	P,O,T,C,P,S	x
HLORS	Hlors	S,Dz		Serums 2d	Serums 2d	24h	P,O,T,C,P,S	x
MG	Magnījs	S,Dz	Atlej serumu dienas laikā	Serums 7d	Serums 7d	24h	P,O,T,C,P,S	
LITIJS	Litijs	S,Dz	12 h pēc vakara zāļu devas. Atlej serumu 1 stundas laikā			Atbilde ~5 d laikā	NMS laboratorija	
SVINAS	Svins asinīs	Za		Glabā ledusskapī necentrifūgētu stobriņu		Atbilde ~ 30 d laikā	Nosūta O, Beļģija	

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
CO2	CO2 - (HCO3)	S,Dz	Slēgtā stobrā	Serums 2d		24h	P,O,T,C,P,S	
KALIJS	Asins gāzes, K, Na, jonizētais Ca	L	Pacientam asinis jānodod tikai Linezera un Kuldīgas filiālēs Nekavējoties izmeklē			C	P,O,T,C,P,S Linezera un Kuldīgas filiālēs	x
LACT	Laktāts	P	Plazmu nekavējoties izmeklē, vai paraugu centrifugē un plazmu atlej nekavējoties un sasaldē.			24h/C	P,O,T,C,P,S	
	LIPĪDI							
HOL	Kopējais holesterīns	S,Dz		Serums 7d	Serums 7d	24h	P,O,T,C,P,S	x
HDLHOL	ABL holesterīns - Augsta blīvuma holesterīns	S,Dz		Serums 7d	Serums 7d	24h	P,O,T,C,P,S	
LDLHOL	ZBL holesterīns - Zema blīvuma holesterīns	S,Dz		Serums 7d	Serums 2d	24h	P,O,T,C,P,S	
TRIGL	Triglicerīdi	S,Dz		Serums 7d	Serums 2d	24h	P,O,T,C,P,S	
LPA	Lipoproteīns (a)	S,Dz		Serums 7d		24h	P,O,T,C,P,S	
APOA	Apolipoproteīns A1	S,Dz		Serums 3d	Serums 1d	24h	P,O,T,C,P,S	
APOB	Apolipoproteīns B	S,Dz		Serums 3d	Serums 1d	24h	P,O,T,C,P,S	
	Apolipoproteīnu indekss: APO B/ APO A1	S, Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
	FERTILITĀTE UN GRŪTNIECĪBA							
PROLKT PROLKT	Prolaktīns	S,Dz	Atlej serumu dienas laikā	Serums 2d, tad sasaldē	Serums 8h	24h	P,O,T,C,P,S	
FSH1	FSH - Folikulu stimulējošais hormons	S,Dz		Serums 7d	Serums 1d	24h	P,O,T,C,P,S	
LH1	LH - Luteinizējošais hormons	S,Dz		Serums 14d	Serums 8h	24h	P,O,T,C,P,S	
ES2	Estradiols	S,Dz	Atlej serumu dienas laikā	Serums 2d	Serums 24h	24h	P,O,T,C,P,S	
PROGST	Progesterons	S,Dz	Atlej serumu dienas laikā	Serums 7d	Serums 2d	24h	P,O,T,C,P,S	X
17OH	17-OH progesterons	S,Dz	Serums plazma 7d, tad sasaldē			5d	P,C	
E3	Brīvais estriols	S,Dz	Atlej serumu dienas laikā	Serums 7d	Serums 2d	24h	P,O,T,C,P,S	
SHBG	SHBG - Sekshormonu saistošais globulīns	S,Dz		Serums 7d	Serums 8h	24h	P,O,T,C,P,S	
TESTOS	Testosterons	S,Dz,V,Za		Serums 7d	Serums 1d	24h	P,O,T,C,P,S	
BAI	BAI - Brīvo androgēnu indekss	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
AMH	Anti Millera hormons	S,Dz		Serums 5 d	Serums 5 d	7d	Sestdiena	
SPERAV	Anti spermālās antivielas	S,Dz		7d	3d	7d	Sestdiena	
DHEAS	DHEA SO4 - Dehidroepiandrosterona sulfāts	S,Dz		Serums 2d, tad sasaldē		24h	P,O,T,C,P,S	
ANDROS	Androstendions	S,Dz	Atlej serumu dienas laikā, sasaldē	Serums 24h		24h	P,O,T,C,P,S	
HCG1	HCG	S,Dz	Atlej serumu dienas laikā			24h	P,O,T,C,P,S	X
PAPPA	PAPPA - placentas asociētais proteīns A	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
ALFETO	AFP - α feto proteīns	S,Dz		3d, tad sasaldē		24h	P,O,T,C,P,S	
	Pirmā trimestra skrīnings- PAPP-A, brīvais βHcG		Speciāla veidlapa					
	Otrā trimestra skrīnings- AFP, HcG, brīvais estriols		Speciāla veidlapa					
	VAIROGDZIEDZERA HORMONI							
TSH	TSH - Tireotropais hormons	S,Dz		Serums 2d	Serums 8h	24h	P,O,T,C,P,S	
3T	T3 - Kopējais trijodtironīns	S,Dz		Serums 2d	Serums 8h	24h	P,O,T,C,P,S	
BT3	Brīvais T3 - Brīvais trijodtironīns	S,Dz	Atlej serumu dienas laikā	Serums 2d	Serums 8h	24h	P,O,T,C,P,S	
TSHREC	Antivielas pret TSH receptoriem	S,Dz		3 d		7d	Ceturtdienās	
B4T	Brīvais T4 - Brīvais tiroksīns	S,Dz	Atlej serumu dienas laikā	Serums 2d	Serums 8h	24h	P,O,T,C,P,S	
4T	T4 - Kopējais tiroksīns	S,Dz		Serums 2d	Serums 8h	24h	P,O,T,C,P,S	
TG	Tireoglobulīns	S,Dz		Serums 3d	Serums 1d	24h	P,O,T,C,P,S	
AVTG	Antivielas pret tireoglobulīnu	S,Dz		Serums 7d	Serums 8h	24h	P,O,T,C,P,S	
AVTPO	Antivielas pret tireoperoksidāzi (TPO)	S,Dz		Serums 2d	Serums 8h	24h	P,O,T,C,P,S	
	OSTEOPOROZES MARKĪERI							
P1NP	P1NP	V	Jānodod no rīta tukšā dūšā	5d, sasaldēts 6 mēneši	24h		P,O,T,C,P,S	
BCTX	BCTX	V	Jānodod no rīta tukšā dūšā	24h, sasaldēta plazma 3 mēn	24h		P,O,T,C,P,S	
	INFEKCIJU DIAGNOSTIKA							

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
SED	RPR	S,Dz		serums 5d, tad sasaldē. Plazma 1d		1d	P,O,T,C,P,S	
TPHA	TPHA	S,Dz		Serums, plazma 7d, tad sasaldē		1d	P,O,T,C,P,S	
IFA	Treponema pallidum IgG, IgM - IFA	S,Dz		Serums, plazma 7d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
TOXCAR	Toxocara canis IgG	S,Dz,Zi		Serums, plazma (citrāta) 5d, tad sasaldē		4d	O,P	
HIV	Anti HIV 1/2 un HIV 1 Ag	S,Dz,V,Za,Zi		10d	3d	24h	P,O,T,C,P,S	
TOXIGM	Toksoplasma gondii IgM	S,Dz,V		Serums, plazma 7d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
TOXIGG	Toksoplasma gondii IgG	S,Dz,V		Serums, plazma 7d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
CMVIGM	Citomegalo vīrusa IgM	S,Dz,V		Serums, plazma 7d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
CMVIGG	Citomegalo vīrusa IgG	S,Dz,V		Serums, plazma 7d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
CMVAG	CMV DNS kvalitatīvi	V,TT,NF uztriepe spec. Copan. Asinis, urīns (20 ml), likvors (1-4 ml), nazofaringiālā u.c. uztriepes. Auglūdeņi minimāli 1ml	Neņemt sestdien. Jānogādā LIC līdz 13:00 6h laikā vai sterili atdala plazmu un 24h laikā no parauga paņemšanas.	Uzglabāt ledusskapī			RAKUS Latvijas Infektoloģijas centra laboratorija	
CMVKV	CMV DNS kvantitatīvi	V	Stobriņš jānogādā EGL 1h laikā vai plazmu sterili atdala centrifugējot un nogādā EGL 20h laikā ledusskapja t	Uzglabāt un transportēt ledusskapja t		7d	RAKUS Latvijas Infektoloģijas centra laboratorija	
HERIGM2	Herpes simplex 1/2 vīrusa IgM	S,Dz,V		Serums, plazma 7d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
HERIGG2	Herpes simplex 1/2 vīrusa IgG	S,Dz,V		Serums, plazma 7d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
VZVIGG	Varicella zoster vīrusa IgG (Varicella un Herpes zoster)	S,Dz		Serums	7d		Pirmdienās	
HLAIGA	Chlamydia trachomatis IgA	S,Dz,Zi		Serums, plazma (citrāta) 5d, tad sasaldē		5d	O,C	
HLAIGG	Chlamydia trachomatis IgG	S,Dz,Zi		Serums, plazma (citrāta) 5d, tad sasaldē		5d	O,C	
RUBIGG	Rubella vīrusa IgG	S,Dz,V,Za		7d	2d	24 h	P,O,T,C,P,S	
RUBIGM	Rubella vīrusa IgM	S,Dz, V, Za		7d	2d	24h	P,O,T,C,P,S	

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
INFMON	Infekciozā mononukleozes heterofilās antivielas	S,Dz,V		8d		24h	P,O,T,C,P,S	
EPSIGG2	Epšteina-Barra vīrusa VCA IgG	S,Dz,V		Serums, plazma 7d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
EPSIGM2	Epšteina-Barra vīrusa VCA IgM	S,Dz,V		Serums, plazma 7d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
EBVDNS	EBV DNS kvalitatīvi	V	Sestdien ņēmt. Nogādāt LIC 24h laikā. Var plazmu sterili atdalīt (centrifugē 20min 5000 apgriezīenos)	24h			RAKUS Latvijas Infektoloģijas centra laboratorija	
EBVKV	EBV DNS kvantitatīvi	V	Nogādā LIC 6h laikā. Ja piegādei nepieciešams ilgāks laiks, atdala plazmu sterilā stobriņā (pieaugušajiem 1.5-3.5ml, bērniem 0.5-1.5)	Stobriņš 6h. Uzglabā un transportē ledusskapja t. Plazma 24h		7d	1x ned RAKUS LIC	
JERS	Yersinia enterocolitica O/3	S,Dz				3d	P,C	
JERS09	Yersinia enterocolitica O/9	S,Dz				3d	P,C	
JERSPS	Yersinia pseudotuberculosis	S,Dz				3d	P,C	
HBSAG	HBs Ag	S,Dz,v		14d		24h	P,O,T,C,P,S	
ANTHBS	Anti HBs	S,Dz,V, Za, Zi		7d	2d	24h	P,O,T,C,P,S	
HBCIGG	Anti HBc IgG	S,Dz,V		7d	2d	24h	P,O,T,C,P,S	
HBCIGM	Anti HBc IgM	S,Dz,V		7d	2d	24h	P,O,T,C,P,S	
HBEAG	HBe Ag	S,Dz		7d		7d	0 RAKUS LIC	
HBE	Anti Hbe	S,Dz					0 RAKUS LIC	
HAVIGM	HAV IgM	S,Dz, V, Za		7d	2d	24h	P,O,T,C,P,S	
ANTIHAV	HAV IgM+IgG	S,DZ,V		7d	12h		0 RAKUS LIC	
ANTHCV	Anti HCV	S,Dz,V,Za		7d	2d	24h	P,O,T,C,P,S	
HCVRNS	HCVRNS	S,Dz	Obligāti uzrādīt materiāla ņemšanas laiku. Serums jāatdala cik ātri iespējams	24 h, ilgākai uzglabāšanai sasaldē			P,O,T,C,P	
HCVWB	HCV IgG apstiprinošais tests	S,Dz,V	Serums vai plazma jāatdala cik ātri iespējams, nav lietojami lipēmiski, hemolizēti, duļķaini un kontaminēti paraugi.	serums, plazma līdz 2 nedēļām, tad sasaldē		3d	P,O,T,C,P,S	
HDVAG	HDV Ag	S,Dz					Pi RAKUS LIC	

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
HDVIGG	Anti HDV IgG	S,Dz					Pi RAKUS LIC	
HDVIGM	Anti HDV IgM	S,Dz					Pi RAKUS LIC	
AVDIFT	Diphtheria tox. IgG	S,Dz,Zi		Serums, plazma 5d, tad sasaldē		7d	T	
BORIGM2	Borrelia burgdorferi IgM	S,Dz,V		Serums, plazma 7d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
BORIGG2	Borrelia burgdorferi IgG	S,Dz,V		Serums, plazma 7d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
BORWSG	Borrelia burgdorferi IgG apstiprinošais tests	S,Dz	Serums vai plazma jāatdala cik ātri iespējams, nav lietojami lipēmiski, hemolizēti, duļķaini un kontaminēti paraugi.	serums, plazma līdz 2 nedēļām, tad sasaldē		3d	Pēc pieprasījuma	
BORWSM	Borrelia burgdorferi IgM apstiprinošais tests	S,Dz	Serums vai plazma jāatdala cik ātri iespējams, nav lietojami lipēmiski, hemolizēti, duļķaini un kontaminēti paraugi.	serums, plazma līdz 2 nedēļām, tad sasaldē		3d	Pēc pieprasījuma	
BORPKR	Borrelia burgdorferi DNS	V,Tīrs stobriņš Asinis (muguras sm.šķidrums) Sinoviālais šķidrums	Obligāti uzrādīt materiāla noņemšanas laiku; stobriņš jānogādā EGL 1h laikā vai atdalītu plazmu var glabāt ledusskapī 24h	Plazmu 24h			RAKUS LIC	
ERCENC	Ērču encefalīta vīrusa IgM	S,Dz		Serums, plazma 3d, tad sasaldē		3 - 7d	O,C,S (Ērču aktivitātes sezonā) C (Ērču neaktivitātes sezonā)	
ERICGG1	Ērču encefalīta vīrusa IgG	S,Dz		Serums, plazma 3d, tad sasaldē		3 - 7d	O,C,S (Ērču aktivitātes sezonā) C (Ērču neaktivitātes sezonā)	
MIKIGM	Mycoplasma pneumoniae IgM	S,Dz,Zi		Serums, plazma (citrāta) 5d, tad sasaldē		7d	Piekt.	
CLPNG	Clamidia pneumoniae IgG	S,Dz		Serums 5d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
CLPNM	Clamidia pneumoniae IgM	S,Dz		Serums 5d, tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
HELIGA	Helicobacter pylori IgA	S,Dz		Serums, plazma 3d, tad sasaldē		3d	P,T,P	
HELIKO	Helicobacter pylori IgG	S,Dz		Serums, plazma 3d, tad sasaldē		3d	P,T,P	

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
MASIGM	Masalu (Rubeola) vīrusa IgM	S,Dz				2d	P,O,T,C,P,S	
MASIGG	Masalu (Rubeola) vīrusa IgG	S,Dz				2d	P,O,T,C,P,S	
PAROTM	Parotīta vīrusa IgM	S,Dz				2d	P,O,T,C,P,S	
PAROTG	Parotīta vīrusa IgG	S,Dz				2d	P,O,T,C,P,S	
	CITI ASINS IZMEKLĒJUMI							
OSTCA	Osteokalcīns	Za,S,V	Centrifugēt nekavējoties!	3d Sasaldēts 3mēn	8h	7d	S	
KORTI	Kortizols	S,Dz		5d		24h	P,O,T,C,P,S	
STH1	STH - Somatotropais hormons	S,Dz	Stobru ledus ūdenī, atlej serumu 1 st. laikā. Sasaldē, ja jāuzglabā ilgāk par 8h	Uzglabā līdz 8h tikai ledusskapī		24h	P,O,T,C,P,S	
IGF1	IGF1 (Somatomedīns) Insulīnkarīgais augšanas faktors	S,Dz	Stobru ledus ūdenī, atlej serumu 1 st. laikā. Sasaldē, ja jāuzglabā ilgāk par 24h	Uzglabā līdz 24h tikai ledusskapī		2d	P,O,T,C,P,S	
PARATH	Parathormons	S,Dz	Stobru ledus ūdenī, atlej serumu 1 st. laikā. Sasaldē, ja jāuzglabā ilgāk par 8h	Serums 8h	Neglabā!	24h	P,O,T,C,P,S	
AKTH	AKTH - Adrenokortikotropais hormons	V	Stobru ledus ūdenī, atlej plazmu 1 st. laikā, sasaldē			24h	P,O,T,C,P,S	
ALDOST	Aldosterons	S,Dz		serums 5d, tad sasaldē		4d	O,C	
GASTR	Gastrīns	S,Dz	Tukšā dūšā .Stobru ledus ūdenī, atlej serumu 1 st. laikā, sasaldēt			15d	Nosūta mēneša pēdējā O, Beļģija	
VITDT	Vitamīns D(25OH)	S,Dz,V,Za				24h	P,O,T,C,P,S	
TRAGLU	Transglutamināzes IgA	S,Dz		Serums 5d tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
TRAGLUG	Transglutamināzes IgG	S,Dz		Serums 5d tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
GLIDA	Gliadīna IgA	S,Dz		Serums 5d tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
GLIDG	Gliadīna IgG	S,Dz		Serums 5d tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
DGPA	DGP IgA	S,Dz		Serums 5d tad sasaldē		2d	P,O,T,C,P,S	
CIKSP	Ciklosporīns	V		7d	Līdz 6h	24h	P,O,T,C,P,S	

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
DIGOKS	Digoksīns asinīs	S,Dz	Ne ātrāk kā 6h pēc pēdējās zāļu devas			10d	Nosūta O, Beļģija	
VALPSK	Valprojskābe	S,Dz	Terapeitiskās vērtības asinīs jānosaka tsi pirms zāļu devas saņemšanas	Serums 2d		24h	P,O,T,C,P,S	
VANK	Vankomicīns	S		Serums 48h, ja jāuzglabā ilgāk, tad sasaldē	8h	2d	RAKUS Gaiļezers	
ALCO	Etanols	S,Dz,Za				24h	P,O,T,C,P,S	
CDT	CDT - karbonhidrātu deficītais transferīns	S,Dz		Serums 10 d, tad sasaldē		8d	S	
REN	Renīns	V	Asinis jāņem istabas t stobriņā, turot istabas t 1h laikā nogādā laboratorijā vai nekavējoties centrifūgē un atdala plazmu, tūlīt sasaldē un transportē aukstās transportēšanas sistēmā	Nedrīkst uzglabāt!		2d	P,O,T,C,P,S	
	MARĶIERI							
PSA1	PSA - prostatas specifiskais Ag	S,Dz	Atlej serumu dienas laikā	5d		24h	P,O,T,C,P,S	
BRPSA	Brīvais PSA - brīvais prostatas specifiskais Ag	S,Dz	Atlej serumu dienas laikā	5d		24h	P,O,T,C,P,S	
CEA	CEA - Karcinoembrionālais antigēns	S,Dz	Atlej serumu dienas laikā	Serums 48h	Serums 8h	24h	P,O,T,C,P,S	
CA153	CA 15-3 (BR-MA)	S,Dz		Serums 24h	Serums 8h	48h	P,O,T,C,P,S	
HER2	HER2	S		24h	8h	7d		
CEA125	CA - 125 (OM-MA)	S,Dz	Uzglabāt vertikālā stāvoklī	Serums 24h	Serums 8h	48h	P,O,T,C,P,S	
HE4	HE4	S,Dz		48h (ja jāuzglabā ilgāk, sasaldē)	5h		S	
ROMA	ROMA (olnīcu audzēja riska indekss) kalkulēts no CEA125 un HE4	S,Dz	Jānorāda vai pre, vai post menopauze	48h (ja jāuzglabā ilgāk, sasaldē)	5h		S	
CA199	CA 19-9 (GI-MA)	S,Dz	Uzglabāt vertikālā stāvoklī	Serums 48h	Serums 8h	48h	P,O,T,C,P,S	
BETA2M	b 2 mikroglobulīns	S,Dz		Serums 7d	Serums 1d	24h	P,O,T,C,P,S	
BRHCG	Brīvais b HCG	S,Dz		Serums 7d	Serums 8h	24h	P,O,T,C,P,S	
NSE	NSE - neironspecifiskā enolāze	S,Dz	1 stundas laikā atdalīt serumu. Ietekmē (paaugstina) hemolīze.	24 stundas, tad sasaldē	6 stundas	7 d	S	

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
CA 72	CA 72-4	S,Dz,Za,V		30 dienas		7 d	S	
AGS	S-100	S		2 dienas	8 stundas	7 d	S	
CYF	Cyfra 21-1	S		4 nedēļas		7 d	S	
KALCIT	Kalcitonīns	S	Stobru ledus ūdenī, atlej serumu 1 st. laikā, sasaldē			24h	P,O,T,C,P,S	
	URĪNA IZMEKLĒŠANA							
UBLIV	Urīna analīze - ķīmiska ar teststripu	U, TT	Viena urīna porcija ~10ml			24h/C	P,O,T,C,P,S	x
UMLEI	Urīna analīze - mikroskopija	U, TT	Viena urīna porcija ~10ml			24h/C	P,O,T,C,P,S	x
ALFAMU	Alfa amilāze	U,TT	Viena urīna porcija ~10ml			24h/C	P,O,T,C,P,S	x
MIKALB	Albumīns (Mikroalbuminūrija)	U,TT	Viena urīna porcija ~10ml			24h	P,O,T,C,P,S	
OLBKREAP	Olbaltuma/kreatinīna attiecība	U,TT	Viena urīna porcija ~10ml			24h	P,O,T,C,P,S	
NARK	Narkotikas –(Amfetamīni, kanabinoīdi, barbiturāti, opiāti, kokaīns, fenciklidīns),etanols	U,TT	Viena urīna porcija ~10ml Slēgtā stobrā	7d		24h	P,O,T,C,P,S	
ALCOU	Etanols	U,TT	Viena urīna porcija ~10ml Slēgtā stobrā			24h	P,O,T,C,P,S	
HLPKR	Chlam.tr. RNS urīnā	U,TT	Rīta urīna porcija			72h	P,O,T,C,P	
GNPKR	GN urīnā (PKR)	U,TT	Rīta urīna porcija			72h	P,O,T,C,P	
DPD	DPD - dezoksipiridolīns	U,TT	Urīna rīta porcija	7d	8h	24h	P,O,T,C,P,S	
BET2MU	Beta 2 mikroglobulīns	U,TT	Urīns jāvāc sekojoši : Iztukšo urīnpūli, izdzer lielu glāzi ūdens, savāc urīnu 1 stundas laikā. Izmeklējumam nepieciešami 10 ml.	48h		24h	P,O,T,C,P,S	
DZIVSU	Dzīvsudrabs	U,TT	20ml no rīta urīna			30d	O, Beļģija	
BKUZUR	Uzsējums uz MB urīnā	U sterilis trauciņš				60d	RAKUS LIC TBC centrs	
OLBUSP	Olbaltums	U,TT	Viena urīna porcija ~10ml			24h	P,O,T,C,P,S	
OLELFU PARPRU IMELFU	Paraproteīns urīnā – olbaltumu frakcijas, imūnfiksācija	U,TT	Viena urīna porcija ~10ml			24h	P,O,T,C,P	
OLBUSD	Olbaltums	U24,TT	U24 10ml			24h	P,O,T,C,P,S	
KREAU	Kreatinīns	U24,TT	U24 10 mL			24h	P,O,T,C,P,S	

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
DMIKALB	Albumīns (Mikroalbuminūrija)	U24, TT	U24 10 mL			24h	P,O,T,C,P,S	
MALBKREE A	Albumīna/kreatinīna attiecība	U24, TT	U24 10 mL			24h	P,O,T,C,P,S	
CAU	Kalcijs	U24, TT	U24 10 mL			24h	P,O,T,C,P,S	
PU	Fosfors	U24, TT	U24 10 mL			24h	P,O,T,C,P,S	
URSKAU	Urīnskābe	U24, TT	U24 10 mL			24h	P,O,T,C,P,S	
UREAU	Urea	U24, TT	U24 10 mL			24h	P,O,T,C,P,S	
KORTIZ	Kortizols urīnā	U24, TT	U24	7d		24h	P,O,T,C,P,S	
ADRNOR	Adrenalīns	U24+sk 50mL	~10ml (no 24h urīna ar skābi-30ml 6NHCl), pārbaudīt pH<3			14d	Katru otro ceturtdienu	
NOR	Noradrenalīns	U24+sk 50mL	~10ml (no 24h urīna ar skābi-30ml 6NHCl), pārbaudīt pH<3			14d	Katru otro ceturtdienu	
DOP	Dopamīns	U24+sk 50mL	~10ml (no 24h urīna ar skābi-30ml 6NHCl), pārbaudīt pH			14d	Katru otro ceturtdienu	
VANMAN	Vanilmandeļskābe	U24+sk	~10ml (no 24h urīna ar skābi līdz 8:30 nogādāt EGL ARS)			14d	Katru otro ceturtdienu	
5HIAA	5 hidroksiindeleīnskābe	U24+sk	~10ml (no 24h urīna ar skābi-30ml 6NHCl), pārbaudīt pH			14d		
AMINO	Delta - amino levulīnskābe	TT 50ml rīta urīna	Līdz 8:30 nogādāt ARS			7d	P,O,T,C P.Stradiņa slimnīca	
PORF	Koproporfirīns	TT 50ml rīta urīna	Līdz 8:30 nogādāt ARS			7d	P,O,T,C P.Stradiņa slimnīca	
UZMIKU	Urīna uzsējums uz mikrofloru	TST, U	10 mL			2d	P,O,T,C,P,S	
ABJUT	Antibakteriālā jutība	TST, U	10 mL			3d	P,O,T,C,P,S	
CITOLU	Urīna citoloģija	TT, U	10 mL, Speciāla veidlapa			2d	P,O,T,C,P	
CITOL2	Cistoskopijas materiāla citoloģija	TT	Speciāla veidlapa			2d	P,O,T,C,P,S	
GRUTNU	HCG urīnā (Grūtniecības tests)	TT				C	P,O,T,C,P,S	x
	SEROZO DOBUMU ŠĶIDRUMU IZMEKLĒŠANA							
SDZI	Serozā dabuma šķidruma analīze	TT				24h	P,O,T,C,P,S	

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
LDZI	Muguras smadzeņu šķidrums analīze	TT				C	P,O,T,C,P,S	x
	KRĒPU IZMEKLĒŠANA							
KRMIBA	Krēpu analīze	TF				24h	P,O,T,C,P	
KRASTM	Astmas elementi	TF				24h	P,O,T,C,P	
EOZLEI	Eozinofīlie leikocīti deguna sekrētā	TF				24h	P,O,T,C,P	
BKBAGA	Acidorezistentās nūjiņas	TF				24h	P,O,T,C,P	
BKUZKR	Uzsējums uz BK	TST				90 d	RAKUS TBC centrs	
UZMIKK	Krēpu uzsējums	TST				24h	P,O,T,C,P,S	
ABJUT	Antibakteriālā jutība	TST				4d	P,O,T,C,P,S	
	CITOĢENĒTIKA							
KARTI	Kariotips amniocītiem (auglūdeniem)	Skatīt NO-02				21d	P,O,T,C,P	
KARTIS	Kariotips asinīm	Za				14d	P,O,T,C,P	
KARTIF	Kariotips ādas bioptātā	Speciāls stobrs ar barotni, heparīnu un antibiotikām /pieprasīt laboratorijā/	Piektdienās nepieņem			28d	P,O,T,C,P	
KARTIH	Kariotips horija bārkstīnās	Speciāls stobrs ar barotni, heparīnu un antibiotikām /pieprasīt laboratorijā/	Piektdienās nepieņem			21d	P,O,T,C,P	
KARTIK	Kariotips kaula smadzenēs	Za stobrs ar barotni /pieprasīt laboratorijā/	Piektdienās nepieņem			1mēn. vai pēc vienošanās ar klientu	P,O,T,C,P	
FISHSM, (FISHSM2-5)	FISH perifērās asinīs(metafāzēs)	Za				21d	P,O,T,C,P	
FISHS, (FISHS2-5)	FISH perifērās asinīs(nekultivētās, kultivētos kodolos)	Za				21d	P,O,T,C,P	
FISH	FISH prenatali amnija šķidrumā	Skatīt NO-02				3d	P,O,T,C,P	
FISHK, (FISHK2-5)	FISH kaula smadzenēs(nekultivētās, kultivētos kodolos)	Za stobrs ar barotni /pieprasīt laboratorijā/	Piektdienās nepieņem			21d	P,O,T,C,P	
FISHKM, (FISHKM2-5)	FISH kaula smadzenēs(metafāzēs)	Za stobrs ar barotni /pieprasīt laboratorijā/	Piektdienās nepieņem			21d	P,O,T,C,P	
	MOLEKULĀRĀ BIOĻĢIJA							

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
RIPV	Respiratoro infekciju panelis (vīrusi) RL PKR	Nazofaringiāla iztriepe, aspirāts, bronhoalveolāra lavāža konservējošā šķīdumā. „Copan” stobriņš.		48h	48h	2d	P,O,T,C,P	
RIPVB	Respiratoro infekciju panelis (vīrusi un baktērijas)	Nazofaringiāla iztriepe, aspirāts, bronhoalveolāra lavāža konservējošā šķīdumā. „Copan” stobriņš.		48h	48h	2d	P,O,T,C,P	
STIP, STIPUZ	Seksuāli transmisīvo infekciju panelis (RL PKR)	Urīns, uztriepe no cervikālā kanāla („Copan” transporta konteinerā vai kā šķīduma citoloģijai), uroģenitāla iztriepe („Copan” stobriņš).	Urīns sterilā traukā	7d	Urīns – 24h, pārējos tikai ledusskapī	2d	P,O,T,C,P	
SP	Sēnīšu panelis(Trichophyton mentagrophytes complex, Trichophyton tonsurans, Trichophyton violaceum, Trichophyton rubrum spp. complex, Microsporium canis, Microsporium audouinii, Microsporium ferrugineum)	Ādas, nagu un matu paraugi Petri trauciņā		7d	7d	2d	P,O,T,C,P	
ZTP	Zamu trakta parazīti (RL-PKR) Entamoeba histolytica, Cryptosporium sp., Gardia lamblia	Fēces		24h	24h	3d	P,O,T,C,P	
GEP	Gastroenterītu panelis (vīrusi)	Fēces		24h	24h	3d	P,O,T,C,P	
GEPB	Gastroenterītu panelis (baktērijas)	Fēces		24h	24h	3d	P,O,T,C,P	
DQ2DQ8	DQ2/DQ8	V	Atsevišķā stobrā	48h	48h	3d	P,O,T,C,P	
VTR	Venozās trombozes riska alēļu noteikšana	V	Atsevišķā stobrā	48h	24h	2d	P,O,T,C,P	
BCRABL	BCR-ABL	V	Atsevišķā stobrā	48h	24h	2d	P,O,T,C,P	
KRBR	KRAS/BRAF mutāciju noteikšana	FFPE (formalinā fiksēti un parafinā iekļauti) audzēja audi		-	-	3d	P,O,T,C,P	
BRAF	BRAF gēna 600. kodona mutāciju noteikšana	FFPE (formalinā fiksēti un parafinā iekļauti) audzēja audi		-	-	3d	P,O,T,C,P	

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
ADZA	Augļa dzimuma noteikšana mātes asinīs	Dz	Jāņem 3!!! stobri, uzreiz pēc sarecēšanas centrēt. Pirms ņemšanas kontaktēties ar Miku Gavaru 29237678 Paraugus drīkst ņemt līdz ceturtdienas 12.00. Nedrīkst pieņemt bez speciālas veidlapas, USG kopijas un piekrišanas formas.	-	-	15d	Cerba laboratorija , Francija	
NIPT	Neinvazīvais prenatalais skrīnings	Speciāls stobrs	Pirms ņemšanas kontaktēties ar Miku Gavaru 29237678, pacientam jāierodas Brīvības 366 vai jānorunā, ka nepieciešamie materiāli tiek nosūtīti ārstam. Nedrīkst pieņemt bez speciālas veidlapas, USG kopijas un piekrišanas formas.	-	-	15d	Cerba laboratorija , Francija	
	FĒČU IZMEKLĒŠANA							
FKON	Koprogramma	TF				24h	P,O,T,C,P,S	
SLEPAS	Slēptās asinis	TF				24h/C	P,O,T,C,P,S	x
PAROLI	Parazītu oliņas (koncentrēšanas metode)	TF				24h	P,O,T,C,P,S	
ROTA	Rotavīrusu un adenovīrusu Ag	TF	Svaigs materiāls			24h	P,O,T,C,P,S	
FE	Enterobius verm. oliņas	TS	Perianāls nokasījums			24h	P,O,T,C,P,S	
LAMAG	Giardia lamblia antiģēns	TF	Svaigs materiāls			24h	P,O,T,C,P,S	
VIENSF	Vienšūņu cistas	TF	Svaigs materiāls			24h	P,O,T,C,P,S	
HELAG1	Helicobacter pylori antiģēns	TF	Svaigs materiāls			24h	P,O,T,C,P,S	
KAL	Kalprotektīns	TF	Fēces savāc tīrā, sausā trauciņā nepieļaujot saskari ar tualetes dezinfektantiem.	Līdz 5d		2d	P,O,T,C,P,S	
	DISBIOZE:	TF	Svaigs materiāls			7d	NMS laboratorija	
PEDB	Patog. Enterobacterijas (Salmonella ,Shigella ģ.)						P,O,T,C,P	
	Bifidobaktērijas							
	Lactobacillus ģints baktērijas							
	Kopējais E.coli skaits							
	Laktozes negatīvās E.coli							

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
	Hemolītiskais E.coli							
	Citas nosacīti patogēnās enterobaktērijas							
	Pseudomonas ģints baktērijas un citas nefermentējošās baktērijas							
	S.aureus							
	Koagulāzes negatīvie stafilokoki							
	Candida ģints sēnītes							
	Enterococcus ģints baktērijas							
PATMI	Patogēnā mikroflora fēcēs (Shigella, Salmonella)	TF, TAB				2d	P,O,T,C,P,S	
PATMIF	Patogēnā mikroflora fēcēs bērniem <2 gadiem (Shigella, Salmonella, Stafilokoks, E. Coli-o157)	TF, TAB				2d	P,O,T,C,P,S	
CAMPY	Campylobacter	TANAE	Nogādāt laboratorijā 2h laikā vai Port-A-Cul transporta barotnē 24 st. laikā			5d	P,O,T,C,P,S	
COLI	Gastroenterīta E. Coli O157	TF vai TAB				2d	P,O,T,C,P,S	
JERSIN	Yersinia	TF vai TAB				5d	P,O,T,C,P,S	
	SPERMAS UN UZTRIEPJU IZMEKLĒŠANA							
IZT	Uztriepes analīze	TP				24h	P,O,T,C,P	
LEIIZTP	Prostatas eksprimāta analīze	TP				24h	P,O,T,C,P	
SPERMA	Spermas analīze	TSP	Jānodod 1 stundas laikā pēc iegūšanas, līdz 12:00. Nodošanai uz vietas pieteikties SIA EMBRIONS			24h	P,O,T,C,P	
IL6	Interleikīns 6 spermā	S,V	Serums 1d, tad sasaldē; Sperma 48h			24h	P,O,T,C,P,S	
HLDNA	Chlamydia trachomatis /GN rRNs	TGP				24h	P,O,T,C,P	
PAPDNA*2	Augsta riska HPV onkogēna E6/E7 mRNS	TKS				5d		
SPEUZS	Spermas uzsējums	TSP vai TST				3d	P,O,T,C,P	
DABAKTN	Dzemesdobuma aspirāta uzsējums	TANAE	Anaerobu transporta barotne			3d	P,O,T,C,P	

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
ABJUT	Antibakteriālā jutība	TST				4d	P,O,T,C,P	
UZURPL	Uzsējums uz ureoplazmu	TAB vai U,TT				2d	P,O,T,C,P,S	
UZMIKP	Uzsējums uz ureaplazmu un mikoplazmu	TAB vai U,TT				2d	P,O,T,C,P,S	
URP+MIK+ABJMU	Uzsējums uz ureaplazmu un mikoplazmu + antibakteriālā jutība	TAB vai U,TT				4d	P,O,T,C,P,S	
	DAŽĀDI IZMEKLĒJUMI							
DEMODE	Demodex folliculorum	PET+TP				24h	P,O,T,C,P	
SENITE	Sēnītes mikroskopiski	PET+TP				24h	P,O,T,C,P	
UZSSEN	Uzsējums uz Candida ģints sēnītēm	TST vai TAB				30d	RAKUS LIC	
ASSTER ASSTERT	Asins uzsējums uz sterilitāti	F		Nedrīkst!	12-24h	3-5d	P,O,T,C,P,S	
ABJUTA	A/B jutības noteikšana	F		Nedrīkst!	12-24h	3-5d	P,O,T,C,P,S	
STAFIL	Uzsējums uz stafilokoku	TAB				3d	P,O,T,C,P,S	
UZSDIF	Uzsējums uz difteriju	TAB				5d	RAKUS LIC	
UMRSA	Uzsējums uz MRSA	TAB				3d	P,O,T,C,P,S	
STREPCL	A grupas(beta hemolītiskais) streptokoks Ag	TAB				24h	P,O,T,C,P,S	
STREPT	Uzsējums uz streptokoku	TAB				2d	P,O,T,C,P,S	
ABJUT	Antibakteriālā jutība	TST				4d	P,O,T,C,P,S	
MIKKUU	Dažādu materiālu uzsējums	TAB				2d	P,O,T,C,P,S	
ABJUT	Antibakteriālā jutība	TAB				4d	P,O,T,C,P,S	
HISTOL	Histoloģija	TFO Materiāls 10% formalīna šķ.					Akadēmiskā histoloģijas laboratorija	
NOSKAL	Noskalojumi uz sterilitāti	TAB				3d	P,O,T,C,P,S	
GAISS	Gaisa uzsējums	TGA	Pieprasīt Centrālajai laboratorijai nepieciešamo skaitu sāls agara un gaļas peptona agara plates (skatīt DA-37)			3d	Centrālā laboratorija	
	ALERĢIJU DIAGNOSTIKA							
ECP	ECP – Eozinofilu katjoniskais proteīns	S,Dz	Pēc asiņu noņemšanas atstāj uz 60 min. Lai sarec, tikai tad centrifūgē un atlej serumu	Serums 7d	Serums 8h	24h	P,O,T,C,P,S	

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
IGE1	IgE kopējais	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
ALERĢĒNU PANĒĻI (Specifiskais IgE kvantitatīvi katram no 6 alerģeniem)								
	Inhalācijas alerģenu panelis telpā: Mājas putekļi, Derm.farine, Derm. pter., suņa spalva, kaķa ep., Cladosporum herb.	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
	Dzīvnieki: Suņa spalva, papagaiļišu spalva, kāmjā ep., žurka, pele, truša ep.	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
	Koki: Kļava, lazda, pūpols, priede, bērzs, alksnis	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
	Zāle: Timotiņš, vībotne, ceļmallapas, Aspergillus fum., alternaria tenius, cladosporium herbarum	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
	Pārtikas panelis: Olas baltums, dzeltenums, piens, kazeīns, kvieši	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
	Saknes: Kartupeļļi, burkāni, tomāti, zemesrieksti, āboli, banāni	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
	Gaļa: Liellopa, cūkas, cāļa. Zivis: Menca, tuncis, lasis	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
	Graudi: Kvieši, rudzi, rīsi, glutēns, auzas, raugs	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
ALERĢĒNU PANĒĻI (Specifiskais IgE katram alerģenam nav norādīts)								
A1	Inhalācijas alerģēni	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
A2	Dzīvnieki	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
A3	Putekļi	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
A4	Pārtika	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
A5	Zāle	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
A6	Peļējums	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
A7	Koki	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
ATSEVIŠĶI NOSAKĀMI ALERĢĒNI (Specifiskais IgE)								
K82	Latex	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
E1	Kaķa epitēlijs, spalva	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
E5	Suņa spalva	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
E2	Suņa epitēlijs	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
H1	Mājas putekļi	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
T1	Kļava	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
T2	Alksnis	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
T3	Bērzs	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
T4	Lazda	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
T12	Pūpols	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
T16	Priede	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
T7	Ozols	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
W6	Vībotne	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
W9	Ceļmallapas	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
G6	Timotiņš	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
D2	Dermatoph.farine (D2)	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
D1	Dermatoph.pter. (D1)	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
M2	Cladosporum herbarum	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
M3	Aspergillus fumigatus	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
M6	Alternaria tenuis	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
E78	Papagaiļu (mazo) spalvas	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
E84	Kāmjā epitēlijs	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
E82	Truša epitēlijs	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
E87	Žurka	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
E88	Pele	S,DZ				24h	P,O,T,C,P,S	
P1	Ascaris	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
ALERĢĒNU PANELĪ (Specifiskais IgE, IgG un IgG4 kvantitatīvi katram alergēnam)								
SAK	SAKNES IgE, IgG, IgG4 PANELIS (iekļauti zemāk minētie alergēni)	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F8	Kukurūza	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F12	Zirņi	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F25	Tomāts	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F31	Burkāns	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F35	Kartupelis	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F47	Ķiploki	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F48	Sīpoli	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F85	Selerijas	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F216	Kāposts	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F218	Saldie pipari	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
PAR	PĀRTIKAS IgE, IgG, IgG4 PANELIS (iekļauti zemāk minētie alergēni)	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F1	Olas baltums	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F75	Olas dzeltenums	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F2	Piens	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F231	Vārīts piens	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
F76	Alfa laktoalbumīns	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F77	Beta laktoglobulīns	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F78	Kazeīns	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F360	Jogurts	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F409	Kazas piens	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F14	Soja	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
GRA	GRAUDU, RIEKSTU IgE, IgG, IgG4 PANELIS (iekļauti zemāk minētie alergēni)	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F9	Rīsi	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F11	Grīķi	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F7	Auzas	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F5	Rudzu milti	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F79	Glutēns	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F4	Kviešu milti	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F45	Raugis	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F6	Mieži	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F13	Zemes rieksti	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F36	Kokosrieksti	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
GAL	GAĻAS, ZIVIS IgE, IgG, IgG4 PANELIS (iekļauti zemāk minētie alergēni)	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F3	Menca	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F24	Garneles	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F26	Cūkgaļa	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F27	Liellopu gaļa	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F40	Tuncis	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F41	Lasis	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F83	Vistas gaļa	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F88	Jēra gaļa	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F206	Skumbrija	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F284	Tītara gaļa	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
AUG1	AUGĻI 1 IgE, IgG, IgG4 PANELIS (iekļauti zemāk minētie alergēni)	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F33	Apelsīni	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F44	Zemenes	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F49	Āboli	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F92	Banāni	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F94	Bumbieri	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F210	Ananāss	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
F237	Aprikozes	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F288	Mellenes	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
AUG2	AUGLI 2 IgE, IgG, IgG4 PANELIS (iekļauti zemāk minētie alergēni)	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F341	Dzērvenes	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F329	Arbūzs	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F95	Persiks	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F242	Kirši	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F255	Plūmes	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F302	Mandarīni	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F343	Avenes	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
SIE	SIERU IgE, IgG, IgG4 PANELIS (iekļauti zemāk minētie alergēni)	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F67	Parmazāna siers	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F81	Čedaras siers	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F82	Pelējuma tipa siers	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	
F170	Šveices siers	S,Dz				24h	P,O,T,C,P,S	

BD VACUTAINER stobriņi asins ņemšanai

S (Sarkans korķis) – CAT 5mL sauss stobriņš ar recēšanas aktivatoru vai Plain 7mL bez aktivatora - bioķīmiskajiem izmeklējumiem, seroloģijai, hormonu izmeklējumiem

Dz (Dzeltens korķis) – SST II Advance 5mL, 4mL stobriņi ar gelu izmantojami seruma stobru (vakutaineri ar sarkano korķi) vietā, lai nodrošinātu stabilu seruma saglabāšanu. Speciāli pielietojami izmeklējumiem, kur jānodrošina seruma atdalīšana stundas laikā

V (Violets korķis) – K3E 3mL, 2mL stobriņi ar EDTA - asins analīžu veikšanai, Rēzus, HbA1C noteikšanai

Zi (Zils korķis) – 9NC 4.5 mL stobriņi ar Na citrātu - koaguloģijas izmeklējumiem

Za (Zaļš korķis) – LH 6mL stobriņš ar heparīnu - imunoloģiskiem izmeklējumiem

P (Pelēks korķis) –FX 2mL stobriņš ar Na fluorīdu - glikozes noteikšanai

(Flakons) – ar

F buljonu

CITI APZĪMĒJUMI

* Iepriekš jāpiesakās laboratorijā, var telefoniski

D Diena

FF Folikulārā fāze

G Gads

	Nosakāmais parametrs	Lietojamā stobriņa, trauciņa veids materiāla savākšanai	Speciāli noteikumi materiāla nodošanai	Materiāla glabāšana ledusskapī 4-8°C (h-stundas d-dienas)	Materiāla glabāšana istabas t° 20-25°C (h-stundas d-dienas)	Izpildes termiņš (h-stundas, d-darba dienas, C-CITO)	Kurās dienās veic testēšanu	Tests iespējams brīvdienās, svētku dienās un naktīs (slimnīca "Linezers")
--	-----------------------------	--	---	--	--	---	------------------------------------	--

Gr.ned.	Grūtniecības nedēļas							
L	Pacientam jāierodas Linezera ielā 6 laboratorijā							
LF	Luteinā fāze							
M	Mēnesis							
OF	Ovulatorā fāze							
PMP	Postmenopauze							
TF	Tīrs trauks - fēcēm, krēpām u.c.							
TSP	Mēģene ar mērdaļām spermas analīzei							
TGP	Chlamydia, GN RNA/DNA proves stobriņš							
TKS	Papillomas DNA proves stobriņš							
TST	Sterils trauciņš mikrobioloģijas izmeklējumiem							
TAB, TAB								
ST	Transporta barotnes materiāla ņemšanai mikrobioloģiskiem izmeklējumiem							
TANAE	Anaerobā transporta barotne							
GA	Transporta barotne ar 2 agariem							
TFO	Trauciņš ar formalīnu							
PET	Petri trauciņš							
TP	Priekšmetstikliņš							
TS	Tampons materiāla ņemšanai enterobiozes izmeklējumiem							
TT	Tīrs plastikāta vai stikla trauciņš, stobriņš							
U24+sk	24 stundu urīns ar skābi-30mL 6N HCl							
U24	Diennakts urīns							
U	UAP Plus Vacutainer stobriņš ar konservantu(Raibs Korķis) urīna analīzēm							

#Pārējās Alerģēnu noteikšanas iespējas skatīt www.egl.lv

References lielumi atbilstoši vecumam un dzimumam ir norādīti katrā testēšanas pārskatā.

CITO izmeklējumus veic 1 stundas laikā no materiāla saņemšanas laboratorijā (vai pēc vienošanās ar pasūtītāju).

24h - izmeklējumi tiek veikti dienas laikā (vai pēc vienošanās ar pasūtītāju par rezultātu saņemšanas laiku).

Materiālu izmeklējumiem var nodot katrā E. Gulbja laboratorijas materiālu pieņemšanas punktā tā darba laikā.

Uz Beļģiju materiālu nosūta katru otrdienu. **Saldētu materiālu uz Beļģiju** nosūta mēneša pēdējā otrdienā.

TRAUCIŅUS, STOBRIŅUS MATERIĀLA SAVĀKŠANAI BEZ MAKSAS VAR SAŅEMT LABORATORIJĀ

Kā pareizi jānodod materiāli izmeklējumiem lūdzam iepazīties E. Gulbja laboratorijas nolikumā NO-02

Piezīme:

Ja paraugu no E.Gulbja Laboratorijas Gulbenes ,Kuldīgas , Daugavpils, Preiļu filiālēm sūta uz Rīgu testēšanai, tad izpildes termiņš pagarinās par 1 dienu.